



INSTRUMENTÁRIUM

KATALOG



AM1 INSTRUMENTÁRIUM



Instrumentárium AM1 se vyznačuje vynikající funkcí, kvalitním zpracováním a příznivou cenou.

NŮŽKY

Nůžky METZENBAUM, ROVNÉ, tupo/tupé



03-BC-601 12	Nůžky AM1 ROVNÉ METZENBAUM Baby, T/T, 12,5cm	317 Kč
03-BC-601	Nůžky AM1 ROVNÉ METZENBAUM, T/T, 14 cm	342 Kč
03-BC-680	Nůžky AM1 ROVNÉ, METZENBAUM, T/T, 16cm	391 Kč
03-BC-602	Nůžky AM1 ROVNÉ, METZENBAUM, T/T, 18cm	391 Kč

Nůžky chirurgické MAYO-NOBLE, ROVNÉ, tupo/tupé



03-BC-544	Nůžky AM1 ROVNÉ, MAYO, T/T, 14cm, chirurgické	332 Kč
03-BC-566	Nůžky AM1 ROVNÉ, MAYO-NOBLE, T/T, 17cm, chirurgické	259 Kč

Nůžky METZENBAUM, ZAHNUTÉ, tupo/tupé



03-BC-603	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, METZENBAUM T/T, 14 cm	321 Kč
03-BC-683	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, METZENBAUM, T/T, 16cm	370 Kč
03-BC-606	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, METZENBAUM, T/T, 18cm	398 Kč
03-BC-607	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, METZENBAUM, T/T, 20cm	413 Kč
03-BC-615	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, METZENBAUM NELSON, T/T, 23cm	444 Kč

Nůžky chirurgické GRAZIL, ROVNÉ, tupo/tupé



03-J-22-050	Nůžky AM1 ROVNÉ, GRAZIL, T/T, 14 cm, chirurgické	246 Kč
-------------	--	--------

Nůžky chirurgické GRAZIL, ZAHNUTÉ, tupo/tupé



03-J-22-053	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, GRAZIL, T/T, 14 cm, chirurgické	259 Kč
-------------	--	--------

Nůžky na STRABISMUS, ROVNÉ, tupo/tupé



03-J-22-219	Nůžky AM1 ROVNÉ, na STRABISMUS, T/T, 11 cm, oční	215 Kč
-------------	--	--------

Nůžky chirurgické, ROVNÉ, tupo/tupé



03-BC-314	Nůžky AM1 ROVNÉ, T/T, 14 cm, Chirurgické	191 Kč
-----------	--	--------

Nůžky chirurgické, ROVNÉ, hrot/hrot



03-BC-341	Nůžky AM1 ROVNÉ, H/H, 11,5 cm, chirurgické	179 Kč
03-BC-344	Nůžky AM1 ROVNÉ, H/H, 14,5 cm, chirurgické	191 Kč
03-BC-346	Nůžky AM1 ROVNÉ, H/H, 16,5 cm, Chirurgické	203 Kč

Nůžky chirurgické, ZAHNUTÉ, hrot/hrot



03-BC-441	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/H, 11,5 cm, Chirurgické	191 Kč
03-BC-443	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/H, 13 cm, Chirurgické	191 Kč

03-BC-444	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/H, 14,5 cm, Chirurgické	191 Kč
03-BC-445	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/H, 16 cm, Chirurgické	191 Kč
03-J-22-045	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ H/H, 20cm, Chirurgické	243 Kč

Nůžky oční IRIS, ROVNÉ, hrot/hrot



03-BC-056	Nůžky AM1 ROVNÉ oční IRIS, H/H, 9 cm	181 Kč
03-BC-110	Nůžky AM1 ROVNÉ oční IRIS, H/H, 11 cm	200 Kč

Nůžky oční IRIS, ZAHNUTÉ, hrot/hrot



03-BC-057	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ oční IRIS, H/H, 9 cm	181 Kč
03-BC-111	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ oční IRIS, H/H, 11 cm	200 Kč

Nůžky Operační - STEVEN, ROVNÉ, hrot/hrot



03-BC-170	Nůžky AM1 ROVNÉ, Cévní - STEVENS H/H, 11,5 cm	221 Kč
-----------	---	--------

Nůžky DE BAKEY, ZAÚHLENÉ, hrot/hrot



03-BC-117	Nůžky AM1 ZAÚHLENÉ, DE BAKEY, H/H, 11 cm	242 Kč
03-BC-656	Nůžky AM1 ZAÚHLENÉ, DE BAKEY, H/H, 15,5 cm	300 Kč

Nůžky oční ROVNÉ Mikro VANNAS, hrot/hrot



03-OC-498	Nůžky AM1 ROVNÉ oční Mikro VANNAS, 8cm	1 152 Kč
-----------	--	----------

Nůžky oční ZAHNUTÉ Mikro VANNAS, hrot/hrot



03-OC-499	Nůžky AM1, ZAHNUTÉ, MICRO VANNAS, oční, 8,0 cm	1 190 Kč
-----------	--	----------

Nůžky chirurgické, ROVNÉ, hrotnato/tupé



03-BC-320	Nůžky AM1 ROVNÉ, H/T, 11 cm, Chirurgické	179 Kč
03-BC-323	Nůžky AM1 ROVNÉ, H/T, 13 cm, Chirurgické	191 Kč
03-BC-324	Nůžky AM1 ROVNÉ, H/T, 14 cm, Chirurgické	191 Kč
03-BC-326	Nůžky AM1 ROVNÉ, H/T, 16 cm, Chirurgické	191 Kč

Nůžky chirurgické, ZAHNUTÉ, hrotnato/tupé



03-BC-421	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/T, 11 cm, chirurgické	179 Kč
03-BC-423	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/T, 13 cm, chirurgické	191 Kč
03-BC-424	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/T, 14,5 cm, Chirurgické	191 Kč
03-BC-426	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/T, 16 cm, chirurgické	191 Kč
03-BC-428	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/T, 18,5 cm, chirurgické	195 Kč
03-BC-430	Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, H/T, 20 cm, chirurgické	195 Kč

Nůžky INCIZNÍ, ROVNÉ, hrotnato/tupé



03-BC-503	Nůžky AM1 ROVNÉ, INCIZNÍ, H/T, 13 cm, chirurgické	201 Kč
03-BC-504	Nůžky AM1 ROVNÉ, INCIZNÍ, H/T, 14,5 cm, chirurgické	201 Kč

Nůžky na obvazy LISTER



03-BC-861	Nůžky AM1 na obvazy LISTER, 14 cm	288 Kč
03-BC-848	Nůžky AM1 na obvazy LISTER, 16 cm	342 Kč
03-BC-849	Nůžky AM1 na obvazy LISTER, 18 cm	412 Kč
03-BC-863	Nůžky AM1 na obvazy LISTER, 20 cm	465 Kč

Nůžky na SÁDRU UNIVERSAL



03-BC-888 Nůžky AM1 na sádru UNIVERSAL, 20 cm 961 Kč

Nůžky na STEHY SPENCER



03-BC-801 Nůžky AM1 na stehy SPENCER, 9 cm 260 Kč

03-BC-803 Nůžky AM1 na stehy SPENCER, 13,5 cm 278 Kč

Nůžky na CÉVY, hrot/kulička



03-J-22-180-A Nůžky AM1 ROVNÉ, na cévy, Hrot/Kulička, 11cm 227 Kč

Nůžky METZENBAUM -FINO s T/C Vrstvou, ROVNÉ, tupo/tupé



03-BC-260 Nůžky AM1 ROVNÉ METZENBAUM-FINO s T/C Vrstvou, T/T, 14,5 cm 1 139 Kč

Nůžky METZENBAUM -FINO s T/C Vrstvou, ZAHNUTÉ, tupo/tupé



03-BC-261 Nůžky AM1 ZAHNUTÉ METZENBAUM-FINO s T/C Vrstvou, T/T, 14 cm 1 150 Kč

Nůžky METZENBAUM-DELICATE, s T/C Vrstvou, ZAHNUTÉ, tupo/tupé



03-BC-263 Nůžky AM1, ZAHNUTÉ, T/C, METZENBAUM-DELICATE, T/T, 18cm 1 245 Kč

Nůžky SUPER-CUT, preparační s T/C Vrstvou, ROVNÉ, tupo/tupé



03-BC-261-WB Nůžky AM1 ROVNÉ, SUPER-CUT, preparační, T/C, 14,5 cm 1 806 Kč

Nůžky MAYO s T/C Vrstvou, ROVNÉ, tupo/tupé



03-BC-250 Nůžky AM1 ROVNÉ MAYO s T/C Vrstvou, T/T, 14 cm 1 182 Kč

Nůžky GOLDMAN-FOX s T/C Vrstvou,
ZAHNUTÉ, hrot/hrot



03-DO-250 Nůžky AM1, GOLDMAN-FOX, T/C,
H/H, OSTRÉ, JEMNĚ ZAHNUTÉ, 13,0
cm 1 250 Kč

Nůžky FADENSCHEREN, s T/C Vrstvou, ROVNÉ,
hrot/hrot



03-BC-210 Nůžky AM1 ROVNÉ, FADENSCHEREN,
T/C, H/H, 11 cm 1 193 Kč

Nůžky SUPER-CUT, preparační s T/C Vrstvou,
ROVNÉ, tupo/tupé



03-BC-294 S Nůžky AM1 ROVNÉ, Super-Cut
preparační,T/C, 14,5 cm 1 806 Kč

Nůžky FADENSCHEREN, s T/C Vrstvou,
ZAHNUTÉ, hrot/hrot



03-BC-211 Nůžky AM1 ZAHNUTÉ,
FADENSCHEREN, T/C, H/H, 11 cm 1 203 Kč

Nůžky SUPER-CUT, preparační s T/C Vrstvou,
ZAHNUTÉ, tupo/tupé



03-BC-294 C Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, Super-Cut
preparační,T/C, 14,5 cm 1 806 Kč

Nůžky FADENSCHEREN, s T/C Vrstvou, ROVNÉ,
hrotnato/tupé



03-BC-224 Nůžky AM1 ROVNÉ, FADENSCHEREN,
T/C, H/T, 11 cm, Chirurgické 1 182 Kč

Nůžky SUPER-CUT, preparační s T/C Vrstvou,
ZAHNUTÉ, tupo/tupé



03-BC-294 Nůžky AM1 ZAHNUTÉ, Super-Cut
preparační,T/C, 14,5 cm 1 806 Kč

PEANY

Pean Micro-Mosquito, ROVNÝ



03-BH-104 M Pean Micro-Mosquito AM1 10 cm, rovný **231 Kč**

03-BH-108 M Pean Micro-Mosquito AM1 12,5cm, rovný **237 Kč**

Pean Micro-Mosquito, ZAHNUTÝ



03-BH-105 M Pean Mikro-Mosquito AM1 10 cm, zahnutý **231 Kč**

03-BH-109 M Pean Mikro-Mosquito, AM1 12,5 cm, zahnutý **237 Kč**

Pean HALSTEAD, ROVNÝ



03-BH-110 Pean HALSTEAD, AM1 12,5 cm, rovný **251 Kč**

Pean HALSTEAD, ZAHNUTÝ



03-BH-105 Pean HALSTEAD, AM1 10 cm, zahnutý **189 Kč**

03-BH-109 Pean HALSTEAD, AM1 12,5 cm, zahnutý **251 Kč**

Pean KELLY/RANKIN, ROVNÝ



03-BH-134 Pean KELLY/RANKIN, AM1, 14 cm, rovný **239 Kč**

03-BH-164 Pean KELLY/RANKIN, AM1, 16 cm, rovný **259 Kč**

Pean KELLY/RANKIN, ZAHNUTÝ



03-BH-135 Pean KELLY/RANKIN, AM1, 14 cm, zahnutý **239 Kč**

03-BH-165 Pean KELLY/RANKIN, AM1, 16 cm, zahnutý **259 Kč**

Pean ROCHESTER, ROVNÝ



03-BH-424 Pean ROCHESTER, AM1 14 cm, rovný **270 Kč**

03-BH-442 Pean ROCHESTER, AM1 16 cm, rovný **284 Kč**

03-BH-444 Pean ROCHESTER, AM1 18 cm, rovný **287 Kč**

03-BH-650P Pean ROCHESTER AM1 24 cm, rovný **505 Kč**

03-BH-659P Pean ROCHESTER AM1 35 cm, rovný **700 Kč**

Pean ROCHESTER, ZAHNUTÝ



03-BH-443	Pean ROCHESTER, AM1	16 cm, zahnutý	281 Kč
03-BH-445	Pean ROCHESTER, AM1	18cm, zahnutý	344 Kč
03-BH-651P	PEAN ROCHESTER AM1	24 cm, zahnutý	505 Kč
03-BH-658P	PEAN ROCHESTER AM1	35 cm, zahnutý	700 Kč

Pean CRILE, ROVNÝ



03-BH-144	Pean CRILE AM1	14 cm, rovný	239 Kč
-----------	----------------	--------------	--------

Pean SPENCER-WELLS, ROVNÝ



03-BH-334	Pean SPENCER-WELLS, AM1,	15,5 cm	258 Kč
-----------	--------------------------	---------	--------

Pean PROVIDANCE-HOSPITAL, ROVNÝ



03-BH-130	Pean PROVIDANCE-HOSPITAL, AM1	14 cm, rovný	239 Kč
-----------	-------------------------------	--------------	--------

Pean PROVIDANCE-HOSPITAL, ZAHNUTÝ



03-BH-131	Pean Providance-Hospital, AM1,	14 cm, zahnutý	239 Kč
-----------	--------------------------------	----------------	--------

KOCHERY

Kocher Micro-Mosquito, ROVNÝ



03-BH-114 M	Kocher Micro-Mosquito, AM1,	10 cm, rovný	231 Kč
03-BH-118 M	Kocher Micro-Mosquito, AM1,	12,5 cm, rovný	263 Kč

Kocher Micro-Mosquito, ZAHNUTÝ



03-BH-115 M	Kocher Micro-Mosquito, AM1,	10 cm, zahnutý	231 Kč
03-BH-119 M	Kocher Micro-Mosquito, AM1,	12,5 cm, zahnutý	263 Kč

Kocher HALSTEAD, ROVNÝ



03-BH-120	Kocher HALSTEAD, AM1 12,5 cm, rovný	247 Kč
03-BH-212	Kocher HALSTEAD, AM1, 18 cm, rovný	254 Kč

Kocher LERICHE, ROVNÝ



03-BH-170	KOCHER LERICHE, AM1 15 cm, rovný	266 Kč
-----------	----------------------------------	--------

Kocher HALSTEAD- Mosquito, ZAHNUTÝ



03-BH-121	KOCHER HALSTED-MOSQUITO, AM1, 12,5 cm, zahnutý	247 Kč
-----------	--	--------

Kocher LERICHE, ZAHNUTÝ



03-BH-171	KOCHER LERICHE, AM1 15 cm, zahnutý	266 Kč
-----------	------------------------------------	--------

Kocher CRILE, ROVNÝ



03-BH-154	Kocher CRILE-RANKIN, AM1 14 cm, rovný	260 Kč
03-BH-176	KOCHER CRILE-RANKIN, AM1, 16 cm, rovný	255 Kč

Kocher ROCHESTER-OCHSNER, ROVNÝ



03-BH-646	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER AM1, rovný, délka 20 cm	386 Kč
03-BH-650	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER, AM1, 24 cm, rovný	497 Kč
03-BH-658	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER, AM1, 35 cm, rovný	510 Kč

Kocher CRILE, ZAHNUTÝ



03-BH-177	KOCHER CRILE-RANKIN, AM1, 16 cm, zahnutý	255 Kč
-----------	--	--------

Kocher ROCHESTER-OCHSNER, ZAHNUTÝ



03-BH-647	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER AM1 20cm, zahnutý	405 Kč
03-BH-651	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER, AM1 24 cm, zahnutý	497 Kč
03-BH-659	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER, AM1 35 cm, zahnutý	510 Kč

Kocher AM1, ROVNÝ



03-BH-630	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER AM1	14 cm, rovný	250 Kč
03-BH-642	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER AM1	16 cm, rovný	239 Kč
03-BH-644	KOCHER ROCHESTER-OCHSNER AM1	18 cm, rovný	296 Kč

Jehelec MAYO-HEGAR, T/C – čelisti s tvrdokovovými plátky



03-BM-065 S	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR T/C	14 cm	1 338 Kč
03-BM-065	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR T/C	16 cm	1 433 Kč
03-BM-066	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR T/C	18 cm	1 451 Kč
03-BM-067	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR, T/C	20 cm	1 464 Kč
03-BM-068	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR, T/C	23,5 cm	1 497 Kč

JEHELCE

Jehelec MAYO-HEGAR



03-BM-235	Jehelec AM 1 MAYO-HEGAR,	14 cm	286 Kč
03-BM-241	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR,	16 cm	324 Kč
03-BM-236	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR,	18 cm	382 Kč
03-BM-237	Jehelec AM1 MAYO-HEGAR,	20 cm	426 Kč

Jehelec RYDER, T/C – čelisti s tvrdokovovými plátky



03-BM-054	Jehelec AM1 RYDER	13 cm sT/C plátky	1 160 Kč
-----------	-------------------	-------------------	----------

Jehelec CRILE WOOD



03-BM-218	Jehelec AM1 CRILE WOOD	15,0 cm, jemný model	398 Kč
-----------	------------------------	----------------------	--------

Jehelec KILNER, T/C – čelisti s tvrdokovovými plátky



03-BM-018	Jehelec AM1 KILNER T/C,	13,5 cm	1 411 Kč
03-BM-018A	Jehelec AM1 KILNER T/C,	16 cm	1 499 Kč

Jehelec OLSEN-HEGAR – stříhací



03-J-24-045	Jehelec AM1 OLSEN HEGAR 14 cm, stříhací	489 Kč
03-J-24-046	Jehelec AM1 OLSEN-HEGAR, 16 cm, stříhací	511 Kč
03-J-24-047	Jehelec AM1 OLSEN-HEGAR, 18 cm, stříhací	590 Kč

Jehelec MATHIEU – čelisti s tvrdokovovými plátky



03-BM-148	Jehelec AM1 MATHIEU 14 cm s T/C plátky	1 028 Kč
03-BM-151	Jehelec AM1 MATHIEU 17 cm s T/C plátky	1 046 Kč
03-BM-154	Jehelec AM1 MATHIEU 20cm s T/C plátky	1 064 Kč

Jehelec OLSEN-HEGAR – stříhací, čelisti s tvrdokovovými plátky



03-BM-128	Jehelec AM1 OLSEN HEGAR, T/C, 14 cm, stříhací	1 521 Kč
03-BM-124	Jehelec AM1 OLSEN HEGAR 16,5 cm s T/C plátky, stříhací	1 588 Kč

Jehelec MATHIEU – čelisti s tvrdokovovými plátky, zesílený



03-BM-151 M	Jehelec AM1 MATHIEU 17,5 cm s T/C plátky, zesílený	1 424 Kč
03-BM-154 M	Jehelec AM1 MATHIEU 20 cm s T/C plátky, zesílený	1 911 Kč

Jehelec MATHIEU



03-BM-360	Jehelec AM 1 MATHIEU 14 cm	510 Kč
03-BM-361	Jehelec AM 1 MATHIEU 17 cm	532 Kč
03-BM-362	Jehelec AM 1 MATHIEU 20 cm	686 Kč

Jehelec CASTROVIEJO – oční



03-BM-563	Jehelec oční AM 1 CASTROVIEJO, 14cm, rovný	1 103 Kč
-----------	--	----------

Jehelec CASTROVIEJO BARRAQUER, oční, rovný



03-FD-232	Jehelec oční AM1, CASTROVIEJO BARRAQUER 12 cm, rovný	2 167 Kč
03-FD-232L	Jehelec oční AM1, CASTROVIEJO BARRAQUER 14 cm, rovný	2 167 Kč

Jehelec CASTROVIEJO BARRAQUER, oční, zahnutý



03-J-24-088	Jehelec AM1, ZAHNUTÝ, CASTROVIEJO BARRAQUER, oční, 12 cm	2 167 Kč
-------------	--	----------

PINZETY ANATOMICKÉ

Pinzeta STANDARD



03-BD-023	Pinzeta anatomická AM1, 11 cm	121 Kč
03-BD-047	Pinzeta anatomická AM1 14 cm, standard	121 Kč
03-BD-049	Pinzeta anatomická AM1, 16 cm, standard	121 Kč
03-BD-050	Pinzeta anatomická AM1, 18 cm, standard	185 Kč
03-BD-031	Pinzeta anatomická AM1, 20 cm	205 Kč
03-BD-052	Pinzeta anatomická AM1 25 cm, standard	200 Kč
03-BD-054	Pinzeta anatomická AM1 40 cm, standard	327 Kč

Pinzeta STANDARD – úzká



03-BD-305	Pinzeta anatomická AM1, 14,5 cm, standard, úzká	131 Kč
-----------	---	--------

Pinzeta SEMKEN



03-BD-215	Pinzeta anatomická AM1, SEMKEN 13 cm	158 Kč
03-BD-216	Pinzeta anatomická AM1, SEMKEN, 15 cm	192 Kč

Pinzeta ADSON



03-BD-222	Pinzeta anatomická ADSON, AM1, 12 cm	194 Kč
-----------	--------------------------------------	--------

Pinzeta DOUGLAS – kolmá



03-BD-04-429	Pinzeta na obočí, AM1, Douglas, 9 cm, kolmá	137 Kč
--------------	---	--------

Pinzeta DOUGLAS – zkosená



03-BD-04-425 Pinzeta na obočí, AM1, Douglas, 9 cm, zkosená **137 Kč**

Pinzeta oční – jemná



03-OC-020 Pinzeta AM1 oční anatomická, jemná, úzká 10 cm **208 Kč**

Pinzeta GRAEFE bez zámku



03-J-50-2620 Pinzeta AM1 GRAEFE, 11cm, bez zámku **320 Kč**

Pinzeta oční – špičatá

Vynikající na odstraňování třísek z kůže



03-BD-331 Pinzeta MICRO AM1, špičatá, 11 cm **147 Kč**

Pinzeta GRAEFE se zámekem



03-J-50-2630 Pinzeta AM1 GRAEFE, 11cm, se zámekem **351 Kč**

Pinzeta AYER s očkem



03-04-707 Pinzeta AM1 AYER s očkem, vel. 1., 9cm **340 Kč**

03-04-717 Pinzeta AM1 AYER s očkem, vel. 2., 9cm **359 Kč**

03-04-719 Pinzeta AM1 AYER s očkem, vel. 3., 9cm **384 Kč**

Pinzeta s čelistmi s tvrdokovovými plátky



03-BD-154 Pinzeta anatomická AM1, T/C, 15 cm **676 Kč**

PINZETY CHIRURGICKÉ

Pinzeta 1/2 zuby



03-BD-552	Pinzeta chirurgická AM1 1/2 zuby, 10cm	168 Kč
03-BD-557	Pinzeta chirurgická AM1 1/2 zuby, 14,5cm	164 Kč
03-BD-559	Pinzeta chirurgická AM1 1/2 zuby, 16cm	166 Kč
03-BD-560	Pinzeta chirurgická AM1 1/2 zuby, 18cm	176 Kč
03-BD-561	Pinzeta chirurgická AM1 1/2 zuby, 20cm	195 Kč

Pinzeta 1/2 zuby – úzká



03-BD-535	Pinzeta chirurgická, AM1 1/2 zuby, úzká, 13 cm	170 Kč
03-BD-537	Pinzeta chirurgická, AM1 1/2 zuby, úzká, 14,5 cm	173 Kč
03-BD-539	Pinzeta chirurgická, AM1 1/2 zuby, úzká, 16 cm	176 Kč

Pinzeta 2/3 zuby



03-BD-577	Pinzeta chirurgická AM1 2/3 zuby, 14 cm	185 Kč
03-BD-579	Pinzeta chirurgická AM1 2/3 zuby, 16 cm	215 Kč
03-BD-580	Pinzeta chirurgická AM1 2/3 zuby, 18 cm	235 Kč

Pinzeta 3/4 zuby



03-BD-587	Pinzeta chirurgická AM1 3/4 zuby, 14,5 cm	221 Kč
-----------	---	--------

Pinzeta ADSON 1/2 zuby



03-BD-511	Pinzeta chirurgická ADSON, AM1, 12cm	210 Kč
-----------	--------------------------------------	--------

Pinzeta ADSON-BROWN (DENIS)



03-BD-700	Pinzeta AM1,ADSON-BROWN 12cm	324 Kč
-----------	------------------------------	--------

Pinzeta BROWN



03-BD-701	Pinzeta AM1 BROWN, 15 cm	301 Kč
-----------	--------------------------	--------

Pinzeta DeBakey



03-FB-400 Pinzeta AM1 De Bakey 15 cm **308 Kč**

Pinzeta oční 1/2 zuby



03-OC-024 Pinzeta oční, AM1 10 cm, chirurgická **269 Kč**
03-BD-501 Pinzeta oční, AM1, 11 cm, chirurgická **239 Kč**

Pinzeta Standard, úzká, 1/2 zuby s čelistmi s tvrdokovovými plátky



03-BD-669-140TC Pinzeta chirurgická AM1, STANDARD, ÚZKÁ, 1/2 zuby, T/C, 14,0 cm **686 Kč**
03-BD-669-160TC Pinzeta chirurgická AM1, STANDARD, 1/2 zuby, T/C, 16,0 cm **694 Kč**

Pinzeta GRAEFE oční 1/2 zuby - rovná



03-J-50-2300 Pinzeta oční, AM1 ROVNÁ GRAEFE, 1/2 zuby, 0,7 mm, délka 7cm **488 Kč**

Pinzeta GRAEFE oční 1/2 zuby – zahnutá



03-OC-025 Pinzeta oční, AM1 ZAHNUTÁ GRAEFE, 1x2 zoubky, 10cm **279 Kč**

Pinzeta ADSON 1/2 zuby s čelistmi s tvrdokovovými plátky



03-BD-510M Pinzeta chirurgická ADSON, AM1, T/C, 12cm **270 Kč**

Pinzeta FISCHER oční 1/2 zuby – zahnutá



03-04-517 Pinzeta oční, AM1 ZAHNUTÁ FISCHER, 1/2 zuby, 7 cm **708 Kč**

Pinzeta zkřížená pro kostní šrouby



06-114080280 MEDIN pinzeta zkřížená pro kostní šrouby 107 mm **756 Kč**

PINZETY BIPOLÁRNÍ



03-101-003-05 Bipolární Pinzeta AM1 11,5 cm / 0,5 mm, zahnutá, bayonet **2 176 Kč**




03-101-006-05 Bipolární Pinzeta AM1 Adson 12,5 cm / 1 mm, rovná, bayonet. **2 176 Kč**



03-101-016-05 Bipolární Pinzeta 16,0 cm / 1 mm, rovná, bayonet **2 176 Kč**



03-101-018-05 Bipolární Pinzeta AM1 18,0 cm / 1 mm, rovná, bayonet **2 176 Kč**



03-101-026-10 Bipolární Pinzeta AM1 18,0 cm / 1 mm, zahnutá, bayonet **2 176 Kč**



03-101-028-10 Bipolární Pinzeta AM1 16,0 cm / 1 mm, zahnutá, bayonet **2 176 Kč**



03-101-036-10 Bipolární Pinzeta AM1 16,0 cm / 1 mm, 2x zahnutá, bayonet **2 176 Kč**

BIPOLÁRNÍ KABEL



26-680100262 Bipolární kabel se 4hrannou objímkou, 4m 2 234 Kč

SVORKY

Svorky BACKHAUS



03-BF-431	Svorka BACKHAUS, AM1, 8 cm	230 Kč
03-BF-432	Svorka BACKHAUS, AM1, 11 cm	244 Kč
03-BF-433	Svorka BACKHAUS, AM1, 13 cm	252 Kč
03-BF-434	Svorka BACKHAUS, AM1, 15 cm	324 Kč
03-BF-435	Svorka BACKHAUS, AM1, 18 cm	386 Kč

Svorky JONES



03-BF-401	Svorka na prádlo AM 1 JONES, délka 6 cm	208 Kč
03-BF-407	Svorka na prádlo AM 1 JONES, délka 9 cm	226 Kč

Kleště úchopné MUSEUX



03-117910197 Kleště úchopné AM1 Museux, 20 cm 624 Kč

Kleště úchopné MAIER na tampony



03-BF-058 Svorka na tampony MAIER 26,5 cm, 7x30 mm 420 Kč

Svorky ALLIS-BABY 4/5 zubů



03-EA-012 Svorka ALLIS-BABY AM1, 12 cm, 4/5 zubů 368 Kč

Svorka Hemostatická HEISS, zahnutá



03-BH-207 Svorka Hemostatická AM1 HEISS zahnutá, 20 cm 350 Kč

Svorka Hemostatická O'SHAUGNESSY, zahnutá



03-J-17-135	Svorka Hemostatická AM1 O'SHAUGNESSY, 20 cm	350 Kč
-------------	--	--------

Rozvěrač kolenní STIFLE, 0-5 kg



03-1113VS	Kolenní rozvěrač AM1 Stifle pro velmi malé klouby, 0-5 kg	3 752 Kč
-----------	--	----------

ROZVĚRAČE

Rozvěrač GELPI – klenutý



03-BV-998 A	Rozvěrač GELPI AM1 délka 9 cm, KLENUTÝ	1 276 Kč
03-BV-996 A13	Rozvěrač GELPI AM1 délka 13,5 cm, KLENUTÝ	1 349 Kč
03-BV-996 A16	Rozvěrač GELPI AM1 délka 16 cm, KLENUTÝ	1 421 Kč
03-BV-997 A	Rozvěrač GELPI AM1 délka 18 cm, KLENUTÝ	1 481 Kč

Rozvěrač GELPI – lomený



03-BV-998 D	Rozvěrač GELPI AM1 délka 9 cm, LOMENÝ	1 276 Kč
03-BV-996 D13	Rozvěrač GELPI AM1 délka 13,5 cm, LOMENÝ	1 349 Kč
03-BV-996 D16	Rozvěrač GELPI AM1 délka 16 cm, LOMENÝ	1 421 Kč
03-BV-997 D	Rozvěrač GELPI AM1 délka 18 cm, LOMENÝ	1 481 Kč

Rozvěrač kolenní STIFLE, 5-15 kg



03-1113	Kolenní rozvěrač AM1 Stifle pro malé klouby, 5-15 kg	3 952 Kč
---------	---	----------

Rozvěrač kolenní STIFLE, 15-50 kg



03-1112	Rozvěrač kolene AM1 pro psy, 15 - 50 kg	4 252 Kč
---------	--	----------

Rozvěrač kolenní INGE



03-BV-297	Rozvěrač INGE, AM1, 17 cm, s aretačním hřebem	3 824 Kč
-----------	--	----------

Rozvěrač TTA



03-BV-297 TTA TTA retraktor AM1 se šroubem 4 670 Kč

Rozvěrač WEITLANER tupý



03-BV-073 Rozvěrač WEITLANER AM1 10,5 cm, tupý 1 134 Kč

03-BV-104 Rozvěrač WEITLANER AM1 14 cm, tupý 1 468 Kč

03-BV-075 Rozvěrač WEITLANER AM1 16,5 cm, tupý 1 764 Kč

03-BV-073S Rozvěrač WEITLANER AM1 10,5 cm, ostrý 1 134 Kč

03-BV-104S Rozvěrač WEITLANER AM1 14 cm, ostrý 1 468 Kč

03-BV-075S Rozvěrač WEITLANER AM1 16,5 cm, ostrý 1 764 Kč

Rozvěrač CUSHING



03-BT-951 Rozvěrač ran AM1 CUSHING, 16 mm, 20 cm 426 Kč

Rozvěrač dvojháček



03-BT-917 T Rozvěrač ran AM1 - dvojháček, 16 cm, tupý 494 Kč


03-BT-917 O Rozvěrač ran AM1 - dvojháček, 16 cm, ostrý 494 Kč

Univerzální Externí Distraktor

Pracovní rozsah 3,5 cm - 10,5 cm. Možnost uchycení dříku od \varnothing 1,6 mm až 4 mm.

Pro uchycení dříku není potřeba žádný klíč. Fixace se provádí pomocí vnějších matic.

Samotná distrakce se provádí pomocí středové matice



02-UED AM1 Univerzální Externí Distraktor 6 953 Kč

Rozvěrač očních víček GRAEFE




03-J-50-050 Rozvěrač očních víček AM1
GRAEFE, 9 cm 953 Kč

Rozvěrač očních víček LIEBERMAN





03-SYOPL Rozvěrač očních víček AM1
LIEBERMAN, 8 cm 1 426 Kč

Rozvěrač očních víček CASTROVIEJO



03-170008 Rozvěrač očních víček AM1
CASTROVIEJO, 8 cm 1 950 Kč

Rozvěrač tlamy pro hlodavce RODENTS



Rozvěrač očních víček BLEFIX



03-SYOPP Rozvěrač očních víček AM1 BLEFIX
5,0 cm 1 326 Kč



03-SV-0049.00 Rozvěrač tlamy AM1 hlodavce RODERNTS **1 344 Kč**

Rozvěrač tlamy pro psy a kočky



03-SV-0045.08	Rozvěrač tlamy AM1 GRAY pro kočky 8cm	651 Kč
03-SV-0046.11	Rozvěrač tlamy AM1 GRAY pro psy 11cm	683 Kč
03-SV-0047.14	Rozvěrač tlamy AM1 GRAY pro psy 14cm	714 Kč
03-SV-0048.18	Rozvěrač tlamy AM1 GRAY pro psy 18cm	714 Kč

Rozvěrač tlamy pro hlodavce CORNERS pružinový



03-SV-0050.00 Rozvěrač tlamy AM1 pružinový pro hlodavce - CORNERS **336 Kč**

Rozvěrač tlamy pro koně CLASIC

Rozvěrač tlamy ohlávkový CLASIC slouží pro fixaci tlamy koně při stomatologických zákrocích, broušení zubů, atp. Rozvěrač má zubové západky jimiž lze regulovat otevření tlamy. Balení obsahuje skusové destičky INCISOR a CLASIC



03-HMOC-IC Koňský rozvěrač tlamy CLASIC AM1 s plátky INCISOR a CLASIC **7 820 Kč**

Rozvěrač tlamy pro koně OPTIMUM



03-HMOO-ICW Koňský rozvěrač tlamy AM1 OPTIMUM s plátky INCISOR, CLASIC a WIDE **15 875 Kč**

Rozvěrače břišní



03-BV-601	Rozvěrač AM1 břišní Balfour Baby 8cm	3 076 Kč
03-BV-605	Rozvěrač AM1 břišní Balfour 15cm	3 026 Kč

Rozvěrače hrudní



03-RSF08	Rozvěrač AM1 hrudní Finnochetto 8cm	3 526 Kč
03-RSF15	Rozvěrač AM1 hrudní Finnochetto 15cm	3 847 Kč

Spekulum KILLIAN



03-OK-092	Spekulum KILLIAN AM1 50 mm	1 038 Kč
03-OK-093	Spekulum KILLIAN AM1 75 mm	1 066 Kč
03-OK-094	Spekulum KILLIAN AM1 90 mm	1 088 Kč

KLEŠTĚ

Kleště úchopné Magill



03-J-13-140	Kleště AM1 úchopné Magill 15 cm	433 Kč
03-J-13-141	Kleště AM1 úchopné Magill 20 cm	467 Kč
03-J-13-142	Kleště AM1 úchopné Magill 25 cm	501 Kč

Kleště na polypy HARTMANN



03-J-31-1300	Ušní kleště na polypy AM1 HARTMANN, 2,5 mm, délka 8,5cm	2 664 Kč
03-J-31-1300L	Ušní kleště na polypy AM1 HARTMANN, 2,5 mm, délka 14 cm	2 664 Kč

Kleště RONGUER pro laminektomii



03-J-25-698	RONGUER pro laminektomii AM1, délka 12cm, čelistí 2x10 mm	2 431 Kč
-------------	--	----------

Kleště na cizí tělíska



03-J-31-1190	Kleštičky na cizí tělíska AM1 HARTMANN 14 cm	1 422 Kč
03-J-31-1190M	Kleštičky na cizí tělíska AM1 HARTMANN 14 cm - MICRO	1 638 Kč

Kleště kostní přidržovací



03-1218	Kleště kostní AM1 přidržovací 7mm úchop délka 14 cm	2 888 Kč
03-1218S	Kleště kostní AM1 přidržovací 5mm úchop délka 14 cm	2 888 Kč

Kleště kostní svrtávací



03-JO-21-774A	Přidržovací kleště AM1 kostní, svrtávací, 15 cm	1 733 Kč
---------------	---	----------

Kleště repoziční



03-FO-115	Repoziční kleště AM1 redukční, hrotnaté, 13,5 cm	1 360 Kč
-----------	--	----------

Kleště repoziční



03-FO-116	Repoziční kleště AM1 redukční, hrotnaté, 17 cm, jemné	1 460 Kč
03-FO-118	Repoziční kleště AM1 redukční, hrotnaté, 20 cm	1 639 Kč

Kleště repoziční PATELLA



03-FO-153	Repoziční kleště AM1, Patella, 2x2 ostré zuby, 18 cm, s rychlo-šroubem	1 701 Kč
-----------	--	----------

Kleště repoziční zahnuté



03-FO-124	Repoziční kleště AM1, ZAHNUTÉ, 16 cm, s rychlo-šroubem	1 639 Kč
-----------	--	----------

Kleště reпозиční samostředící



03-FO-169	Reposisiční kleště AM1, 14,5 cm, s rychlo-šroubem	2 242 Kč
03-FO-170	Reposisiční kleště AM1, 19 cm, s rychlo-šroubem	2 308 Kč
03-FO-171	Reposisiční kleště AM1, 24 cm, s rychlo-šroubem	2 573 Kč

Kleště štípací na kosti FRIEDMAN



03-JO-21-856	Kleště AM1 štípací na kosti FRIEDMAN, 14 cm, 3x10mm	1 640 Kč
--------------	---	----------

Kleště štípací na kosti FRIEDMAN – MINI



03-JO-21-857	Kostní štípák AM1 ROVNÝ MINI-FRIEDMAN Rongeur, 2x6mm, 15 cm	1 640 Kč
--------------	---	----------

Kleště štípací na kosti LUER zahnuté



03-FO-411	RONGUER LUER AM1 15,0 cm, 5/10 mm, ZAHNUTÝ	1 628 Kč
-----------	--	----------

Kleště štípací na kosti LUER rovné



03-FO-462	RONGUER LUER AM1 17,5 cm, 10/15 mm, ROVNÝ	1 847 Kč
-----------	---	----------

Kleště štípací na kosti LUER RUSKIN zahnuté



03-FO-518	RONGUER AM1 LUER RUSKIN 19,0 cm, 10/15 mm, ZAHNUTÝ	2 092 Kč
-----------	--	----------

Kleště na kosti RUSKIN-LISTON rovné



03-FO-640	Periosteální elevátor AM1 4mm, 19cm	1 949 Kč
-----------	-------------------------------------	----------

Kleště na kosti RUSKIN-LISTON zahnuté



03-FO-641	Kleště AM1, na kosti RISKIN-LISTON 18 cm, zahnuté	1 949 Kč
-----------	---	----------

Kleště na kosti LISTON rovné



03-FO-624 Kleště na kosti AM1, LISTON 20 cm, rovné **1 787 Kč**

Kleště CRIMP



03-JO-21-1107 Kleště CRIMP Standard AM1 na CCL spojovací trubičky **3 413 Kč**

Kleště na kosti LISTON zahnuté



03-FO-634 Kleště na kosti AM1, LISTON 20 cm, zahnuté **1 787 Kč**

Kleště na K-dráty Universal



03-JO-21-982 Kleště Universal AM1 na ohýbání osteálních drátů, 15 cm **1 531 Kč**

Kleště štípací RONGEUR KERRISON



03-FF-715 Kostní štípací AM1 Rongeur KERRISON, 150/1 mm, horní, šikmý **4 452 Kč**

03-FF-717 Kostní štípací AM1 Rongeur KERRISON, 150/2 mm, horní, šikmý **4 069 Kč**

03-FF-720 Kostní štípací AM1 Rongeur KERRISON, 150/3 mm, horní, šikmý **4 069 Kč**

Kleště na K-dráty FLAT



03-LX-170 Kleště AM1 FLAT ploché na K-dráty, 18cm **1 256 Kč**

Kleště pro stáčení cerkláží



03-JO-21-970 Kleště AM1 pro stáčení cerkláží a podvlékání CCL sutur, T/C, 15 cm **1 943 Kč**

03-JO-21-971 Kleště AM1 pro stáčení cerkláží a podvlékání CCL sutur, T/C, 20 cm **2 205 Kč**

Kleště na K-dráty TONGS



03-66-014 Kleště AM1 TONGS 14,0 cm **1 136 Kč**

Kleště na K-dráty čelní



03-LX-152 Kleště čelní AM1 na střihání K-drátů, T/C, 2-3mm dráty, 22 cm **4 781 Kč**

Kleště na K-dráty stranové




03-LX-156 Kleště stranové AM1 pro K- dráty, T/C, 2-3mm dráty, 23,5 cm **4 654 Kč**

Kleště na K-dráty s čelistmi s tvrdokovovými plátky



03-LX-158 Kleště AM1 na K- dráty, T/C 18 cm, pro dráty 1,5-2 mm **3 800 Kč**

Kleště na K-dráty



03-LX-164 Kleště AM1 na K-dráty do 6 mm, délka 47 cm, rozmontovatelné **7 560 Kč**

Kleště na K-dráty kombinované



03-KP-18 Kleště kombinované AM1 na K-dráty - 18 cm **2 090 Kč**

OHÝBAČKY

Ohýbačka na K-dráty



03-LX-175 Ohýbačka AM1 na K-dráty do 2,5 mm, délka 12 cm **966 Kč**

Ohýbačka kostních destiček LANE



03-SV-0720.18 Ohýbačka kostních destiček AM1 LANE, oboustranná, tvar-Z, 15 cm **563 Kč**

Kyreta MARTINI



03-FK-801 Kyreta AM1 MARTINI, oboustranné 3,7/4,6/140 mm **374 Kč**

Ohýbačka kostních destiček pro široké dlahy



03-HLB HLB ohýbačka AM1 pro široké kostní dlahy 20 cm **1 436 Kč**

Kyreta HOUSE



03-BCH253 Kyreta AM1 oboustranná HOUSE 2,5x3mm, 15cm **473 Kč**

KYRETY

Kyreta VOLKMANN



03-FK-284K Kyreta AM1 na močové kameny, lomená, ostrá 15cm **530 Kč**

03-FK-850 Kyreta AM1 VOLKMANN 20 cm **415 Kč**

03-FK-846 Kyreta AM1 VOLKMANN, 16 cm **399 Kč**

Kyreta ušní BUCK



03-J-31-840 Kyreta ušní AM1, BUCK, 16,5 cm / 2 mm **453 Kč**

03-J-31-850 Kyreta ušní AM1, BUCK, 16,5 cm / 3 mm **453 Kč**

03-J-31-860 Kyreta ušní AM1, BUCK, 16,5 cm / 4 mm **453 Kč**

RASPATORIUM

Raspatorium FREER oboustranné



03-OL-166	Raspatorium AM1 oboustranné FREER, 19 cm	475 Kč
-----------	---	--------

Raspatorium CUSHING



03-JO-21-707	Raspatorium AM1 CUSHING, 17 cm, šířka 6 mm	275 Kč
--------------	---	--------

PÁTRADLA

Pátradlo oboustranné



03-BN-108	Pátradlo AM1 1 mm/18 cm, oboustranné	71 Kč
03-BN-138	Pátradlo AM1 2 mm/18 cm, oboustranné	76 Kč

Pátradlo s ouškem



03-BN-034	Pátradlo AM1 s ouškem, 13 cm	79 Kč
03-BN-038	Pátradlo AM1 s ouškem, 18 cm	86 Kč

Sonda žlábková



03-J-23-042	Sonda žlábková AM1, 14 cm	76 Kč
-------------	---------------------------	-------

DLÁTA

Kostní dláto HOKE - ploché




03-11-CH04	Kostní dláto AM1, Hoke 4mm/17cm	612 Kč
03-11-CH06	Kostní dláto AM1, Hoke 6mm/17cm	612 Kč
03-11-CH08	Kostní dláto AM1, Hoke 8mm/17cm	612 Kč
03-11-CH10	Kostní dláto AM1, Hoke 10mm/17cm	612 Kč
03-11-CH12	Kostní dláto AM1, Hoke 12mm/17cm	612 Kč

Kostní dláto PARTSCH – ploché



03-11-159	Kostní dláto AM1, Partsch 3mm/14cm	512 Kč
03-11-163	Kostní dláto AM1, Partsch 5mm/14cm	512 Kč
03-11-167	Kostní dláto AM1, Partsch 7mm/14cm	512 Kč



Kostní dláto PARTSCH – žlábkové



03-11-173	Kostní dláto žlábkové AM1, Partsch 3mm/14cm	543 Kč
03-11-177	Kostní dláto žlábkové AM1, Partsch 5mm/14cm	543 Kč
03-11-181	Kostní dláto žlábkové AM1, Partsch 7mm/14cm	543 Kč

06-129090640	MEDIN Šídlo kostní 14,5 cm	5 670 Kč
--------------	----------------------------	----------

ZUBNÍ


Kořenový elevátor BEIN



03-680/2	Elevátor kořenový AM1 Bein 2mm	519 Kč
03-680/3	Elevátor kořenový AM1 Bein 3mm	519 Kč
03-680/4	Elevátor kořenový AM1 Bein 4mm	519 Kč

KOSTNÍ ŠÍDLA

Šídla kostní MEDIN



06-129090620	MEDIN Šídlo kostní 23,5 cm	4 600 Kč
06-129090630	MEDIN Šídlo kostní 30 cm	6 200 Kč

Kleště STARMED



03-500/54	Kleště zubní AM1 STARMED	897 Kč
-----------	--------------------------	--------



03-500/79A Kleště zubní AM1 STARMED **980 Kč**

Kleště na vlčí zuby



03-DAV-C45BO Kleště zubní AM1 na vlčí zuby u koní, 20 cm **1 128 Kč**

Kleště KLEIN



03-562/KLEIN Kleště zubní AM1 KLEIN 1 **911 Kč**

Škrabka SCHERMAN



03-1235/6 Zubní škrabka AM1 SCHERMAN č. 6 **221 Kč**



03-571/KLEIN Kleště zubní AM1 KLEIN 2 **919 Kč**

Škrabka SCHERMAN




03-1235/5 Zubní škrabka AM1 SCHERMAN č. 5 **221 Kč**



03-577/KLEIN Kleště zubní AM1 KLEIN 3 **919 Kč**

Škrabky na zubní kámen



03-1230/12 Škrabka na zubní kámen AM1 15cm/1mm **221 Kč**

03-1240/4 Škrabka na zubní kámen AM1 15cm/1,7mm **221 Kč**

Periosteální elevátor



03-680-TR	Periosteální elevátor AM1 4mm, 15cm	519 Kč
------------------	--	---------------

Děložní pean



03-SV-1076.30	Děložní pean AM1, 30 cm	1 390 Kč
----------------------	----------------------------	-----------------

PORODNÍ

KASTRACE

Porodní kleště pro psy a kočky



03-SV-1062.14	Porodní kleště AM1 pro kočky, délka 14 cm	734 Kč
03-SV-1063.20	Porodní kleště AM1, pro psy model DENISH 20 cm	844 Kč

Kastrační háček pro kočky



Porodní vodítko SAND



03-SV-1043.19	Porodní vodítko AM1 SAND 19 cm, zesílené	420 Kč
----------------------	---	---------------



03-SV-1187.16F	Kastrační háček AM1 pro kočky, 17 cm, plochá rukojeť	410 Kč
03-SV-1187.16R	Kastrační háček AM1 pro kočky, 17 cm, rukojeť s drážkou	460 Kč

Pean kastroční BOLBECHER pro kocoury



03-851416 Kastroční pean AM1 BOLBECHER pro kocoury, 16cm 1 287 Kč

Kastroční kleště SAND



03-SV-1222.31 Kastroční kleště AM1 SAND nerezové, 31 cm 5 040 Kč

Emaskulátor HAUSSMANN



03-SV-1223.19R Emaskulátor AM1 Haussmann s drtičem a hřebenovou západkou 19 cm 3 308 Kč

JEHLY

Jehla pro FLESSA svorky



03-SV-1135.11M Jehla AM1 pro FLESSA svorky 457 Kč

Jehla pro odběr krve Sudan Patt



03-SV-1570.9 Jehla AM 1 pro odběr krve Sudan Patt., 9cm/6mm 410 Kč

Jehla nasávací a proplachová



03-20J15 Nasávací a proplachová jehla AM1 celokovová 2/150 mm, koncovka Luer Lock 157 Kč

03-25J15 Nasávací a proplachová jehla AM1 celokovová 2,5/150 mm, koncovka Luer Lock 172 Kč

Jehla na anální žlázky



03-004	Jehla AM1 na anální žlázky ROVNÁ, 2,1/1,2 mm/45(55) mm, stříbrná olivka	230 Kč
03-005	Jehla AM1 na anální žlázky ZAHNUTÁ, 2,1/1,2 mm/45(55) mm, stříbrná olivka	230 Kč


DRŽÁKY SKALPELOVÝCH ČEPELEK



03-BB-073	Držák skalpelových čepelek AM 1 č.3	79 Kč
03-BB-084	Držák skalpelových čepelek AM 1 č.4	79 Kč
03-BB-077	Držák skalpelových čepelek AM1 č.7	109 Kč


SKALPELOVÉ ČEPELKY

Skalpelové čepeleky pro držátka č. 3 a 7



06-112910010	MEDIN Čepekka skalpelová fig.10 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910011	MEDIN Čepekka skalpelová fig.11 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910012	MEDIN Čepekka skalpelová fig.12 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910013	MEDIN Čepekka skalpelová fig.13 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910015	MEDIN Čepekka skalpelová fig.15 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910025	MEDIN Čepekka skalpelová fig.12d (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910026	MEDIN Čepekka skalpelová fig.15c (baleno po 100 ks)	330 Kč

Skalpelové čepeleky pro držátka č. 4



06-112910018	MEDIN Čepekka skalpelová fig.18 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910020	MEDIN Čepekka skalpelová fig.20 (baleno po 100 ks)	330 Kč

06-112910021	MEDIN Čepelka skalpelová fig.21 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910022	MEDIN Čepelka skalpelová fig.22 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910023	MEDIN Čepelka skalpelová fig.23 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910024	MEDIN Čepelka skalpelová fig.24 (baleno po 100 ks)	330 Kč
06-112910027	MEDIN Čepelka skalpelová fig.25 (baleno po 100 ks)	330 Kč

KLADÍVKA

Kladívko chirurgické



03-JO-21-162 S	Chirurgické kladívko AM1 malé (S)	686 Kč
03-JO-21-162 M	Chirurgické kladívko AM1 standard (M)	714 Kč
03-JO-21-162 L	Chirurgické kladívko AM1 velké (L)	728 Kč

OSTEOTOMY



10-BART4	Precizní osteotom Bart 4 mm/12 cm	2 214 Kč
10-BART5	Precizní osteotom Bart 5 mm/12 cm	2 214 Kč
10-BART6	Precizní osteotom Bart 6 mm/12 cm	2 214 Kč
10-BART8	Precizní osteotom Bart 8 mm / 12 cm	2 214 Kč
10-BART10	Precizní osteotom Bart 10 mm/12 cm	2 214 Kč

Modulární osteotom



25-MD-OST-SET	Modulární osteotom, sada 7 čepelí, klíč	6 650 Kč
---------------	--	----------

HLOUBKOMĚRY



03-DG-1520	Hloubkoměr AM1 pro otvory od 1,5mm, rozsah 0-3 cm	2 603 Kč
03-DG-242735	Hloubkoměr AM1 pro otvory od 2,4mm, rozsah 0-6 cm	2 938 Kč

POSUVNÉ MĚŘÍTKO



03-62-020	Posuvné měřítko 14cm	328 Kč
-----------	----------------------	--------

GONIOMETRY


Goniometr kovový

Goniometr je lékařský přístroj k měření úhlů tvořených klouby, slouží k posouzení jejich pohyblivosti.

Materiál: nerezová ocel

Délka složeného: 190 mm

Šířka: 70 mm



Medcomplex s.r.o.

16-P02139 Goniometr kovový 2 224 Kč

Goniometr plastový


Spolehlivé měřidlo vysoké kvality určené pro měření ohebnosti kloubů.

Charakteristika: Goniometr je lékařská pomůcka k měření úhlů tvořených klouby. Slouží k posouzení jejich pohyblivosti.

Délka: 213 mm

Šířka: 45 mm

Materiál: plast



Medcomplex s.r.o.

16-P00798 Goniometr plastový 385 Kč

VRTACÍ POUZDRA, CÍLIČE

Osteo sada

Univerzální Osteo sada umožňuje skládat z dostupných dílů dva nástroje pro rozdílné použití (Cílič pro vnitřní osteosyntézu, vrtací pouzdra). Díky možnosti společného využití výměnných vrtacích pouzder se tak jedná o velice úsporné řešení.

- Cílič pro vnitřní osteosyntézu s výměnnými vrtacími pouzdry pro Kirschnerovy a Steinmannovy hřebě umožňuje přesné zavedení hřebů do požadované polohy (vrtání se provádí přímo pomocí hřebu). Vrtací pouzdra jsou vyměnitelná dle požadovaných průměrů. Díky fixačnímu šroubu lze aretovat v přesně požadované poloze.

- Rukojeť vrtacích pouzder slouží k uchopení požadovaného vrtacího pouzdra a následné snazší manipulaci při vrtání v požadované pozici.

Univerzální Osteo sada obsahuje:

1x Cílič pro vnitřní osteosyntézu

1x Rukojeť vrtacích pouzder

4x Vrtací pouzdra 4,6 / 3,6 / 2,9 / 2,1 mm, délka 66 mm

1x Vrtací pouzdro 1,6 mm, délka 46 mm.

1x Box 19,5 x 11,0 x 4,5 cm



Medcomplex s.r.o.

02-AMG-DG AM1 Univerzální Osteo Sada 4 856 Kč

Femorální cílič

Femorální cílič zajišťuje správnou lokalizaci vodícího drátu před samotným vrtáním. Dostupnost a cena na vyžádání.



VAR 2801

Cílič femorální

Na dotaz

Nastavitelný cílič s kloubem

AM1 Nastavitelný cílič s kloubem usnadňuje přesné směřování vrtáku při vrtání otvorů do kostí, nebo zavádění Kirschnerových drátů. Vrtací pouzdro směřuje špičku vrtáku na vrchol opěrného hrotu, který je umístěn na naklápěcím rameni. Naklápěcí rameno umožňuje zlepšit přístup při situování opěrného hrotu v pozicích, kde je méně volného místa. Vrchol cílového hrotu vždy směřuje do osy vrtacího pouzdra i při naklonění ramene. Tři vrtací pouzdra s vnitřním otvorem \varnothing 2,0 / 2,5 / 3,5 mm, jsou součástí balení. Mohou být v libovolné poloze zaaretována pomocí příčného šroubu. Vzdálenost cílového hrotu od přední hrany vrtacího pouzdra je možno odečíst na milimetrovém měřítku. Vyroben z nerezové oceli.



03-ADJDG2035

Cílič AM1 s kloubem, vrtací pouzdra \varnothing 2,0/2,5/3,5 mm

5 590 Kč

Vrtací cílič



02-DG2IN-1	Vrtací cílič (pouzdro) 2IN1 s vnitřním otvorem \varnothing 1,1 a 1,5 mm	1 828 Kč
02-DG2IN-2	Vrtací cílič (pouzdro) 2IN1 s vnitřním otvorem \varnothing 1,8 a 2,1 mm	1 828 Kč
02-DG2IN-3	Vrtací cílič (pouzdro) 2IN1 s vnitřním otvorem \varnothing 2,7 a 3,2 mm	1 828 Kč

ŠROUBOVÁKY

Hexagonální

AM1 Hexagonální šroubováky mají šestihrannou pracovní část (hexagon). Dřík šroubováku je vyroben z nerez. Pro výrobu držadla se používá termosetický materiál texgumoid (teplotní odolnost do 180°C). Hlavice držadla je otočná pro snazší utahování jednou rukou.



02-SDHEX15	Šroubovák Hexagon AM1 EH - 1,5mm	1 176 Kč
02-SDHEX20	Šroubovák Hexagon AM1 EH - 2,0mm	1 176 Kč
02-SDHEX25	Šroubovák Hexagon AM1 EH - 2,5mm	1 176 Kč
02-SDHEX35	Šroubovák Hexagon AM1 EH - 3,5mm	1 176 Kč

Hexagonální AO



02-QCCT15	AM1 Šroubovák Hexagon 1,5 mm AO 4,5 mm	754 Kč
02-QCIN20	AM1 Šroubovák Hexagon 2,0 mm AO 4,5 mm	754 Kč
02-QCIN25	AM1 Šroubovák Hexagon 2,5 mm AO 4,5 mm	754 Kč
02-QCIN35	AM1 Šroubovák Hexagon 3,5 mm AO 4,5 mm	754 Kč

Křížové 2,5

AM1 Křížové šroubováky. Dřík šroubováku je vyroben z nerez. Pro výrobu držadla se používá termosetický materiál texgumoid (teplotní odolnost do 180°C). Hlavice držadla je otočná pro snazší utahování jednou rukou.



02-SDX	Šroubovák křížový AM1 EH - 2,5 mm	1 176 Kč
--------	-----------------------------------	----------

Křížové 2,6



02-RH130V	AM1 Křížový šroubovák 2,6 mm s upínáním 3,0 mm. Držadlo + šroubovák. DO VYPRODÁNÍ	1 826 Kč
-----------	---	----------

Křížový AO



02-QCIN15	AM1 Šroubovák Křížový 3,0 mm AO 4,5 mm	754 Kč
-----------	---	--------

Kanylované


AM1 Kanylované Hexagonální šroubováky mají šestihrannou pracovní část (hexagon). Dřík šroubováku je vyroben z nerez. Pro výrobu držadla se používá termosetický materiál texgumoid (teplotní odolnost do 180°C). Hlavice držadla je otočná pro snazší utahování jednou rukou.



02-CSD25	AM1 Hexagonální šroubovák 2,5 mm, kanylovaný 1,1 mm	1 726 Kč
02-CSD35	AM1 Hexagonální šroubovák 3,5 mm, kanylovaný 1,7 mm	1 726 Kč


ZÁVITNÍKY

Závitník Kortikální Kanylovaný




06-129798790	MEDIN Závitník Kortikální 5,0 mm Kanylovaný 1,8 mm L 230 mm	4 200 Kč
---------------------	---	-----------------

Závitník Spongiozní Kanylovaný




06-129798780	MEDIN Závitník Spongiozní 7,0 mm Kanylovaný 1,8 mm L 230 mm	5 775 Kč
06-129798800	MEDIN Závitník Spongiozní 4,5 mm Kanylovaný 1,2 mm L 145 mm	4 410 Kč

Závitník Kortikální




06-129798680	MEDIN Závitník Kortikální 4,5 mm L 185/24 mm	3 885 Kč
06-129798690	MEDIN Závitník Kortikální 4,5 mm L 185/70 mm	4 305 Kč
06-129798700	MEDIN Závitník Kortikální 3,5 mm L 145 mm	3 990 Kč
06-129798710	MEDIN Závitník Kortikální 2,7 mm L 140 mm	3 255 Kč

Závitník Spongiozní



06-129798720	MEDIN Závitník Spongiozní 6,5 mm L 220 mm	3 885 Kč
06-129798730	MEDIN Závitník Spongiozní 4,0 mm L 145 mm	3 675 Kč

N2 Závitníky s rychloupínáním AO



25-TAP-QRD-15	N2 1,5mm kortikální závitník (tvrdý) AO	1 844 Kč
25-TAP-QRD-20	N2 2,0mm kortikální závitník (tvrdý) AO	1 844 Kč
25-TAP-QR-24	N2 2,4mm kortikální závitník s AO rychloupínáním (tvrdý)	1 844 Kč
25-TAP-QR-27	N2 2,7mm kortikální závitník s AO rychloupínáním (tvrdý)	1 844 Kč
25-TAP-QR-35	N2 3,5mm kortikální závitník s AO rychloupínáním (tvrdý)	1 844 Kč
25-TAP-QR-45	N2 4,5mm kortikální závitník s AO rychloupínáním (tvrdý)	1 844 Kč
25-TAP-QR-45L	N2 4,5mm kortikální závitník extra dlouhý s AO rychloupínáním (tvrdý)	1 844 Kč
25-TAP-QR-55	N2 5,5mm kortikální závitník s AO rychloupínáním (tvrdý)	1 844 Kč
25-TAP-QRD-LOC-20	N2 2,0mm závitník pro uzamykací šrouby AO	2 386 Kč

25-TAP-QR-LOC-24	N2 2,4mm závitník pro uzamykací šrouby s AO rychloupínáním (tvrdý)	2 237 Kč
25-TAP-QR-LOC-27	N2 2,7mm závitník pro uzamykací šrouby s AO rychloupínáním (tvrdý)	2 237 Kč
25-TAP-QR-LOC-35	N2 3,5mm závitník pro uzamykací šrouby s AO rychloupínáním (tvrdý)	2 237 Kč

DRŽADLA a RUKOJETI

Držadlo AO

AM1 držadlo pro uchycení AO nástrojů průměru 4,5 mm. Pro výrobu držadla se používá termosetický materiál texgumoid (teplotní odolnost do 180°C). Hlavice držadla je otočná pro snazší utahování jednou rukou.



02-TGH145	Držadlo AM1 pro uchycení AO nástrojů průměru 4,5 mm	1 650 Kč
-----------	---	----------

Držadlo AO Micro

AM1 držadlo pro uchycení AO nástrojů průměru 4,5mm. Teplotní odolnost do 140°C. Fialová část držadla je otočná pro snazší utahování jednou rukou.



02-RH130	Držadlo AM1 pro uchycení AO nástrojů průměru 4,5 mm	2 216 Kč
----------	---	----------

Držadlo AO T

AM1 držadlo T pro uchycení AO nástrojů průměru 4,5 mm.
Nerezový materiál.



02-STH145

Držadlo T AM1 pro uchycení AO nástrojů průměru 4,5 mm

1 554 Kč

Držadlo AO MEDIN



MEDIN
Medcomplex s.r.o.

06-BD23-110-AO

MEDIN držadlo AO, 30x151 mm

5 600 Kč

VRTÁKY

Standartní nerezové ortopedické vrtáky.

Vrtáky s válcovou koncovkou




01-BTD1135.11	Vrták nerez AM1 1,1mm, L 80mm, válcová koncovka	430 Kč
01-BTD1135.15	Vrták nerez AM1 1,5mm, L 80mm, válcová koncovka	430 Kč
01-BTD1135.18	Vrták nerez AM1 1,8mm, L 100mm, válcová koncovka	430 Kč
01-BTD1135.20	Vrták nerez AM1 2,0mm, L 100mm, válcová koncovka	430 Kč
01-BTD1135.25	Vrták nerez AM1 2,5mm, L 125mm, válcová koncovka	430 Kč
01-BTD1135.27	Vrták nerez AM1 2,7mm, L 125mm, válcová koncovka	430 Kč
01-BTD1135.32	Vrták nerez AM1 3,2mm, L 125mm, válcová koncovka	430 Kč
01-BTD1135.35	Vrták nerez AM1 3,5mm, L 125mm, válcová koncovka	430 Kč

Vrtáky kostní s držadlem



01-DH1135.11	Vrták nerez AM1 s držadlem 1,1mm, L 80mm	1 456 Kč
01-DH1135.15	Vrták nerez AM1 s držadlem 1,5mm, L 80mm	1 456 Kč
01-DH1135.18	Vrták nerez AM1 s držadlem 1,8mm, L 100mm	1 456 Kč
01-DH1135.20	Vrták nerez AM1 s rukojetí 2,0mm, L 100mm	1 456 Kč
01-DH1135.25	Vrták nerez AM1 s držadlem 2,5mm, L 125mm	1 456 Kč
01-DH1135.27	Vrták nerez AM1 s držadlem 2,7mm, L 125mm	1 456 Kč
01-DH1135.32	Vrták nerez AM1 s držadlem 3,2mm, L 125mm	1 456 Kč
01-DH1135.35	Vrták nerez AM1 s držadlem 3,5mm, L 125mm	1 456 Kč


N2 Vrtáky, koncovka válcová



25-DRL-11-060	N2 Vrták nerez Ø 1,1 mm, L 60 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-11-080	N2 Vrták nerez Ø 1,1 mm, L 80 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-15-060	N2 Vrták nerez Ø 1,5 mm, L 60 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-15-080	N2 Vrták nerez Ø 1,5 mm, L 80 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-18-080	N2 Vrták nerez Ø 1,8 mm, L 80 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-18-110	N2 Vrták nerez Ø 1,8 mm, L 110 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-20-080	N2 Vrták nerez Ø 2,0 mm, L 80 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-20-110	N2 Vrták nerez Ø 2,0 mm, L 110 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-25-100	N2 Vrták nerez Ø 2,5 mm, L 100 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-25-150	N2 Vrták nerez Ø 2,5 mm, L 150 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-27-100	N2 Vrták nerez Ø 2,4 mm, L 100 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-27-150	N2 Vrták nerez Ø 2,4 mm, L 150 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-32-170	N2 Vrták nerez Ø 3,2 mm, L 170 mm, válcová koncovka	514 Kč

25-DRL-35-170	N2 Vrták nerez Ø 3,5 mm, L 170 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-40-170	N2 Vrták nerez Ø 4,0 mm, L 170 mm, válcová koncovka	514 Kč
25-DRL-45-170	N2 Vrták nerez Ø 4,5 mm, L 170 mm, válcová koncovka	514 Kč

N2 Vrtáky, AO koncovka




25-DRL-QR-11-060	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 1,1mm, L 60mm	695 Kč
25-DRL-QR-11-080	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 1,1mm, L 80mm	695 Kč
25-DRL-QR-15-060	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 1,5mm, L 60mm	695 Kč
25-DRL-QR-15-080	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 1,5mm, L 80mm	695 Kč
25-DRL-QR-18-080	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 1,8mm, L 80mm	695 Kč
25-DRL-QR-18-110	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 1,8mm, L 110mm	695 Kč
25-DRL-QR-20-080	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,0mm, L 80mm	695 Kč
25-DRL-QR-20-115	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,0mm, L 115mm	695 Kč
25-DRL-QR-24-100	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,4mm, L 100mm	695 Kč
25-DRL-QR-25-100	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,5mm, L 100mm	695 Kč
25-DRL-QR-25-150	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,5mm, L 150mm	695 Kč
25-DRL-QR-27-100	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,7mm, L 100mm	695 Kč
25-DRL-QR-27-150	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,7mm, L 150mm	695 Kč
25-DRL-QR-27-170	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,7mm, L 170mm	695 Kč
25-DRL-QR-28-150	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 2,8mm, L 150mm	695 Kč
25-DRL-QR-32-170	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 3,2mm, L 170mm	695 Kč
25-DRL-QR-35-170	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 3,5mm, L 170mm	695 Kč
25-DRL-QR-40-170	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 4,0mm, L 170mm	695 Kč
25-DRL-QR-45-170	N2 vrták s koncovkou AO, Ø 4,5mm, L 170mm	695 Kč

N2 Vrtáky Evodurance® tvrdokovové, AO koncovka



25-EDB-QR-15-080	1.5mm Evodurance® N2 vrták AO koncovka. Pracovní délka 80mm	907 Kč
25-EDB-QR-18-080	1.8mm Evodurance® N2 vrták AO koncovka. Pracovní délka 80mm	907 Kč
25-EDB-QR-20-110	2,0 mm Evodurance® N2 vrták AO koncovka. Pracovní délka 110mm	907 Kč
25-EDB-QR-25-150	2,5 mm Evodurance® N2 vrták AO koncovka. Pracovní délka 150mm	907 Kč
25-EDB-QR-27-150	2,7 mm Evodurance® N2 vrták AO koncovka. Pracovní délka 150mm	907 Kč
25-EDB-QR-28-150	2,8 mm Evodurance® N2 vrták AO koncovka. Pracovní délka 150mm	907 Kč


N2 Vrtáky Protiskluzové, koncovka válcová



25-DRL-AS-15-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 1,5mm, L 60mm, Anti-Skid	846 Kč
25-DRL-AS-18-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 1,8mm, L 80mm, Anti-Skid	846 Kč
25-DRL-AS-20-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 2,0mm, L 100mm, Anti-Skid	846 Kč
25-DRL-AS-24-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 2,4mm, L 115mm, Anti-Skid	846 Kč


25-DRL-AS-25-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 2,5mm, L 130mm, Anti-Skid	846 Kč
25-DRL-AS-27-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 2,7mm, L 130mm, Anti-Skid	846 Kč
25-DRL-AS-32-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 3,2mm, L 130mm, Anti-Skid	846 Kč
25-DRL-AS-35-R	N2 Vrták Protiskluzový Ø 3,5mm, L 130mm, Anti-Skid	846 Kč

Vrtáky AO koncovka MEDIN



06-129798531	MEDIN Vrták 4,5 mm, L 210/60 mm, AO koncovka	3 200 Kč
06-129798541	MEDIN Vrták 4,5 mm, L 120/60 mm, AO koncovka	3 200 Kč
06-129798551	MEDIN Vrták 3,75 mm, L 210/60 mm, AO koncovka	2 200 Kč
06-129798561	MEDIN Vrták 3,75 mm, L 120/60 mm, AO koncovka	3 500 Kč
06-129798571	MEDIN Vrták 3,6 mm, L 80/30 mm, AO koncovka	3 500 Kč
06-129798581	MEDIN Vrták 3,2 mm, L 210/60 mm, AO koncovka	3 500 Kč
06-129798591	MEDIN Vrták 3,2 mm, L 120/60 mm, AO koncovka	3 200 Kč
06-129798601	MEDIN Vrták 3,2 mm, L 80/30 mm, AO koncovka	3 500 Kč
06-129799981	MEDIN Vrták 2,9 mm, L 190/50 mm, AO koncovka	3 900 Kč
06-129798611	MEDIN Vrták 2,7 mm, L 80/30 mm, AO koncovka	2 300 Kč
06-129798621	MEDIN Vrták 2,0 mm, L 80/30 mm, AO koncovka	1 680 Kč

Vrtáky koncovka tříhran MEDIN




06-129798532	MEDIN Vrták 4,5 mm, L 210/60 mm, AO koncovka tříhran	2 400 Kč
06-129798542	MEDIN Vrták 4,5 mm, L 120/60 mm, AO koncovka tříhran	3 900 Kč
06-129798552	MEDIN Vrták 3,75 mm, L 210/60 mm, AO koncovka tříhran	3 700 Kč
06-129798562	MEDIN Vrták 3,75 mm, L 120/60 mm, AO koncovka tříhran	3 600 Kč
06-129798572	MEDIN Vrták 3,6 mm, L 80/30 mm, AO koncovka tříhran	3 600 Kč
06-129798582	MEDIN Vrták 3,2 mm, L 210/60 mm, AO koncovka tříhran	2 500 Kč
06-129798592	MEDIN Vrták 3,2 mm, L 120/60 mm, AO koncovka tříhran	3 600 Kč
06-129798602	MEDIN Vrták 3,2 mm, L 80/30 mm, AO koncovka tříhran	3 900 Kč
06-129798612	MEDIN Vrták 2,7 mm, L 80/30 mm, AO koncovka tříhran	3 200 Kč
06-129798622	MEDIN Vrták 2,0 mm, L 80/30 mm, AO koncovka tříhran	1 470 Kč
06-129799982	MEDIN Vrták 4,5 mm, L 190/50 mm, AO koncovka tříhran	2 520 Kč




01-IBSC784.25	Vrták Kanylovaný nerez AM1 2,5mm, L 130mm, kanyl. otvor 1,1mm	1 978 Kč
01-IBSC784.32	Vrták Kanylovaný nerez AM1 3,2mm, L 130mm, kanyl. otvor 1,2mm	1 978 Kč
01-IBSC784.35	Vrták Kanylovaný nerez AM1 3,5mm, L 130mm, kanyl. otvor 1,5mm	1 978 Kč

Vrtáky Kanylované AO koncovka MEDIN



06-129697921	MEDIN Vrták 2,4 mm, Kanylovaný 1,3mm, L 135/45 mm, AO koncovka	4 200 Kč
--------------	--	----------



06-129798630	MEDIN Vrták 5,0 mm, Kanylovaný 1,8 mm, L 220/140 mm, koncovka šestihran	4 900 Kč
06-129798640	MEDIN Vrták 4,0 mm, Kanylovaný 1,8 mm, L 160/80 mm, koncovka šestihran	3 675 Kč
06-129798650	MEDIN Vrták 3,4 mm, Kanylovaný 1,2 mm, L 130/70 mm, koncovka šestihran	4 400 Kč

Jedná se o sadu 4 trepanů o průměru 45, 25, 18 a 13 mm. Celková délka 13,5 cm. Středový vodící hrot je posuvný a aretovatelný pomocí šroubu. Rukojeť je výměnná, tedy lze upnout samostatný trepan například do vrtačky.



02-TS4	AM1 TS4 Trepany - sada	3 620 Kč
--------	------------------------	-----------------

Doraz vrtáků



02-DS18	AM1 Doraz vrtáků, průměr 8mm, výška 10 mm vnitřní otvor 1,8 mm	376 Kč
02-DS27	AM1 Doraz vrtáků, průměr 8mm, výška 10 mm vnitřní otvor 2,7 mm	376 Kč
02-DS36	AM1 Doraz vrtáků, průměr 8mm, výška 10 mm vnitřní otvor 3,6 mm	376 Kč

NEREZOVÉ BOXY

Nerez. box s víkem



03-0-2016	Nerezová krabička s víkem AM1 180x80x40mm	548 Kč
03-0-2018	Nerezová krabička s víkem AM1 250x130x50mm	625 Kč
03-0-2019	Nerezová krabička s víkem AM1 300x150x50 mm	887 Kč

TREPANY

Sterilizační box na K-dráty



02-KVB16	AM1 box na K-dráty krátký, 15,5x2x2 cm	887 Kč
02-KVB31	AM1 box na K-dráty dlouhý, 31x2x2 cm	973 Kč



02-HHS1	AM1 Rukojeť typ 1	164 Kč
02-HHS2	AM1 Rukojeť typ 2	164 Kč
02-HHS3	AM1 Rukojeť typ 3	164 Kč
02-HHS4	AM1 Rukojeť typ 4	164 Kč
02-HHS5	AM1 Rukojeť typ 5	226 Kč


Sterilizační toulec na K-dráty



06-B76.16.05	MEDIN Toulec sterilizační na K- Dráty L 32 cm 12 mm	2 282 Kč
--------------	--	----------

TPLO

N2 Kostní značkovač



25-BS-20	N2 Kostní značkovač	725 Kč
----------	---------------------	--------

RUKOJETI

N2 TPLO Jig

TPLO Jig udržuje fragmenty tibie (holenní kosti) na místě, dokud není radiální řez zajištěn. K upevnění šroubů

přípravku je zapotřebí 2,5mm šestihranný (Hexagon) šroubovák



25-TPLO-JIG	N2 TPLO Jig Standard 3,2 mm	6 770 Kč
25-TPLO-JIG-SM	N2 TPLO Jig Small 2,4 mm	6 770 Kč

Lze nastavit v rozmezí 0-20 mm, což pomáhá při určení vzdálenosti rotace tibiální plošiny



25-RG-TPLO-CAL	N2 TPLO Rotační měřidlo	2 086 Kč
----------------	-------------------------	----------

N2 TPLO Rotační měřky



Vyrobena z nerezové oceli, užitečná pomůcka pro usnadnění osteotomií ve spojení s rotační tabulkou/grafem



25-RG-TPLO-SET	N2 TPLO Rotační měřky	2 690 Kč
----------------	-----------------------	----------

N2 TPLO Rotační tabulka

Poskytuje údaje o rotaci pro všechny TPLO čepele o velikosti 12-34 mm a také praktickou tabulku vrtáků a šroubů. Drážky pro prsty usnadňují chirurgovi práci během operace



25-RG-TPLO-ROT-CH	N2 TPLO Rotační tabulka	1 572 Kč
-------------------	-------------------------	----------

N2 TPLO Rotační měřidlo

N2 TPLO Sada klínů

Používá se k usnadnění značení a řezání klínu



25-WG-TPLO-SET	N2 TPLO Sada klínů	3 506 Kč
----------------	--------------------	----------



Medcomplex s.r.o.

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: info@medcomplex.cz

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.1.2025)