



LABORATOŘ

KATALOG



Krevní testy

Testovací soupravy pro okamžité určení krevní skupiny psa. Určení krevní skupiny je nezbytný proces, který zajišťuje, že zvířata budou mít prospěch z transfuzní podpory. Základní stanovení krevní skupiny je nezbytné pro co nejbezpečnější provedení transfuze a také pro co nejlepší využití darované krve.

Výhody: Výsledek za 2 minuty. Veškerý materiál v ceně. Archivovatelné. Snadná manipulace. Spolehlivé výsledky.

Obsah balení: Měřicí karta s membránou, ředící pufr, dávkovací proužek, manuál, míchací komůrky. Po provedení testu lze měřicí část archivovat nebo předat majiteli zvířete. Každá testovací souprava je dodávána s identifikační kartou pro majitele zvířete a lékaře k záznamu informací o provedené krevní zkoušce.

Krevní testy pro psy

Systém je založen na migraci červených krvinek na membráně. Monoklonální protilátky specifické pro každý antigen byly začleněny do membrány. Tyto protilátky si zachovávají pozitivní antigeny (DEA 1 u psů). Pozitivní výsledek je charakterizován přítomností červené čáry před DEA 1 u psiho testu. U psů se důrazně doporučuje stanovení antigenu DEA 1 před jakoukoli krevní transfuzí. Toto se provádí, aby se zabránilo silné aloprotilátkové reakci proti tomuto antigenu a aby se zabránilo akutní hemolytické transfuzní reakci.



10-DEA1D Test krevní skupiny - PES **573 Kč**

Krevní testy pro kočky

Systém je založen na migraci červených krvinek na membráně. Monoklonální protilátky specifické pro každý antigen byly začleněny do membrány. Tyto protilátky si zachovávají pozitivní antigeny (A/B u koček). Pozitivní výsledek je charakterizován přítomností 1 nebo 2 červených čar před A a/nebo B u kočičího testu. Kontrolní linie (C) musí být pozitivní; to znamená, že test proběhl úspěšně.



10-DEA1C Test krevní skupiny - KOČKA **573 Kč**

Refraktometr

Veterinární refraktometr

Tato jednotka poskytuje veterinářům rychlé a přesné údaje o úrovních vitálních tekutin. Jeho trojitá stupnice přečte celkový sérový protein (SP) a index lomu (RI) psů a koček. Odolná, silná a lehká hliníková konstrukce. Snadné zaostření a kalibrace. Přesné výsledky testů jsou zaručeny. S ATC (automatickou teplotní kompenzací) zabudovanou pro korekci teplotních odchylek během používání.



08-VRF1 Veterinární refraktometr **1 750 Kč**

Centrifugy

Centrifuga laboratorní Univerzal

- Standardní laboratorní centrifuga
- Snadná obsluha
- Optimální poměr cena/výkon
- Pojme 6 x 15 ml zkumavek s \varnothing 16 mm
- Otáčky – plynulá regulace až 4500 ot. / min
- Časovač 0-60min
- Možnost dokoupení redukce na 2ml zkumavky



Medcomplex s.r.o.

Centrifuga laboratorní Max

Stolní odstředivka na 6 x 20 ml zkumavek. Jednoduché ovládání pomocí dvou otočných spínačů. Časovač: 0-60 min. Otáčky: 0-4000 ot. / min.

- Otáčky: 0- 4000 ot/ min.
- Kapacita 6 x 20 ml
- Kartuše 6ks (vnitřní \varnothing 18,6mm; délka 93mm)
- Max. rcf: 1790 Xg
- Časovač: 0- 60 min
- Rozměry: \varnothing 250 mm x 230 mm (výška)
- Hmotnost: 4 kg



Medcomplex s.r.o.

30-MAT03598	Centrifuga laboratorní Univerzal 4500 ot./min 6x15ml	12 596 Kč
30-MAT03599	Centrifuga - redukce pro 2ml zkumavky 718322	419 Kč

05-LO1	Centrifuga laboratorní Max 4000 ot/min. 6x20 ml	6 600 Kč
---------------	---	-----------------

Minicentrifuga laboratorní

Jednoduchá, minicentrifuga elektronicky řízená s velmi tichým chodem určená k rychlému odstředování vzorků v mikroskopických zkumavkách. Součástí centrifugy je rotor pro 8 zkumavek o objemu 1,5...2 ml, vč adaptérů pro 0,2-0,5 ml zkumavky a rotor 2 x 8 strip. Rotory jsou velmi jednoduše vyměnitelné, bez nutnosti použití jakéhokoliv nářadí.



08-MCF1 MINICentrifuga laboratorní **7 300 Kč**

Mikroskopy

Mikroskop binokulární LED

- binokulární otočná hlavice o 360°
- úhel vzhledu 30°
- oční rozestup 55 - 75 mm
- dioptrické doostření
- revolverová hlava pro 4 objektivy DIN
- zvětšení 40-1600x
- objektivy apochromat 4x 10x 40x 100x
- LED osvětlení



08-BML1 Mikroskop binokulární LED **19 500 Kč**

Mikroskop trinokulární LED

- kvalitní mikroskop s trinokulární hlavou a nástavcem pro připojení fotoaparátu
- otočná hlavice o 360°, úhel vzhledu 30°, oční rozestup 55-75 mm, dioptrické doostření
- revolverová hlava pro 4 objektivy DIN
- zvětšení 40-1600x
- objektivy apochromat 4x 10x 40x 100x
- LED osvětlení
- záruka 5 let



08-TML1 Mikroskop trinokulární LED **22 500 Kč**

Kamera k mikroskopu

USB 2.0 kamera s rozlišením snímače 3 mega pixely (2048px × 1536px) se standardním CS závitem pro připevnění objektivu. Tato kamera je primárně určena pro mikroskopy, které s připojením kamery konstrukčně počítají, tedy s mikroskopy s CS objímkou. Lze ji však použít i s klasickými okulárovými mikroskopy. Umožňuje propojení mikroskopu s PC. Snímání aktuálního obrazu video i foto. Kompletní příslušenství včetně SW.



Medcomplex s.r.o.

08-KM1	Kamera k mikroskopu	8 490 Kč
--------	---------------------	----------

Medcomplex s.r.o.

Masty 1
518 01 Dobruška
Czech Republic
email: info@medcomplex.cz
mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (3.1.2024).