

STOMATOLOGIE

KATALOG



Zubní soupravy

Zubní souprava mobilní

- snadná přeprava i uskladnění (kufr na kolečkách)
- kompletní zubní jednotka
- snadná instalace a provoz
- kvalitní motor se stabilním výkonem
- nožní ovládání
- zubní ultrazvuk LED, polymerizační lampa, oplach, sušení, odsávání, přípojky pro turbínku, přímý nástavec, kolínko
- příslušenství: 2 turbínky, kolínko, přímý nástavec



Medcomplex s.r.o.

08-ZS1 Zubní souprava mobilní **42 900 Kč**

Stolní zubní souprava s kompresorem ZS2

- zubní ultrazvuk Woodpacker, polymerizační lampu Woodpacker, odsávačka
- přípoj na vysokorychlostní nástavec (turbínku)
- přípoj na nízkorychlostní nástavec (přímý nástavec, kolínko)
- nástavec na ostřík, ofuk, odsávačka
- v ceně je turbínka, přímý nástavec, kolínko + sada příslušenství pro začátek (vrtáky, leštící, řezací nástavce..)
- s integrovaným kompresorem

Technické parametry:

výkon - 545W

průtok vzduchu - 65l/min.

max.tlak - 0,8Mpa

Tlak pro turbínku - 0,36Mpa

Tlak pro mikromotor - 0,34Mpa

Nádoba na čistou vodu, nádoba na odpadní vodu

Rozměry: šířka 58cm, hloubka 45cm a výška nastavitelná 78-90cm



Medcomplex s.r.o.

08-ZS2 Zubní souprava stolní s kompresorem **40 100 Kč**

Stolní zubní souprava s kompresorem ZUS3

- zubní ultrazvuk Woodpacker, polymerizační lampu Woodpacker,
- přípoj na vysokorychlostní nástavec (turbínku),
- přípoj na nízkorychlostní nástavec (přímý nástavec, kolínko),
- nástavec na ostřík, ofuk
- kompresor je součástí soupravy
- v ceně je turbínka, přímý nástavec, kolínko

Technické parametry:

výkon - 545W

průtok vzduchu - 65l/min.

max.tlak - 0,8Mpa

Tlak pro turbínku - 0,36Mpa

Tlak pro mikromotor - 0,34Mpa

Nádoba na čistou vodu, nádoba na odpadní vodu



Medcomplex s.r.o.

08-ZS3

Zubní souprava - stolní s kompresorem

45 500 Kč

Pneumatická zubní souprava NV-D900

- připojení pro dva nástavce
- pistole na ostřík/sušení
- umístění na zeď
- nádrž na vodu 600ml
- vstupní tlak vzduchu 0,4-0,8 Mpa
- výstupní tlak vzduchu 0-0,5 Mpa
- vstupní tlak vody 0,5 Mpa
- výstupní tlak vody 0-0,2 Mpa
- hmotnost 3,5kg
- v ceně mikromotor + přímý nástavec, kolínko, 2 turbínky v hliníkovém kufříku



Medcomplex s.r.o.

08-ZS4

Zubní souprava - pneumatická

9 790 Kč

Zubní ultrazvuky

Zubní ultrazvuk WOODPECKER UDS-L LED

Kvalitní piezoelektrický ultrazvuk s LED osvětlením od renomovaného výrobce WOODPECKER. Bude Vám výborným pomocníkem za nejlepší cenu na trhu. Vyberte si další [koncovky](#) z široké nabídky.

Základní funkce:

- světelný autoklávovatelný násadec (do 135°C/ 0.22Mpa)
- 6ks koncovek
- scaling, perio, endo
- automatické zásobování vodou z nádržky
- automatické sledování frekvence
- Manuál v ČJ
- Prohlášení o shodě
- SÚKL ev.číslo: 00313760

Technické parametry:

- napájení: 100V- 240V
- výstupní vibrace $\leq 100\mu\text{m}$
- výstupní výkon 3W- 20W
- frekvence: 28KHz \pm 3KHz
- tlak vody 0,1bar- 5bar (0,01MPa- 0,5MPa)

Obsah balení:

- koncovky v ceně: 2xG1, G2, G4, P1, E1



05-USDL	WOODPECKER UDS-L LED odstraňovač zubního kamene	9 300 Kč
---------	--	----------

Zubní ultrazvuk WOODPECKER UDS-E LED

Kvalitní piezoelektrický ultrazvuk od renomovaného výrobce WOODPECKER, od kterého si nechávají jiné firmy vyrábět pod svojí značkou. Bude Vám výborným pomocníkem za nejlepší cenu na trhu.

Základní funkce:

- autoklávovatelný násadec (do 135°C/ 0.22Mpa)
- koncovky z titanové slitiny
- scaling, perio, endo
- automatické zásobování vodou/roztokem z nádržky (dvě součástí balení)
- automatické sledování frekvence
- návod v ČJ

Technické parametry:

- napájení: 100V- 240V
- výstupní vibrace $\leq 100\mu\text{m}$
- výstupní výkon 3W- 20W
- frekvence: 28KHz \pm 3KHz

Obsah balení:

- 8 kusů koncovek pro veterinární použití, jeden nebo dva násadce (VOLITELNĚ)



05-USDE	WOODPECKER UDS-E LED odstraňovač zubního kamene s jedním násadcem	13 500 Kč
05-USDE2	WOODPECKER UDS-E LED odstraňovač zubního kamene se dvěma násadci	15 000 Kč

Zubní ultrazvuk CombiDent 2v1

CombiDent je přístroj kombinující světelný zubní ultrazvuk s mikromotorem a vlastním zásobováním tlakovou vodou. Přidává také displej ukazující nastavené otáčky motoru, které jsou důležité zejména při používání specifických rotačních nástrojů. Výhodou je také horní kryt z nerezové oceli s integrovaným stojánkem pro ultrazvukové koncovky a rotační nástroje. Přístroj je navržen a kompletován v České republice z osvědčených komponent. Set se skládá z řídicí jednotky, mikromotoru, kolénkového nebo přímého násadce (VOLITELNĚ), ultrazvukového násadce (včetně 6ks koncovek), nožního spínače pro zubní ultrazvuk a zásobovací lahve na destilovanou vodu. Tento kompletní funkční set výborně doplní Vaše dentální vybavení.

SET1: bez násadce

SET2: včetně vybraného násadce a spreje na údržbu násadců

Mikromotor:

- plynulá regulace otáček 0- 35.000 ot/min (zobrazení na displeji)
- obousměrný chod
- krouticí moment 2,75 Ncm
- konektivita násadců dle ISO 1797-1
- kolénko 1:1 nebo přímý násadec VOLITELNĚ
- tlačítkový úpon rotačního nástroje
- dřík/ nástroje RA nebo HP, \varnothing 2,35 mm

Zubní ultrazvuk:

- výstupní vibrace $\leq 100\mu\text{m}$
- výstupní výkon 3W- 20W
- frekvence: 28KHz \pm 3KHz
- návod v ČJ



Medcomplex s.r.o.

05-COMBI1	CombiDent 2 v 1 SET1	24 500 Kč
05-COMBI2	CombiDent 2 v 1 SET2	28 000 Kč

Mikromotory

Mikromotor STRONG

Kvalitní mikromotory "Made in Korea" od výrobce s více než třicetiletou tradicí a exportem do 120 zemí světa. Volit můžete mezi uhlíkovými a bezuhlíkovými motory. Set se skládá z řídicí jednotky, mikromotoru, kolénkového násadce (přímý násadec volitelně) a nožního spínače. Tento kompletní funkční set výborně doplní Vaše dentální vybavení. Provádíme záruční i pozáruční servis mikromotorů a násadců Saeshin.

- Otáčky 0~ 35.000 ot/ min.
- Regulace otáček na řídicí jednotce
- kolénko 1:1, ISO 1797-1
- tlačítkový úpon rotačního nástroje
- dřík 204 RA nebo 205 RAL, \varnothing 2,35 mm
- <="" h3="">



Medcomplex s.r.o.

05-STR	Mikromotor STRONG	10 500 Kč
--------	-------------------	-----------

Chirurgický mikromotor OZ black a Forte

Bezuhlíkový chirurgický mikromotor set OZ black + F100 a EI.

Mikromotor řady FORTE vyniká oproti řadě STRONG prakticky bezúdržbovým provozem a vysokým kroutícím momentem potřebným například pro kostní chirurgii. Tento mikromotor lze například díky stabilnímu výkonu a síle používat v kombinaci s násadci jako jsou mikro pilky.

- Přímý násadec nebo kolénko v ceně
- Otáčky 0~ 40.000 ot/ min.
- Regulace otáček nožním pedálem nebo na řídicí jednotce
- Obousměrný chod
- Vestavěný procesor (displej, hlášení chyby)

- Tichý provoz, nízké vibrace
- Vysoký kroutící moment
- Autodiagnostika
- Návod v ČJ



05-OZ Mikromotor OZ black a Forte 100aEI 21 500 Kč

Mikromotor Marathon 7

- Plynule regulovatelné otáčky v širokém rozmezí 0 – 40 000/ min
- Součástí příslušenství 2 nástavce: přímý a kolínko
- Kryt na spínač proti prachu
- Systém automatické ochrany proti přetížení
- Malá hlučnost, nízké vibrace



08-MM2 Mikromotor Marathon 7 12 089 Kč

Mikromotor Escort III

- Výkonný mikromotor
- Plynule regulovatelné otáčky v širokém rozmezí 0 – 35 000/ min
- Součástí příslušenství 2 nástavce: přímý a kolínko
- Pravý a levý chod
- Nožní i ruční ovládání



08-MM1 Mikromotor Escort III 9 889 Kč

Mikromotor Handy 700

- Maximální rychlost: 50 000 ot / min
- Digitální display pro zobrazení rychlosti
- Možnost nastavení maximální rychlosti
- Nízká hlučnost, nízké vibrace
- Funkce autodiagnostiky
- Keramické kuličkové ložisko
- Zobrazení chybového kódu



08-MM Mikromotor Handy 700 24 750 Kč

Příslušenství

PANA sprej

Olej na mazání a čištění násadců včetně turbínek. Dodáváno s tryskou na E-type (mikromotory) nebo na turbínky.

Časté používání PANA SPRAY zajišťuje 100% účinnost a dlouhou životnost hlavíc. PANA SPRAY je vhodné používat před každou dezinfekcí hlavíc v autoklávu.



Medcomplex s.r.o.

10-PANA	PANA sprej plus	950 Kč
---------	-----------------	--------

Přímý násadec 1:1

- ISO 1797-1, max. 35.000 ot/ min.
- Pro přímý násadec jsou určeny nástroje s dříkem 104 HP, 105 HPL nebo 106 HPXL

Kolénkový násadec 1:1

- ISO 1797-1, max. 35.000 ot/ min.
- Pro kolénkový násadec jsou určeny nástroje s dříkem 204 RA, 205 RAL nebo 206 RAXL



Autoclavable



Autoclavable

Medcomplex s.r.o.

08-PN	Přímý násadec 1:1	3 100 Kč
08-KN	Kolénkový násadec 1:1	3 100 Kč

Turbínka 90

- kvalitní autoklávovatelná turbínka
- vhodná pro pneumatickou zubní soupravu
- kvalitní ergonomie,
- rychloupínání nástrojů tlačítkem
- keramická ložiska s vysokou životností
- připojení rychlospojkou 400000ot/min



Medcomplex s.r.o.

08-PP2	Turbínka 90	2 805 Kč
--------	-------------	----------

Turbínka s LED světlem

- kvalitní autoklávovatelná turbínka s LED světlem
- vhodná pro pneumatickou zubní soupravu
- kvalitní ergonomie,
- rychloupínání nástrojů tlačítkem
- keramická ložiska s vysokou životností
- připojení rychlospojkou 400000ot/min



Medcomplex s.r.o.

08-PP3	Turbínka s LED světlem	4 345 Kč
--------	------------------------	----------

Přímý násadec pro mikromotor

- kvalitní
- přímý nástavec na pneu i elektrický mikromotor
- autoklávovatelný



Medcomplex s.r.o.

08-PP5 Přímý násadec pro mikromotor **1 639 Kč**

Kolínko pro mikromotor

- kvalitní
- kolínko na pneu i elektrický mikromotor
- autoklávovatelné



Medcomplex s.r.o.

08-PP4 Kolínko pro mikromotor **1 639 Kč**

Diamantové vrtáčky



CR-22F



TR-11



TR-12



FO-32



DI-SS41



TF-21EF

Medcomplex s.r.o.

CR-22F

- 8mm je diamantový posyp
- 21,5mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

TR-11

- 10mm je diamant.posyp
- 21,8mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

TR-12

- 10mm je diamant.posyp
- 21,8mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

FO-32

- 3,8mm je diamant.posyp
- 19,5mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

DI-SS41

- 2,3mm je diamant.posyp
- 14,5mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

TF-21EF

- 7,2mm je diamant.posyp
- 21mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

08-CR-22F	Diamantový vrtáček 8mm -5ks	76 Kč
08-TR-11	Diamantový vrtáček 10mm - 5ks	76 Kč
08-TR-12	Diamantový vrtáček 10mm - . 5ks	76 Kč
08-FO-32	Diamantový vrtáček 3,8mm - 5ks	76 Kč
08-DI-SS41	Diamantový vrtáček 2,3mm - 5ks	76 Kč
08-TF-21EF	Diamantový vrtáček 7,2mm - 5ks	76 Kč

Diamantové vrtáčky sada

- sada FG-105 diamantové vrtáčky



Medcomplex s.r.o.

08-DV2 Sada diamantových vrtáčků FG-105 **165 Kč**




- sada FG-108 diamantové vrtáčky



Medcomplex s.r.o.

08-DV3 Sada diamantových vrtáčků FG-108 **165 Kč**

Diamantové vrtáčky pro kolénko

RA	ISO 204		Ø 2.35 mm
RA L	ISO 205		Ø 2.35 mm
RA XL	ISO 206		Ø 2.35 mm

Medcomplex s.r.o.

08-DV RA Diamantový vrtáček délka 22mm **40 Kč**

08-DV RAL Diamantový vrtáček délka 26mm **45 Kč**

08-DV RAXL Diamantový vrtáček délka 34mm **50 Kč**

Řezací kotouče s diamantovým posypem

- Sada 4 kotouče + 1ks mandrel



Medcomplex s.r.o.

08-SD Řezací kotouče s diamantovým posypem **385 Kč**

Chránič separačních disků pro přímý násadec

Sada chráničů na přímý násadec, pro průměry koutoučů 22mm, 19mm nebo 16mm, pro mandrel ISO 104 (2,35/44,5 mm)

Dodává se bez disku a mandrelu.



Medcomplex s.r.o.



05-DO300 Chránič brusných disků (3 průměry) **1 678 Kč**

Leštící gumička



Medcomplex s.r.o.


08-LN	Leštící gumička – 5 ks	175 Kč
-------	------------------------	--------

Medcomplex s.r.o.

Masty 1
518 01 Dobruška
Czech Republic
email: info@medcomplex.cz
mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (3.1.2024).

Leštící sada 9ks



Medcomplex s.r.o.

08-LNS	Leštící sada 9ks	285 Kč
--------	------------------	--------

Sada leštících nástavců



Medcomplex s.r.o.

08-LNSET	Sada leštících nástavců	1 070 Kč
----------	-------------------------	----------