

# STOMATOLOGIE

## KATALOG



# Zubní soupravy

## Zubní souprava mobilní

- snadná přeprava i uskladnění (kufr na kolečkách)
- kompletní zubní jednotka
- snadná instalace a provoz
- kvalitní motor se stabilním výkonem
- nožní ovládání
- zubní ultrazvuk LED, polymerizační lampa, oplach, sušení, odsávání, přípojky pro turbínku, přímý nástavec, kolínko
- příslušenství: 2 turbínky, kolínko, přímý nástavec



08-ZS1      Zubní souprava mobilní      42 900 Kč

## Stolní zubní souprava s kompresorem ZS2

- zubní ultrazvuk Woodpacker s LED osvětlením, polymerizační lampu Woodpacker, odsávačka
- přípoj na vysokorychlostní nástavec (turbínku)
- přípoj na nízkorychlostní nástavec (přímý nástavec, kolínko)
- nástavec na ostřík, ofuk, odsávačka
- v ceně je turbínka, přímý nástavec, kolínko + sada příslušenství pro začátek (vrtáky, leštící, řezací nástavce..)
- s integrovaným kompresorem

### Technické parametry:

výkon - 545W

průtok vzduchu - 65l/min.

max.tlak - 0,8Mpa

Tlak pro turbínku - 0,36Mpa

Tlak pro mikromotor - 0,34Mpa

Nádoba na čistou vodu, nádoba na odpadní vodu

Rozměry: šířka 58cm, hloubka 45cm a výška nastavitelná 78-90cm

Za příplatek lze rozšířit o turbínku s osvětlením



08-ZS2      Zubní souprava stolní s kompresorem      40 100 Kč

## Stolní zubní souprava s kompresorem ZUS3

- zubní ultrazvuk Woodpacker s LED osvětlením, polymerizační lampu Woodpacker,
- přípoj na vysokorychlostní nástavec (turbínku),
- přípoj na nízkorychlostní nástavec (přímý nástavec, kolínko),
- nástavec na ostřík, ofuk
- kompresor je součástí soupravy
- v ceně je turbínka, přímý nástavec, kolínko

### Technické parametry:

výkon - 545W

průtok vzduchu - 65l/min.

max.tlak - 0,8Mpa

Tlak pro turbínku - 0,36Mpa

Tlak pro mikromotor - 0,34Mpa

Nádoba na čistou vodu, nádoba na odpadní vodu

Za příplatek lze rozšířit o turbínku s osvětlením.

Jedná se v podstatě o shodnou soupravu, jako ZS2 s masivnější konstrukcí a poličkou.



Medcomplex s.r.o.

08-ZS3

Zubní souprava - stolní s kompresorem

45 500 Kč

## Pneumatická zubní souprava NV-D900

- připojení pro dva nástavce
- pistole na ostřík/sušení
- umístění na zeď
- nádrž na vodu 600ml
- vstupní tlak vzduchu 0,4-0,8 Mpa
- výstupní tlak vzduchu 0-0,5 Mpa
- vstupní tlak vody 0,5 Mpa
- výstupní tlak vody 0-0,2 Mpa
- hmotnost 3,5kg
- v ceně mikromotor + přímý nástavec, kolínko, 2 turbínky v hliníkovém kufříku



Medcomplex s.r.o.

08-ZS4

Zubní souprava - pneumatická

9 790 Kč

# Zubní ultrazvuky

## Zubní ultrazvuk WOODPECKER UDS-L LED

Kvalitní piezoelektrický ultrazvuk s LED osvětlením od renomovaného výrobce WOODPECKER. Bude Vám výborným pomocníkem za nejlepší cenu na trhu. Vyberte si další [koncovky](#) z široké nabídky.

### Základní funkce:

- světelný autoklávovatelný násadec (do 135°C/ 0.22Mpa)
- 6ks koncovek
- scaling, perio, endo
- automatické zásobování vodou z nádržky
- automatické sledování frekvence
- Manuál v ČJ
- Prohlášení o shodě
- SÚKL ev.číslo: 00313760

### Technické parametry:

- napájení: 100V- 240V
- výstupní vibrace  $\leq 100\mu\text{m}$
- výstupní výkon 3W- 20W
- frekvence: 28KHz $\pm$  3KHz
- tlak vody 0,1bar- 5bar (0,01MPa- 0,5MPa)

### Obsah balení:

- koncovky v ceně: 2xG1, G2, G4, P1, E1



05-USDL	WOODPECKER UDS-L LED odstraňovač zubního kamene	9 300 Kč
---------	--	----------

## Zubní ultrazvuk WOODPECKER UDS-E LED

Kvalitní piezoelektrický ultrazvuk od renomovaného výrobce WOODPECKER, od kterého si nechávají jiné firmy vyrábět pod svojí značkou. Bude Vám výborným pomocníkem za nejlepší cenu na trhu.

### Základní funkce:

- autoklávovatelný násadec (do 135°C/ 0.22Mpa)
- koncovky z titanové slitiny
- scaling, perio, endo
- automatické zásobování vodou/roztokem z nádržky (dvě součástí balení)
- automatické sledování frekvence
- návod v ČJ

### Technické parametry:

- napájení: 100V- 240V
- výstupní vibrace  $\leq 100\mu\text{m}$
- výstupní výkon 3W- 20W
- frekvence: 28KHz $\pm$  3KHz

### Obsah balení:

- 8 kusů koncovek pro veterinární použití, jeden nebo dva násadce (VOLITELNĚ)



05-USDE	WOODPECKER UDS-E LED odstraňovač zubního kamene s jedním násadcem	13 500 Kč
05-USDE2	WOODPECKER UDS-E LED odstraňovač zubního kamene se dvěma násadci	15 000 Kč

## Zubní ultrazvuk CombiDent 2v1

CombiDent je přístroj kombinující světelný zubní ultrazvuk s mikromotorem a vlastním zásobováním tlakovou vodou. Přidává také displej ukazující nastavené otáčky motoru, které jsou důležité zejména při používání specifických rotačních nástrojů. Výhodou je také horní kryt z nerezové oceli s integrovaným stojánkem pro ultrazvukové koncovky a rotační nástroje. Přístroj je navržen a kompletován v České republice z osvědčených komponent. Set se skládá z řídicí jednotky, mikromotoru, kolénkového nebo přímého násadce (VOLITELNĚ), ultrazvukového násadce (včetně 6ks koncovek), nožního spínače pro zubní ultrazvuk a zásobovací lahve na destilovanou vodu. Tento kompletní funkční set výborně doplní Vaše dentální vybavení.

SET1: včetně vybraného násadce a spreje na údržbu násadců

### Mikromotor:

- plynulá regulace otáček 0- 35.000 ot/min (zobrazení na displeji)
- obousměrný chod
- krouticí moment 2,75 Ncm
- konektivita násadců dle ISO 1797-1
- kolénko 1:1 nebo přímý násadec VOLITELNĚ
- tlačítkový úpon rotačního nástroje
- dřík/ nástroje RA nebo HP,  $\varnothing$  2,35 mm

### Zubní ultrazvuk:

- výstupní vibrace  $\leq 100\mu\text{m}$
- výstupní výkon 3W- 20W
- frekvence: 28KHz  $\pm$  3KHz
- návod v ČJ



Medcomplex s.r.o.

05-COMBI1 CombiDent 2 v 1 SET1

31 000 Kč

## Mikromotory

### Mikromotor STRONG

Kvalitní mikromotory "Made in Korea" od výrobce s více než třicetiletou tradicí a exportem do 120 zemí světa. Volit můžete mezi uhlíkovými a bezuhlíkovými motory. Set se skládá z řídicí jednotky, mikromotoru, kolénkového násadce (přímý násadec volitelně) a nožního spínače. Tento kompletní funkční set výborně doplní Vaše dentální vybavení. Provádíme záruční i pozáruční servis mikromotorů a násadců Saeshin.

- Otáčky 0~ 35.000 ot/ min.
- Regulace otáček na řídicí jednotce
- kolénko 1:1, ISO 1797-1
- tlačítkový úpon rotačního nástroje
- dřík 204 RA nebo 205 RAL,  $\varnothing$  2,35 mm
- <math>h3</math>



Medcomplex s.r.o.

05-STR

Mikromotor STRONG

10 500 Kč

### Chirurgický mikromotor OZ black a Forte

Bezuhlíkový chirurgický mikromotor set OZ black + F100 a EI.

Mikromotor řady FORTE vyniká oproti řadě STRONG prakticky bezúdržbovým provozem a vysokým kroutícím momentem potřebným například pro kostní chirurgii. Tento mikromotor lze například díky stabilnímu výkonu a síle používat v kombinaci s násadci jako jsou mikro pilky.

- Přímý násadec nebo kolénko v ceně
- Otáčky 0~ 40.000 ot/ min.
- Regulace otáček nožním pedálem nebo na řídicí jednotce
- Obousměrný chod
- Vestavěný procesor (displej, hlášení chyb)

- Tichý provoz, nízké vibrace
- Vysoký kroutící moment
- Autodiagnostika
- Návod v ČJ



05-OZ Mikromotor OZ black a Forte 100aEI 21 500 Kč

## Mikromotor Marathon 7

- Plynule regulovatelné otáčky v širokém rozmezí 0 – 40 000/ min
- Součástí příslušenství 2 nástavce: přímý a kolínko
- Kryt na spínač proti prachu
- Systém automatické ochrany proti přetížení
- Malá hlučnost, nízké vibrace



08-MM2 Mikromotor Marathon 7 12 089 Kč

## Mikromotor Escort III

- Výkonný mikromotor
- Plynule regulovatelné otáčky v širokém rozmezí 0 – 35 000/ min
- Součástí příslušenství 2 nástavce: přímý a kolínko
- Pravý a levý chod
- Nožní i ruční ovládání



08-MM1 Mikromotor Escort III 9 889 Kč

## Mikromotor Handy 700

- Maximální rychlost: 50 000 ot / min
- Digitální display pro zobrazení rychlosti
- Možnost nastavení maximální rychlosti
- Nízká hlučnost, nízké vibrace
- Funkce autodiagnostiky
- Keramické kuličkové ložisko
- Zobrazení chybového kódu



08-MM Mikromotor Handy 700 24 750 Kč

## Příslušenství

### PANA sprej

Olej na mazání a čištění násadců včetně turbínek. Dodáváno s tryskou na E-type (mikromotory) nebo na turbínky.

Časté používání PANA SPRAY zajišťuje 100% účinnost a dlouhou životnost hlavíc. PANA SPRAY je vhodné používat před každou dezinfekcí hlavíc v autoklávu.



Medcomplex s.r.o.

10-PANA	PANA sprej plus	950 Kč
---------	-----------------	--------

### Přímý násadec 1:1

- ISO 1797-1, max. 35.000 ot/ min.
- Pro přímý násadec jsou určeny nástroje s dříkem 104 HP, 105 HPL nebo 106 HPXL

### Kolénkový násadec 1:1

- ISO 1797-1, max. 35.000 ot/ min.
- Pro kolénkový násadec jsou určeny nástroje s dříkem 204 RA, 205 RAL nebo 206 RAXL



Medcomplex s.r.o.

08-PN	Přímý násadec 1:1	3 100 Kč
08-KN	Kolénkový násadec 1:1	3 100 Kč

### Turbínka 90

- kvalitní autoklávovatelná turbínka
- vhodná pro pneumatickou zubní soupravu
- kvalitní ergonomie,
- rychloupínání nástrojů tlačítkem
- keramická ložiska s vysokou životností
- připojení rychlospojkou 400000ot/min



Medcomplex s.r.o.

08-PP2	Turbínka 90	2 805 Kč
--------	-------------	----------

### Turbínka s LED světlem

- kvalitní autoklávovatelná turbínka s LED světlem
- vhodná pro pneumatickou zubní soupravu
- kvalitní ergonomie,
- rychloupínání nástrojů tlačítkem
- keramická ložiska s vysokou životností
- připojení rychlospojkou 400000ot/min



Medcomplex s.r.o.

08-PP3	Turbínka s LED světlem	4 345 Kč
--------	------------------------	----------

## Přímý násadec pro mikromotor

- kvalitní
- přímý nástavec na pneu i elektrický mikromotor
- autoklávovatelný



Medcomplex s.r.o.

**08-PP5** Přímý násadec pro mikromotor **1 639 Kč**

## Kolínko pro mikromotor

- kvalitní
- kolínko na pneu i elektrický mikromotor
- autoklávovatelné



Medcomplex s.r.o.

**08-PP4** Kolínko pro mikromotor **1 639 Kč**

## Diamantové vrtáčky



CR-22F



TR-11



TR-12



FO-32



DI-SS41



TF-21EF

Medcomplex s.r.o.

### CR-22F

- 8mm je diamantový posyp
- 21,5mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

### TR-11

- 10mm je diamant.posyp
- 21,8mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

### TR-12

- 10mm je diamant.posyp
- 21,8mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

### FO-32

- 3,8mm je diamant.posyp
- 19,5mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

### DI-SS41

- 2,3mm je diamant.posyp
- 14,5mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

### TF-21EF

- 7,2mm je diamant.posyp
- 21mm je délka vrtáku
- Sada 5 kusů

<b>08-CR-22F</b>	Diamantový vrtáček 8mm -5ks	<b>176 Kč</b>
<b>08-TR-11</b>	Diamantový vrtáček 10mm - 5ks	<b>176 Kč</b>
<b>08-TR-12</b>	Diamantový vrtáček 10mm - . 5ks	<b>176 Kč</b>
<b>08-FO-32</b>	Diamantový vrtáček 3,8mm - 5ks	<b>176 Kč</b>
<b>08-DI-SS41</b>	Diamantový vrtáček 2,3mm - 5ks	<b>176 Kč</b>
<b>08-TF-21EF</b>	Diamantový vrtáček 7,2mm - 5ks	<b>176 Kč</b>

## Diamantové vrtáčky sada

- sada 4100 diamantové vrtáčky



08-4100 Sada diamantových vrtáčků 205 Kč

- sada 4104 diamantové vrtáčky




08-4104 Sada diamantových vrtáčků 205 Kč

- sada 4102 diamantové vrtáčky



08-4102 Sada diamantových vrtáčků 205 Kč

## Diamantové vrtáčky pro kolénko



Medcomplex s.r.o.

08-DV RA Diamantový vrtáček délka 22mm 140 Kč

08-DV RAL Diamantový vrtáček délka 26mm 145 Kč

08-DV RAXL Diamantový vrtáček délka 34mm 150 Kč

- sada 4103 diamantové vrtáčky



08-4103 Sada diamantových vrtáčků 205 Kč

## Separační disky s diamantovým posypem VQ

- Sada 4 kotouče + 1ks mandrel



Medcomplex s.r.o.

08-SD Řezací kotouče s diamantovým posypem 385 Kč

## Separáčn  disk s diamantov m posypem HQ



Medcomplex s.r.o.

08-HQ10	Separáčn� disk s diamantov�m posypem HQ 10 mm	375 K�
08-HQ19	Separáčn� disk s diamantov�m posypem HQ 19 mm	375 K�


## Lešt c  gumi ka



Medcomplex s.r.o.

08-LN	Lešt�c� gumi�ka – 5 ks	275 K�
-------	------------------------	--------

## Lešt c  sada 9ks



Medcomplex s.r.o.

08-LNS	Lešt�c� sada 9ks	285 K�
--------	------------------	--------

## Sada lešt c ch n stavc 



Medcomplex s.r.o.

08-LNSET	Sada lešt�c�ch n�stavc�	1 070 K�
----------	-------------------------	----------

## Medcomplex s.r.o.

Masty 1  
518 01 Dobruška  
Czech Republic  
email: info@medcomplex.cz  
mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez n klad  na dopravu a jsou platn  ke dni vyd n  nab dky (1.1.2026).