

# DIAGNOSTIKA MONITORING KATALOG



# Monitory životních funkcí

## COMEN C80V

Profesionální High-end monitor vyrobený speciálně pro veterinární použití s 12,1" barevným dotykovým displejem a rozšířenými funkcemi. Základní konfigurace obsahuje 7 kanálové EKG, digitální pulzní oxymetr Nellcor, NIBP, teploměr, monitor dechu a volitelně Respiration Capnostat mainstream nebo LoFlo sidestream CO2. Monitor lze rozšířit i o invazivní měření tlaku. Monitor je schopný zobrazovat až 12 křivek zároveň.

- 12,1" barevný TFT LCD dotykový display
- obrazy až 12 kanálů
- EKG, SpO2, NIBP
- Dech, Teploměr
- 3 svodové EKG
- Nellcor Oximax oxymetr
- Zobrazení trendů za 96 hodin
- Síťový i bateriový provoz (až 4 hodiny)
- Volitelně Respiration CO2 (sidestream nebo mainstream)



Medcomplex s.r.o.

<b>04-V680</b>	Monitor 12,1" TFT LCD dotykový display, EKG, Nellcor SaO2, NIBP, dech a teploměr	<b>65 000 Kč</b>
<b>04-V680CO2</b>	Monitor s main-stream CO2	<b>109 200 Kč</b>

# Otoskopy HEINE

Veterinární sety HEINE s rukojetí s vysoce svítivou LED diodou a Otoskopickou operační hlavicí HEINE G100 jsou vyrobeny z odolného materiálu.

Osvětlovací hlavice s vícenásobně potaženou otočnou čočkou odolnou proti poškrábání a 1,6násobným zvětšením pro obraz s vysokým rozlišením umožňuje optimální instrumentaci při vyšetření zvukovodu a bubínku.

Hlavice otoskopu je shora otevřená, a tak umožňuje zavést operační nástroj do spekula a provádět potřebné zákroky v uchu, nebo jiných dutinách. Lze dodat i otevřená (vyříznutá) kovová spekula, umožňující lepší přístup nástroje do ústí spekula.

Speciální optické rozhraní přesně integruje LED osvětlení s optickým systémem, aby bylo zajištěno jasné, homogenní světlo během vyšetření.

Světlo je převáděno do ústí hlavice pomocí vláknového světlovodu.

## Otoskop HEINE G100 LED s nabíjecí stanicí

Plná funkčnost osvětlovací hlavy LED G100 je zaručena dobíjecí rukojetí BETA.

Sada obsahuje:

- LED v kvalitě HEINE
- Zvětšení 1,6x
- Celokovové pouzdro
- Stolní nabíjecí stanice NT4



Medcomplex s.r.o.

<b>22-G-010.24.420</b>	HEINE set Otoskop s Operační hlavicí - LED osvětlení - Stolní nabíjecí stanice	<b>19 953 Kč</b>
------------------------	--	------------------

## Otoskop HEINE G100 LED box s nabíjecí stanicí

Rukojeť otoskopu se nabíjí ve stolní stanici a je opatřena regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje:

- HEINE G100 štěrbinovou operační hlavici
- Rukojeť HEINE LED light
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6x
- Stolní nabíjecí stanice
- Skladovací a přepravní box



<b>22-G-112.24.420</b>	HEINE set Otoskop s Operační hlavici - LED osvětlení - Stolní nabíjecí stanice, box	<b>26 217 Kč</b>
------------------------	---	------------------

## Otoskop HEINE G100 LED s USB nabíjením

Plná funkčnost osvětlovací hlavy LED G100 je zaručena dobíjecí rukojetí BETA. Dobíjení pomocí USB kabelu a zásuvného napájecího zdroje.

Sada obsahuje:

- LED v kvalitě HEINE
- Zvětšení 1,6x
- Celokovová rukojeť



<b>22-G-010.28.388</b>	HEINE set Otoskop s Operační hlavici - LED osvětlení - nabíjení USB	<b>14 553 Kč</b>
------------------------	---	------------------

## Otoskop HEINE G100 LED box s USB nabíjením

Rukojeť otoskopu se dobíjí pomocí USB nabíječky a je opatřena regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje:

- HEINE G100 štěrbinovou operační hlavici
- Rukojeť HEINE USB
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6x
- USB nabíječka
- Skladovací a přepravní box



<b>22-G-112.28.388</b>	HEINE set Otoskop s Operační hlavici - LED osvětlení - nabíjení USB, box	<b>20 817 Kč</b>
------------------------	--	------------------

## Otoskop HEINE G100 žárovka 2.5V XHL, baterie

Veterinární set HEINE s rukojetí 2,5V a Otoskopickou operační hlavici HEINE G100 2,5V. Rukojeť otoskopu je napájena dvěma bateriovými monočlánky a je opatřena regulátorem jasu s aretací. Žárovka je XHL Xenon Halogenová, umístěná ve spodní části hlavice otoskopu a světlo je převáděno do ústí hlavice pomocí vláknového světlovodu.

Sada obsahuje:

- HEINE G100 štěrbinovou operační hlavici 2,5V
- Rukojeť HEINE pro alkalické baterie 2,5V
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6x
- Náhradní žárovku XHL-077 (2,5V)
- Skladovací a přepravní kufr



<b>22-G-112.10.118</b>	HEINE set Otoskop s Operační hlavici - žárovka 2.5V XHL	<b>15 714 Kč</b>
------------------------	---	------------------

## Otoskopy s Oftalmoskopem

Veterinární set HEINE s rukojetí s vysoce svítivou LED diodou a Otoskopickou operační hlavicí HEINE G100 a Oftalmoskopickou hlavicí BETA 200 je vyroben z odolného materiálu a disponuje vícevrstvou otočnou čočkou, odolnou proti poškrábání s 1,6násobným zvětšením. Hlavice otoskopu je shora otevřená, a tak umožňuje zavést operační nástroj do spekula a provádět potřebné zákroky v uchu, nebo jiných dutinách. Lze dodat i otevřená (vyříznutá) kovová spekula, umožňující lepší přístup nástroje do ústí spekula.

Oftalmoskop BETA 200 vyhovuje vyšším refrakčním vadám. 27 jednočočkových rekoss disků..

+ v 1D krocích: 1–10 15 20 40 D

– v 1D krocích: 1–10 15 20 25 35 D

### Otoskop HEINE G100 s Oftalmoskopickou hlavicí BETA 200 s nabíjecí stanicí

Držátko otoskopu se nabíjí ve stolní stanici a je opatřeno regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje:

- HEINE G100 štěrbinovou operační hlavicí
- HEINE Beta 200S Oftalmoskopickou hlavicí
- Rukojeť HEINE LED light
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6x
- Stolní nabíjecí stanice
- Skladovací a přepravní box



**22-G-  
148.24.420**

HEINE set Otoskop operační,  
Oftalmoskop - LED osvětlení -  
Stolní nabíjecí stanice

**37 773 Kč**

### Otoskop HEINE G100 s Oftalmoskopickou hlavicí BETA 200 s USB nabíjením

Držátko otoskopu se dobíjí pomocí USB nabíječky a je opatřeno regulátorem jasu s aretací.

Sada obsahuje:

- HEINE G100 štěrbinovou operační hlavicí
- HEINE Beta 200S Oftalmoskopickou hlavicí
- Rukojeť HEINE LED light
- Spekula HEINE 57 mm délka / 4 mm průměr
- Spekula HEINE 65 mm délka / 6 mm průměr
- Spekula HEINE 90 mm délka / 7 mm průměr
- Zvětšení 1,6x
- Stolní nabíjecí stanice
- Skladovací a přepravní box



**22-G-  
148.28.388**

HEINE set Otoskop operační,  
Oftalmoskop - LED osvětlení -  
nabíjení USB

**32 265 Kč**

# Laryngoskopy

- Jedinečná 10letá záruka na 4000 autoklávových cyklů
- Bezpečné pro pacienty
- Ekonomické díky úspoře nákladů
- Udržitelné díky menší ekologické stopě
- Ještě nikdy nedošlo k nozokomiálnímu incidentu s lžící HEINE
- Optimalizované osvětlení pro endotracheální intubaci s vláknovou optikou HEINE HiLite
- Kompletní kontrola kvality: každá lžice je kontrolována pomocí 51 kontrolních kroků
- Dlouhodobá úspora nákladů na produkt ve srovnání s jednorázovými a jinými opakovaně použitelnými produkty díky vynikající životnosti
- Kompatibilní se všemi rukojeťmi laryngoskopů podle ISO 7376 (zelený standard).

## HEINE LED, Paed1, Mac2, Mac3

Sada obsahuje:

- LED rukojeť
- Lžice (Paed1, Mac2, Mac3)
- Box



**22-F-119.18.860** Laryngo Classic+ Set LED rukojeť,  
lžice Paed 1, Mac 2, Mac 3 **22 167 Kč**

## HEINE LED, Paed1, Mac2, Mac3, Mac4

Sada obsahuje:

- LED rukojeť
- Lžice (Paed1, Mac2, Mac3, Mac4)
- Box



**22-F-120.18.860** Laryngo Classic+ Set LED rukojeť  
a lžice Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac  
4 **26 919 Kč**

## HEINE LED, Paed1, Mac2, Mac3, Mac4, NT4

Sada obsahuje:

- LED rukojeť
- Lžice (Paed1, Mac2, Mac3, Mac4)
- Nabíjecí stanici NT4
- Box



**22-F-120.94.865** Laryngo Classic+ Set LED rukojeť  
a lžice Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac  
4, nabíječka NT4 **36 747 Kč**

## HEINE LED, Paed1, Mac2, Mac3, NT4

Sada obsahuje:

- LED rukojeť
- Lžice (Paed1, Mac2, Mac3)
- Nabíjecí stanice NT4
- Box



Medcomplex s.r.o.

**22-F-119.94.865**

Laryngo Classic+ Set LED rukojeť,  
lžice Paed 1, Mac 2, Mac 3,  
nabíječ NT4

**31 995 Kč**

## Dermatoskop

### HEINE DELTAone

Malý navenek, velký uvnitř. Křišťálově čistý obraz byl vytvořen pomocí achromatického optického systému HEINE.

- Vejde se do každé kapsy
- Extrémně ostrý obraz s novým achromatickým optickým systémem HEINE
- Vynikající podání barev díky LED HQ
- Digitální dokumentace s exkluzivní aplikací HEINE DERM nebo systémem HEINE Cube
- Polarizace eliminuje odrazy a odlesky
- Rychlá změna z kontaktního na bezkontaktní vyšetření
- Křišťálově čistý obraz, bez ohledu na to, zda dáváte přednost bližší nebo větší pracovní vzdálenosti
- Skutečné zorné pole  $\varnothing$  21 mm (objektiv 22 mm).
- Ovládání jasu: 3 úrovně intenzity světla
- Snadno se čistí dezinfekčním prostředkem ve spreji
- 10x zvětšení
- Žádná křížová kontaminace: autoklávatelná kontaktní deska se stupnicí
- Dioptrická kompenzace
- Přepínání mezi polarizovaným a nepolarizovaným světlem pomocí tlačítka = přepínací funkce.
- Dobíjecí baterie s Li-ion technologií: žádný paměťový efekt; můžete bezpečně dobít baterii bez ohledu na její stav nabití
- S exkluzivní aplikací HEINE DERM: Bodymap, složka pacienta, funkce e-mailu a mnoho dalšího
- Bezdrátově se systémem HEINE Cube System až pro 10 lékařů a dermatoskopů HEINE
- Konvenční digitální obrázky s mnoha populárními smartphony



Medcomplex s.r.o.

**22-K-210.28.305**

HEINE DELTAone Dermatoskop  
Standard Edition (black-silver)


**28 188 Kč**

# Samostatné komponenty a náhradní díly HEINE

## Dobíjecí baterie 3,5 V Li-ion L

HEINE dobíjecí baterie 3,5 V Li-ion L, Pro BETA L, BETA 4 USB a BETA 4 NT dobíjecí rukojeti a Standard F.O.

Rukojeti laryngoskopu / F.O. Lomené rukojeti vyrobené po 01.01.2016.



Medcomplex s.r.o.

**22-X-007.99.383** Li-ion dobíjecí baterie pro dobíjecí rukojeť BETA 4 / Laryngo **2 961 Kč**

## Dobíjecí baterie 3,5 V Ni-MH

Baterie 22-X-002.99.315 je náhradní 3,6V Ni-MH baterie s kapacitou 700 mAh pro rukojeti a hlavice Heine BETA R, BETA TR, BETA NT, BETA NiMH. 3,6V. Je kompatibilní s baterií 22-X-002.99.382.



Medcomplex s.r.o.

**22-X-002.99.315** Heine dobíjecí baterie 3,5 V Ni-MH 700 mAh **2 666 Kč**

## Otočná čočka

Vícevrstvá otočná čočka, odolná proti poškrábání s 1,6násobným zvětšením pro Otokopickou hlavu HEINE G100.



Medcomplex s.r.o.

**22-G-000.21.209** Vícevrstvá otočná čočka **689 Kč**

## Oftalmoskop BETA 200S

Oftalmoskop BETA 200S se vyrovná s vyššími refrakčními chybami s 28 jednočočkovými rekoss kotouči a je vybaven 74 jednokrokovým designem na nekontinuálním kolečku, který zabraňuje extrémním skokům dioptrií.

+ v 1D krocích: +1 až +38D

- v 1D krocích: -1 až -36D

Patentované, jedinečné, plynulé stmívání od 3% do 100% s praktickým ovládáním jedním prstem. Žádné rozptýlené světlo díky zapuštěnému oknu s více vrstvami – eliminuje rušivé vlivy. Přesné ovládání přístroje jednou rukou. Ergonomický design nabízí flexibilitu při zkoumání. Vhodné pro velké i malé nebo nedilatované zornice. Ergonomický design se pohodlně přizpůsobí orbitě a blokuje okolní světlo.



Medcomplex s.r.o.

**22-C-008.30.120** BETA 200S hlavice oftalmoskopu, pro rukojeť LED **12 906 Kč**

**22-C-001.30.120** BETA 200S hlavice oftalmoskopu, pro rukojeť 2.5V XHL **12 420 Kč**

## Otoskop BETA 200 LED

VET Otoskopická hlavice, 2,5 x zvětšení. Dle rukojeti LED nebo 2,5 V, s plynulou regulací jasu, celokovové pouzdro.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-G-008.21.250</b>	BETA 200 VET otoskop. hlavice, LED	<b>7 236 Kč</b>
<b>22-G-001.21.250</b>	BETA 200 VET otoskop. hlavice, 2.5V XHL	<b>6 993 Kč</b>

## Otoskop G 100

Osvětlovací operační hlavice s vícenásobně potaženou otočnou čočkou odolnou proti poškrábání a 1,6násobným zvětšením pro obraz s vysokým rozlišením umožňuje optimální instrumentaci při vyšetření zvukovodu a bubínku. Dle rukojeti LED nebo 2,5 V, s plynulou regulací jasu, celokovové pouzdro.




Medcomplex s.r.o.

<b>22-G-008.21.301</b>	G100 Osvětlovací operační hlavice, LED	<b>7 695 Kč</b>
<b>22-G-001.21.301</b>	G100 Osvětlovací operační hlavice, 2.5V XHL	<b>7 425 Kč</b>

## Laryngo lžíce HEINE

- Jedinečná 10letá záruka na 4000 autoklávových cyklů
- Bezpečné pro pacienty
- Kompatibilní se všemi rukojetmi laryngoskopů podle ISO 7376 (zelený standard).
- Ještě nikdy nedošlo k nozokomiálnímu incidentu s lžící HEINE
- Optimalizované osvětlení pro endotracheální intubaci s vláknovou optikou HEINE HiLite
- Kompletní kontrola kvality: každá lžice je kontrolována pomocí 51 kontrolních kroků
- Dlouhodobá úspora nákladů na produkt ve srovnání s jednorázovými a jinými opakovaně použitelnými produkty díky vynikající životnosti
- Ekonomické díky úspoře nákladů
- Udržitelné díky menší ekologické stopě


## HEINE Classic+ Macintosh Fiber Optic (F.O.)



Medcomplex s.r.o.

<b>22-F-000.22.100</b>	Mac 0 Laryngo lžice 82mm celková délka, 66mm délka lžice, 9mm distální šířka	<b>4 428 Kč</b>
<b>22-F-000.22.101</b>	Mac 1 Laryngo lžice 94mm celková délka, 78mm délka lžice, 10mm distální šířka	<b>4 428 Kč</b>
<b>22-F-000.22.102</b>	Mac 2 Laryngo lžice 114mm celková délka, 98mm délka lžice, 14mm distální šířka	<b>4 428 Kč</b>
<b>22-F-000.22.103</b>	Mac 3 Laryngo lžice 134mm celková délka, 118mm délka lžice, 14mm distální šířka	<b>4 428 Kč</b>
<b>22-F-000.22.143</b>	Mac 3m Laryngo lžice 134mm celková délka, 118mm délka lžice, 14mm distální šířka	<b>4 428 Kč</b>
<b>22-F-000.22.104</b>	Mac 4 Laryngo lžice 155mm celková délka, 139mm délka lžice, 15mm distální šířka	<b>4 644 Kč</b>
<b>22-F-000.22.105</b>	Mac 5 Laryngo lžice 177mm celková délka, 161mm délka lžice, 15mm distální šířka	<b>5 076 Kč</b>

## HEINE Classic+ Miller Fiber Optic (F.O.)



Medcomplex s.r.o.

22-F-000.22.119	Miller 00 Laryngo lžice 76mm celková délka, 51mm délka lžice, 10mm distální šířka	4 914 Kč
22-F-000.22.120	Miller 0 Laryngo lžice 80mm celková délka, 55mm délka lžice, 11mm distální šířka	4 347 Kč
22-F-000.22.121	Miller 1 Laryngo lžice 100mm celková délka, 78mm délka lžice, 12mm distální šířka	4 482 Kč
22-F-000.22.122	Miller 2 Laryngo lžice 152mm celková délka, 130mm délka lžice, 13mm distální šířka	4 617 Kč
22-F-000.22.123	Miller 3 Laryngo lžice 192mm celková délka, 170mm délka lžice, 13mm distální šířka	4 833 Kč
22-F-000.22.124	Miller 4 Laryngo lžice 207mm celková délka, 185mm délka lžice, 16mm distální šířka	5 130 Kč

## HEINE Finoff Transilluminátor



Medcomplex s.r.o.

22-C-002.17.080	Hlavice Finoff Transilluminátor 3,5V	3 262 Kč
-----------------	--------------------------------------	----------

## Nabíječka E4-USB

E4-USB napájecí zdroj s USB kabelem.

Napájecí zdroj s 5V a 500mA, primární zástrčka je vyměnitelná.



Medcomplex s.r.o.

22-X-000.99.303	E4-USB napájecí zdroj s USB kabelem	1 485 Kč
-----------------	-------------------------------------	----------

## Stolní nabíječka HEINE NT4

Inovativní kompaktní design, praktický a prostorově úsporný.

Kompletní funkčnost pro jednu nebo dvě rukojeti najednou.

Rozměry: Šířka 142 mm, Výška 61 mm, Hloubka 66 mm.

S příslušnou sadou adaptérů lze v nabíječce NT4 nabíjet všechny dobíjecí rukojeti BETA4 NT a BETA4 SLIM NT. Totéž platí pro všechny Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT a F.O. 4 dobíjecí rukojeti laryngoskopu SHORT NT.

Dvě nezávislé nabíjecí šachty.

Kompletní funkčnost pro jednu nebo dvě rukojeti najednou.



Medcomplex s.r.o.

22-X-002.99.494	Stolní nabíječka NT4	7 722 Kč
22-X-000.99.086	Rozšiřující sada dvou adaptérů pro nabíjecí laryngoskop F.O.4 SLIM NT Rukojeť	454 Kč

## Rukojeti Laryngo

HEINE nastavila nový standard, který tvrdí, že jen to nejlepší je dost dobré, od výběru materiálů po zpracování, od intenzity světla a tepelného managementu až po co nejvyšší index podání barev.

To je to, co nazýváme LEDHQ.

## Rukojeť laryngoskopu 2,5 V na baterie

Kompatibilní se všemi lopatkami laryngoskopu podle ISO 7376 (zelený standard).

Určeno pro standardní 2x C-baterie (LR14).

Balení neobsahuje baterie.

HEINE Standard F.O. Rukojeti laryngoskopů lze přeměnit z bateriových na nabíjecí rukojeti jednoduchou výměnou spodní vložky.

Funkce Fade-Out: jas se pomalu snižuje i při nízké zbytkové kapacitě pro ještě efektivnější využití suchých nebo dobíjecích baterií.




Medcomplex s.r.o.

<b>22-F-008.22.860</b>	Rukojeť laryngoskopu 2,5 V na baterie (bez baterie)	<b>6 804 Kč</b>
------------------------	---	-----------------

## Rukojeť laryngoskopu 3,5 V pro nabíječku NT4

Kompatibilní se všemi lopatkami laryngoskopu podle ISO 7376 (zelený standard).

Funkce Fade-Out: jas se pomalu snižuje i při nízké zbytkové kapacitě pro ještě efektivnější využití suchých nebo dobíjecích baterií.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-F-008.22.894</b>	Rukojeť laryngoskopu 3,5 V pro nabíjecí stanice NT4, komplet	<b>9 531 Kč</b>
<b>22-X-007.99.383</b>	Li-ion dobíjecí baterie pro dobíjecí rukojeť BETA 4 / Laryngo	<b>2 961 Kč</b>

## Rukojeti Oto, Oftalmo

Li-ion technologie: žádný „paměťový efekt“. Nabíjejte rukojeť, jak chcete, aniž byste se museli starat o úroveň nabití nebo stav baterie.

Vysoká kapacita: více než dvojnásobná kapacita ve srovnání s předchozími dobíjecími bateriemi NiMH.

Vysoce kvalitní kovová konstrukce. Pevné a odolné.

## BETA Bateriová rukojeť, nabíjení USB

BETA4 USB dobíjecí rukojeť.

Rychlé nabíjení: cca. 4 hodiny dobití.

Maximální bezpečnost a flexibilita. Svou USB rukojeť HEINE BETA4 můžete nabíjet s jakýmkoliv USB konektorem nebo jiným USB napájecím zdrojem s absolutním klidem.

Integrovaný, exkluzivní modul galvanického oddělení chrání rukojeť a uživatele, i když je použita vadná nebo horší zástrčka, zabraňuje možnosti plného síťového napětí protékat přímo do rukojeti.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-X-007.99.388</b>	Dobíjecí rukojeť s Li-ion baterií, USB spodní krytka, nabíječka a držáček rukojeti	<b>8 073 Kč</b>
<b>22-X-007.99.383</b>	Li-ion dobíjecí baterie pro dobíjecí rukojeť BETA 4 / Laryngo	<b>2 961 Kč</b>
<b>22-X-002.99.395</b>	BETA4 USB spodní krytka	<b>2 484 Kč</b>

## BETA Bateriová rukojeť, pro nabíječku NT4

BETA rukojeť pro stolní nabíječku NT4.

Rychlé nabíjení: pouze cca. 2 hodiny nabíjení stolní nabíječkou NT4.

Indikátor stavu nabití: světelné pulzy z osvětlených nabíjecích jamek indikují režim nabíjení. Trvalé svícení signalizuje, že proces nabíjení byl dokončen.

Indikátor stavu nabití na spodní vložce BETA4 NT: indikátor se rozsvítí oranžově, když je třeba baterii dobít.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-X-007.99.396</b>	Dobíjecí rukojeť s Li-ion dobíjecí baterií a Spodní krytka BETA 4 NT	<b>5 913 Kč</b>
<b>22-X-007.99.383</b>	Li-ion dobíjecí baterie pro dobíjecí rukojeť BETA 4 / Laryngo	<b>2 961 Kč</b>
<b>22-X-002.99.394</b>	BETA 4 NT spodní krytka	<b>1 877 Kč</b>

## BETA Bateriová rukojeť 2.5 V

BETA Bateriová rukojeť 2,5 V (baterie nejsou součástí balení; vhodné baterie: IEC LR14)



Medcomplex s.r.o.

<b>22-X-001.99.118</b>	BETA Bateriová rukojeť 2,5 V	<b>2 309 Kč</b>
<b>22-X-000.99.119</b>	BETA spodní krytka	<b>420 Kč</b>

## BETA rukojeť

Díl rukojeti X-000.99.010, 145mm x 30mm Ø, je základem každé BETA rukojeti. Přidáním vhodné spodní krytky je možné sestavit kteroukoli z rukojetí zobrazených v této kapitole. Rukojeť baterie BETA lze tímto způsobem také přeměnit na rukojeť dobíjecí. Všechny rukojeti BETA jsou vybaveny ochranou proti zkratu a stmívačem jasu.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-X-000.99.010</b>	BETA rukojeť bez spodní krytky	<b>2 052 Kč</b>
------------------------	--------------------------------	-----------------

## Spekuly

### Spekula otevřená, 100, kovová

Vysoce kvalitní chromovaná kovová konstrukce. Snadno se čistí, dezinfikuje a sterilizuje. Matné vnitřní povrchy. Snížené reflexy. Ideální pro instrumentaci, atraumatické zavádění. Dvojitě bajonetové uchycení.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-G-000.21.341</b>	Spekula otevřená, nerezová 65 mm délka / 6 mm Ø	<b>1 672 Kč</b>
<b>22-G-000.21.342</b>	Spekula otevřená, nerezová 90 mm délka / 7 mm Ø	<b>1 914 Kč</b>

## Spekula uzavřená, 100, kovová

Kovová konstrukce, pochromovaná. Snadno se čistí, dezinfikuje a sterilizuje. Dvojitý bajonetový zámek. Pevné uchycení.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-G-000.21.330</b>	Spekula uzavřená, kovová 57 mm long / 4 mm Ø	<b>1 625 Kč</b>
<b>22-G-000.21.331</b>	Spekula uzavřená, kovová 65 mm long / 6 mm Ø	<b>1 625 Kč</b>
<b>22-G-000.21.332</b>	Spekula uzavřená, kovová 90 mm long / 7 mm Ø	<b>1 804 Kč</b>
<b>22-G-000.21.350</b>	Spekula uzavřená, kovová 170 mm long / 10 mm Ø	<b>1 515 Kč</b>

## Spekuly Sanalon

Vyrobena z vysokohustotního SANALONU S s hladkým vnějším povrchem. Prach a choroboplodné zárodky lze snadno odstranit. Lze použít běžné germicidní prostředky. Autoklávatelné do 134°C. Ergonomický tvar. Bezbolestné atraumatické zavedení.

### Uzavřená, 100, Sanalon

Krátká, uzavřená SANALON S spekula Integrovaný kovový kroužek se 2 bajonetovými uzávěry. Pevné uchycení. Pro hlavu G100/G100 a otoskop BETA 100 VET



Ø 5.5 mm Ø 4.5 mm



Ø 3.5 mm Ø 2.8 mm Ø 2.2 mm

Medcomplex s.r.o.

<b>22-G-000.21.316</b>	Sada = 5 opakovaně použitelné SANALON S spekuly	<b>1 849 Kč</b>
<b>22-G-000.21.310</b>	Krátká, uzavřená SANALON S spekula 40mm délka / Ø 2,2mm	<b>408 Kč</b>
<b>22-G-000.21.311</b>	Krátká, uzavřená SANALON S spekula 40mm délka / Ø 2,8mm	<b>408 Kč</b>
<b>22-G-000.21.312</b>	Krátká, uzavřená SANALON S spekula 40mm délka / Ø 3,5mm	<b>408 Kč</b>
<b>22-G-000.21.313</b>	Krátká, uzavřená SANALON S spekula 40mm délka / Ø 4,5mm	<b>408 Kč</b>
<b>22-G-000.21.314</b>	Krátká, uzavřená SANALON S spekula 40mm délka / Ø 5,5mm	<b>408 Kč</b>

## Uzavřená, 200, Sanalon

Pohodlný fixační systém. Pozitivní přizpůsobení hlavě otoskopu. Určeno pro hlavu BETA 200 VET.

Pro hlavu BETA 100, G100 použitelné s přídatným adaptérem viz ceník.



Ø 9mm

Ø 6mm

Ø 4mm

Medcomplex s.r.o.

<b>22-G-000.21.213</b>	Sada = 3 opakovaně použitelné SANALON S spekuly	<b>1 024 Kč</b>
<b>22-G-000.21.210</b>	Spekula Sanalon S 61mm délka / Ø 4mm	<b>358 Kč</b>
<b>22-G-000.21.211</b>	Spekula Sanalon S 61mm délka / Ø 6mm	<b>358 Kč</b>
<b>22-G-000.21.212</b>	Spekula Sanalon S 61mm délka / Ø 9mm	<b>358 Kč</b>
<b>22-G-000.21.214</b>	Adaptér pro Sanalon S spekula na hlavici BETA 100	<b>493 Kč</b>

## Hlavová světla a čelovky

### Přídavné světlo HEINE pro optiky 2,5x a Prizma

- Kompaktní, lehké (50 g).
- Exkluzivní hliníkové pouzdro chrání optiku před prachem a vlhkostí.
- Vyměnitelná propojovací šňůra s vysoce kvalitním závitovým konektorem odolným proti stříkající vodě
- Provozní doba typ. 9 hodin. V nepřetržitém provozu na plný výkon 4 hodiny.
- Doba nabíjení typ. 4 hodiny.

Za příplatek Mini spona na opasek pro mPack (baterii)



Medcomplex s.r.o.

<b>22-K-210.28.305</b>	HEINE DELTAone Dermatoskop Standard Edition (black-silver)	<b>28 188 Kč</b>
<b>22-X-000.99.006</b>	Mini spona na opasek pro mPack (baterii)	<b>311 Kč</b>

### Čelovky HEINE ML4 LED HeadLight

HEINE ML4 LED čelovky jsou nejprodáványější ve všech chirurgických oborech. Jsou speciálně navrženy pro zdravotníky, kteří potřebují dokonalý výhled během dlouhých chirurgických operací nebo ošetření.

- Nastavitelná velikost osvětlovacího bodu: 30 mm až 80 mm rozsah velikosti bodu (při pracovní vzdálenosti 420 mm), aby vyhovoval každé vyšetřovací situaci.
- Jasně a homogenní osvětlení. Absolutně jasný světelný bod, který je jednotný od okraje k okraji pro dokonalé osvětlení ve všech vyšetřovacích situacích.
- Plynulá regulace intenzity světla. Optimální nastavení jasu zabraňuje reflexům.

- Flexibilní možnosti zdroje energie: 100% mobilita s možností výběru mezi bezkabelovou baterií mPack UNPLUGGED na hlavě nebo mPack na opasku.
- Koaxiální design zajišťuje obraz zcela bez stínů a umožňuje vynikající osvětlení špatně viditelných oblastí.
- Čelenka Professional L má několik nastavovacích bodů a měkké polstrování pro pohodlí a stabilitu – i při dlouhých vyšetřeních.
- Volitelné filtry: Polarizační filtr P2 zlepšuje kontrast a žlutý filtr snižuje modré světlo.

## ML4 LED HeadLight bezdrátová

Baterie je umístěna na hlavovém nástavci. Nabíjení bezdrátové pomocí nabíjecí stanice.



<b>22-J-008.31.416</b>	ML4 HeadLight Kit LED - nástěnná nabíječka EN 50 + 2 x mPack baterie	<b>65 664 Kč</b>
------------------------	--	------------------

## ML4 LED HeadLight bezdrátová

Baterie je umístěna na hlavovém nástavci. Nabíjení se provádí kabelem, který propojí baterii s nabíječkou.



<b>22-J-008.31.415</b>	ML4 HeadLight Kit LED - mPack baterie + zásuvný transformátor	<b>47 655 Kč</b>
------------------------	---	------------------

## ML4 LED HeadLight bez baterie

Napájení se provádí kabelem, který propojí světlo přímo s napájecím zdrojem.



<b>22-J-008.31.411</b>	ML4 HeadLight Kit LED - Zásuvný transformátor	<b>34 857 Kč</b>
------------------------	---	------------------

## ML4 LED HeadLight s baterií mimo hlavový nástavec

Baterie je umístěna mimo hlavový nástavec. Baterie nezatěžuje hlavu, mezi baterií a světlem je nutný kabel.

Nabíjení se provádí kabelem, který propojí baterii s nabíječkou.



<b>22-J-008.31.413</b>	ML4 HeadLight Kit LED - mPack baterie + Plug-in transformátor	<b>45 495 Kč</b>
<b>22-X-000.99.006</b>	Spona Mini na opasek pro mPack (baterii)	<b>311 Kč</b>

## ML4 LED HeadLight bez baterie a napájení

Čelovka bez baterie, bez napájení. Jedná se o samostatný komponent. Aby bylo světlo funkční, je nutné připojit nezbytný zdroj napětí.



**22-J-008.31.410** ML4 HeadLight LED **31 050 Kč**

## Binokulární lupy

HIGH TECH optika HEINE nabízí širokou škálu lup, které splní vaše individuální potřeby. Zažijte rozdíl v tom, že budete méně unavení – i při dlouhých procedurách.

Vaše optimální lupa je stejně individuální jako vaše práce. Vysoké rozlišení.

Ostrý obraz.

Různá zvětšení.

### Binokulární lupa HEINE HR 2,5x s vysokým rozlišením na brýlích

- Ostrý obraz s vysokým rozlišením
- Velké zorné pole
- Lehké
- Vícevrstvá achromatická optika



<b>22-C-000.32.355</b>	HEINE HR 2,5x Optika na brýlích, prac. vzdálenost 340 mm, zorné pole 90 mm, hloubka ostrosti 110 mm	<b>34 479 Kč</b>
<b>22-C-000.32.356</b>	HEINE HR 2,5x Optika na brýlích, prac. vzdálenost 420 mm, zorné pole 130 mm, hloubka ostrosti 180 mm	<b>34 479 Kč</b>
<b>22-C-000.32.567</b>	HEINE HR 2,5x Optika na brýlích, prac. vzdálenost 520 mm, zorné pole 180 mm, hloubka ostrosti 260 mm	<b>34 479 Kč</b>

## Binokulární lupa HEINE HR 2,5x s vysokým rozlišením na hlavovém rámu



Medcomplex s.r.o.

<b>22-C-000.32.865</b>	HEINE HR 2,5x Optika na hl. rámu, prac. vzdálenost 340 mm, zorné pole 90 mm, hloubka ostrosti 110 mm	<b>29 970 Kč</b>
<b>22-C-000.32.866</b>	HEINE HR 2,5x Optika na hl. rámu, prac. vzdálenost 420 mm, zorné pole 130 mm, hloubka ostrosti 180 mm	<b>29 970 Kč</b>
<b>22-C-000.32.867</b>	HEINE HR 2,5x Optika na hl. rámu, prac. vzdálenost 520 mm, zorné pole 180 mm, hloubka ostrosti 260 mm	<b>29 970 Kč</b>

## Binokulární lupa HEINE HR 2,5x s vysokým rozlišením na hlavovém rámu s brýlemi



Medcomplex s.r.o.

<b>22-C-000.32.365</b>	HEINE HR 2,5x Optika na hl. rám, brýle, prac. vzdálenost 340 mm, zorné pole 90 mm, hloubka ostrosti 110 mm	<b>34 479 Kč</b>
<b>22-C-000.32.366</b>	HEINE HR 2,5x Optika na hl. rám, brýle, prac. vzdálenost 420 mm, zorné pole 130 mm, hloubka ostrosti 180 mm	<b>34 479 Kč</b>
<b>22-C-000.32.367</b>	HEINE HR 2,5x Optika na hl. rám, brýle, prac. vzdálenost 520 mm, zorné pole 180 mm, hloubka ostrosti 260 mm	<b>34 479 Kč</b>

## Prizmatické Binokulární lupy HEINE HRP s vysokým rozlišením na brýlích

- Ostrý obraz s vysokým rozlišením
- Velké zorné pole
- Lehká váha (85g)
- Achromatická optika pro ostrý a jasný obraz od okraje k okraji
- Voděodolný
- Nezávislé nastavení levé a pravé optiky pro dokonalé nastavení PD.
- Nejvyšší zvětšení: Volba 3,5x, 4x a 6x.
- Poskytuje libovolný úhel pohledu a nezávisle odklápí optiku
- Volitelného osvětlení LoupeLight2



Medcomplex s.r.o.

<b>22-C-000.32.430</b>	HEINE HRP 3,5x na brýlích, prac. vzdál 420 mm, zorné pole 65mm, hloubka ostrosti 60mm	<b>41 958 Kč</b>
<b>22-C-000.32.431</b>	HEINE HRP 4x na brýlích, prac. vzdál 340 mm, zorné pole 50mm, hloubka ostrosti 40mm	<b>41 958 Kč</b>
<b>22-C-000.32.432</b>	HEINE HRP 6x na brýlích, prac. vzdál 340 mm, zorné pole 40mm, hloubka ostrosti 30mm	<b>44 280 Kč</b>

## Prizmatické Binokulární lupy HEINE HRP s vysokým rozlišením na hlavovém rámu



Medcomplex s.r.o.

<b>22-C-000.32.840</b>	HEINE HRP 3,5x na hl. rámu, prac. vzdál 420 mm, zorné pole 65mm, hloubka ostrosti 60mm	<b>37 449 Kč</b>
<b>22-C-000.32.841</b>	HEINE HRP 4x na hl. rámu, prac. vzdál 340 mm, zorné pole 50mm, hloubka ostrosti 40mm	<b>37 449 Kč</b>
<b>22-C-000.32.842</b>	HEINE HRP 6x na hl. rámu, prac. vzdál 340 mm, zorné pole 40mm, hloubka ostrosti 30mm	<b>39 798 Kč</b>

## Prizmatické Binokulární lupy HEINE HRP s vysokým rozlišením na hlavovém rámu s ochranou



Medcomplex s.r.o.

<b>22-C-000.32.440</b>	HEINE HRP 3,5x na hl. rám, brýle, prac. vzdál 420 mm, zorné pole 65mm, hloubka ostrosti 60mm	<b>41 958 Kč</b>
<b>22-C-000.32.441</b>	HEINE HRP 4x na hl. rám, brýle, prac. vzdál 340 mm, zorné pole 50mm, hloubka ostrosti 40mm	<b>41 958 Kč</b>
<b>22-C-000.32.442</b>	HEINE HRP 6x na hl. rám, brýle, prac. vzdál 340 mm, zorné pole 40mm, hloubka ostrosti 30mm	<b>44 334 Kč</b>

## Žárovky 2,5V

### Žárovka #032 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro oční vyšetřovací lampu a AUTOFOC.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-X-001.88.032</b>	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #032 HEINE	<b>986 Kč</b>
------------------------	---	---------------

### Žárovka #035 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro alpha+ Finoff, Glaucotest, F.O. Rukojeť laryngoskopu (krátká, malá a standardní), úhlová F.O. Rukojeť laryngoskopu, F.O. Rukojeť laryngoskopické lampy SP a osvětlovací hlavice pro roztažitelné anální zrcátko.



Medcomplex s.r.o.

<b>22-X-001.88.035</b>	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #035 HEINE	<b>819 Kč</b>
------------------------	---	---------------

## Žárovka #037 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro alpha Otoskop, alpha+ F.O. Otoskop, BETA100 Otoskop, K100 Otoskop, mini2000 F.O. Otoskop, Rukojeť laryngoskopu Alpha, Rukojeť laryngoskopu Alpha+, zakřivené laryngeální zrcátko, Rukojeť laryngoskopu 3000, Rukojeť laryngoskopu mini, Rukojeť laryngoskopu (BETA), otoskop BETA100 VET a operační otoskop.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.037	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #037 HEINE	750 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #069 HEINE

LED žárovka HQ MODULE 2,5V pro oftalmoskop BETA200 M2, oftalmoskop BETA200 a oftalmoskop BETA200S.  
náhrada za X-001.88.069



Medcomplex s.r.o.

22-X-028.88.134	Náhradní LED žárovka HQ MODULE 2,5V - náhrada za X-001.88.069 HEINE	2 651 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #077 HEINE

Náhradní LED žárovka HQ MODULE 2,5V pro LAMBDA100 Retinometr, Finoff Transiluminator, BETA200 VET Otoskop, Štěrbínovou osvětlovací hlavu, BETA400 F.O. Otoskop, BETA200 F.O. Otoskop a K180 F.O. Otoskop.  
náhrada za X-001.88.077



Medcomplex s.r.o.

22-X-028.88.132	Náhradní LED žárovka HQ MODULE 2,5V - náhrada za X-001.88.077 HEINE	2 651 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #084 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro oftalmoskop K180.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.084	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #084 HEINE	989 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #087 HEINE

Náhradní LED žárovka MODULE 2,5V pro alpha+ Streak Retinoscope a BETA200 Streak Retinoscope.  
náhrada za X-001.88.087



Medcomplex s.r.o.

22-X-028.88.130	Náhradní LED žárovka MODULE 2,5V - náhrada za X-001.88.087 HEINE	2 651 Kč
-----------------	--	----------

## Žárovka #088 HEINE

Náhradní LED žárovka MODULE 2,5V pro bodový retinoskop alpha+ a bodový retinoskop BETA200.  
náhrada za X-001.88.088



Medcomplex s.r.o.

22-X-028.88.130	Náhradní LED žárovka MODULE 2,5V - náhrada za X-001.88.088 HEINE	2 651 Kč
-----------------	--	----------

## Žárovka #098 HEINE

XHL Xenon halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro štěrbinovou lampu



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.098	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #098 HEINE	1 200 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #105 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro mini3000 F.O. Otokop.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.105	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #105 HEINE	895 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #106 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro oftalmoskop mini3000.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.106	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #106 HEINE	1 043 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #108 HEINE

XHL Xenon halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro mini-clip Lamp.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.108	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #108 HEINE	826 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #107 HEINE

XHL Xenon halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro mini3000 Clip Lamp a mini3000 Combi Lamp.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.107	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #107 HEINE	826 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #109 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro dermatoskop mini3000.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.109	XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro dermatoskop mini3000.	920 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #110 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 2,5 V pro mini3000 Otoskop.



Medcomplex s.r.o.

22-X-001.88.110	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 2,5V XHL #110 HEINE	1 051 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #046 HEINE

XHL Xenon halogenová náhradní žárovka 3,5 V pro Miroflex Oftalmoskop, pro dobíjecí rukojeti.



Medcomplex s.r.o.

22-X-002.88.046	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 3,5V XHL #046 HEINE	989 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovky 3,5V

### Žárovka #044 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 3,5 V pro alpha+ Finoff, Glaucotest, Standard F.O. 4 Rukojeť NT Laryngoskop, F.O. 4 Rukojeť laryngoskopu SLIM NT, F.O. 4 KRÁTKÁ NT laryngoskopická rukojeť, úhlová F.O. Rukojeť laryngoskopu a osvětlovací hlava pro roztažitelné anální zrcátko.



Medcomplex s.r.o.

22-X-002.88.044	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 3,5V XHL #044 HEINE	989 Kč
-----------------	---	--------

### Žárovka #047 HEINE

XHL Xenon halogenová náhradní žárovka 3,5 V pro přesné zaostření clony na vzdálenost 100 mm.



Medcomplex s.r.o.

22-X-002.88.047	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 3,5V XHL #047 HEINE	989 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #049 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 3,5 V pro alpha+ F.O. Otoskop, otoskop BETA100, otoskop K100, držák čepele jazyka alpha+, držák čepele jazyka (BETA), otoskop BETA100 VET a operační otoskop.



Medcomplex s.r.o.

22-X-002.88.049	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 3,5V XHL #049 HEINE	989 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #070 HEINE

Náhradní LED žárovka HQ MODULE 3,5V pro oftalmoskop BETA200 M2, oftalmoskop BETA200 a oftalmoskop BETA200S.

náhrada za X-002.88.070




Medcomplex s.r.o.

22-X-008.88.135	Náhradní LED žárovka HQ MODULE 3,5V - náhrada za X-002.88.070 HEINE	2 651 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #051 HEINE

XHL Xenon halogenová náhradní žárovka 3,5 V pro osvětlovací hlavici anoskopu / proktoskopu a hlavici proktoskopu pro proximální osvětlení.



Medcomplex s.r.o.

22-X-002.88.051	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 3,5V XHL #051 HEINE	989 Kč
-----------------	---	--------

## Žárovka #078 HEINE

Náhradní LED žárovka HQ MODULE 3,5V pro otoskop BETA200, otoskop BETA400, otoskop K180, retinometr LAMBDA 100, Finoff Transiluminátor, otoskop BETA200 VET, štěrbinovou osvětlovací hlavu a osvětlovací adaptér pro F.O. Nástroje.

náhrada za X-002.88.078



Medcomplex s.r.o.

22-X-008.88.133	Náhradní LED žárovka HQ MODULE 3,5V - náhrada za X-002.88.078 HEINE	2 651 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #089 HEINE

Náhradní LED žárovka MODULE 3,5V pro alpha+ Streak Retinoscope a BETA200 Streak Retinoscope.  
náhrada za X-002.88.089



Medcomplex s.r.o.

22-X-008.88.131	Náhradní LED žárovka MODULE 3,5V - náhrada za X-002.88.089 HEINE	2 651 Kč
-----------------	--	----------

## Žárovka #099 HEINE

XHL Xenon halogenová náhradní žárovka 3,5 V pro ruční štěrbinovou lampu alpha+ HSL 150, ruční štěrbinovou lampu HSL 100 a ruční štěrbinovou lampu HSL 150.



Medcomplex s.r.o.

22-X-002.88.099	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 3,5V XHL #099 HEINE	1 200 Kč
-----------------	---	----------

## Žárovka #090 HEINE

Náhradní LED žárovka MODULE 3,5V pro bodový retinoskop alpha+ a bodový retinoskop BETA200.  
náhrada za X-002.88.090



Medcomplex s.r.o.

22-X-008.88.131	Náhradní LED žárovka MODULE 3,5V - náhrada za X-002.88.090 HEINE	2 651 Kč
-----------------	--	----------

## Žárovky 6,0V

### Žárovka #111 HEINE

XHL Xenon Halogenová náhradní žárovka 6 V pro OMEGA500 XHL a OMEGA500 s DV1 XHL.



Medcomplex s.r.o.

22-X-004.88.111	Náhradní Xenon Halogenová žárovka 6V XHL #111 HEINE	2 218 Kč
-----------------	---	----------

# Stetoskopy a Fonendoskopy

## HEINE GAMMA 3.1 Pulse

- Pulzní stetoskop HEINE GAMMA 3.1
- Pro dobrý akustický výkon.
- Stetoskop s pevnou plochou hrudní částí.
- Lze snadno vložit pod manžetu tlakoměru.
- Vysoce kvalitní membrána: průměr 44 mm
- Jednotrubková konstrukce s vynikajícím přenosem zvuku
- Obsahuje ušní olivy (velké / měkké) pro zvukovou izolaci.



<b>22-M-000.09.941</b>	Pulzní stetoskop HEINE GAMMA 3.1	<b>1 296 Kč</b>
<b>22-M-000.09.946</b>	Ušní olivy (malé / tvrdé)	<b>150 Kč</b>

## HEINE GAMMA 3.2 Acoustic

HEINE GAMMA 3.2 Akustický stetoskop

- Pro vynikající akustický výkon.
- Kombinovaný dvojité hrudní díl se dvěma různými frekvenčními rozsahy na výběr: Vysoce kvalitní membrána na jedné straně a kónická akustická hlava na druhé straně.
- Jednotrubková konstrukce s vynikajícím přenosem zvuku.
- Vysoce kvalitní membrána o průměru 44 mm pro vynikající akustický výkon a přenos zvuku.



<b>22-M-000.09.942</b>	HEINE GAMMA 3.2 Akustický stetoskop	<b>1 688 Kč</b>
<b>22-M-000.09.946</b>	Ušní olivy (malé / tvrdé)	<b>150 Kč</b>

## HEINE GAMMA 3.3 Acoustic

HEINE GAMMA 3.3 Akustický stetoskop

- Na vyšetření dětí.
- Snížená kontaktní plocha o 31 mm dělá GAMMA 3.3 ideální pro vyšetřování dětí.
- Kombinovaný dvojité hrudní díl se dvěma různými frekvenčními rozsahy na výběr: Vysoce kvalitní membrána na jedné straně a kónická akustická hlava na druhé straně.
- Vysoce kvalitní membrána o průměru 31 mm pro vynikající akustický výkon a přenos zvuku.



<b>22-M-000.09.943</b>	HEINE GAMMA 3.3 Akustický stetoskop	<b>1 688 Kč</b>
<b>22-M-000.09.946</b>	Ušní olivy (malé / tvrdé)	<b>150 Kč</b>

## Veterinární Suprabel

Fonendoskop určený pro veterináře. Má otočné olivky a skládací lyru.



Medcomplex s.r.o.

16-P04314	Fonendoskop Veterinární Suprabel	2 425 Kč
-----------	----------------------------------	----------

## Dětský Fun

Nejprodávanejší dětský fonendoskop FUN se 7 tvářemi veselých zvířátek. Povedený design. Pozitivní reakce u dětí! Veselý binaurální dětský fonendoskop FUN vybavený skrytou pružinou uvnitř hadičky a naslouchátkem. Naslouchátko je vyrobené z plastu a oceli. Fonendoskop Fun se prezentuje profesionálním výkonem vestavěného zvukového centralizéru.

Fonendoskop FUN - kvalita a veselý design, který malé pacienty rozveselí.

V sadě k fonendoskopu je připraveno 7 tváří zvířat - žába, medvěd, panda, jelen, koala, opice a tygr, které můžete libovolně vyměňovat a snadno upevňovat na naslouchátko, hlavičku fonendoskopu.

- Špičkové poslechové vlastnosti
- Celková délka: 75 cm
- Ø membrány: 32 mm

Dětský fonendoskop FUN je také chráněn mezinárodním patentem.



Medcomplex s.r.o.

16-P02946	Fonendoskop dětský Fun, žlutý	817 Kč
-----------	-------------------------------	--------

## Prestige Child

Dvoustranný jednohadičkový fonendoskop Prestige Child. Fonendoskop s velmi kvalitním poslechem. Hlavička fonendoskopu vhodná i pro poslech dětí. Fonendoskop je dodáván v prestižním provedení. Fonendoskop je dodáván v sadě s dvěma páry měkkých olivek.



Medcomplex s.r.o.

16-P00902	Fonendoskop Prestige Child, černý	1 391 Kč
-----------	-----------------------------------	----------

## Pro dětské lékaře

Tento fonendoskop byl vyvinut speciálně pro dětské lékaře.

Speciálně navržen pro malé pacienty, díky silikonovému zvonu zajištěna příjemná teplota při styku s kůží.

Zvonový fonendoskop s otočnými olivkami a skládací hlavou.

Průměr zvonu: 24 mm.

Délka hadičky: 60 cm.



Medcomplex s.r.o.

16-P05948	Fonendoskop pro dětské lékaře	2 203 Kč
-----------	-------------------------------	----------

## Profi Kardio

Dvoustranný dvouhadičkový fonendoskop s vynikajícím poslechem.

Celková délka: 69 cm, Ø membrány: 42 mm. Vynikající poslech! V sadě s 2 páry výměnných olivek



Medcomplex s.r.o.

16-P01081 Fonendoskop Profi Kardio, černý 1 939 Kč

## Sprag. Rappaport

Dvoustranný dvouhadičkový fonendoskop. Fonendoskop s vynikajícím poslechem za atraktivní cenu.

Příslušenství fonendoskopu : 2 membrány, 2 lastury a 2 olivky

Celková délka fonendoskopu : 79 cm

Průměr membrány : 40 mm / 26 mm



Medcomplex s.r.o.

16-P00218 Fonendoskop Sprag. Rappaport, černý 741 Kč

## Teploměry

### Bezkontaktní teploměr

Velmi oblíbený infračervený teploměr využívaný pro měření jak tělesné teploty, tak i teploty vody např. ve vaničce.

Přístroj využívá infračervené technologie, díky níž je nejhodnějším teploměrem pro bezkontaktní měření teploty. Pomocí režimu SURFACE TEMP je schopen měřit teplotu vody ve vaničce nebo teplotu kojenecké láhve. Pokud byste chtěli změřit teplotu v místnosti, pomůže Vám režim ROOM.

Vlastnosti:

- Přístroj je speciálně navržen k měření teploty ze vzdálenosti 3 – 5 cm
- Díky bezkontaktnímu použití je velmi hygienický
- Rychlé, spolehlivé a stabilní měření – okamžité zobrazení naměřené hodnoty
- Infračervený detekční systém
- Zvukový alarm při teplotě vyšší, než 38°C
- Paměť na posledních 32 měření
- Podsvícený LCD displej
- Možnost zobrazení údajů ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
- Automatické vypnutí (30 sekund) – funkce úspory energie
- Dlouhá životnost – až 100 000 měření
- Snadné použití

Technické údaje:

- Rozsah měření: v režimu BODY: 32°C – 42,9°C; v režimu SURFACE 0°C - 60°C
- Přesnost: od 32°C do 35,9°C: ± 0,3 °C; od 36°C do 39°C: ± 0,2°C; od 39,1°C do 42,9°C: ± 0,3°C
- Automatické vypnutí: po 30 sekundách
- Provozní podmínky: 10°C ~ 40°C
- Zdroj napájení: 2x baterie AA
- Rozměry: 155 x 100 x 40 mm
- Hmotnost: 105 g (bez baterií)
- Vzdálenost měření: 3 – 5 cm

Obsah balení:

- Přístroj
- Obal
- Baterie (AA) - 2 ks
- Návod k použití

## Tlakové měřiče

Digitální tonometr s Intelli manžetou a síťovým zdrojem.



Medcomplex s.r.o.

16-P05347

Bezkontaktní teploměr

1 066 Kč

### Teploměr digitální, rychloběžka

Rychlík digitálních teploměrů s pamětí posledního měření. Vhodný pro měření orální, rektální teploty a teploty v podpaží.

Voděodolný a pružný hrot. Bezpečný, rychlý a přesný (průměrná doba měření 20 s)

Podsvícený LCD displej.

Technické parametry:

- Rozsah měření: 32 °C do 42 °C (přesnost  $\pm 0,1$  °C)
- Baterie: LR1130 (životnost 2 roky – minimálně 100hod.)
- Zvukový alarm: - při dosažení normální teploty – 10x dlouhých pípnutí (po dobu 10 s) - při dosažení zvýšené teploty – 30x krátkých pípnutí (po dobu 10 s)
- Paměť pro poslední měření: ANO – po jeho zapnutí se zobrazí se znakem „M“ Automatické vypnutí: za 8min.
- Hmotnost: cca 15 g včetně baterie
- Rozměry: 135 mm x 28 mm x 10 mm
- Provozní podmínky: 5 °C – 40 °C

Obsah balení:

- Teploměr
- Baterie LR1130 (P 06335)
- Obal



Medcomplex s.r.o.

16-P05772

Teploměr digitální, rychloběžka

361 Kč



Medcomplex s.r.o.

16-P03984

Tlakové měřiče OMRON M6 comfort, IM, SZ

2 556 Kč

### Tlakové měřiče stolní ručkový

Přístroj určený pro měření krevního tlaku.

Rozsah měření: 0-300 mmHg

Přesnost: +/- 3 mmHg

Hodnota dílku na stupnici: 2 mmHg



Medcomplex s.r.o.

16-P00636A

Tlakové měřiče stolní ručkový

1 592 Kč

## Sonografický, ultrazvukový gel

Veterinární ultrazvukový gel, který slouží k zlepšení přenosu signálu mezi povrchem ultrazvukové sondy a tělem vyšetřovaného pacienta, s co nejmenším útlumem, do vyšetřované tkáně a naopak velmi slabé odražené akustické ozvěny vracet zpět ultrazvukové sondě. Kvalita použitého gelu dokáže výrazně ovlivnit kvalitu získaného sonografického obrazu, a proto by neměla být podceňována.

Dodává se v 5 litrovém tenkostěnném PE obalu se šroubovací zátkou, spolu s plastovou aplikační lahvičkou.



20-2802380

Veterinární ultrazvukový gel 5 kg

510 Kč

**Medcomplex s.r.o.**

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: [info@medcomplex.cz](mailto:info@medcomplex.cz)

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.3.2025).