



# FIXACE A TRANSPORT ZVÍŘAT

## KATALOG



## Vakuová matrace

Tyto matrace jsou vynikajícím pomocníkem. Slouží pro fixaci při operačním zákroku či RTG snímkování. Navíc jsou opatřeny madly pro snazší manipulaci s pacientem v rámci kliniky.

Pro ilustraci reálné situace přikládáme několik obrázků. Na jedné fotografii je pacient fixován bez použití vakuové matrace přímo k operačnímu stolu. Na dalších fotografiích je pacient fixován v požadované poloze za použití matrace. V případě použití vakuové matrace zůstává při operačním zákroku stěna břicha relaxovaná, tzn. je snazší jak manipulace v dutině břišní, tak i při samotném uzavření dutiny břišní suturou.

Tyto matrace jsou kompletně vyráběné v ČR, z vysoce kvalitního textilu s oboustranným nánosem PVC. Toto činí povrch velice odolný a zároveň snadno omyvatelný. Standardně dodáváme dvě velikosti, obě jsou opatřeny madly. Na zakázku je možnost vyrobit matraci dle individuální specifikace.

Návod k použití:

- Matraci rozprostřeme na stůl
- Zatáhneme ventil ( směrem doprava )
- Na matraci položíme uspané zvíře a naformujeme ji kolem něj
- Pomocí vzduchové pumpy odsajeme vzduch a tím je zvíře fixováno
- Po výkonu povolíme ventil (směrem doleva) a matrace se vrátí do původního stavu
- K čištění používáme vodu a běžné čisticí prostředky, není prátelné



09-VM1	Fixační vakuová matrace 77x110cm	3 780 Kč
09-VM2	Fixační vakuová matrace 60x80cm	3 080 Kč
09-VP	Vakuová pumpa s adaptérem	560 Kč

## Textilní nosítka

Textilní nosítka bez pevné konstrukce s vyztuženými držadly jsou vyrobena z omyvatelného pevného 100% polyesteru. Tím, že nosítka neobsahují pevný rám, snadno se s nimi manipuluje a vejdou se do klecí, aut a různých zákoutí. Složená nosítka nezabírají téměř žádný prostor. Nosnost 68 Kg. Rozměry viz. ceník. Barva na obrázku je pouze ilustrativní.



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.

10-HHV1	Textilní nosítka 125x75cm	1 812 Kč
10-HHV2	Textilní nosítka 85x52cm	1 702 Kč

## Dlaha BOSTON Splint

Univerzální fixační dlaha BOSTON Splint. Dlaha lze individuálně přizpůsobit (tvarovat) díky flexibilnímu hliníkovému jádru. Pěnový povlak odpuzuje krev a tekutiny.



Medcomplex s.r.o.

10-6032	Dlaha BOSTON Splint	507 Kč
---------	---------------------	--------

## Medcomplex s.r.o.

Masty 1  
518 01 Dobruška  
Czech Republic  
email: info@medcomplex.cz  
mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (3.1.2025)