



# IMPLANTÁTY

## KATALOG



# TTA AM1 Implantáty

## NEREZOVÉ



Implantáty AM1 se vyznačují vynikající funkcí, kvalitním zpracováním a příznivou cenou.

### K Dráty



01-KWDT-292-42-15	K drát AM1 0,8mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-44-15	K drát AM1 1,0 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-46-15	K drát AM1 1,2 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-47-15	K drát AM1 1,4 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-50-15	K drát AM1 1,6 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-51-15	K drát AM1 1,8 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-52-15	K drát AM1 2,0 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-55-15	K drát AM1 2,2 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-60-15	K drát AM1 2.5 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-62-15	K drát AM1 3.0 mm, L 15cm, trokar/trokar	41 Kč
01-KWDT-292-42-30	K drát AM1 0.8 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-44-30	K drát AM1 1,0 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-46-30	K drát AM1 1,2 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč

01-KWDT-292-47-30	K drát AM1 1,4 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-50-30	K drát AM1 1,6 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-51-30	K drát AM1 1,8 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-52-30	K drát AM1 2,0 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-55-30	K drát AM1 2,2 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-60-30	K drát AM1 2,5 mm, L 30cm, trokar/trokar	46 Kč
01-KWDT-292-61-30	K drát AM1 3,0 mm, L 30cm, trokar/trokar	50 Kč
01-KWDT-292-62-30	K drát AM1 3,5 mm, L 30cm, trokar/trokar	53 Kč
01-KWDT-292-63-30	K drát AM1 4,0 mm, L 30cm, trokar/trokar	75 Kč
01-KWDT-292-63-40	K drát AM1 4,5 mm, L 30cm, trokar/trokar	99 Kč
01-KWDT-292-63-50	K drát AM1 5,0 mm, L 30cm, trokar/trokar	128 Kč

### K Dráty s vrtacím hrotem



01-KWGDB-11	K drát AM1 1,1 mm, L 300 mm, Vrtací hrot/Vrtací hrot	105 Kč
-------------	--	--------



## Dráty s pozitivním středovým závitem



01- C-12-16-75	Drát AM1 s poz. střed. závitem 1,2mm/1,6mm/15mm L75mm	273 Kč
01- C-14-18-75	Drát AM1 s poz. střed.závitem 1,4mm/1,8mm/15mm L75mm	273 Kč
01- C-16-20-75	Drát AM1 s poz. střed.závitem 1,6mm/2,0mm/15mm L75mm	273 Kč
01- C-18-22-100	Drát AM1 s poz. střed.závitem 1,8mm/2,2mm/25mm L100mm	273 Kč
01- C-20-25-100	Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,0mm/2,5mm/25mm L100mm	273 Kč
01- C-24-32-100	Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,4mm/3,2mm/25mm L100mm	273 Kč
01- C-24-32-150	Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,4mm/3,2mm/45mm L150mm	273 Kč
01- C-28-35-115	Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,8mm/3,5mm/30mm L115mm	273 Kč
01- C-28-35-165	Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,8mm/3,5mm/50mm L165mm	273 Kč
01- C-30-35-120	Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,0mm/3,5mm/35mm L120mm	273 Kč
01- C-32-40-125	Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,2mm/4,0mm/35mm L125mm	273 Kč
01- C-32-40-175	Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,2mm/4,0mm/50mm L175mm	273 Kč
01- C-35-43-140	Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,5mm/4,3mm/35mm L140mm	273 Kč
01- C-35-43-175	Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,5mm/4,3mm/50mm L175mm	273 Kč
01- C-40-48-175	Drát AM1 s poz. střed.závitem 4,0mm/4,8mm/50mm L175mm	273 Kč

## Dráty s pozitivním koncovým závitem



01- I-16-20-90	Drát AM1 s poz.konc.závitem 1,6mm/2,0mm/16mm L90mm	273 Kč
01- I-20-24-90	Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,0mm/2,4mm/16mm L90mm	273 Kč
01- I-20-25-95	Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,0mm/2,5mm/25mm L95mm	273 Kč
01- I-24-30-90	Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,4mm/3,0mm/17mm L90mm	273 Kč
01- I-24-32-100	Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,4mm/3,2mm/25mm L100mm	273 Kč
01- I-24-32-150	Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,4mm/3,2mm/31mm L150mm	273 Kč
01- I-28-35-110	Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,8mm/3,5mm/28mm L110mm	273 Kč
01- I-28-35-150	Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,8mm/3,5mm/50mm L150mm	273 Kč
01- I-30-35-110	Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,0mm/3,5mm/30mm L110mm	273 Kč
01- I-32-40-115	Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,2mm/4,0mm/31mm L115mm	273 Kč
01- I-32-40-150	Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,2mm/4,0mm/50mm L150mm	273 Kč
01- I-35-43-130	Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,5mm/4,3mm/35mm L130mm	273 Kč
01- I-35-43-175	Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,5mm/4,3mm/54mm L175mm	273 Kč
01- I-40-48-150	Drát AM1 s poz.konc.závitem 4,0mm/4,8mm/38mm L150mm	273 Kč
01- I-40-48-200	Drát AM1 s poz.konc.závitem 4,0mm/4,8mm/57mm L200mm	273 Kč

## Externí fixace

Rychle tuhnoucí dvousložkové epoxidové tmely AM1 EpoxyStick I (šedý) a AM1 EpoxyStick II (bílý).


Rychlá a pohodlná alternativa při tvorbě konstrukcí vnější fixace, nahrazuje systém externích propojovacích tyčí a svorek. Vynikající pro propojování pinů různých průměrů, bez ohledu na vnější pozici. Vhodný i v případě, kdy je pozice zafixována pomocí svorek, následně se aplikuje tmel a po zatvrdnutí se svorky odstraní.

Tmel tuhne do 5 minut od smíchání a do 20 minut je plně vytvrzen. Na počátku tvrdnutí lze finálně redukovat, což umožňuje zcela přesnou lokalizaci finální pozice. Vhodný na nerezové materiály, kovy, tvrzené plasty, keramiku.



<b>10-ES1</b>	AM1 EpoxyStick I (šedý), 114 g	<b>365 Kč</b>
<b>10-ES2</b>	AM1 EpoxyStick II (bílý), 110g	<b>974 Kč</b>

## Dráty STEINMANN



<b>01-KWTR-292-70</b>	STEINMANN drát AM1 0,8 mm, L 150mm, trokar, závit	<b>113 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-71</b>	STEINMANN drát AM1 1,0 mm, L 150mm, trokar, závit	<b>113 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-72</b>	STEINMANN drát AM1 1,2 mm, L 180mm, trokar, závit	<b>113 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-72A</b>	STEINMANN drát AM1 1,2 mm, L 180mm, trokar, závit	<b>103 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-73</b>	STEINMANN drát AM1 1,4 mm, L 180mm, trokar, závit	<b>103 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-74</b>	STEINMANN drát AM1 1,6 mm, L 180mm, trokar, závit	<b>103 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-76</b>	STEINMANN drát AM1 2,5 mm, L 200mm, trokar, závit	<b>103 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-77</b>	STEINMANN drát AM1 3,0 mm, L 230mm, trokar, závit	<b>103 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-78</b>	STEINMANN drát AM1 4,0 mm, L 250mm, trokar, závit	<b>110 Kč</b>
<b>01-KWTR-292-79</b>	STEINMANN drát AM1 2,0 mm, L 180mm, trokar, závit	<b>103 Kč</b>

## Cerkláží dráty



<b>01-PS915.038</b>	Cerkláží drát AM1 0,38mm, měkký, 10m	<b>519 Kč</b>
<b>01-PS915.045</b>	Cerkláží drát AM1 0,45mm, měkký, 10m	<b>519 Kč</b>
<b>01-PS915.055</b>	Cerkláží drát AM1 0,55mm, měkký, 10m	<b>519 Kč</b>
<b>01-PS915.080</b>	Cerkláží drát AM1 0,80mm, měkký, 10m	<b>553 Kč</b>
<b>01-PS915.100</b>	Cerkláží drát AM1 1,00mm, měkký, 10m	<b>553 Kč</b>

01-PS915.120 Cerklázní drát AM1 1,20mm, měkký, 10m 695 Kč

01-SMP-243-15MINI	MINI Dlahy kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 5 otvory, Š=5 mm, L=29 mm	265 Kč
01-SMP-243-16MINI	MINI Dlahy kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 6 otvory, Š=5 mm, L=35 mm	265 Kč
01-SMP-243-17MINI	MINI Dlahy kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 7 otvory, Š=5 mm, L=39 mm	265 Kč

## Dlahy Implantační nerezové 1,5/2mm



01-SMP-243-14	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 4 otvory, Š=5 mm, L=22 mm	265 Kč
01-SMP-243-15	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 5 otvorů, Š=5 mm, L=27 mm	265 Kč
01-SMP-243-16	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 6 otvorů, Š=5 mm, L=32 mm	265 Kč
01-SMP-243-17	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 7 otvorů, Š=5 mm, L=37 mm	265 Kč
01-SMP-243-18	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 8 otvorů, Š=5 mm, L=42 mm	340 Kč
01-SMP-243-20	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 10 otvorů, Š=5 mm, L=52 mm	448 Kč
01-SMP-243-22	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 12 otvorů, Š=5 mm, L=62 mm	539 Kč
01-SMP-243-24	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 14 otvorů, Š=5 mm, L=72 mm	628 Kč
01-SMP-243-30	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2 mm, 20 otvorů, Š=5 mm, L=100 mm	1 531 Kč

## Dlahy Implantační nerezové 2,4/2,7mm



01-DCP-27-244-04	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 4 otvory, Š=8 mm, L=35 mm	218 Kč
01-DCP-27-244-05	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 5 otvorů, Š=8 mm, L=44 mm	228 Kč
01-DCP-27-244-06	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 6 otvorů, Š=8 mm, L=52 mm	248 Kč
01-DCP-27-244-07	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 7 otvorů, Š=8 mm, L=60 mm	265 Kč
01-DCP-27-244-08	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 8 otvorů, Š=8 mm, L=68 mm	341 Kč
01-DCP-27-244-09	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 9 otvorů, Š=8 mm, L=76 mm	341 Kč
01-DCP-27-244-10	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 10 otvorů, Š=8 mm, L=84 mm	371 Kč
01-DCP-27-244-11	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 11 otvorů, Š=8 mm, L=92 mm	387 Kč
01-DCP-27-244-12	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 12 otvorů, Š=8 mm, L=100 mm	429 Kč
01-DCP-27-244-14	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 14 otvorů, Š=8 mm, L=116 mm	502 Kč
01-DCP-27-244-16	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 16 otvorů, Š=8 mm, L=132 mm	572 Kč
01-DCP-27-244-18	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 18 otvorů, Š=8 mm, L=148 mm	694 Kč

## Dlahy Implantační nerezové 1,5/2mm MINI



01-SMP-243-13MINI	MINI Dlahy kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 3 otvory, Š=5 mm, L=17 mm	265 Kč
01-SMP-243-14MINI	MINI Dlahy kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 4 otvory, Š=5 mm, L=23 mm	265 Kč

## Dlahy Implantační nerezové 3,5mm



01-DCPS-248-04	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 4 otvory, Š=10 mm, L=50 mm	228 Kč
01-DCPS-248-05	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 5 otvorů, Š=10 mm, L=62 mm	228 Kč
01-DCPS-248-06	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 6 otvorů, Š=10 mm, L=74 mm	248 Kč
01-DCPS-248-07	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 7 otvorů, Š=10 mm, L=86 mm	265 Kč
01-DCPS-248-08	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 8 otvorů, Š=10 mm, L=98 mm	341 Kč
01-DCPS-248-09	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 9 otvorů, Š=10 mm, L=110 mm	341 Kč
01-DCPS-248-10	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 10 otvorů, Š=10 mm, L=122 mm	341 Kč
01-DCPS-248-11	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 11 otvorů, Š=10 mm, L=134 mm	440 Kč
01-DCPS-248-12	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 12 otvorů, Š=10 mm, L=146 mm	440 Kč
01-DCPS-248-14	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 14 otvorů, Š=10 mm, L=170 mm	513 Kč
01-DCPS-248-16	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 16 otvorů, Š=10 mm, L=194 mm	586 Kč
01-DCPS-248-18	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 18 otvorů, Š=10 mm, L=222 mm	659 Kč
01-DCPS-248-20	Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 20 otvorů, Š=10 mm, L=246 mm	733 Kč

## Dlahy široké kompresní nerezové 3,5mm



01-622.09VT	Dlaha široká kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 9 otvorů, L 110 mm, 12/4 mm	464 Kč
-------------	--	--------

## Dlahy Rekonstrukční nerezové 2,4/2,7mm



01-RCP-245-20	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 6 otvorů, Š=8 mm, L=50 mm	341 Kč
01-RCP-245-21	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 8 otvorů, Š=8 mm, L=66 mm	455 Kč
01-RCP-245-22	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 10 otvorů, Š=8 mm, L=82 mm	524 Kč
01-RCP-245-23	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 12 otvorů, Š=8 mm, L=98 mm	684 Kč
01-RCP-245-24	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 14 otvorů, Š=8 mm, L=115 mm	800 Kč



## Dlahy rekonstrukční nerezové 3,5mm




<b>01-RCP-245-15</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 5 otvorů, Š=10 mm, L=60 mm	<b>456 Kč</b>
<b>01-RCP-245-16</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 6 otvorů, Š=10 mm, L=73 mm	<b>456 Kč</b>
<b>01-RCP-245-17</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 7 otvorů, Š=10 mm, L=84 mm	<b>457 Kč</b>
<b>01-RCP-245-18</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 8 otvorů, Š=10 mm, L=96 mm	<b>456 Kč</b>
<b>01-RCP-245-00</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 10 otvorů, Š=10 mm, L=120 mm	<b>497 Kč</b>
<b>01-RCP-245-02</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 12 otvorů, Š=10 mm, L=140 mm	<b>524 Kč</b>
<b>01-RCP-245-04</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 14 otvorů, Š=10 mm, L=166 mm	<b>563 Kč</b>

## Dlahy Rekonstrukční nerezové 4,5mm



<b>01-RCP-229-44</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 4,5 mm, 14 otvorů, Š=12 mm, L=222 mm	<b>603 Kč</b>
<b>01-RCP-229-45</b>	Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 4,5 mm, 15 otvorů, Š=12 mm, L=237 mm	<b>646 Kč</b>

## Dlahy Supra Condylar nerezové



<b>01-703.01LVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ, 2,0 mm šroub, L 50mm, Š 6mm, T 1,8mm	<b>414 Kč</b>
<b>01-703.01RVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ, 2,0 mm šroub, L 50mm, Š 6mm, T 1,8mm	<b>414 Kč</b>
<b>01-703.02LVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ, 2,4 mm šroub, L 55mm, Š 6,8mm, T 1,8mm	<b>622 Kč</b>
<b>01-703.02RVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ, 2,4 mm šroub, L 55mm, Š 6,8mm, T 1,8mm	<b>622 Kč</b>
<b>01-703.03LVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 3mm	<b>726 Kč</b>
<b>01-703.03RVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 3mm	<b>726 Kč</b>
<b>01-703.04LVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ ŠIROKÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 4,2mm	<b>756 Kč</b>
<b>01-703.04RVT</b>	AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ ŠIROKÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 4,2mm	<b>756 Kč</b>

## Dlahy Žlábkové ¼ nerezové 2,4/2,7mm



01-QTP-242-16	Dlaha AM1 1/4 žlábková pro šr. 2,4/2,7 mm, 6 otvorů, Š=8 mm, L=50 mm	253 Kč
01-QTP-242-17	Dlaha AM1 1/4 žlábková pro šr. 2,4/2,7 mm, 7 otvorů, Š=8 mm, L=64 mm	270 Kč
01-QTP-242-18	Dlaha AM1 1/4 žlábková pro šr. 2,4/2,7 mm, 8 otvorů, Š=8 mm, L=73 mm	303 Kč

## Dlahy žlábkové ¼ nerezové 2,4/2,7mm



01-FJP-242-33/5	Dlaha L AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 2+5 otvor., Š=8/13 mm, L=50 mm	476 Kč
01-FJP-242-34/5	Dlaha R AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 2+5 otvory, Š=8/13 mm, L=50 mm	476 Kč
01-FJP-242-41/5	Dlaha T AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 2+5 otvory, Š=8/13 mm, L=50 mm	476 Kč

## Canine Pantarsal Arthrodesis - PES



01-882.01RVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,4 mm šroub, L 71/78mm, Š 6,5mm, T 2mm	1 140 Kč
01-882.01LVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,4 mm šroub, L 71/78mm, Š 6,5mm, T 2mm	1 140 Kč
01-882.02LVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 95/100mm, Š 8mm, T 2mm	1 140 Kč
01-882.02RVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 95/100mm, Š 8mm, T 2mm	1 140 Kč

01-882.03LVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm	1 243 Kč
01-882.03RVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm	1 243 Kč
01-882.04LVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm	1 243 Kč
01-882.04RVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm	1 243 Kč
01-882.05LVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 140/150mm, Š 11mm, T 3mm	1 243 Kč
01-882.05RVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 140/150mm, Š 11mm, T 3mm	1 243 Kč
01-882.06LVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,7/3,5/4,5 mm šroub, L 185/195mm, Š 15mm, T 4mm	1 450 Kč
01-882.06RVT	AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,7/3,5/4,5 mm šroub, L 185/195mm, Š 15mm, T 4mm	1 450 Kč

## Feline Pantarsal Arthrodesis – KOČKA



01-883.RVT	AM1 Dlaha Feline Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 65/75mm, Š 7mm, T 1,8mm	1 140 Kč
01-883.LVT	AM1 Dlaha Feline Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 65/75mm, Š 7mm, T 1,8mm	1 140 Kč



## Intertarsal Arthrodesis



01-884.01VT	AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 1,5/2,0 mm šroub, L 47mm, Š 6mm, T 1,7mm	514 Kč
01-884.02VT	AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 2,0/2,0 mm šroub, L 58mm, Š 6,4mm, T 2,0mm	514 Kč
01-884.03VT	AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 2,7/2,7 mm šroub, L 80mm, Š 8mm, T 2,0mm	618 Kč
01-884.04VT	AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 2,7/3,5 mm šroub, L 114mm, Š 12mm, T 4,3mm	826 Kč

## Dlahy TPLO 'T'



01-813.02VT	AM1 TPLO 'T' dlaha zesílená, 6 otvorů, 24x58 mm, pro 3,5 mm šrouby	792 Kč
-------------	--	--------

## Dlahy TPLO úhlově stabilní 'G' 6 otvorů



01-811.01LVT	AM1 TPLO 'G' Úhlově stabilní, tvarovaná dlaha, 6 otvorů, 19 x 55 mm, LEVÁ	1 320 Kč
01-811.01RVT	AM1 TPLO 'G' Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 19 x 55 mm, PRAVÁ	1 320 Kč
01-816.06VTL	AM1 TPLO 'G' Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 22 x 66 mm, LEVÁ	1 320 Kč
01-816.06VTR	AM1 TPLO 'G' Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 22 x 66 mm, PRAVÁ	1 320 Kč

## Dlahy TPLO úhlově stabilní 'G' 8 otvorů



01-815.08VTL	AM1 TPLO 'G' Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 8 otvorů, 27 x 81 mm, LEVÁ	1 320 Kč
--------------	---	----------

## Dlahy TPLO úhlově stabilní 'Y' 7 otvorů



01-814.01RVT	AM1 TPLO 'Y' Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 7 otvorů, 31 x 74 mm, PRAVÁ	1 790 Kč
01-814.01LVT	AM1 TPLO 'Y' Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 7 otvorů, 31 x 74 mm, LEVÁ	1 790 Kč

## Dlahy TPLO úhlově stabilní, tvarovaná, 6 otvorů



<b>01-814.27.03RVT</b>	AM1 TPLO 'Y' Úhlově stabilní dlahy, tvarovaná, 6 otvorů, 22 x 39 mm, PRAVÁ	<b>1 720 Kč</b>
------------------------	--	-----------------

## Dlahy TPLO úhlově stabilní 'Y' 8 otvorů




<b>01-814.02RVT</b>	AM1 TPLO 'Y' Úhlově stabilní dlahy, tvarovaná, 8 otvorů, 37 x 83 mm, PRAVÁ	<b>1 848 Kč</b>
<b>01-814.02LVT</b>	AM1 TPLO 'Y' Úhlově stabilní dlahy, tvarovaná, 8 otvorů, 37 x 83 mm, LEVÁ	<b>1 848 Kč</b>

## Dlahy TPLO úhlově stabilní – uzamykatelné



<b>01-885.02VT</b>	AM1 Uzamykatelná dlahy 2,4 mm stohovatelná, 6,5 x 38 mm, 5 otv.	<b>480 Kč</b>
<b>01-886.01VT</b>	AM1 Uzamykatelná dlahy 2,7 mm stohovatelná, 6,5 x 38 mm, 4 otv.	<b>480 Kč</b>

## Šrouby kortikální samořezné NEREZ 1,5mm



<b>01-CL-210-06</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 6mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>
<b>01-CL-210-08</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 8mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>
<b>01-CL-210-10</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 10mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>
<b>01-CL-210-12</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 12mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>
<b>01-CL-210-14</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 14mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>
<b>01-CL-210-16</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 16mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>
<b>01-CL-210-18</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 18mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>
<b>01-CL-210-20</b>	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 20mm, samořezný nerez	<b>75 Kč</b>








01-CL-214-50	Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 50mm, samořezný nerez	50 Kč
01-CL-214-60	Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 60mm, samořezný nerez	69 Kč
01-CL-214-70	Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 70mm, samořezný nerez	69 Kč
01-CL-214-80	Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 80mm, samořezný nerez	69 Kč
01-CL-214-85	Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 85mm, samořezný nerez	69 Kč
01-CL-214-90	Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 90mm, samořezný nerez	69 Kč
01-CL-214-95	Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 95mm, samořezný nerez	69 Kč


## TTA AM1 Implantáty TITANOVÉ

### Šrouby kortikální samořezné TITAN 1,5mm




01-TICL-210-06	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 6mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-210-08	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 8mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-210-10	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 10mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-210-12	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 12mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-210-14	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 14mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-210-16	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 16mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-210-18	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 18mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-210-20	Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 20mm, samořezný TITAN	161 Kč

### Šrouby kortikální samořezné TITAN 2,0mm



01-TICL-211-06	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 6mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-08	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 8mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-10	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 10mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-12	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 12mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-14	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 14mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-16	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 16mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-18	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 18mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-20	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 20mm, samořezný TITAN	161 Kč
01-TICL-211-22	Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 22mm, samořezný TITAN	161 Kč

### Šrouby kortikální samořezné TITAN 2,4mm





01-TI401.608	Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 8mm, samořezný TITAN	126 Kč
01-TI401.610	Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 10mm, samořezný TITAN	126 Kč
01-TI401.612	Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 12mm, samořezný TITAN	126 Kč
01-TI401.614	Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 14mm, samořezný TITAN	126 Kč
01-TI401.616	Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 16mm, samořezný TITAN	126 Kč






01-TICL-204-36	Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 36mm, samořezný TITAN	126 Kč
01-TICL-204-38	Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 38mm, samořezný TITAN	126 Kč
01-TICL-204-40	Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 40mm, samořezný TITAN	126 Kč
01-TICL-204-42	Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 42mm, samořezný TITAN	126 Kč

## Šrouby Maxillofaciální MINI TITAN 2,0mm




01-TIMS520100	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 6mm, TITAN	182 Kč
01-TIMS520200	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 8mm, TITAN	182 Kč
01-TIMS520300	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 10mm, TITAN	182 Kč
01-TIMS520400	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 12mm, TITAN	182 Kč
01-TIMS520500	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 14mm, TITAN	182 Kč
01-TIMS520600	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 16mm, TITAN	182 Kč
01-TIMS520700	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 18mm, TITAN	182 Kč
01-TIMS520800	Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 20mm, TITAN	182 Kč

## Šrouby spongiozní Kanylovaný samořezné TITAN 3,5mm



01-739SD.24T	Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 24/10 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-739SD.26T	Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 26/12 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-739SD.28T	Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 28/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-739SD.30T	Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 30/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-739SD.32T	Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 32/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-739SD.34T	Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 34/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč

## Šrouby spongiozní Kanylovaný samořezné TITAN 4,5mm



01-732SD.25T	Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 25/12 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-732SD.30T	Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 30/14 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-732SD.35T	Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 35/14 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-732SD.40T	Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 40/14 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč
01-732SD.45T	Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 45/16 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN	427 Kč

02-TTACCUT105	AM1 TTA Klec Variabilní 10,5 x 23 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT135	AM1 TTA Klec Variabilní 13,5 x 30 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT90	AM1 TTA Klec Variabilní 9 x 23 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT75	AM1 TTA Klec Variabilní 7,5 x 21 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT60	AM1 TTA Klec Variabilní 6 x 21 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT45	AM1 TTA Klec Variabilní 4,5 x 20 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT30	AM1 TTA Klec Variabilní 3 x 20 mm TITAN	1 245 Kč

## TTA AM1 Implantáty

Implantáty AM1 se vyznačují vynikající funkcí, kvalitním zpracováním a příznivou cenou.

TTA postup navrhli páni Tepic a Montavon tak, aby nastavili tibiální plato do úhlu 90° oproti přímému patella vazu. Tento způsob neutralizuje střížné síly v kloubu při zatížení a podporuje stabilitu kloubu. Toho je dosaženo předsunutím tibiálního výstupku a zastabilizováním. Implantáty jsou zajištěny pomocí titanových šroubů. Titan jako materiál je velmi osteo-podpurný, což vede k rychlému hojení. Pro tento postup se nedoporučují implantáty z nerezové oceli.

## TTA klece standard



## TTA klece stříhatelné

TTA stříhatelné klece lze krátit pomocí speciálních kleští a zkracovat po cca 2 mm



02-TTACCUT15	AM1 TTA Klec Variabilní 15 x 29 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT12	AM1 TTA Klec Variabilní 12 x 26 mm TITAN	1 245 Kč

02-TTAC1519	TTA Klec AM1 15 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1522	TTA Klec AM1 15 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1525	TTA Klec AM1 15 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1528	TTA Klec AM1 15 x 28mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC13522	TTA Klec AM1 13,5 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC13525	TTA Klec AM1 13,5 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC13528	TTA Klec AM1 13,5 x 28mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1220	TTA Klec AM1 12 x 20mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1222	TTA Klec AM1 12 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1225	TTA Klec AM1 12 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1228	TTA Klec AM1 12 x 28mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10517	TTA Klec AM1 10,5 x 17mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10519	TTA Klec AM1 10,5 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10522	TTA Klec AM1 10,5 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10525	TTA Klec AM1 10,5 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9016	TTA Klec AM1 9 x 16mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9019	TTA Klec AM1 9 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9022	TTA Klec AM1 9 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9025	TTA Klec AM1 9 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC7513	TTA Klec AM1 7,5 x 13mm, TITAN	788 Kč

02-TTAC7516	TTA Klec AM1 7,5 x 16mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC7519	TTA Klec AM1 7,5 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC7522	TTA Klec AM1 7,5 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC6013	TTA Klec AM1 6 x 13mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC6016	TTA Klec AM1 6 x 16mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC6019	TTA Klec AM1 6 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC6022	TTA Klec AM1 6 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC4512	TTA Klec AM1 4,5 x 12mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC4515	TTA Klec AM1 4,5 x 15mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC3010	TTA Klec AM1 3 x 10mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC3013	TTA Klec AM1 3 x 13mm, TITAN	788 Kč

## TTA vidličky



02-TTAF2	TTA Vidlička AM1 2 hroty TITAN	334 Kč
02-TTAF3	TTA Vidlička AM1 3 hroty TITAN	334 Kč
02-TTAF4	TTA Vidlička AM1 4 hroty TITAN	334 Kč
02-TTAF5	TTA Vidlička AM1 5 hrotů TITAN	334 Kč
02-TTAF6	TTA Vidlička AM1 6 hrotů TITAN	334 Kč
02-TTAF7	TTA Vidlička AM1 7 hrotů TITAN	334 Kč
02-TTAF8	TTA Vidlička AM1 8 hrotů TITAN	334 Kč

## TTA dlahy vidličné



02-TTAP2	TTA Dlahá AM1 2 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP3	TTA Dlahá AM1 3 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP4	TTA Dlahá AM1 4 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP5	TTA Dlahá AM1 5 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP6	TTA Dlahá AM1 6 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP7	TTA Dlahá AM1 7 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP8	TTA Dlahá AM1 8 otvorů TITAN	355 Kč

## TTA dlahy vidličné prodloužené




02-TTAP2L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 2 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP3L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 3 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP4L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 4 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP5L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 5 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP6L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 6 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP7L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 7 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP8L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 8 otvorů TITAN	355 Kč



## TTA dlahy bezvidličné prodloužené šroubovací

Approx. Dog Weight	5 - 10kg	10 - 20kg	20 - 30kg	30 - 40kg	40 - 50kg	50 - 65kg	65kg >
Cage Size	3 mm	6 mm	7,5 mm	9 mm	10,5 mm	12 mm	15 mm
Screw size	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Plate Size	2	3	4	5	6	7	8
Plate Screw		2,4 mm		2,7 mm		3,5 mm	




## TTA dlahy bezvidličné šroubovací




<b>02-TTAPX2</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná 2 TITAN (ekvivalent dlahy s 2 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX3</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná 3 TITAN (ekvivalent dlahy se 3 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX4</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná 4 TITAN (ekvivalent dlahy se 4 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX5</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná 5 TITAN (ekvivalent dlahy s 5 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX6</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná 6 TITAN (ekvivalent dlahy s 6 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX7</b>	TTA Dlahá AM1 Bevidličná 7 TITAN (ekvivalent dlahy se 7 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX8</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná 8 TITAN (ekvivalent dlahy s 8 otvory)	<b>370 Kč</b>

<b>02-TTAPX2L</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná Prodloužená 2 TITAN (ekvivalent dlahy s 2 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX3L</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná Prodloužená 3 TITAN (ekvivalent dlahy s 3 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX4L</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná Prodloužená 4 TITAN (ekvivalent dlahy s 4 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX5L</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná Prodloužená 5 TITAN (ekvivalent dlahy s 5 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX6L</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná Prodloužená 6 TITAN (ekvivalent dlahy s 6 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX7L</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná Prodloužená 7 TITAN (ekvivalent dlahy s 7 otvory)	<b>370 Kč</b>
<b>02-TTAPX8L</b>	TTA Dlahá AM1 Bezvidličná Prodloužená 8 TITAN (ekvivalent dlahy s 8 otvory)	<b>370 Kč</b>

## TTA distanční podložky

TTA distanční podložky mají své opodstatnění v případě, že se u ruptury CCL vyskytne i luxace pately. V tom případě lze tibiální hrbolek posunout laterálně nebo mediálně, aby došlo k opětovnému vyrovnání mechanismu kvadricepsu. Toho lze dosáhnout přidáním distanční podložky nebo podložky uvedené níže ke kraniálnímu nebo kaudálnímu šroubu klece. Podložky se vloží mezi klec a tibií, aby tlačily na tibiální hrbolek buď laterálně (kraniální šroub), nebo mediálně (kaudální šroub). Doporučuje se posunout tibiální hrbolek maximálně o 50% jeho šířky. Dostupné v šířce 1, 2, 4. Titan se nesmí kombinovat s nerezovým šroubem. Kombinace titanu a nerez v těle může vytvářet chemickou reakci („elektrický člunek“).



<b>02-TTAW1</b>	TTA podložka AM1 - výška 1 mm, TITAN	<b>253 Kč</b>
<b>02-TTAW2</b>	TTA podložka AM1 - výška 2 mm, TITAN	<b>253 Kč</b>
<b>02-TTAW4</b>	TTA podložka AM1 - výška 4 mm, TITAN	<b>253 Kč</b>

## Kotvy (knoflíky) kulaté AM1 TITAN

Podložky AM1 se používají při náhradě vazů u kolen a kyčlí.



<b>02-TI-BUT-10H</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 10 mm, 4 otvory, TITAN	<b>348 Kč</b>
<b>02-TI-BUT-10S</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 10 mm, 2 otvory, 2 drážky TITAN	<b>348 Kč</b>
<b>02-TI-BUT-6H</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 6 mm, 4 otvory, TITAN	<b>348 Kč</b>
<b>02-TI-BUT-6S</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 6 mm, 2 otvory, 2 drážky TITAN	<b>348 Kč</b>
<b>02-TI-BUT-8H</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 8 mm, 4 otvory, TITAN	<b>348 Kč</b>
<b>02-TI-BUT-8S</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 8 mm, 2 otvory, 2 drážky TITAN	<b>348 Kč</b>

## Kotvy (knoflíky) podlouhlé AM1 TITAN



<b>02-TI-BUT-8 OV</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá 8 x 2,4 mm, 2 otvory TITAN	<b>543 Kč</b>
<b>02-TI-BUT-10 OV</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá 10 x 2,4 mm, 2 otvory TITAN	<b>543 Kč</b>
<b>02-TI-BUT-11 OV</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá 10 x 3,4 mm, 2 otvory TITAN	<b>543 Kč</b>



<b>02-TI-BUT-10 OVS</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá DC 10 x 2,6 mm, 2 otvory TITAN	<b>492 Kč</b>
-------------------------	--	---------------

## Kotva (knoflík) čtvercová AM1 TITAN




<b>02-TI-BUT-6 SQH</b>	TTA kotva (knoflík) AM1 čtvercová, 6 mm, 4 otvory, TITAN	<b>587 Kč</b>
------------------------	--	---------------

## Sítky pro chirurgické účely

### Sítky PP MESH, sterilní

Polypropylenová chirurgická síťka PP MESH je síťka vyrobená z monofilního polypropylenu, tedy nevstřebatelného syntetického materiálu, který je vysoce hydrofobní, chemicky stabilní a odolný vůči biologické degradaci. Polypropylenové sítky jsou obecně považovány za stabilní materiál, a proto je polypropylen pro své úspěšné dlouholeté používání považován za zlatý standard na poli herniologie.

Polypropylenová chirurgická síťka PP MESH je dodávána ve čtyřech hmotnostních kategoriích s odlišnou velikostí pórů – Light, Standard, Large pore a Extra large pore.



### PP MESH Standard

Plošná hmotnost je 50 g/m<sup>2</sup>, odpovídá standardní hmotnosti polypropylenových sítěk. Vyznačuje se vyšší porozitou (póry jsou větší než 1,5mm) a pružností blížící se elasticitě břišní stěny.

14-091-1005	PP MESH standard, 100x50 mm	860 Kč
14-091-0611	PP MESH standard, 110x60 mm	860 Kč
14-091-1507	PP MESH standard, 150x75 mm	860 Kč
14-091-1510	PP MESH standard, 150x100 mm	877 Kč
14-091-1515	PP MESH standard, 150x150 mm	877 Kč
14-091-2015	PP MESH standard, 200x150 mm	1 186 Kč
14-091-3015	PP MESH standard, 300x150 mm	1 515 Kč
14-091-3030	PP MESH standard, 300x300 mm	2 312 Kč

### PP MESH Large Pore

Plošná hmotnost sítky je 67 g/m<sup>2</sup>, odpovídá standardní hmotnosti polypropylenových sítěk. Vyznačuje se velkými póry (2,6 x 1,5) mm a pružností srovnatelnou s elasticitou břišní stěny.

14-093-1510	PP MESH large pore, 150x100 mm	966 Kč
14-093-1515	PP MESH large pore, 150x150 mm	966 Kč
14-093-2015	PP MESH large pore, 200x150 mm	1 308 Kč
14-093-3015	PP MESH large pore, 300x150 mm	1 676 Kč
14-093-3030	PP MESH large pore, 300x300 mm	2 559 Kč

### Zpevňovací plst CORTEX, sterilní

Implantabilní zpevňovací plst je určena jak pro kardiovaskulární chirurgii, tak i pro další chirurgické obory, kde je nezbytné šití jemné tkáně, u níž by mohlo dojít k prořezávání stehů

V obecné chirurgii je použitelná např. při šití parenchymatických orgánů. V cévní chirurgii lze využít na zpevnění anastomózy. V kardiouchirurgii lze Cortex výhodně použít jako podložku pro šití levé srdeční komory po resekci výdutě, zpevnění křehké aortální stěny nebo jiných velkých cév při jejich akutní disekci nebo jako zpevňující malé podložky pod jednotlivé stehy při stavění krvácení z jakéhokoliv místa na srdci nebo velkých cévách.

Cortex je vpichovaná textilní plst vyrobená z polyesterových vláken. Vyrábí se z chemicky a biologicky nezávadné polyesterové stříže v těchto provedeních: CORTEX 1, 2, 20 - liší se tloušťkou a rozměry.

Výrobek je dodáván radiačně sterilizovaný. Je sterilní pouze při neporušeném obalu a NELZE RESTERILIZOVAT!



14-101-0000	Cortex 1 -120x80 mm – 2x, 60x40 mm – 4x, tl. 1,1mm	472 Kč
14-102-0000	Cortex 2 -120x80 mm – 2x, 60x40 mm – 4x, tl. 2,2mm	899 Kč
14-103-0116	Cortex 20 -12x160 mm – 2x	294 Kč



# Výplň análních žlázek psů

Sada pro výplň análních žlázek psů obsahuje 5 ampulí obsahujících speciální polymerní gel. Tento se aplikuje do análních žlázek a po 2-4 minutách ztuhne.

18g plastová jehla pro snadnou aplikaci gelu. Dvoukomorová kazeta obsahuje dvě složky polymeru a směšovací hrot.

Obsah 2,4cc je dostatečný i pro větší pacienty.

Není potřeba předeřhřívát.



19-99976

ANAL SAC - ampule na výplň análních žlázek

1 794 Kč

**Medcomplex s.r.o.**

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: [info@medcomplex.cz](mailto:info@medcomplex.cz)

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.1.2025).