



# KONĚ KATALOG



Equus Dental Harmony je francouzská společnost založená v roce 2011 Françoisem Dall'Osteria, jenž má mimořádné praktické zkušenosti v oboru koňské stomatologie. Při své praxi si uvědomil, že vybavení dostupné na trhu nebylo vždy vhodné pro požadovaný účel. V průběhu let proto vynalezl, vyvinul, nebo vylepšil mnoho produktů uvedených v nabídce EDH. Nabídka vždy nemůže být zcela vyčerpávající, proto když nenajdete, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

Rozhodli jsme se pro cestu maximální možné modulárnosti a kompatibility. Jedině toto řešení přináší delší životnost, snadnější údržbu i servis a ve finále oproti konkurenci, nižší provozní náklady. Ekonomie vyladěná do posledního detailu přináší úsporu času a snižuje náročnost jak pro zvíře, tak ošetřující personál.

EDH filozofií je pokračovat ve vývoji a zdokonalování všech produktů. Nejsme běžní výrobci, chceme i nadále zlepšovat a ulehčovat práci všem odborníkům v oboru koňské stomatologie.

## EDH MOTORY

O našich motorech

Vše je vyvinuto naší společností. Vždy s cílem snadného použití a bezproblémové funkčnosti.

- Máme spojku "EDH Quick Flex", která umožňuje propojení našeho hnacího hřídele a motoru. Rychlospojka je velmi praktická. Umíme však motor osadit také koncovkou která bude kompatibilní s hnací hřídelí Foredom nebo HDE.
- Chcete se vybavit motorem s naší spojkou "EDH Quick Flex", a občas pokračovat v používání svého starého zařízení? Žádný problém, nabízíme adaptéry, které vám umožní používat následující hnací hřídele, Dremel, Foredom, HDE.

The different coupling offered on our motors is:



EDH Quick Flex



Foredom



HDE

Do you want to equip yourself with a motor with EDH coupling while occasionally continuing to use your old equipment? No problem, we offer adapters that allow you to use the following hoses:



EDH Quick Flex



Dremel



Foredom



HDE



## Equus Liberty Connect motor - AKU

Motor Equus Liberty Connect EDH byl speciálně navržen pro koňské zubaře a veterináře. Jeho kompaktní bezdrátové řešení nabízí velkou svobodu pohybu při velmi vysoké účinnosti. Motor a baterie jsou zabudovány v hliníkovém pouzdře odolném proti nárazům. Je vybaven systémem Bluetooth, který vám umožní používat všechny produkty řady Connect. Je k dispozici se spojkou EDH, Foredom nebo HDE a prodává se s jednou baterií a její nabíječkou.

### Motor:

- Bezdrátový, abyste si zachovali co nejvíce volnosti
- Elektromotor s velmi vysokou účinností, extrémně tichý a nabízející výjimečný výkon při velmi nízkých otáčkách.
- Maximální rychlost je 17 000 ot./min.
- Nastavení točivého momentu motoru.
- Ochrana tlamy koně a výrazné prodloužení životnosti vybavení díky elektronické spojce.
- Elektronická asistovaná regulace výkonu násadce.
- Vybaven ovládací obrazovkou, umožňující nastavení a ovládání.
- Digitální správa s mikroprocesorem DSP.
- Pracuje v obou směrech otáčení.
- Vybavený Bluetooth, který vám umožní používat všechny produkty z řady Connect, zapínání/vypínání vodního čerpadla (volitelně vodní čerpadlo).

### Baterie:

- Kompaktní,
- 4 Ah, 50,4 V.
- Elektronická nabíječka pro rychlé nabíjení.
- Místo baterie je možné použít napájecí zdroj.

Možná pouzdra a držáky (volitelné): Batoh, Opasek, Závěsné pouzdro, Závěsný kroužek. Na opasku jsou přímo dosažitelná tlačítka nastavení motoru. Pokud se rozhodnete pro batoh nebo vzdálené umístění, doporučujeme použít nožní pedál nebo dálkové ovládání.

### MOTOROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ EQUUS LIBERTY CONNECT

Vám umožňuje komunikovat se všemi produkty v dosahu pomocí Bluetooth. Váš motor může komunikovat např. s oplachovým systémem Equus Jet Connect. Jednoduché šlápnutí na pedál může spustit nebo změnit průtok čerpadla současně s vaším motorem. Pokud se nechcete rozhodnout pro Equus Jet, je možné přidat malé vodní čerpadlo k motoru pro zapnutí vodního chlazení.





Motor se prodává s opaskem. Jedná se o stejný opasek jako Equus Liberty Connect ke kterému můžete přidat kšandy.



Rozdíly oproti Equus Liberty Connect:

- Nemá Bluetooth,
- Maximální rychlost je 10 000 ot./min.,
- Možnost vodního čerpadla není k dispozici.

Tento motor je škálovatelný. Pokud chcete přejít v budoucnu na Equus Liberty Connect, je to možné.

<b>11-EL-ELCG04</b>	Equus Liberty Connect motor, HDE výstup, baterie V4A, nabíječka	<b>105 417 Kč</b>
<b>11-EL-ELCG03</b>	Equus Liberty Connect motor, FOREDOM výstup, baterie V4A, nabíječka	<b>105 417 Kč</b>
<b>11-EL-ELC02</b>	Equus Liberty Connect motor, EHD výstup, baterie V4A, nabíječka	<b>105 417 Kč</b>



## Equus Liberty motor - AKU

Motor Equus Liberty byl speciálně navržen pro košské zubaře a veterináře. Jeho kompaktní a bezdrátové řešení nabízí velkou svobodu pohybu a zároveň má velmi vysoký výkon. Motor je zabudován v hliníkovém krytu odolném proti nárazům.

Je k dispozici se spojkou EDH. Spojka Foredom nebo HDE na objednávku. Prodává se se dvěma bateriemi, kabeláží mezi baterií a motorem, nabíječkou a opaskem.

### Motor:

- Bezdrátový, abyste si zachovali co nejvíce volnosti
- Elektromotor s velmi vysokou účinností, extrémně tichý a nabízející výjimečný výkon při velmi nízkých otáčkách. Maximální rychlost je 10 000 ot./min.
- Nastavení točivého momentu motoru.
- Ochrana tlamy koně a výrazné prodloužení životnosti vybavení díky elektronické spojce.
- Elektronická asistovaná regulace výkonu násadce.
- Vybavený ovládací obrazovkou, umožňující nastavení a ovládání.
- Digitální správa s mikroprocesorem DSP.
- Pracuje v obou směrech otáčení.

### Baterie:

- Kompaktní
- 2,5 Ah, 40 V
- Elektronická rychlonabíječka pro rychlé nabíjení.

Pro větší autonomii lze motor použít s modelem baterie V4A (jedná se o 4Ah, 50,4V baterii). K výměně je možné použít napájecí zdroj baterie.



<b>11-EL-ELCS2.3</b>	EDH Motor Equus Liberty, výstup HDE, baterie, nabíječka, opasek	<b>84 451 Kč</b>
<b>11-EL-ELCS2.2</b>	EDH Motor Equus Liberty, výstup Foredom, baterie, nabíječka, opasek	<b>84 451 Kč</b>
<b>11-EL-ELCS2.1</b>	EDH Motor Equus Liberty, výstup EDH, baterie, nabíječka, opasek	<b>84 451 Kč</b>

## EDH motor 220 V

EDH motor 220 V "drátový". Motor je tichý, napájení 220V, 530W. Jeho rychlost se pohybuje od 0 do 29 000 ot./min. Pro změnu otáček je nutné použití drátového Equus variačního nožního pedálu. Pokud se chcete rozhodnout pro bezdrátový pedál nebo dálkové ovládání, je to možné díky použití Equus Dimmer Boxu, který vytvoří spojení mezi motorem a bezdrátovým pedálem nebo dálkovým ovládáním. Motor je vybaven závěsným kroužkem. Volitelná spojka (výstup) EDH Quick Flex pro EDH příslušenství, nebo s Foredom spojkou. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.



<b>11-MOT-530W1</b>	EDH motor 220 V, výstup Foredom	<b>15 813 Kč</b>
<b>11-MOT-530W2</b>	EDH motor 220 V, výstup EDH	<b>15 813 Kč</b>

## EDH MOTORY - příslušenství

### Motorová zásuvka pro vozík Equodent

Tato zásuvka motoru se připevňuje na vozík Equodent. Zásuvka se prodává bez upevňovacích šroubů.



<b>11-EL-ELCC03</b>	EDH Motorová zásuvka pro vozík Equodent	<b>2 489 Kč</b>
---------------------	-----------------------------------------	-----------------

### Nabíječky baterií

EDH Nabíječka pro baterii V4A, 50,4V / 4A, vybavená modrým konektorem.



<b>11-EL-CL14C</b>	EDH Nabíječka baterií V4A	<b>3 982 Kč</b>
--------------------	---------------------------	-----------------





**11-EL-CBMA** EDH Nabíječka pro baterii VM2,5A **2 928 Kč**

## Nožní pedál 220 V

Equus Foot Pedal je první pedál na trhu koňské stomatologie pro elektronickou regulaci vašich motorů (220V). Umožňuje měnit intenzitu motoru. Je široce kompatibilní.

Pedály jsou předem konfigurovány pro následující motory:

- Equus 220V, 29 000 ot./min.
- Suhner 300W, 28 000 ot./min.
- Suhner (HDE) 300W, 9000 ot./min.
- Kress Dental Vet 530W 29 000 ot./min.

Lze konfigurovat pro veškeré jednofázové (220V) motory až do 600 wattů.

Pomocí aplikace pro Android, lze konfigurovat, nastavit pro požadovaný motor a změnit odezvu motoru a jeho pracovní křivku. To vše z vašeho tabletu nebo smartphonu, což je velice praktické, univerzální.

Délka napájecího kabelu: 3m

Délka kabelu: pro připojení motoru: 1,5m



**11-FP-FD20** EDH Equus Nožní pedál 220 V **23 426 Kč**

## Pouzdra a držáky

### EDH Batoh

EDH Batoh Equus Liberty Connect je navržen symetricky. To umožňuje snadné použití pro praváka i leváka. Je osazen pohodlnou pěnou a síťovinou, což je příjemné pro denní použití i v létě. Tkanina Cordura je odolná proti dešti a lze ji prát v pračce. Osazen popruhy pro extra podporu, držákem hnacího hřídele, kapsou na motor, páskem s popruhem ve tvaru V pro lepší podporu, klipem na vodní vak, kapsou na baterie a upevňovacím popruhem hnacího hřídele.



**11-EL-GELC03** EDH Batoh Equus Liberty Connect **14 612 Kč**

### EDH Opasek

EDH Opasek Equus Liberty Connect byl stejně jako batoh navržen symetricky, aby umožňoval snadné použití pravákům i levákům. Je osazeno pohodlnou pěnou a síťovinou. Což je příjemné na denní použití i v létě. Vnější látka Cordura je odolná proti dešti a lze jej prát v pračce. Na přání můžete opasek doplnit o kšandy. Zadní nastavení velikosti do polohy podle vaší potřeby, ochranná „ponožka“ na hnací hřídel, kapsa na motor nebo baterii, ochranná „ponožka“ pro průchod kabelů, hák na hnací hřídel, klip na vodní vak a popruh ve tvaru V pro lepší podporu.



**11-EL-CELC02** EDH Opasek Equus Liberty Connect **6 764 Kč**

## EDH závěsné pouzdro

EDH Závěsné pouzdro Equus Liberty Connect byla vyvinuta pro ty, kteří na sobě nechtějí nosit motor. Pouzdro umožňuje společné zavěšení baterie a motoru na vysokou podpěru. Kabely jsou chráněny uvnitř pouzdra. Tkanina Cordura je voděodolná a lze jej prát v pračce. Pouzdro se prodává s připojovací karabinou



Otvorí pouzdro, když instalujete motor a baterii

Otvorí a kapsa při instalaci motoru a baterie

Čistí pouzdro každý rok

Uložení kapsa připravená k použití

**11-EL-PELC04**

EDH Závěsné pouzdro Equus Liberty Connect

**4 392 Kč**

## EDH závěsný kroužek

EDH Závěsný kroužek Equus Liberty Connect umožňuje zavěsit motor přímo bez ochrany. Je také možné jej připevnit na baterie.

Pozor, závěsný kroužek používejte pouze v případě, že pracujete s vozíkem. Pokud se rozhodnete pro závěsný kroužek, budete potřebovat alespoň prodlužovací kabel pro připojení baterie od motoru. K dispozici je také zásuvka motoru Equodent. Tyto produkty jsou umístěny za baterii. Pokud pro vás délka kabelu není vhodná, můžeme vám vyrobit vlastní na zakázku.



**11-EL-EDH619**

EDH Závěsný kroužek samostatný Equus Liberty Connect

**234 Kč**

## EDH kšandy k opasku

Pokud chcete pracovat s motorem na opasku a zároveň rozložit váhu na boky a ramena, kšandy budou vašim spojencem. Nastavitelné vpředu i vzadu, můžete je umístit libovolně.



**11-EL-BELCOS**

EDH Equus Liberty Connect Kšandy

**3 514 Kč**

## EDH Prodlužovací kabel

EDH Prodlužovací kabel 2 metry umožňující připojení baterie mimo motor. Jiné délky jsou k dispozici na objednávku.



**11-EL-ELCR04**

EDH Prodlužovací kabel 2 m

**2 343 Kč**



## EDH Přídavné baterie

### Přídavná baterie V4A model

- Lithium-iontová baterie, zabudovaná v hliníkovém pouzdře
- Odolné proti nárazu.
- 4Ah, 50,4V.
- Rychlé nabíjení.



**11-EL-BELC08** EDH Přídavná baterie V4A model **26 354 Kč**

### Přídavná baterie VM2,5A model

- Lithium-iontová baterie.
- 2,5 Ah, 40 V.
- Rychlé nabíjení.



**11-EL-BELC11** EDH Přídavná baterie VM2,5A model **4 685 Kč**

## Základna pro napojení baterie VM2,5A

EDH Základna pro připojení baterie VM2,5A k motoru Equus Liberty.



**11-EL-SBM02** EDH Základna pro napojení baterie VM2,5A **5 739 Kč**

## Zdroj napájení

EDH Zdroj napájení umožňuje napájení motoru ze sítě.



**11-EL-TEL01** EDH Zdroj napájení **11 127 Kč**

# EDH příslušenství pro Bluetooth a bezdrátové produkty

## EDH Bezdrátový dálkový ovladač

Bezdrátový dálkový ovladač vybavený Bluetooth, umožňuje ovládat všechny produkty z řady Connect.

Bezdrátové dálkové ovládání umožňuje spravovat:

- Equus Liberty Connect
- Equus Jet Connect
- Dimmer Box Connect

Malé rozměry (8,5 x 5,1 x 1,6 cm), lze jej velmi snadno umístit do kapsy, nebo připevnit přímo na batoh.



**11-EC-TEC02** EDH Bezdrátový dálkový ovladač **10 542 Kč**

## EDH Bezdrátový nožní pedál Connect

Tento bezdrátový pedál, vybavený Bluetooth, umožňuje ovládání pro všechny produkty v řadě Connect.

Nastavení můžete změnit pomocí aplikace pro Android, která je k dispozici na smartphonu a tabletu, nebo přes tlačítko "ON".

Např. pro změnu intenzity motoru nebo čerpadla. Pedál ovládá možnosti, jako je změna směru otáčení motoru, spuštění nebo zastavení vodního čerpadla běžícího s motorem...

Vypne se po 40 minutách nečinnosti. Magnetický konektor pro nabíjení, výdrž baterie cca 2 týdny, v závislosti na intenzitě použití. Doba nabíjení je 4h.

Vodotěsný a snadno omyvatelný pedál.



**11-EL-PC01** EDH Bezdrátový nožní pedál Connect **32 181 Kč**

## EDH Bezdrátový dvojitý nožní pedál Connect

Tento bezdrátový pedál vybavený Bluetooth vám umožňuje ovládat všechny produkty z řady Connect. Všechny své příkazy můžete definovat paralelně pro motor, Equus Jet, Dimmer box.

Dvojitý pedál je vybaven dvěma tlačítky s postupnou variací:

- pravé otáčení motoru
- otáčení motoru vlevo
- zapnout, vypnout vodu
- zapnout, vypnout sání
- pořizovat snímky a videa na endoskopu Telepackvet Storz

Stejně jako u bezdrátového pedálu lze nastavení změnit v aplikaci pro Android, která je k dispozici na smartphonu a tabletu. Magnetický konektor pro nabíjení, výdrž baterie cca 2 týdny, může být i více, v závislosti na vašem použití. Doba nabíjení je 4h.

Vodotěsný a snadno omyvatelný pedál.



**11-EC-PDC02** EDH Bezdrátový dvojitý nožní pedál Connect **45 681 Kč**



## Dimmer Box Connect

Equus Dimmer Box Connect vám umožní připojit 220V motor s bezdrátovým nožním pedálem. Volitelně můžete ovládat endoskop Storz.

Equus Dimmer Box Connect je kompatibilní s 230V motorem EDH nebo i konkurencí.

Dimmer Box pracuje například takto: pomocí bezdrátového Equus Jet Connect pedálu aktivuje motor a čerpadlo současně.

Výkon motoru (maximálně 600 wattů) je variabilní výkon, který umožňuje regulovat otáčky motoru.



**11-EC-EDB02** EDH Equus Dimmer Box Connect **23 426 Kč**

## Kabel Storz pro Dimmer Box

Kabel vám umožní připojit Telepackvet Storz k Equus Dimmer Box Connect.

Délka: 300 cm



**11-EC-CLDS02** EDH Kabel Storz pro Dimmer Box **4 392 Kč**

## EDH Quick System

Equus Dental Harmony vyvinul řadu násadců Quick Systém, jenž umožňuje skládat z rukojetí a brusů požadované finální násadce. Toto řešení má oproti konkurenci pouze nesporné výhody. Pracovní hlavice jsou odolné a zároveň velice tenké. To přináší větší pohodlí pro zvíře a snazší práci pro ošetřovatele.

Díky vhodně zvoleným materiálům jsou násadce lehké a jejich vyvážení je optimální. Rukojeti jsou vyrobeny z polymeru, což umožňuje jejich lepší držení v teple i v zimě (na rozdíl od nerezové oceli). Těla rukojetí jsou k dispozici v hliníkovém nebo nerezovém provedení. Hliník prochází úpravou, která posiluje tvrdost materiálu při zachování jeho lehkosti. Hlavy jsou z nerezové oceli. Na nastavcích je několik rychlospojek. Rychlospojka hnacího kabelu vám umožní snadno připojit rukojeť k hřídeli. Jednoduchým stisknutím tlačítka umožňuje připojení a odpojení násadce. Rychlospojka hlav umožňuje výměnu různých hlav, ale také změnu pracovní pozice hlavy bez prodlev a námahy. Nepopíratelná úspora času.

Umožňujeme praktikovi velkou autonomii při výměně opotřebitelných dílů. Je váš diamantový kousek poškozený? Není třeba ztrácet čas posláním do servisu, díl si můžete vyměnit sami. Stejně to je i v případě hnacích lanovodů.

- Modularita: Hlavy jsou použitelné na různých rukojetích. Diamantové díly lze také použít na různé hlavy (navíc uživatelem, bez nutnosti servisu)
- Praktičnost: Rychlospojka pro hnací hřídele a hlavy. Tenké hlavy pro snadný přístup k zadní části úst. 4 pracovní pozice.
- Výhody: Kombinace různých materiálů umožňuje lehkost a rovnováhu. Hlavy jsou opatřené maznicí, což zásadně zvyšuje životnost převodového ústrojí.

## QUICK SYSTEM

Choose the desired extension, head and diamond piece and create your own set.

Zvol požadovaný nástavec, hlavici, diamantový brousek a vytvořte si vlastní sadu.



# EDH Hlavy a jejich diamantové brusy

Všechny hlavy EDH Quick Systém jsou kompatibilní s rukojeťmi EDH a dále pak širokou škálou flexibilních hřídelí. Jsou vybaveny maznicemi, které umožňují prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu. Jsou tenké, ideální pro snadné profilování koňských zubů. Veškeré pozitivní vlastnosti hlav EDH oproti konkurenci nejlépe poznáte např. na jedenáctkách a ponících. Diamantové brusy lze uživatelem vyměnit snadno a rychle.



## EDH Quick Applecore – hlavy

Hlava Quick Applecore umožňuje pracovat opravdu přesně. Díky ní lze provádět precizní ošetření dutin, diastemat, vrtání, profilování a segmentace. Výměna hlavy je snadná díky rychlospojce. Všechny hlavy Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. K dispozici velké množství snadno vyměnitelných diamantových brusů. Nerezová ocel. Hlava se prodává bez brusů.



11-EFRA-EBSS000	EDH Quick Applecore hlava	32 211 Kč
-----------------	---------------------------	-----------

## EDH Applecore – brusy

### Ø 12mm

EDH Applecore. Průměr cca 12 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrna) a 3 (hrubé zrna).



Ø 12mm



11-EDH2401-ENG3	EDH Applecore Ø 12 mm, hrubost 3	4 363 Kč
11-EDH2401-ENG2	EDH Applecore Ø 12 mm, hrubost 2	4 363 Kč

### Ø 14mm

EDH Applecore. Průměr cca 14 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrna) a 3 (hrubé zrna).



Ø 14mm



11-EDH1225-ENG2	EDH Applecore Ø 14 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1225-ENG3	EDH Applecore Ø 14 mm, hrubost 3	4 363 Kč



## Ø 17mm

EDH Applecore. Průměr cca 17 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



Ø 17mm



11-EDH1212-ENG2	EDH Applecore Ø 17 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1212-ENG3	EDH Applecore Ø 17 mm, hrubost 3	4 363 Kč

## Ø 19mm

EDH Applecore. Průměr cca 19 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



Ø 19mm



11-EDH1212+-ENG2	EDH Applecore Ø 19 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1212+-ENG3	EDH Applecore Ø 19 mm, hrubost 3	4 363 Kč

## EDH Diastema – brusy

### Ø 3mm

EDH Quick diastema. Diamant okolo, hrot není brusný. Průměr 3 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



3mm



11-EDH1489-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm, hrubost 1	4 100 Kč
-----------------	--------------------------------	----------

### Ø 3mm

EDH Quick All diastema. Diamant okolo i ve špičce. Průměr 3 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



3mm



11-EDH1469-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm All, hrubost 1	4 100 Kč
-----------------	------------------------------------	----------

### Ø 4mm

EDH Quick diastema. Diamant okolo, hrot není brusný. Průměr 4 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrna).



4mm



11-EDH1490-ENG1	EDH Diastema Ø 4 mm, hrubost 1	4 100 Kč
-----------------	--------------------------------	----------

### EDH Buccal – brusy

### Ø 33mm

EDH Buccal Ø 33 mm. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH2361-ENG2	EDH Buccal Ø 33 mm, hrubost 2	4 392 Kč
-----------------	-------------------------------	----------

### Ø 4mm

EDH Quick All diastema. Diamant okolo i ve špičce. Průměr 4 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrna).



4mm



11-EDH1470-ENG1	EDH Diastema Ø 4 mm All, hrubost 1	4 100 Kč
-----------------	------------------------------------	----------

### Ø 33mm C

EDH Buccal Ø 33 mm C s otočným krytem. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH2367-ENG2	EDH Buccal Ø 33 mm C s otočným krytem, hrubost 2	4 978 Kč
-----------------	--------------------------------------------------	----------



## Ø 40mm C

EDH Buccal Ø 40 mm C s otočným krytem. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH1766-ENG2	EDH Buccal Ø 40 mm C s otočným krytem, hrubost 2	4 978 Kč
-----------------	--------------------------------------------------	----------

## EDH Canine Ø 17 mm

Pouze pro práci na špičácích. Průměr cca 17 mm. Diamant vepředu. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna).



11-EDH1439-ENG1	EDH Canine Ø 17 mm, hrubost 1	3 221 Kč
-----------------	-------------------------------	----------

## EDH Canine – brusy

### Canine Dual Ø 17 mm

EDH Canine Dual Applecore. Průměr cca 17 mm. Diamant kolem a vepředu. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH1437-ENG2	EDH Canine Dual Applecore Ø 17 mm, hrubost 2	4 685 Kč
-----------------	----------------------------------------------	----------

## EDH Conical– brusy

### EDH Conical interdental 10 mm short

Krátký kónický mezizubní brus pro péči o diastemy nebo kazy. Délka diamantové části cca 10 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrna).



11-EDH2379-ENG1	EDH Conical interdental 10 mm short, hrubost 1	3 953 Kč
-----------------	------------------------------------------------	----------

## EDH Conical interdental 15 mm long

Dlouhý kónický mezizubní brus pro péči o diastemy nebo kazy. Délka diamantové části cca 15 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrna).



11-EDH2380-ENG1	EDH Conical interdental 15 mm long, hrubost 1	3 953 Kč
-----------------	-----------------------------------------------	----------

## EDH Cylindrica– brusy

Ø 11 mm

Průměr: cca 11 mm, délka cca 20 mm. Diamant kolem. K dispozici hrubost 2 (střední zrna).



11-EDH1737-ENG2	EDH Cylindrical Ø 11 mm, hrubost 2	3 953 Kč
-----------------	------------------------------------	----------

## EDH Quick Diastema – hlavy

Tato hlava je jemná a při práci precizní. Umožňuje vám být přesnější při opracování diastemat, dutin a segmentací. K dispozici je sada brusů z karbidu wolframu, segmentových brusů a límeč. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce, všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojetmi. Hlava se prodává vybavená 3mm límečem a bez brusů.



11-EFRA-EBS6090	EDH Quick Diastema hlava 90°	26 354 Kč
11-EFRA-EBS609045	EDH Quick Diastema hlava 45°	26 354 Kč

## EDH Quick Diastema – brusy

### EDH Ball

Kuličkové brusy. Ø dřívku pro upínací kleštinu 2,35 mm. Dostupné průměry a délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FCR2.3	EDH Short Ball Ø 2,3 mm / L 34 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč
11-FRA-FCRC18	EDH Short Ball Ø 1,8 mm / L 34 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč
11-FRA-FCRL18	EDH Long Ball Ø 1,8 mm / L 44,5 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč
11-FRA-FCRL23	EDH Long Ball Ø 2,3 mm / L 44,5 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč

### EDH Diastema Ø 3 mm

EDH Diastema Ø 3 mm / délka 38,4 mm brus. Špička není pokryta diamantem. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna). Možnost volby stopky pro kleštiny Ø 3,0 mm nebo 3,175 mm.



11-EDH2196-ENG	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm, pro kleštinu Ø 3 mm	1 318 Kč
11-EDH2198-ENG	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm, pro kleštinu Ø 3,175 mm	1 318 Kč

### EDH Diastema Ø 3 mm All

EDH Diastema Ø 3 mm / délka 38,4 mm brus. Diamant okolo i ve špičce. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna). Možnost volby stopky pro kleštiny Ø 3,0 mm nebo 3,175 mm.



11-EDH2195-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm All, pro kleštinu Ø 3 mm	1 288 Kč
11-EDH2197-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm All, pro kleštinu Ø 3,175 mm	1 288 Kč

### EDH Lindemann Ø 2 mm

Ø dřívku pro upínací kleštinu 2,35 mm. Dostupné délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FLL2	EDH Medium Lindenmann Ø 2 mm / L 55 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	1 757 Kč
-------------	----------------------------------------------------------------	----------

### EDH Segmentation Ø 3 mm

Ø dřívku pro upínací kleštinu 3,175 mm. Dostupné délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FSLR113	EDH Segmentační brus krátký Ø 3 mm, délka 38 mm, kleština Ø 3,175 mm	586 Kč
11-FRA-FSM01	EDH Segmentační brus střední Ø 3 mm, délka 50 mm, kleština Ø 3,175 mm	586 Kč
11-FRA-FSP11	EDH Segmentační brus dlouhý Ø 3 mm, délka 75 mm, kleština Ø 3,175 mm	791 Kč



## EDH Upínací kleštiny pro diastema hlavu



<b>11-FRA-6PD2.35</b>	EDH Upínací kleština Ø 2,35 mm pro diastema hlavu	<b>2 343 Kč</b>
<b>11-FRA-6PD3</b>	EDH Upínací kleština Ø 3,0 mm pro diastema hlavu	<b>2 343 Kč</b>
<b>11-FRA-6PD3.175</b>	EDH Upínací kleština Ø 3,175 mm pro diastema hlavu	<b>2 343 Kč</b>

## EDH Quick Disk hlava – hlavy

Výška hlavy pouze 21,82 mm. To umožňuje snadno profilovat zuby koně. Oceníte zejména na jedenáctkách a ponících.

Rotace hlavy poskytuje 4 pracovní polohy.

Diamantový brus zabraňuje přehřívání zubů, respektuje sliznice. Výměna brusného kotouče je snadná. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce.

Všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. Což šetří čas i peníze, možností výměny pouze samotné hlavy.

Brusné kotouče jsou k dispozici v provedení různých velikostí a hrubostí diamantových zrn, více či méně agresivních. Vše samozřejmě uživatelem vyměnitelné.

Maximální průměr kotouče: ± 29 mm.

Nerezová ocel.

Hlava se prodává bez diamantového kotouče.



<b>11-EFRA-EBS4000</b>	EDH Quick Disk hlava	<b>32 211 Kč</b>
------------------------	----------------------	------------------

## EDH Quick Disk hlava malá – hlavy

Výška hlavy pouze 21 mm. To umožňuje snadno profilovat zuby koně. Oceníte zejména na jedenáctkách a ponících.

Rotace hlavy poskytuje 4 pracovní polohy.

Diamantový brus zabraňuje přehřívání zubů, respektuje sliznice. Výměna brusného kotouče je snadná. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce.

Všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. Což šetří čas i peníze, možností výměny pouze samotné hlavy.

Brusné kotouče jsou k dispozici v provedení různých velikostí a hrubostí diamantových zrn, více či méně agresivních. Vše samozřejmě uživatelem vyměnitelné.

Maximální průměr kotouče: ± 22 mm.

Nerezová ocel.

Hlava se prodává bez diamantového kotouče.



<b>11-EFRA-EBS4000-1</b>	EDH Quick Disk hlava malá	<b>32 211 Kč</b>
--------------------------	---------------------------	------------------

## EDH Quick Disk hlava – brusy

### EDH Disk 20 mm

Průměr 20mm. Diamant v ploše i na straně.

Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



<b>11-EDH1404-ENG2</b>	EDH Disc 20 mm, hrubost 2	<b>4 363 Kč</b>
<b>11-EDH1404-ENG3</b>	EDH Disc 20 mm, hrubost 3	<b>4 363 Kč</b>

## EDH Disk 23 mm

Průměr 23mm. Diamant v ploše.

Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



<b>11-EDH1529-ENG2</b>	EDH Disc 23 mm, hrubost 2	<b>4 363 Kč</b>
<b>11-EDH1529-ENG3</b>	EDH Disc 23 mm, hrubost 3	<b>4 363 Kč</b>

## EDH Disk 28 mm

Průměr 28mm. Diamant v ploše.

Pro: EDH Quick Disk hlava



<b>11-EDH1203-ENG1</b>	EDH Disc 28 mm, hrubost 1	<b>4 363 Kč</b>
<b>11-EDH1203-ENG2</b>	EDH Disc 28 mm, hrubost 2	<b>4 363 Kč</b>
<b>11-EDH1203-ENG3</b>	EDH Disc 28 mm, hrubost 3	<b>4 363 Kč</b>
<b>11-EDH1203-ENG3N</b>	EDH Disc 28 mm, hrubost 3N (přírodní diamant s hrubým zrnem)	<b>4 363 Kč</b>

## EDH Disk 26 mm

Průměr 26mm. Diamant v ploše i na straně.

Pro: EDH Quick Disk hlava



<b>11-EDH1224-ENG2</b>	EDH Disc 26 mm, hrubost 2	<b>4 363 Kč</b>
<b>11-EDH1224-ENG3</b>	EDH Disc 26 mm, hrubost 3	<b>4 363 Kč</b>

## EDH Quick Straight fix – hlavy

### EDH Quick straight coupler

Rovná hlava, jemná, montovatelná s maznicí. Tato hlava je vybavena rychlospojkou pro upevnění diamantových brusů. Vhodná k příležitostnému použití. Ochranný kryt, který je při používání potřebný, se snadno připevní na hlavu díky upevňovacímu tlačítku. K dispozici jsou různé diamantové brusy a různé ochranné kryty. Nerezová ocel. Hlava se prodává bez brusů a ochranného krytu.



<b>11-EDH2054</b>	EDH Quick straight coupler hlava C	<b>17 570 Kč</b>
-------------------	------------------------------------	------------------

## EDH Quick straight fix

Rovná hlava, jemná, montovatelná s maznicí. Tato hlava není vybavena rychlospojku pro upevnění diamantových brusů. Je ideální pro intenzivní používání. Ochranný kryt, který je při používání potřebný, se snadno připevní na hlavu díky upevňovacímu tlačítku. K dispozici jsou různé diamantové brusy a různé ochranné kryty. Nerezová ocel. Hlava se prodává bez brusů a ochranného krytu.



**11-EDH2644** EDH Quick straight fix hlava F **17 570 Kč**

## EDH Quick Straight fix – brusy

### Ball D10 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 10 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



**11-EDH2364-EN** EDH Brus Kulička pro hlavu C a H.  
Průměr cca. 10 mm. Hrubost 2 **3 807 Kč**

### Ball D12 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 12 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



**11-EDH1345-EN** EDH Brus Kulička pro hlavu C a H.  
Průměr cca. 12 mm. Hrubost 2 **3 807 Kč**

### Ball D19 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 19 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



**11-EDH1239-EN** EDH Brus Kulička pro hlavu C a H.  
Průměr cca. 19 mm. Hrubost 2 **4 100 Kč**



## Canine

Brus na špičáky. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



**11-EDH1440-EN** EDH Brus na špičáky pro hlavu C a H. Hrubost 2 **3 514 Kč**

## Cylindrical dlouhý D11 C,H

Dlouhý válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



**11-EDH2376-EN** EDH Dlouhý válcový Brus D11 pro hlavu C a H. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2 **4 685 Kč**

## Dual Canine

Brus na špičáky dvojitý. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



**11-EDH1438-EN** EDH Dvojitý brus na špičáky pro hlavu C a H. Hrubost 2 **4 978 Kč**

## Cylindrical dlouhý D11 F

Dlouhý válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2.



**11-EDH1517-EN** EDH Dlouhý válcový Brus D11 pro hlavu F. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2 **5 168 Kč**

### Cylindrical krátký D11 C,H

Krátký válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



Medcomplex s.r.o.

<b>11-EDH1253-EN</b>	EDH Krátký válcový Brus D11 pro hlavu C a H. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2	<b>4 100 Kč</b>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------

### Cylindrical dlouhý D15 F

Dlouhý válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2 nebo 3.



Medcomplex s.r.o.

<b>11-EDH1787-EN</b>	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	<b>4 392 Kč</b>
<b>11-EDH1787-ENG3</b>	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	<b>4 392 Kč</b>

### Cylindrical dlouhý D15 C,H

Dlouhý válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2 nebo 3.



Medcomplex s.r.o.

<b>11-EDH2377-EN</b>	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	<b>4 685 Kč</b>
<b>11-EDH2377-ENG3</b>	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	<b>4 685 Kč</b>

### Cylindrical krátký D15 C,H

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



Medcomplex s.r.o.

<b>11-EDH2378-EN</b>	EDH Krátký válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	<b>4 100 Kč</b>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------

### Cylindrical krátký D15 F

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2.



<b>11-EDH1857-EN</b>	EDH Krátký válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	<b>4 823 Kč</b>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------

### Cylindrical krátký zaoblený D15 F

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Zaoblená špička, diamant hrubost 2 a 3.



<b>11-EDH2256-ENG2</b>	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	<b>4 823 Kč</b>
<b>11-EDH2256-ENG3</b>	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	<b>4 823 Kč</b>

### Cylindrical krátký zaoblený D15 C,H

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Zaoblená špička, diamant hrubost 2 a 3.



<b>11-EDH1468-ENG2</b>	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	<b>4 100 Kč</b>
<b>11-EDH1468-ENG3</b>	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	<b>4 100 Kč</b>

### Cylindrical kuželovitý C,H

Kuželovitý válcový Brus. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



<b>11-EDH1255-EN</b>	EDH Kuželovitý válcový Brus pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	<b>4 685 Kč</b>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------



### Disk 40 mm

Disc průměr 40 mm, šířka cca 1,4mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše i hraně.



**11-EDH1448**

EDH Disc průměr 40 mm, šířka cca 1,4mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0

**4 392 Kč**

### Disk 50 mm

Disc průměr 50 mm, šířka cca 1,9mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše i hraně.



**11-EDH2009**

EDH Disc průměr 50 mm, šířka cca 1,9mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0

**4 685 Kč**

### Disk 60 mm

Disc průměr 60 mm, šířka cca 3,2mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH ukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše. Na hraně diamant není.



**11-EDH2006**

EDH Disc průměr 60 mm, šířka cca 3,2mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0

**4 978 Kč**

### EDH kryty

#### Karbonový kryt

Tento kryt z uhlíkových vláken vám pomáhá udržet hlen mimo pracovní hlavu.

Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



**11-EQS-CFCD29**

EDH Karbonový kryt

**849 Kč**

# EDH Příslušenství

## EDH sada nářadí Quick

Sada nástrojů umožňuje výměnu diamantových brusů na hlavě.



**11-EQS-SET001** EDH sada nářadí Quick **2 635 Kč**

## Kryty Cylindrical D11

### Dlouhý

Kryt pro dlouhý cylindrical brus D11 F, C. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



**11-EDH1519** EDH Kryt pro dlouhý cylindrical brus D11 **5 271 Kč**

### Krátký

Kryt pro krátký cylindrical brus D11 C. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C.



**11-EDH2375** EDH Kryt pro krátký cylindrical brus D11 **4 685 Kč**

### Široký dlouhý

Široký kryt pro dlouhý cylindrical brus D11 F,C. EDH Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D11. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



**11-EDH1862** EDH Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D11 **5 857 Kč**

## Kryty Cylindrical D15

### Dlouhý

Kryt pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



**11-EDH1788** EDH Kryt pro dlouhý cylindrical brus D15 **4 685 Kč**

### Krátký

Kryt pro krátký cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



**11-EDH1858** EDH Kryt pro krátký cylindrical brus D15 **4 685 Kč**

### Krátký zaoblený

Kryt pro krátký zaoblený cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



**11-EDH2275** EDH Kryt pro krátký zaoblený cylindrical brus D15 **4 685 Kč**

### Široký dlouhý

Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



**11-EDH1861** Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D15 F,C **5 857 Kč**

### Vysoký dlouhý

Kryt vysoký pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



**11-EDH1859** Kryt vysoký pro dlouhý cylindrical brus D15 F,C **5 271 Kč**

### Kryty pro brus Disc

#### Disc 40, 50 a 60 mm C

Kryt pro brus Disc 40, 50 a 60 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C.



**11-EDH2373** EDH Kryt pro brus Disc 40 mm C **4 685 Kč**

**11-EDH2010** EDH Kryt pro brus Disc 50 mm C **4 685 Kč**

**11-EDH2008** EDH Kryt pro brus Disc 60 mm C **4 685 Kč**



# EDH Nejběžnější sestavy

## EDH EQ 4000 Disk

- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

### Equus Quick Disc 4000 se skládá z:

- Dlouhý zakřivený nástavec z nerezové oceli popř. hliník dle vašeho výběru
- Hlavice pro kotoučový brus
- Diamantový kotouč hrubost 2.

Délka nástavce: 46,7 cm

Celková délka: 52,5 cm

Průměr kotouče: 28,73 mm

Výška hlavy s kotoučem: 21,82 mm



11-EFRA-EBS4050	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka EDH	51 889 Kč
11-EFRA-EBS4050AH	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	51 889 Kč
11-EFRA-EBS4050AK	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka Kdrive	51 889 Kč
11-EFRA-EBS4050I	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka EDH	51 889 Kč
11-EFRA-EBS4050IH	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	51 889 Kč
11-EFRA-EBS4050IK	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka Kdrive	51 889 Kč

## EDH EQ 5000 Applecore

- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

### Equus Quick Applecore 5000 se skládá z:

- Dlouhý rovný nástavec z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru,
- Applecore hlava
- Brus Applecore hrubost 2, velikost dle vašeho výběru

Délka prodloužení: 44 cm

Délka s applecore hlavicí: 50 cm



11-EFRA-EBS5050	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka EDH	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050AH	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050AK	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka Kdrive	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050I	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka EDH	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050IH	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050IK	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka Kdrive	50 834 Kč

## EDH EQ 6000 Diastema

- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

### Equus Quick diastema 6000 se skládá z:

- Střední rovný nástavec z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru
- Diastema hlava
- 3 mm diastema brus, hrot nemá potažen diamantem
- 3 mm objímka

Délka prodloužení: 44 cm

Délka s hlavou: 50 cm



11-EFRA-EBS6050	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka EDH	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050AH	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050AK	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka Kdrive	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050IF	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka Kdrive	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050IH	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050I	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka EDH	46 120 Kč

## EDH EQ 7000 Straight fix

Hlava umožňuje použití různých válcových brusů, různých průměrů, s ochranným krytem nebo bez něj. Brusy malého průměru usnadňují práci v malých ústech. Ochranný kryt je snadno nastavitelný a velmi rychle odstranitelný. Brusy jsou samozřejmě také snadno vyměnitelné.

### Equus Quick Straight fix 7000 se skládá z:

- Středně dlouhého, rovného nástavce z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru
- Rovné hlavy
- Dlouhého brusu D15 s plochým koncem
- Širokého ochranného krytu
- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli
- Délka prodloužení: 44 cm
- Délka s hlavou a krytem: 50 cm



11-EFRA-EBS7050AH	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050AK	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka Kdrive	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050E	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka EDH	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050EI	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka EDH	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050IH	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050IK	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka Kdrive	40 996 Kč

## EDH Rukojeti a prodloužení

### EDH Rukojeť krátká

- umožňuje připojení různých hlav, tak aby byla pracovní vzdálenost co nejkratší.
- k dispozici s různými spojkami.
- polymerová rukojeť, spojka z nerezové oceli.

Délka: 13,5 cm



11-EFRA-EBS2000	EDH Rukojeť krátká, spojka EDH	14 290 Kč
11-EFRA-EBS2000H	EDH Rukojeť krátká, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	14 290 Kč
11-EFRA-EBS2000K	EDH Rukojeť krátká, spojka Kdrive	14 290 Kč

## EDH Rukojeť krátká úzká

- umožňuje zkrátit pracovní vzdálenost za účelem práce na přední části tlamy
- je tenčí než rukojeť kompatibilní s hlavami
- do této rukojeti se nepřipojuje hlava, ale přímo finální nástroj k tomu určený
- k dispozici s různými spojkami
- fixace a úchop se liší od krátké rukojeti určené pro hlavy, nástroje jsou blíže k ruce
- nerezová ocel
- prodává se bez diamantového brusu



11-EFRA-EBS7000.E	EDH Handle short thin, spojka EDH	13 470 Kč
11-EFRA-EBS7000.H	EDH Handle short thin, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	13 470 Kč
11-EFRA-EBS7000.K	EDH Handle short thin, spojka Kdrive	13 470 Kč

## EDH Rukojeť prodloužená přímá

- umožňuje připojení různých hlav
- k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a s různými spojkami

L - Dlouhá rovná, délka: 44,5 cm

M - Střední rovná, délka: 39,5 cm

S - Krátká rovná, délka: 34,5 cm



11-EFRA-EBS2100	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2100I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka EDH	19 912 Kč

11-EFRA-EBS2101	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2101I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2102	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2102I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2200	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2200I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2201	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2201I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2202	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2202I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2300	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2300-A	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2301	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2301I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2302	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2302I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč

## EDH Rukojeť prodloužená zakřivená

- umožňují připojení různých hlav
- standardní (dlouhý), délka: 48 cm
- střední, délka: 43 cm
- každý nástavec je k dispozici v hliníkovém nebo nerezovém provedení a s různými spojkami



11-EFRA-EBS2310	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka EDH	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2310I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka EDH	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2311	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka Kdrive	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2311I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka Kdrive	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2312	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2312I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2320	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka EDH	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2320I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka EDH	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2321	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka Kdrive	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2321I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka Kdrive	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2322	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	21 083 Kč
11-EFRA-EBS2322I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	21 083 Kč

## EDH Sety

### Connect Freedom set

Tento set se skládá z:

- Equus Liberty Connect motor, spojka (výstup motoru) dle vašeho výběru, s baterií.
- Závěsná kapsa Equus Liberty Connect
- Bezdrátový jednožní pedál Connect,
- Equus Jet Connect s vysokotlakou pumpou a chladicím čerpadlem.



**11-PAC-COFREE01** EDH Connect Freedom set **222 547 Kč**

### Connect Quick set

Tento set se skládá z:

- Equus Liberty Connect motor, EHD výstup
- EDH Batoh Equus Liberty Connect
- EDH bezdrátový jednožní pedál Connect,
- EDH bezdrátové dálkové ovládání
- EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
  - dlouhý rovný nástavec z hliníku



**11-PAC-COQUI01** EDH Connect Quick set **257 686 Kč**

### Quick Basic set

Tento set se skládá z:

- Equus Liberty motor s EDH výstupem
- Equus Liberty opasek
- EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
  - dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
  - applecore hlava
  - brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm



**11-PAC-QS01** EDH Quick Basic set **178 594 Kč**



## Quick Disc set

Tento set se skládá z:

- Equus Liberty motor s EDH výstupem
- Equus Liberty opasek
- EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.



<b>11-PAC-QS03</b>	<b>EDH Quick Disc set</b>	<b>131 771 Kč</b>
--------------------	---------------------------	-------------------

## Quick Plus set

Tento set se skládá z:

- Equus Liberty motor s EDH výstupem
- Equus Liberty opasek
- EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
  - dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
  - applecore hlava
  - brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm
- EDH Rukojeť krátká úzká
- EDH Brus Kulička průměr cca. 19 mm
- EDH Disc průměr 60 mm



<b>11-PAC-QS02</b>	<b>Quick Plus Set</b>	<b>199 121 Kč</b>
--------------------	-----------------------	-------------------

## Wired set n° 1

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V "drátový" S výstupem EDH nebo Foderom
- EDH Nožní pedál 220 V



<b>11-MOT-530W2050</b>	Wired set n° 1 S výstupem EDH	<b>34 553 Kč</b>
<b>11-MOT-530W1050</b>	Wired set n° 1 S výstupem Foderom	<b>34 553 Kč</b>

## Wired set n° 2

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V "drátový" S výstupem EDH
- EDH Nožní pedál 220 V
- EDH hnací hřídel 140 cm
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerez dle volby
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.



<b>11-MOT-530WP2</b>	Wired set n° 2	<b>87 818 Kč</b>
----------------------	----------------	------------------

## Wired set n° 3

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH
- EDH Nožní pedál 220 V
- EDH hnací hřídel 140 cm
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerezů dle volby
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
  - dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerezů dle volby
  - applecore hlava
  - brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm
- EDH Rukojeť krátká úzká
- EDH Disc průměr 50 mm



**11-PAC-MAN220** Wired set n° 3 **146 383 Kč**

## Wired set n° 4

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH nebo Foderom
- EDH Bezdrátový nožní pedál Connect
- EDH Equus Dimmer Box Connect.



<b>11-MOT-530W4050</b>	Wired set n° 4 s výstupem EDH	<b>58 565 Kč</b>
<b>11-MOT-530W3050</b>	Wired set n° 4 s výstupem Foredom	<b>58 565 Kč</b>

## EDH Hnací hřídele

EDH hnací hřídele dokáží propojit v podstatě veškeré dostupné motory s rukojetmi všech myslitelných producentů. Jsou konstruovány s důrazem na vysokou životnost.

Obecné vlastnosti:

- pružný a vysoce odolný bovden
- 5mm hnací lano
- ochranná pouzdra zpevňující zakončení u konektorů
- dostupné v délkách 90 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm a 150 cm
- další délky na vyžádání



## Pro motor spojka Dearson

### Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dearson na, opačné straně Kdrive



<b>11-FLEX-DEKR090</b>	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	<b>6 210 Kč</b>
<b>11-FLEX-DEKR100</b>	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	<b>6 356 Kč</b>
<b>11-FLEX-DEKR120</b>	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	<b>6 666 Kč</b>
<b>11-FLEX-DEKR140</b>	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	<b>6 976 Kč</b>
<b>11-FLEX-DEKR150</b>	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	<b>7 131 Kč</b>

## Pro motor spojka Dremel

### Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně Dynamic.



<b>11-FLEX-DDY</b>	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Dynamic	<b>Cena na dotaz</b>
--------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně EDH Quick System



<b>11-FLEX-DEBS</b>	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Quick systém	<b>Cena na dotaz</b>
---------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně HDE, Vet Design



<b>11-FLEX-DHDE</b>	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Vet Design	<b>Cena na dotaz</b>
---------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně Kdrive



<b>11-FLEX-DKD</b>	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Kdrive	<b>Cena na dotaz</b>
--------------------	----------------------------------------------------------	----------------------

## Pro motor spojka EDH Quick Flex

### Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně Dynamic



<b>11-FLEX-EDHDY</b>	EDH hnací hřídel u motoru Quick Flex na opačné straně Dynamic	<b>Cena na dotaz</b>
----------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně EDH Quick System



<b>11-FLEX-EBS090</b>	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	<b>6 511 Kč</b>
<b>11-FLEX-EBS100</b>	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	<b>6 697 Kč</b>
<b>11-FLEX-EBS120</b>	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	<b>7 007 Kč</b>
<b>11-FLEX-EBS140</b>	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	<b>7 317 Kč</b>
<b>11-FLEX-EBS150</b>	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	<b>7 503 Kč</b>

## Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně HDE, Vet Design



<b>11-FLEX-EDHHDE090</b>	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	<b>11 162 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHHDE100</b>	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	<b>11 317 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHHDE120</b>	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	<b>11 627 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHHDE140</b>	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	<b>11 937 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHHDE150</b>	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	<b>12 092 Kč</b>



## Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně Kdrive



<b>11-FLEX-EDHKD090</b>	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	<b>9 457 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHKD100</b>	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	<b>9 767 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHKD120</b>	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	<b>10 077 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHKD140</b>	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	<b>10 232 Kč</b>
<b>11-FLEX-EDHKD150</b>	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	<b>10 387 Kč</b>

## Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně EDH Quick System



<b>11-FLEX-FEBS</b>	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Quick System	<b>Cena na dotaz</b>
---------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro motor spojka Foredom

### Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom, na opačné straně Dynamic



<b>11-FLEX-FDY</b>	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Dynamic	<b>Cena na dotaz</b>
--------------------	------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně HDE, Vet Design



<b>11-FLEX-FHDE</b>	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Vet Design	<b>Cena na dotaz</b>
---------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně Kdrive



<b>11-FLEX-FKD01090</b>	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	<b>5 705 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKD01100</b>	EDH Drive Cable 100 cm, for motor Foredom on opposite side Kdrive	<b>5 806 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKD01120</b>	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	<b>6 201 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKD01140</b>	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	<b>6 511 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKD01150</b>	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	<b>6 666 Kč</b>

## Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně EDH Quick System



<b>11-FLEX-FREBS</b>	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Quick Systém	<b>Cena na dotaz</b>
----------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro motor spojka Foredom adjustable

### Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně Dynamic



<b>11-FLEX-FRDY</b>	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Dynamic	<b>Cena na dotaz</b>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně HDE, Vet Design



<b>11-FLEX-FRHDE</b>	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Vet Design	<b>Cena na dotaz</b>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně Kdrive



<b>11-FLEX-FKDR02090</b>	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	<b>6 976 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKDR02100</b>	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	<b>7 131 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKDR02120</b>	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	<b>7 441 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKDR02140</b>	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	<b>7 751 Kč</b>
<b>11-FLEX-FKDR02150</b>	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	<b>7 906 Kč</b>

## Pro motor spojka HDE, Vet Design

### Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně HDE, Dynamic



<b>11-FLEX-HDEYD</b>	EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Dynamic	<b>Cena na dotaz</b>
----------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně EDH Quick System



<b>11-FLEX-HDEEDH090</b>	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	<b>9 612 Kč</b>
<b>11-FLEX-HDEEDH100</b>	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	<b>9 767 Kč</b>
<b>11-FLEX-HDEEDH120</b>	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	<b>10 077 Kč</b>
<b>11-FLEX-HDEEDH140</b>	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	<b>10 387 Kč</b>
<b>11-FLEX-HDEEDH150</b>	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	<b>10 542 Kč</b>

## Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně HDE, Vet Design



<b>11-FLEX-HDEHDE</b>	EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Vet-Desing	<b>Cena na dotaz</b>
-----------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------

## Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně Kdrive



**11-FLEX-HDEKD** EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Kdrive **Cena na dotaz**

## EDH Adaptéry

Chcete si ponechat své staré vybavení? Žádný problém. Pro příležitostné použití nabízíme adaptéry z našich motorů Equus EDH, pro připojení hřídele Dremel, Foredom a HDE

### Adaptér EDH – Dremel



**11-EFRA-ABS10** EDH Adaptér pro motor EDH - výstup Dremel **8 268 Kč**

### Adaptér EDH – Foredom



**11-EFRA-EBS12** EDH Adaptér pro motor EDH - výstup Foredom **8 268 Kč**

### Adaptér EDH – HDE



**11-EFRA-EBS-14** EDH Adaptér pro motor EDH - výstup HDE **8 268 Kč**



# EDH Proplach, Čištění a Mytí - manuální

## Classique Diastema nástavec

Diastema nástavec na zahradní hadici. Vyroben z nerezové oceli s tryskou s jemným hrotem velmi bezpečné čištění diastemy a parodontálních kapes. Dobré pro diastema, infekci dásní, zbytky jídla a výplachy úst po extrakci zubů.

Bez ostrých hran, aby byla péče na vysoké úrovni. Progresivní nastavení tlaku na spoušti pro splachování podle vašeho pohodlí.



<b>11-ACC-LDC</b>	EDH Classique Diastema nástavec	<b>4 713 Kč</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

## Proplachová pistole 250ml

EDH 250ml ruční proplachovací pistole, používaná jednou rukou. Ideální pro vyplachování tlamy koně a k proplachům. Dodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



<b>11-PRBV-250ML</b>	EDH Proplachová pistole 250 ml	<b>1 171 Kč</b>
----------------------	--------------------------------	-----------------

## Proplachová stříkačka 300ml

EDH 300ml proplachová stříkačka. Tělo z extrudovaného plexiskla. Dno, uzávěr a píst z leštěného hliníku. Rukojeť z nerozbitného plastu. Osazeno černou stupnicí. Sterilizace: odolná proti varu. Kompletně rozebíratelná. Prodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



<b>11-ACC-SR300</b>	EDH Proplachová stříkačka 300 ml	<b>2 518 Kč</b>
---------------------	----------------------------------	-----------------

## Proplachová stříkačka 450ml

EDH 450 ml proplachová stříkačka. Plastová tuba, tyč a rukojeť. Mosazná kanyla. Průhledná, odolná vroucí vodě se stupnicí v reliéfu. Prodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



<b>11-ACC-SR400</b>	EDH Proplachová stříkačka 450 ml	<b>996 Kč</b>
---------------------	----------------------------------	---------------

# EDH Proplach, Čištění a Mytí - strojové

## Equus Jet Eco

Jednoduchý mycí systém ideální pro čištění úst před a po operaci, diastema a zbytků jídel.

Autonomní, robustní, kompaktní.

Je vybaven olověným akumulátorem.

Maximální tlak je 10 barů a je nastavitelný pouze pomocí spouště.

Equus Jet Eco se dodává s nabíječkou a hydraulickou sestavou, která zahrnuje:

- vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
- výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, umožňuje výměnu koncovek bez vypnutí čerpadla, čímž šetří váš čas
- jednu proplachovací koncovku
- jednu diastematickou koncovku



11-EJ-EJE02

EDH Equus Jet Eco

28 287 Kč

## Equus Jet

EDH Equus Jet je ideální pro vyplachování úst před a po operacích, extrakcích, diastemách a zbytků jídla.

Je autonomní, robustní a kompaktní. Vybaven lithium-iontovou baterií a barevným indikátorem stavu baterie.

Má intuitivní ovládací panel pro přesné nastavení tlaku a průtoku. Maximální tlak je 10 barů a je nastavitelný na ovládacím panelu a pomocí spouště.

Výhody produktu:

- 5 možných úrovní tlaku
- rychlé připojení a odpojení hadic a trysek
- vnější a vnitřní filtr
- možnost použití drátového pedálu k postupné změně průtoku a tlaku
- k dispozici s fixačním vozíkem Pegasos (volitelné).

Equus Jet je dodáván s nabíječkou a hydraulickou sestavou která obsahuje:

- vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
- výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, což vám umožní vyměnit koncovky bez vypnutí čerpadla a ušetřit tak váš čas.
- jednu proplachovací koncovku
- jednu diastematickou koncovku



11-EJ-EJ01

EDH Equus Jet

58 243 Kč

## Equus Jet Connect

EDH Equus Jet Connect je součástí řady Connect. Všechny produkty z této řady Connect pracují s Bluetooth a umožňují vám konfigurovat zařízení vzájemně mezi sebou (pedál, motor, sání), abyste mohli systémy používat přímo pomocí bezdrátových pedálů nebo z vašeho smartphonu, nebo tabletu. To vám dává větší svobodu pohybu a praktičtější každodenní použití.

S Equus Jet Connect budete mít:

- obrazovku nastavení a ovládání
- nastavení doby proplachování čerpadel
- teplotu kapaliny v reálném čase
- pracovní tlak v reálném čase
- nastavení (obecné, čerpadla, pedály, párování ...)
- indikátor stavu baterie
- vzdálená aktualizace aplikace

Equus Jet Connect může mít několik čerpadel:

- vysokotlaké čerpadlo (tlak 10 barů, průtok 7l/min)
- chladicí čerpadlo (tlak 2 bary, průtok 450 ml/min) rozšíření na přání
- peristaltická pumpa pro vstřikování sterilních produktů (tlak 1 bar, průtok 700 ml/min) rozšíření na přání

Výhody produktu:

- Lithium-iontová baterie
- Možnost 6 úrovní tlaku
- bezdrátové dálkové ovládání
- vybavené technologií Bluetooth pro práci se všemi produkty řady Connect

Equus Jet Connect se dodává s nabíječkou a hydraulickou sestavou, která zahrnuje:

- vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
- výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, umožňuje výměnu koncovek bez vypnutí čerpadla, čímž šetří váš čas
- jednu proplachovací koncovku
- jednu diastematickou koncovku
- výstupní potrubí s rychlospojkou na straně čerpadla (u varianty chladičového čerpadla)
- potrubí kapalinového pohonu s konektorem Luer Lock (pro možnost peristaltického čerpadla)



11-EJ-EJV21-2

EDH Equus Jet Connect

87 818 Kč

## EDH Proplach, Čištění a Mytí - příslušenství

### Dezinfekční prostředek pro Equus Jet

Doporučuje se dezinfikovat systém Equus Jet sterispray alespoň jednou za měsíc (při každodenním používání) nebo v případě kontaminace.

Přípravek se ředí vodou a umožňuje provést 25 dezinfekcí. 500 ml.



EQUUS JET RANGE

Comparison table of Equus Jet models

		Equus Jet Eco	Equus Jet	Equus Jet Connect
Battery	Type	Lead Acid	Lithium - Ion	Lithium - Ion
	Time **	One week	3 weeks	3 weeks
Pump	Pressure	up to 10 bars	up to 10 bars	up to 10 bars
	Number of pressure levels	1	5	6
	Electronic flow control		✓	✓
	High pressure pump	✓	✓	✓
	Water cooling pump			✓*
	Rolling pump			✓*
Fixation	Pegasos wagon		✓*	✓*
	Wall mounting plate		✓*	✓*
Settings	Display screen for general settings			✓*
	Bluetooth - Gamme Connect			✓*
Remote use	Remote control			✓*
	Wired foot pedal		✓*	
	Wireless single foot pedal			✓*
	Wireless double foot pedal			✓*
Kit	Kit sinus		✓*	✓*
	Water cooling kit			✓*

\*: in option      \*\*: average time depending on your use

Not contractual documentation - Equus Jet and models - don't throw on the public highway. Registered brands and models - don't throw on the public highway.

11-DES-STL2

EDH Dezinfekční prostředek pro Equus Jet

1 333 Kč

### Nabíječky baterií

#### Equus Jet Eco charger

Nabíječka pro Equus Jet Eco.

Tato nabíječka může mít na přání koncovky pro různé zásuvky (francouzská, švýcarská, anglická, americká, novozélandská).



11-EJ-CBEP01

EDH Nabíječka pro Equus Jet Eco.

2 046 Kč

## Equus Jet Connect charger

Nabíječka pro Equus Jet and Equus Jet Connect.

Tato nabíječka může mít na přání koncovky pro různé zásuvky (francouzská, švýcarská, anglická, americká, novozélandská).



<b>11-EJ-CBLI14</b>	EDH Nabíječka pro Equus Jet and Equus Jet Connec	<b>4 403 Kč</b>
---------------------	--------------------------------------------------	-----------------

## Nástavce pro Equus Jet

### Diastema nástavec

Diastema nástavec s úhlem 90° k čištění mezizubních prostor, diastemat a kavit po extrakci.

Jeho délka vám umožní snadno se dostat ke spodní části tlamy, aniž byste koně zranili.



<b>11-EJ-LDEJ1</b>	EDH Diastema nástavec s úhlem 90°	<b>4 713 Kč</b>
--------------------	-----------------------------------	-----------------

## Diastema nástavec krátký

Krátký diastematický nástavec s úhlem 90° k čištění mezizubních prostor, diastemat a kavit po extrakci.



<b>11-EJ-LDCEJ3</b>	EDH Diastema nástavec krátký	<b>3 845 Kč</b>
---------------------	------------------------------	-----------------

## Luer lock nástavce

Toto prodloužení vám umožňuje používat jehly různých délek a mít je fixované v požadovaném úhlu.

Čistí hluboké kapsy a dřevěné kanály molárů.

K dispozici se sklonem:

- 0° (přímý)
- 90°
- 115°

Prodává se bez jehel.

Samostatná položka:

Balení 10 rovných nerezových jehel G18 pro prodloužení Equus Jet luer lock. Několik velikostí a průměrů.



<b>11-EJ-LLLLD02</b>	EDH Luer lock nástavec přímý	<b>6 821 Kč</b>
<b>11-EJ-LDLL90</b>	EDH Luer lock nástavec 90°	<b>8 123 Kč</b>
<b>11-EJ-LDLL115</b>	EDH Luer lock nástavec 115°	<b>8 123 Kč</b>
<b>11-EJ-AIDG18</b>	EDH Balení 10 rovných nerezových jehel G18	<b>589 Kč</b>



## Náhradní spoušť pro nástavce

Náhradní spoušť pro různé nástavce. Spoušť se prodává s konektorem pro Equus Jet.



**11-EJ-GS02** EDH Náhradní spoušť pro nástavce **2 356 Kč**

## Proplachovací nástavec

Proplachovací nástavec pro opláchnutí tlamy koně jediným gestem ve směrech nahoru a dolů. Vysoký průtok s mírným tlakem k odstranění zbytků potravy před a po ošetření zubů koní.

Jeho délka vám umožní snadno se dostat ke spodní části tlamy, aniž byste koně zranili.



**11-EJ-LDEJ2** EDH Proplachovací nástavec **4 713 Kč**

## Proplachovací nástavec krátký

Umožňuje čištění po extrakci řezáků a vlčích zubů.



**11-EJ-LDCEJ4** EDH Proplachovací nástavec krátký **3 845 Kč**

## Sací filtr

Sací filtr pro přívodní hadici Equus Jet.



**11-FAB-EDH5057** EDH Sací filt **713 Kč**

## Sinus kit

Tato sada vám umožní lépe vyčistit dutiny koně pomocí Equus Jet a Equus Jet Connect. Ke změně průtoku tlaku se doporučuje použít pedál.

Balení obsahuje:

- 3m polyuretanovou hadici s luer lock koncovkou
- endoskopický katetr 1,8 mm x 2000 mm
- endoskopický katetr 2,3 mm x 2000 mm
- 3 jehly s různými průměry



<b>11-EJ-KLS02</b>	EDH Sinus kit	<b>2 164 Kč</b>
--------------------	---------------	-----------------

## Vnější spirálová hadice

Polyuretanová spirálová hadice s rychlospojku vybavená ventilem, který umožňuje výměnu násadce pod tlakem bez vypnutí pumpy.

Kompatibilní s různými modely Equus Jet.

K dispozici ve 2m nebo 4m délce.



<b>11-ACC-EJTS4.2</b>	EDH Vnější spirálová hadice 2m	<b>1 488 Kč</b>
<b>11-ACC-EJTS4</b>	EDH Vnější spirálová hadice 4m	<b>1 643 Kč</b>

## Vstupní hadice

Vstupní hadice z polyuretanu je vybavena filtrem a sítkem pro omezení vnikání nečistot do čerpadla. Kompatibilní s různými modely Equus Jet.



<b>11-ACC-EJTE5</b>	EDH Vstupní hadice	<b>1 953 Kč</b>
---------------------	--------------------	-----------------

## Water cooling set

EDH Sada vodního chlazení. 3m hadice s luer lock koncovkou umožňující spojení mezi Equus Jet Connect a násadci, stejně jako konektory Luer lock pro připojení násadcům jiných značek.



<b>11-EJ-KWC01</b>	EDH Water cooling set	<b>775 Kč</b>
--------------------	-----------------------	---------------

# EDH Čelovky a osvětlení

## Equus Head Light čelovka

Chirurgická čelovka vyvinutá pro koňskou stomatologii. Je to pozoruhodně výkonné světlo, které se dokonale hodí pro veškerou vaši práci. Čelovka disponuje dvěma nastaveními popruhy pro výšku a šířku.

Nastavitelné mezi oči, což umožňuje přesné osvětlení při práci.

- Ovládací panel pro nastavení intenzity a správy baterie.
- Dobíjecí baterie, která se snadno nacvakne na opěrku hlavy nebo se alternativně připevní k opasku.

- Svítí až 20 hodin
- Intenzita světla 4W

Balení obsahuje:

- Nastavitelná čelovka
- Lithiová baterie
- Nabíječka
- Převážné pouzdro

Volitelně také balení s přídatnou baterií.



**11-ACC-LFEL01** EDH Equus Head Light 1 baterie **18 741 Kč**

**11-ACC-PELO1** EDH Equus Head Light 2 baterie **22 255 Kč**

## Equus Light baterie

Přídavná Lithium-Ion baterie pro Equus Head Light



**11-ACC-BEL2C** EDH Přídavná baterie pro Equus Head Light **3 514 Kč**

## Equus Light nabíječka

Nabíječka pro Equus Head Light



**11-ACC-CEL26** EDH Nabíječka pro Equus Head Light **1 464 Kč**

## Mich Light sada

Světlo MICH Light je vybaveno výkonnou LED namontovanou na tenké magnetické destičce, ideální pro stomatologickou práci a maximální pohodlí. Světlo MICH lze přichytit na rozvěrač, aby bylo zajištěno kvalitní osvětlení při práci. Ideální alternativa pro ty, kteří neradi používají čelovku.

Výkonná LED, 450 Lumenů, 75° paprsek, barevná teplota 550K (denní světlo). Dobíjecí baterie.

Sada obsahuje:

- nastavitelné světlo
- nabíječku
- lithiovou baterii
- magnetickou podporu
- úložné pouzdro



**11-LAM-MLSL2** EDH Světlo MICH Light **17 053 Kč**

## Mich Light baterie

Mich light samostatná baterie.

- nejnovější generace bezpečných lithiových baterií
- dobíjecí 1500 cyklů
- 4h pracovní doba 4h nabíjení
- elektronické ochranné obvody
- ON + indikátor slabé baterie
- robustní hliníková voděodolná konstrukce



**11-LAM-MICH02** EDH Mich Light baterie **7 751 Kč**

## Mich Light, samostatné svítidlo

Pouze světlo jako náhradní díl pro sadu Mich Light. Prodáváno s propojovacím kabelem.

Výkonná LED, 450 Lumenů, 75° paprsek, barevná teplota 550K (denní světlo).



**11-LAM-MICH01** EDH Mich Light, samostatné svítidlo **7 751 Kč**

## Mich Light držák baterie

Držák baterie pro Mich lit, opatřený 3M oboustrannou páskou.



**11-LAM-MICH03** EDH Mich Light držák baterie **1 395 Kč**

## EDH Rozvěrače a příslušenství

### Rozvěrač tlamy 2000 Serie

Rozvěrač z leštěného nerez pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Je to originál World Wide Equine.

- 29 malých zubů dobře sedne na každého koně
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodáván bez nástavců
- hmotnost: 2,20 kg bez skusových destiček



**11-OB-WWS2000** EDH Rozvěrač tlamy 2000 series World Wide Equine bez skusových destiček **54 589 Kč**



## Rozvěrač tlamy 4000 Serie

Rozvěrač z leštěného nerezů pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Je to originál World Wide Equine.

- 6 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodáván bez nástavců
- hmotnost: 1,95 kg bez skusových destiček

Pozor, nezapomeňte si vybrat skusové destičky. U tohoto modelu jsou kompatibilní všechny skusové destičky EDH.



**11-OB-WWS4000** EDH Rozvěrač tlamy 4000 series World Wide Equine bez skusových destiček **32 204 Kč**

## Equus Premium

Rozvěrač z leštěného nerezů pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Desky jsou navrženy tak, aby držely paralelní větve, aby se zabránilo dotyku.

- 10 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsíčovými destičkami
- hmotnost: 3 kg včetně skusových destiček



**11-OB-EP02** EDH Rozvěrač tlamy Equus Premium **21 962 Kč**

## Equus Millenium pony

Speculum pro poníky a malé oslíky.

Rozvěrač z leštěného nerezů pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

- 23 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsíčovými destičkami
- hmotnost: 2 kg s náběhovými destičkami



**11-OB-EMP06** EDH Rozvěrač tlamy Equus Millenium pony **13 177 Kč**

## Equus Premium Pony

Speculum pro poníky a malé oslíky.

Rozvěrač z leštěného nerezů pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

Desky jsou navrženy tak, aby držely paralelní větve, aby se zabránilo dotyku.

- 10 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsíčovými destičkami
- váha: 1,8 kg se skusovými destičkami



**11-OB-EPP04** EDH Rozvěrač tlamy Equus Premium pony **14 056 Kč**

## Offset Gunther

- 9 poloh posunu čelistí
- prodává se s popruhem Biothane a skusovými destičkami.
- používá se pro celkovou anestezii, pro intubaci, všeobecnou stomatologii i k provedení minimálně invazivní extrakce (bukotomie)



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-GUN01** EDH Offset Gunther **14 641 Kč**

## Rozvěrač líce

Rozvěrač líce umožňuje vidět arkády stoliček tím, že roztáhne tváře koně. Často se používá ke kontrole molárních pasáží před a po práci u malých a velkých koní.



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-EJ01** EDH Rozvěrač líce **1 874 Kč**

## Ústní klín

Ústní klín s kuličkou a kroužkem umožňuje připevnění k hlavovému popruhům. Perfektní pro rychlou diagnostiku koně.

Dodáváme se sadou dvou plastových dílů 3,2 cm a 4,5 cm. Celková délka 30cm.



Medcomplex s.r.o.


**11-OB-OBLT01** EDH Ústní klín **2 343 Kč**

## X-Block

Zubní Rentgenové X-bloky, které vytvářejí prostor 60, 80 nebo 100 mm mezi řezáky koně.

Odolný gumový materiál.

Weight: 650 gr



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-BDR05** EDH X-Block **3 411 Kč**

## Juliuster

Zařízení pro ústní zkoušky koní. Navrženo, testováno a schváleno ve spolupráci s European Equine Dental Consultancy (EEDC).

Snadno použitelné zařízení pro odsazení dolní čelisti doleva nebo doprava pro pohledy s otevřenými ústy pomocí ofsetové techniky.

Skvělé pro vyšetření kořenů a okluzního povrchu lícních zubů.

Dorso-ventrální pohledy lze provádět s 5 cm posunutím doleva a doprava.



11-OB-BDR04

EDH Juliuster

12 712 Kč

## Skusové destičky

### Klasické – Poníci

Klasické skusové destičky pro poníky.

Nerezová ocel.



11-OB-PSP01

EDH Skusové destičky klasické -  
Poníci

1 903 Kč

## Fixační hrazdička pro rozvěrače

Fixační hrazdička pro rozvěrače poskytuje lepší stabilitu.

Umožňuje zavěsit hlavu koně.



11-ACC-  
ACMOB01

EDH Fixační hrazdička pro  
rozvěrače

1 611 Kč

### Půlměsíc – Poníci

Skusové destičky půlměsíc pro poníky.

Nerezová ocel.



11-OB-PPBP02

EDH Skusové destičky půlměsíc  
- Poníci

2 096 Kč

### Půlměsíc s gumou – Poníci

Skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější.

Velmi dobré pro mladé poníky a podkus nebo předkusové koně, zabraňují sklouznutí řezáků.

Nerezová ocel.



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-PPBCP01** EDH Skusové destičky půlměsíc s gumou - Poníci

**3 221 Kč**

### Destičky řezákové pogumované – Koně

Skusové destičky s pogumovaným povrchem umožňují práci s poškozenými nebo zlomenými řezáky.



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-PPI011** EDH Skusové destičky řezáků pogumované - Koně

**6 480 Kč**

### Destičky široké – Koně

Extra široké zákusové destičky např. pro koně s předkusem.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-PELB01** EDH Skusové destičky široké - Koně

**2 635 Kč**

### Destičky široké s gumou – Koně

Extra široké skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější.

Velmi dobré pro mladé koně a pro koně s předkusem, plné desky zabraňují sklouznutí řezáků.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-PPELEBC1** EDH Skusové destičky široké s gumou - Koně

**6 201 Kč**



## WWE klasické skusové destičky – Koně

Originální World Wide Equine skusové destičky, pro World Wide Equine rozvěrače.



**11-OB-PWWE01** EDH WWE klasické skusové destičky - Koně **4 909 Kč**

## WWE skusové destičky široké – Koně

Velmi dobré pro mladé koně nebo koně s předkusem, zabraňují sklouznutí řezáků.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



**11-OB-PPEWW04** EDH WWE skusové destičky široké - Koně **9 426 Kč**

## WWE Skusové destičky řezáků pogumované – Koně

World Wide Equine skusové destičky s pogumovaným povrchem pro 2000 a 4000 WWE rozvěrače umožňují práci s poškozenými nebo zlomenými řezáky.

Jsou potaženy ochranou gumou.



**11-OB-PPI01** EDH WWE Skusové destičky řezáků pogumované - Koně **6 480 Kč**

## WWE skusové destičky široké s gumou – Koně

World Wide Equine extra široké skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější.

Velmi dobré pro mladé koně nebo koně s předkusem, zabraňují sklouznutí řezáků.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



**11-OB-PWWELC** EDH WWE skusové destičky široké s gumou - Koně **12 567 Kč**

## XtandR Skusové destičky

XtandR je revoluční sada výměnných destiček určených pro lepší X-ray viditelnost zubů.

Jsou určeny k pořizování intraorálních rentgenových snímků řezáků bez překážejícího materiálu a bez problémů s manipulací.



**11-OB-PIXR02** EDH XtandR Skusové destičky **15 347 Kč**

## AM1 X-Ray skusové destičky



**10-XRWP** AM1 X-Ray skusové destičky **4 930 Kč**

## Náhradní pružiny pro rozvěrače

### Pružiny pro 2000 Serie

Náhradní pružiny pro rozvěrač řady 2000 Serie.  
Prodáváno po páru.



**11-STO-RSS7** Náhradní pružiny pro 2000 Serie **327 Kč**

### Pružiny pro 4000 Serie

Náhradní pružiny pro rozvěrač řady 4000 Serie.  
Prodáváno po páru.



**11-STO-RSS4** Náhradní pružiny pro 4000 Serie **293 Kč**

## Náhradní popruhy pro rozvěrače

### Sada 2 Biothane popruhů

Náhradní sada modrých řemínků Biothane pro Equus Premium a rozvěrače řady 2000.

Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci, Skutečný Biothane.



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-RLB02** Sada 2 Biothane popruhů **1 903 Kč**

### Sada 3 Biothane popruhů – Pony

Náhradní sada modrých popruhů Biothane pro pony speculum.

Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci. Skutečný Biothane.



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-LLBP02** EDH Sada 3 Biothane popruhů - Pony **1 874 Kč**

### Sada 3 Biothane popruhů

Náhradní sada modrých řemínků Biothane pro Equus Premium a rozvěrače řady 4000.

Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci, Skutečný Biothane.



Medcomplex s.r.o.

**11-OB-RLB01** EDH Sada 3 Biothane popruhů **2 108 Kč**

## EDH Podpory hlavy

### Stojan pod hlavu 3 sloupy s nakloněnou podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 3 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.

Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.

Nakloněná opěrka hlavy má větší plochu, kde spočívá hlava koně (ideální pro ordinace).

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.

Minimální velikost: 80 cm

Maximální velikost: 180 cm



Medcomplex s.r.o.



Medcomplex s.r.o.

**11-ACC-STC3** EDH 3 sloupy s nakloněnou podpěrou **35 139 Kč**

### Stojan pod hlavu 3 sloupy s U podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 3 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.

Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.

Opěrka hlavy ve tvaru U je vybavena pěnou pro pohodlí koně a je kompletně potažena kůží, která je voděodolná a odolná proti oděru.

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.

Minimální velikost: 80 cm

Maximální velikost: 180 cm



**11-ACC-STPU03** EDH 3 sloupy s U podpěrou **27 379 Kč**

### Stojan pod hlavu 2 sloupy s U podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 2 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy koní.

Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.

Opěrka hlavy ve tvaru U je vybavena polstrováním pro pohodlí koně, které je voděodolné a odolné proti oděru.

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná a polohovatelná.

Minimální velikost: 103 cm

Maximální velikost: 163 cm



**19-71349** Podpěra hlavy pro koně, 2 sloupy **18 515 Kč**

### Závěsný držák na hlavu

Tato opěrka hlavy se snadno instaluje a je výškově nastavitelná.

4m lano s upínacím systémem, s pojistkou zabraňující jakémukoli úniku ze systému. Má také rychloupínací karabinu pro opěrku hlavy.

Vnitřní rozměry:  $\pm$  V36cm - L38cm

Vnější rozměry:  $\pm$  V47cm - L52cm

Délka lana: 4m

Pevnost karabiny: Hlavní osa: 22 kN - Vedlejší osa: 8 kN -

Otevřená brána: 7 kN



**11-ACC-STL1** EDH Závěsný držák na hlavu **6 589 Kč**

### Lano pro zavěšení držáku hlavy

Přídavné nebo náhradní lano pro závěsný držák hlavy.

4m lano s upínacím systémem, s pojistkou zabraňující jakémukoli úniku ze systému. Má také rychloupínací karabinu pro opěrku hlavy.

Délka lana: 4m

Pevnost karabiny: Hlavní osa: 22 kN - Vedlejší osa: 8 kN -

Otevřená brána: 7 kN



**11-OB-CM** EDH Lano pro zavěšení držáku hlavy **1 810 Kč**



## EDH Podpory hlavy - příslušenství

### Kryt pro nakloněnou podpěru

Vyztužený plastový kryt pro nasazení na nakloněnou podpěru. Nepostradatelné při operacích. Velmi snadné čištění, vodou nebo tlakovým vzduchem.



**11-ACC-HPSI01** EDH Kryt pro nakloněnou podpěru **1 464 Kč**

### Kryt pro U podpěru

Vyztužený plastový kryt pro nasazení na U opěrku hlavy. Velmi snadné čištění, vodou nebo tlakovým vzduchem.



**11-ACC-HPSU02** EDH Kryt pro U podpěru **1 464 Kč**

### Kulový kloub

Kulový kloub, který je upevněn v místě hliníkové základny, umožňuje pohyb sloupce, když se kůň pohybuje. Kulový kloub je kompatibilní pouze s 3 sloupovou opěrkou hlavy.



**11-ACC-RST01** EDH Kulový kloub **3 514 Kč**

### Nakloněná podpěra

Výklopná opěrka hlavy (nebo nakloněná rovina) je čalouněna pěnou a potažena kůží. Odolná proti vodě a oděru.

Tato podpěra má větší plochu, kde spočívá hlava koně, než podpěra ve tvaru U. Je ideální pro operace.

Má 7 poloh náklonu.

Délka (L): 40 cm W

Šířka (Š): 30 cm

Tloušťka (T): 6 cm



**11-ACC-STATI01** EDH Nakloněná podpěra **19 619 Kč**

## U podpěra

Opěrka hlavy ve tvaru U je čalouněna pěnou a je kompletně zakrytá kůží, která je odolná proti vodě a oděru.



Medcomplex s.r.o.

11-ACC-SU01

EDH U podpěra

8 053 Kč

## EDH Endoskopie

### Endoskopická USB 3 kamera

Proměňte svůj počítač na endoskopickou stomatologickou jednotku s touto USB 3 kamerou. Endoskopická kamera USB 3 s vysokým rozlišením, ideální pro mobilní kliniky a veterináře.

Kompaktní systém, světelný zdroj zabudovaný ve fotoaparátu a odnímatelný, vybavený zoomem F15~25.

Můžete si vybrat nastavení 2 tlačítek (foto, video, zmrazení, ...)

IP58 vodotěsná kamera, full HD 1920\*1080.

Světelný výkon: 5 wattů

Intenzita: 28200 luxů

Barvy: 5700K.

Nastavitelných je 5 úrovní intenzity a vyvážení bílé.

Kompatibilní se všemi endoskopy s uchycením typu C.

Pomocí UBI Light je možné změnit zdroj světla pro lepší kvalitu obrazu.

Prodává se s 3m kabelem a softwarem.

Minimální konfigurace:

- USB 3.0 port
- Microsoft Windows 10, 8, 7 or macOS Catalina
- 4.0G RAM, i5 core

Optimální konfigurace:

- USB 3.0 port

- Microsoft Windows 10, 8, ou macOS Catalina
- 8.0 G RAM, i7 core
- Screen : 1920x1080



Medcomplex s.r.o.

11-ENDO-CUSB30

EDH Endoskopická USB 3 kamera

73 206 Kč

### Karl Storz Endoskop

Použití endoskopu během zubních vyšetření koní, čištění plovoucích nebo extrahovaných zubů a dalších procedur. Zlepšuje vizualizaci a přesnost.

Používá se stále více v koňské stomatologii, protože má mnoho výhod pro lékaře i pro klienta.



Medcomplex s.r.o.

11-ENDO-KSTOR01

EDH Karl Storz Endoskop

100 899 Kč

## Karl Storz irigační pouzdro

Ochranné pouzdro pro endoskop Karl Storz usnadňuje použití tekutin při vyšetření pro rychlejší čištění mezizubních prostor.




<b>11-ENDO-KSTORC03</b>	EDH Karl Storz irigační pouzdro	<b>15 709 Kč</b>
-------------------------	---------------------------------	------------------

## Sinusový endoskop

0° rigidní endoskop s pracovním kanálem a irigací. Ideální pro čištění dutin a extrakci vlčích zubů.

Flexibilní nástroje lze používat současně prostřednictvím integrovaného pracovního kanálu.

- Průměr: 5,5mm
- Zavlažování: 6mm
- Pracovní kanál: Ø 1,7 mm
- Délka: 90 mm



<b>11-ENDO-RI0</b>	EDH Sinusový endoskop	<b>29 455 Kč</b>
--------------------	-----------------------	------------------

## Karl Storz ochranné pouzdro

Ochranné pouzdro pro endoskop Karl Storz umožňuje nejen chránit endoskop, ale také oplachovat čočku díky irigačnímu ventilu.



<b>11-ENDO-KSTORC02</b>	EDH Karl Storz ochranné pouzdro	<b>11 946 Kč</b>
-------------------------	---------------------------------	------------------

## Kompaktní endoskop USB

Použití endoskopu během zubních vyšetření koní, čištění plovoucích nebo extrahovaných zubů a dalších procedur. Zlepšuje vizualizaci a přesnost.

Používá se stále více v koňské stomatologii, protože má mnoho výhod pro lékaře i pro klienta.

- diagnóza je jasná a přesná, což umožňuje lepší léčbu patologií
  - ukládání obrázků do souborů zákazníků umožňuje sledovat následující vývoj
  - obraz je pro klienta evokující a umožňuje vám jasně vysvětlit viditelné patologie
- Kamera a duální LED světlo jsou integrovány do optiky.
- plug and play
  - průměr puškohledu: 8mm
  - délka: 420mm
  - pozorovací úhel 70°
  - úhel otevření 90°
  - otáčení kamery o 360°
  - 2,8m USB kabel
  - voděodolný
  - pouhých 200 gramů!

Kamera je vybavena 4 tlačítky pro focení, videa, nastavení světla a obrácení obrazu.

Software (mac a PC) je poskytován pro použití a záznam souborů v klientské složce umožňující vytvoření podrobné zprávy.

Základní konfigurace počítače:

- USB2 port
- Microsoft windows 10, 8, 7 or Mac OS catalina
- 4.0G RAM, i5 core



**11-ENDO-UE100** EDH Kompaktní endoskop USB **71 312 Kč**

## Přenosná endoskopická jednotka

Autonomní stanice umožňující prohlížení (díky své obrazovce) a nahrávání na SD kartu. Můžete také použít počítač nebo jinou obrazovku.

Full HD vodotěsná kamera, 1920\*1080

Výkonný zdroj světla (48W)

Kompatibilní se všemi endoskopy s uchycením typu C.

Prodává se s 3m kabelem a softwarem.

Prodávám bez endoskopu.



**11-ENDO-MECS02** EDH Přenosná endoskopická jednotka **128 635 Kč**

## Karl Storz set endoskopu a USB 3 kamery

Tato sada se skládá z:

- endoskopu Karl Storz
- USB 3 kamery s integrovaným světelným zdrojem
- softwarem

Detailní specifikace na vyžádání.



**11-ENDO-PEC03** EDH Karl Storz set endoskopu a USB 3 kamery **148 824 Kč**

## Přenosná endoskopická jednotka 4K

Přenosná endoskopická jednotka 4K. Ideální pro košskou stomatologii, ambulantní ordinace nebo kliniky.

Systém „vše v jednom“, jednotka se skládá z kamery, 4K obrazovky a výkonného světelného zdroje. Záznam se provádí na UBS.

Obrazovka:

- 4K lékařské
- 17,3"
- 1,07 barevného billonu
- vstup 4K HDMI
- lze použít jako rozšíření obrazovky
- záznam fotografií ve formátu JPG a videa ve formátu MP4 na USB flash disk
- rozměry: 413 mm x 291 mm x 40 mm
- napájení 110V/230V

Zdroj světla :

- výkonné LED
- 60W nastavitelný
- 2 000 000 luxů

Fotoaparát :

- voděodolný IPX7
- zoom F15~25



- vybaven 2 konfigurovatelnými tlačítky dle vašeho výběru (obrázky, videa, zmrazení,...)
  - uchycení typu C
  - podporuje různé metody dezinfekce (plynová, ponorná)
- Celková hmotnost: 4 kg



**11-ENDO-U4K** EDH Přenosná endoskopická jednotka 4K **160 615 Kč**

### Endoskopická sada

Tato sada se skládá z:

- endoskopu Karl Storz
- Kamery USB 3
- světelného zdroje Equus,
- softwaru

Detailní specifikace na vyžádání.



**11-ENDO-PE30W** EDH Endoskopická sada **189 131 Kč**

### Karl Storz endoskopická 4K sada

Tato sada se skládá z:

- přenosné 4K endoskopické jednotky
- endoskopu Karl Storz,
- krytu endoskopu Karl Storz.

Detailní specifikace na vyžádání.



**11-ENDO-PESTORZ** EDH Karl Storz endoskopická 4K sada **248 040 Kč**

## EDH Endoskopie - osvětlení

### Equus přenosný zdroj světla

- výkon: 5W
- barevná teplota: 5700K - 6500K
- světelný výkon: 200 000 luxů
- 3 nastavení výkonu světla
- dobíjecí baterie a její nabíječka
- Součástí jsou 3 různé adaptéry pro připojení různých značek endoskopů (Storz, Wolf, optický kabel)

Hmotnost: 90g



**11-ENDO-ESLP5W** EDH Equus přenosný zdroj světla **12 402 Kč**

## Equus Světelný zdroj

Robustní kovové pouzdro určené pro ambulantní použití.  
Postupné nastavení intenzity světla pomocí kolečka.  
Vysoký světelný výkon díky LED technologii.  
Výkon: 50 wattů  
Světelný výkon: 900 000 luxů  
Teplota barev: 5300K  
Napájení: 12V, 8A  
Dodáváno s přepravním kufříkem, světelným zdrojem, 3m optickým kabelem s připojením Storz, 230V zdroj napájení.



**11-ENDO-ELS50** EDH Equus Světelný zdroj **43 924 Kč**

## Ubi Light světelný kabel

Světelný kabel Ubi Light Kompatibilní se všemi zdroji světla a autoklávatelné při 134 °C (273,2 °F).  
Vyztužený plášť. Dodává se s konektory pro endoskop Storz.  
Délka: 3m.



**11-ENDO-CL3.5MML3** EDH Ubi Light světelný kabel **8 028 Kč**

## Ubi Light světelný zdroj

UBI LIGHT je perfektní kompaktní LED světelný zdroj pro použití s USB kamerou na klinice nebo ambulantně.  
Intenzita světla: 30 wattů LED odpovídá 100W xenonovému světelnému zdroji  
Teplota barvy: > 4500° K  
Typ ochrany: IPX0 (není vodotěsný)  
Napájení: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz  
Nejlepší poměr velikost / intenzita světla na trhu!  
Kompatibilní se světelnými kabely Storz® (volitelně Olympus®).  
Světelný zdroj se prodává se světelným kabelem Storz.



**11-ENDO-UBI30W** EDH Ubi Light světelný zdroj **49 980 Kč**

## Elevátory

### Burgess classic set

Sada burgess classic umožňuje extrakci vlčích zubů.

Skládá se z:

- 1 rukojeti
- 1 rovného nástavce
- 1 zakřiveného nástavce
- 4 vyměnitelné hlavy, vyříznuté nebo kruhové, podle vašeho výběru

Nerezová ocel



<b>11-STO-KB02</b>	EDH Burgess classic set, vykousnuté hlavy	<b>2 635 Kč</b>
<b>11-STO-KB03</b>	EDH Burgess classic set, kruhové hlavy	<b>2 635 Kč</b>

### Náhradní hlavy pro Burgess classic set kruhové

Dostupné v průměrech: 4, 6, 8, 10 a 12 mm.



<b>11-STO-TFB4</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 4 mm	<b>403 Kč</b>
--------------------	-----------------------------------------------------	---------------

<b>11-STO-TFB6</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 6 mm	<b>403 Kč</b>
<b>11-STO-TFB8</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 8 mm	<b>403 Kč</b>
<b>11-STO-TFB10</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 10 mm	<b>403 Kč</b>
<b>11-STO-TFB12</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 12 mm	<b>403 Kč</b>

### Náhradní hlavy pro Burgess classic set vykousnuté

Dostupné v průměrech: 4, 6, 8, 10 a 12 mm.



<b>11-STO-TOB4</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 4 mm	<b>403 Kč</b>
<b>11-STO-TOB6</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 6 mm	<b>403 Kč</b>
<b>11-STO-TOB8</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 8 mm	<b>403 Kč</b>
<b>11-STO-TOB10</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 10 mm	<b>403 Kč</b>
<b>11-STO-TOB12</b>	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 12 mm	<b>403 Kč</b>

### Elevátor vlčích zubů zahnutý

Zakřivený elevátor vpravo nebo vlevo pro extrakci vlčího zubu.

Délka: 15,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-ECDDL</b>	EDH Elevátor vlčích zubů zahnutý, pravý	<b>744 Kč</b>
<b>11-STO-ECGDL</b>	EDH Elevátor vlčích zubů zahnutý, levý	<b>744 Kč</b>

## MINI-PICS

Mini-Pics nástroj pravý nebo levý pro extrakci úlomků a odstranění zubního kamene.

Protiskluzová rukojeť i s mokřými rukama.

Délka: 13,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-MPGD</b>	EDH nástroj MINI-PICS pravý	<b>744 Kč</b>
<b>11-STO-MPGG</b>	EDH nástroj MINI-PICS levý	<b>744 Kč</b>

## Sada 2 elevátorů

1 rovný elevátor + 1 zakřivený elevátor pro extrakci vlčích zubů a úlomků, vyhýbá se palatinové tepně.

Délka: 23 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-L2EDL</b>	EDH Sada 2 elevátorů	<b>1 550 Kč</b>
---------------------	----------------------	-----------------

## Sada 6 elevátorů

Sada 6 nerezových elevátorů pro extrakci vlčích zubů, fragmentu vlčích zubů a řezáků.

Nerezová ocel.



<b>11-STO-KIT6E01C</b>	EDH Sada 6 elevátorů	<b>2 635 Kč</b>
------------------------	----------------------	-----------------

## Sada 6 elevátorů a řezáky

Sada složená z:

- 7 mm rovné
- 7 mm zakřivené
- 7 mm zpětná křivka
- 10 mm rovné
- 10 mm zakřivené
- 10 mm zpětná křivka

Použití: extrakce řezáků

Délka: 26 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-L5EI</b>	EDH Sada 6 elevátorů na řezáky	<b>6 201 Kč</b>
--------------------	--------------------------------	-----------------



## Trojúhelníkový elevátor

Trojúhelníkový elevátor pravý nebo levý pro extrakci úlomků a oddělení dásní.

Délka: 15,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-ETG-L</b>	EDH Trojúhelníkový elevátor levý	<b>827 Kč</b>
<b>11-STO-ETG-R</b>	EDH Trojúhelníkový elevátor pravý	<b>827 Kč</b>

## 8" zahnuté kleště na vlčí zuby

Použití: vlčí zuby, čepičky, extrakce fragmentů.

Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 20 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DCDL8</b>	EDH 8" zahnuté kleště 20 cm	<b>1 178 Kč</b>
---------------------	-----------------------------	-----------------

## Kleště na kořeny vlčích zubů

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.

Délka: 20 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DDLF20</b>	EDH Kleště na kořeny vlčích zubů 20 cm	<b>2 170 Kč</b>
----------------------	----------------------------------------	-----------------

## Kleště na kořeny vlčích zubů dlouhé

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.

Délka: 31,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DDLFL30</b>	EDH Kleště na kořeny vlčích zubů dlouhé 31,5 cm	<b>2 635 Kč</b>
-----------------------	-------------------------------------------------	-----------------

## Kleště na řezáky Kachní zobák

Použití: extrakce řezáků.

Délka: 28 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-DAVDI11** EDH Kleště na řezáky Kachní zobák  
28 cm

**3 473 Kč**

## Oddělovač řezáků

Umožňuje oddělit řezáky pro extrakci.

Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 18 cm

Nerezová ocel.



**11-DAV-DSI001** EDH Oddělovač řezáků 18 cm

**1085 Kč**

## Sada 4 kleští na vlčí zuby

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.

2x rovné a 2x 90° zaúhlené kleště.

Dodáváno s pouzdem.

Nerezová ocel.



**11-DAV-LDL04** EDH Sada 4 kleští na vlčí zuby

**4 651 Kč**

## Kleště na moláry 4 hrotové

Délka 49 cm (19"): extrakce molárů, které velmi málo vyčnívají z dásně, nepravidelné zuby, zlomené zuby. Ideální pro starší koně nebo mléčné zuby.



**11-DAV-DU4D04** EDH 4 hrotové kleště 49 cm (19")

**8 483 Kč**

## Kleště na diastema

Použití: umožňuje čištění diastemat.

Délka: 30 nebo 35 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DDF06</b>	EDH Kleště na diastema 30 cm	<b>3 411 Kč</b>
<b>11-DAV-DDF07</b>	EDH Kleště na diastema 35 cm	<b>3 411 Kč</b>

## Kleště na diastema Aligátor

Kleště Aligátor jsou dostupné v provedení 15, 25, 30, 40 nebo 50 mm.

Umožňuje čištění diastemat.

Délka: 40,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-LDC15</b>	EDH Kleště Aligátor 15 mm	<b>3 101 Kč</b>
<b>11-STO-LDC25</b>	EDH Kleště Aligátor 25 mm	<b>3 101 Kč</b>
<b>11-STO-LDCC01</b>	EDH Kleště Aligátor 30 mm	<b>3 101 Kč</b>
<b>11-STO-LDC45</b>	EDH Kleště Aligátor 45 mm	<b>3 101 Kč</b>
<b>11-STO-LDCC55</b>	EDH Kleště Aligátor 55 mm	<b>3 101 Kč</b>

## Kleště na diastema s dvojitou hlavou

Použití: umožňuje péči o diastema.

Délka: 32 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DDF08</b>	EDH Kleště s dvojitou hlavou 32 cm	<b>3 411 Kč</b>
---------------------	------------------------------------	-----------------

## Kleště na čepičky 4 hrotové

Délka 41cm (16"): extrakce mléčných a molárních zubů na ponících.

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DDL4D</b>	EDH 4 hrotové kleště 41 cm (16")	<b>6 821 Kč</b>
---------------------	----------------------------------	-----------------

## Kleště na čepičky typu Hewson

Čelist Hewsonových kleští je větší než u Reynoldse.

Umožňuje extrahovat lakteální uzávěry.

Snadné použití díky zakřivené poloze.

Dostupné také s okraji, které zabraňují vyklouznutí kleští z rukou.

Délka: 41 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DSH02</b>	EDH Kleště typu Hewson 41 cm	<b>6 201 Kč</b>
---------------------	------------------------------	-----------------

## Koňské zoubkované molární kleště

Vroubkované molární kleště dostupné ve velikosti koně nebo poníka. Na kleštích pony jsou čelisti menší.

Použití: molární extrakce

Délka modelu pro koně: 48 cm

Délka modelu pro poníky: 40,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DM03</b>	EDH Koňské zoubkované molární kleště 48 cm	<b>10 542 Kč</b>
<b>11-DAV-DMP04</b>	EDH zoubkované molární kleště pro poníky 40,5 cm	<b>6 821 Kč</b>

## Molární kleště oddělovací koňské

Molární kleště oddělovací koňské (4, 5 a 6 mm).

Použití: k oddělení zubů před extrakcí.

Délka: 48 cm

Nerezová ocel.




<b>11-DAV-DSM07</b>	EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 4 mm	<b>8 681 Kč</b>
<b>11-DAV-DSM08</b>	EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 5 mm	<b>8 681 Kč</b>
<b>11-DAV-DSM06</b>	EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 6 mm	<b>8 681 Kč</b>

## Molární kleště oddělovací pro poníky

Použití: k oddělení zubů před extrakcí.

Délka: 40,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DSP02</b>	EDH Molární kleště oddělovací pro poníky 40,5 cm	<b>7 751 Kč</b>
---------------------	--------------------------------------------------	-----------------

## Zoubkované Maxilární molární kleště

Použití: extrakce maxilárních molárů a pro širší zuby.

Délka: 49 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DMM</b>	EDH Zoubkované molární kleště 49 cm	<b>10 542 Kč</b>
-------------------	-------------------------------------	------------------

## Kleště fragmentové extrakční Kachní zobák

Použití: extrakce lícních zubů při omezeném přístupu v ústech.

Délka: 48,5 cm

Nerezová ocel



<b>11-DAV-BCL</b>	EDH Kleště extrakční Kachní zobák 48,5 cm	<b>8 681 Kč</b>
-------------------	-------------------------------------------	-----------------

## Kleště fragmentové na moláry

Použití: umožňuje extrakci molárních fragmentů. Dostupné v univerzální (odolnější) nebo ve velikosti 4, 6 a 8 cm.

Délka: 48,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DFMU</b>	EDH Kleště fragmentové - univerzální	<b>6 821 Kč</b>
<b>11-DAV-DFM4</b>	EDH Kleště fragmentové - 4 cm	<b>6 821 Kč</b>
<b>11-DAV-DFM6</b>	EDH Kleště fragmentové - 6 cm	<b>6 821 Kč</b>
<b>11-DAV-DFM8</b>	EDH Kleště fragmentové - 8 cm	<b>6 821 Kč</b>



## Kleště na sagitální fragmenty

Použití: umožňuje extrakci sagitálních fragmentů.

Délka: 48,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-DAV-DSF01</b>	EDH Kleště na sagitální fragmenty 48,5 cm	<b>6 821 Kč</b>
---------------------	----------------------------------------------	-----------------

## Dvojitá kyreta

Dvojitá kyreta. Průměr 5 mm a 6 mm.

Délka: 20,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-CURD56</b>	EDH Dvojitá kyreta 5 a 6 mm, 20,5 cm	<b>1 395 Kč</b>
----------------------	-----------------------------------------	-----------------

## Kyreta

K dispozici v průměru 2 mm, 4 mm nebo 6 mm.

Použití: kyretáž kosti, apexu, fragmentů a extrakci fragmentů.

Délka: 16,5 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-CUR02</b>	EDH Kyreta 2 mm, 16,5 cm	<b>930 Kč</b>
<b>11-STO-CUR04</b>	EDH Kyreta 4 mm, 16,5 cm	<b>930 Kč</b>
<b>11-STO-CUR6</b>	EDH Kyreta 6 mm, 16,5 cm	<b>930 Kč</b>

## Rongeur Classic

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti, kůže atd...  
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 18 cm

Nerezová ocel.



<b>11-STO-PGC</b>	EDH Rongeur Classic 18 cm	<b>2 325 Kč</b>
-------------------	---------------------------	-----------------

## Rongeur přímý

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti, kůže atd...  
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 23 cm  
Nerezová ocel.



**11-STO-PGDRD2** EDH Rongeur přímý 23 cm **4 031 Kč**

## Rongeur zaúhlený

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti, kůže atd...  
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.

Délka: 23 cm  
Nerezová ocel.



**11-STO-PGRC01** EDH Rongeur zaúhlený 23 cm **4 031 Kč**

## Dentální sonda

Dentální sonda s výměnnou hlavicí pro košskou stomatologii.

Délka: 40 cm  
Nerezová ocel.



<b>11-STO-SDE</b>	EDH Dentální sonda s výměnou hlavicí 40 cm	<b>1 488 Kč</b>
<b>11-STO-RTSE01</b>	EDH Náhradní hlavice pro dentální sondu	<b>372 Kč</b>

## Držák pro endodontické nástroje

Délka dlouhého držáku: 42 cm

Délka krátkého držáku: 18 cm

Nerezová ocel.



<b>11-EN-L2L</b>	EDH Držák pro endodontické nástroje sada	<b>4 651 Kč</b>
------------------	------------------------------------------	-----------------

## Parodontální excavator

Pravý nebo levý

Délka: 46,5 cm

Nerezová ocel



<b>11-STO-PPGG</b>	EDH Parodontální excavator levý, 46.5 cm	<b>1 488 Kč</b>
<b>11-STO-PPDG</b>	EDH Parodontální excavator pravý, 46.5 cm	<b>1 488 Kč</b>

## Pásková parodontální sonda

Použití: měření hloubky diastematu nebo dutiny.

Délka: 45 cm

Nerezová ocel



<b>11-STO-SDPE02</b>	EDH Pásková parodontální sonda 45 cm	<b>1 705 Kč</b>
----------------------	--------------------------------------	-----------------

## Sada 2 gingiválních elevatorů

Použití: pro molární extrakci.

Délka: 36 cm

Nerezová ocel.



<b>11-ART0035</b>	EDH Sada 2 gingiválních elevatorů	<b>3 101 Kč</b>
-------------------	-----------------------------------	-----------------

## Štáradlo dlouhé zahnuté

Použití: k čištění diastemy a k odstranění úlomků.

Délka: 39,5 cm

Nerezová ocel.




<b>11-STO-LPC</b>	EDH Štáradlo dlouhé zahnuté 39,5 cm	<b>1 085 Kč</b>
-------------------	-------------------------------------	-----------------

## Šťáradlo Gingiva 90°

Použití: k čištění diastem, kazů a zbytků jídla.

Délka: 47 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-PG01** EDH Šťáradlo Gingiva 90°, 47 cm **1 488 Kč**

## Sada 3 molárních šťáradel

Použití: extrakce molárů a čištění zubů.

Délka: 50 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-L3PDM** EDH Sada 3 molárních šťáradel 50 cm **2 480 Kč**

## Sada - výměnné elevátory, separátory, 2 rukojeti

Sada obsahuje:

- 1 rukojeť se sklonem 0°
- 1 rukojeť se sklonem 8°
- 5 separátorů různých délek
- 5 elevátorů různých délek

Prodává se bez stojánku na hlavy.

Použití: molární extrakce

Délka rukojetí bez hlav: 36 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-EIS02** EDH Sada výměnné elevátory, separátory, 2 rukojeti **5 581 Kč**



## Sada - výměnné elevátory, separátory, 3 rukojeti

Sada obsahuje:

- 1 rukojeť se sklonem 0°
- 1 rukojeť se sklonem 8°
- 1 rukojeť se sklonem 30°
- 5 separátorů různých délek
- 5 extraktorů různých délek
- 5 kyret různých délek
- 5 sond různých délek
- stojánek na hlavy

Použití: molární extrakce.

Délka rukojetí bez hlav: 36 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-EIS03**

EDH Sada výměnné elevátory,  
separátory, 3 rukojeti

**9 302 Kč**

## Zubní zrcátko 25mm čočka

Zubní zrcátko 25mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinární použití.

Délka: 38 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-M25**

EDH Zubní zrcátko 25mm čočka


**1 178 Kč**

## Zubní zrcátko 25mm čočka, výměnné hlavice

Prodává se se 4 náhradními hlavicemi, celkem tedy 5 hlavice.

Délka: 44,5 cm

Nerezová ocel



**11-STO-MI01**

EDH Zubní zrcátko 25mm čočka,  
výměnné hlavice

**3 721 Kč**

### Zubní zrcátko 40mm čočka

Zubní zrcátko 40mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinární použití.

Délka: 40,5 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-M40** EDH Zubní zrcátko 40mm čočka **1 240 Kč**

### Zubní zrcátko 50mm čočka

Zubní zrcátko 50mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinu.

Délka: 47,5 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-MD01** EDH Zubní zrcátko 50mm čočka **1 860 Kč**

### Náhradní zrcátko 40 a 50 mm

Náhradní zrcátko k dispozici v 40 nebo 50 mm.



<b>11-STO-ACC01</b>	EDH Náhradní zrcátko 40 mm	<b>186 Kč</b>
<b>11-STO-ACC02</b>	EDH Náhradní zrcátko 50 mm	<b>186 Kč</b>

### Extrakční páka Fulcrum

Použití: pomáhá při extrakci molárů páčením. Různé velikosti na každé straně, které vám pomohou při extrakci.

Délka: 43 cm

Nerezová ocel.



**11-DAV-FULC1** EDH Fulcrum 43 cm **1 860 Kč**

## Výměnný Fulcrum

Použití: opěrný bod pomáhá při extrakci molárů páčením.

Různé velikosti vám pomohou při extrakci.

Délka: 43 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-L8F02** EDH Výměnný Fulcrum **4 031 Kč**

## Miska zahnutá

Rozměr: 30 cm x 14 cm x 4 cm.

Nerezová ocel.



**11-STO-BH012** EDH Miska zahnutá **930 Kč**

## Kladívko s nylonovým koncem

Kladivo s vyměnitelným nylonovým koncem.

400 gramů.

Délka: 19,5 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-MBN1** EDH Kladívko s nylonovým koncem 19,5 cm **2 015 Kč**

## Nůžky zahnuté

Délka: 20 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-CC02** EDH Nůžky zahnuté 20 cm **1 085 Kč**

## Spatula

K odstranění zbytků jídla a zubního kamene.

Délka: 17,5 cm

Nerezová ocel.



**11-STO-S01**

EDH Spatula 17,5 cm

**682 Kč**

## Střevní svorky dlouhé

Dlouhé střevní svorky.

Délka: 40,5 cm.

Nerezová ocel.



**11-STO-PCCDL05**

EDH Střevní svorka dlouhá 40,5 cm

**1 860 Kč**

## Střevní svorky

Svorky, rovné nebo zahnuté.

Délka: 18 cm.

Nerezová ocel.



**11-STO-PCD05**

EDH Střevní svorka 18 cm rovná

**620 Kč**

**11-STO-PCC04**

EDH Střevní svorka 18 cm zahnutá

**1 240 Kč**

## Úložný box

Je vybaven háčkem pro zajištění uzávěru a zabránění náhodnému otevření.

Ideální pro uložení stomatologického vybavení, hlav a diamantových násadců.

Rozměry: 30 cm x 15 cm x 5,5 cm.

Nerezová ocel.



**11-STO-BRI**

EDH Úložný box

**1 054 Kč**



# EDH Čištění, Dezinfekce, Mazání

## Ballistol olej

Aktivní složky obsažené v Ballistolu jsou přírodního původu.

Ballistol je bez pryskyřice a kyselin a je odolný vůči časové degradaci.

Je to velmi dobrý přípravek k promazání vašeho nářadí při respektování flóry koní.

K dispozici v 200 ml (ve spreji) nebo 500 ml.



Medcomplex s.r.o.

11-FRA-SB200	EDH Ballistol olej 200 ml	232 Kč
11-FRA-SB500	EDH Ballistol olej 500 ml	439 Kč

## Deterback

Čistící a dezinfekční prostředek k namáčení nebo k použití v ultrazvukových přístrojích.

5L



Medcomplex s.r.o.

11-DES-DID5	EDH Deterback 5l	2 343 Kč
-------------	------------------	----------

## Dezinfekční prostředek Steri-7

Steri-7 dezinfekční prostředek pro každodenní zubní lékařství koní k dezinfekce nástrojů.

Dezinfekční prostředek, který zlikviduje 99,9999 % patogenů během několika sekund!

Baktericidní, virucidní, fungicidní a sporicidní účinek.

Balení: 5l



Medcomplex s.r.o.

11-SOI-DCS7	EDH Dezinfekční prostředek Steri-7	2 468 Kč
-------------	------------------------------------	----------

## Kartáč nerezový

Nerezový kartáč na čištění diamantových fréz.

Malý: délka 16,5 cm, výška 1,5 cm

Velký: délka 26,5 cm, výška 3 cm



Medcomplex s.r.o.

11-ACC-PBI02	EDH Nerezový kartáč standardní	146 Kč
11-ACC-BIF04	EDH Nerezový kartáč malý	410 Kč

## Mazací pistole

Mazací pistole umožňuje mazat násadce vybavené maznicí.



**11-FRA-PG1** EDH Mazací pistole **439 Kč**

## Orapi vazelína pro rukojeti

Orapi vazelína na násadce a rukojeti pro prodloužení životnosti výrobků.

Odolává vodě a detergentům. K přímému a centrálnímu mazání. K mazání ložisek, mechanismů.

Používá se s mazací pistolí.



**11-FRA-GAF04** EDH Orapi vazelína pro rukojeti **512 Kč**

## Nádoba na vazelínu

Pro použití na vnitřním hnacím kabelu a vnitřních prodloužených násadkách (Quick System a Spray System). 35 ml.



**11-FAB-PG** EDH Nádoba na vazelínu **117 Kč**

## Pure Green 24

PureGreen24 (prodáváný také jako Thrush Ender) je založen na patentované technologii, dihydrogencitrátu stříbra (SDC). Je to první nová antimikrobiální látka po desetiletích. SDC je elektrolyticky generovaný zdroj stabilizovaného iontového stříbra, který, když je formulován jako dezinfekční prostředek, je bezbarvý, bez zápachu a nebarví.



**11-SOI-PG24120** EDH Pure Green 24, 120 ml **244 Kč**

**11-SDC-PG960** EDH Pure Green 24, 960 ml **644 Kč**

## EDH Zubní péče

### Dávkovací pistole 3M

Pro použití kartuše 3M 50ml.

Kompatibilní s kompozitní kazetou Voco.



11-SOI-P3M

EDH Dávkovací pistole 3M

3 566 Kč

### EQUIDENT 300g

EquiDent je 100% organický a přírodní produkt podporující zdravé zuby a dásně. Posiluje a chrání zuby a dásně. Zmírňuje bolesti zubů, lepší regeneraci sliznice a dásní při diastemii, zánětu, paradentóze, extrakci s infekcí, zubním kazu, nepříjemných pocitů z udidla, vážných tržných ráanách v dutině ústní a podpoře při různých zubních onemocněních jako je EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth resorption). Hypercementóza).



18-206

EQUIDENT 300g doplňkové krmivo pro koně

2 273 Kč

### FUNGIDENT 1L

Pomáhá při bolestivých a zanícených dásních.

Složení: Voda, MSM, Prebiotika, Extrakty Salix Alba, Boswellia Serrata a Yucca Schidigera, Bromelain, Kurkumin, Schizophyllan, kyselina citronová. Technologické přísady: aroma, sorban draselný.

Analytické složení: Obsah vody 72 %, surový protein 8 %, surová celulóza, surový popel a sodík <2 %.



11- FUNGI

EDH Fungident 1L

4 909 Kč

### Leptací gel

Používá se k přípravě dutiny před aplikací lepidla Voco. Kyselina fosforečná 37%.



11-SOI-GMAP05

EDH Leptací gel

248 Kč

## Otiskovací materiál Putty 3M

Vše velmi přesné, aby dočasně vyplnilo diastemu nebo zablokovalo prostory po extrakci moláru.

VPS 3M Putty k nanášení pomocí 3M dávkovací pistole

Balení obsahuje:

- 1 kartuši o objemu 50 ml
- 4 míchací hroty
- 4x spotřební materiál pro intraorální špičky



Medcomplex s.r.o.

<b>11-SOI-PVPS3M</b>	EDH Otiskovací materiál Putty 3M	<b>1 240 Kč</b>
----------------------	----------------------------------	-----------------

## Přírodní bio dezinfekce

Koncentrovaný roztok k ředění ve vodě, vyrobený z organických esenciálních olejů 100%. Respektuje přirozenost koňské tlamy.

Určeno pro ústní vodu před a po zásahu lékaře nebo běžné péči po ráně nebo extrakci zubu.

Produkty vyvinuté ve spolupráci s Loen.

Klíčové prvky esenciální oleje ze skořice, čajovníku, Niaouli, Oregano, ravensare, voda.

K dispozici v 250 ml, 500 ml nebo 5 l.



Medcomplex s.r.o.

<b>11-SOI-ABB025</b>	EDH Přírodní bio dezinfekce 250 ml	<b>1 113 Kč</b>
<b>11-SOI-ABB05</b>	EDH Přírodní bio dezinfekce 500 ml	<b>1 754 Kč</b>
<b>11-SOI-ABB5</b>	EDH Přírodní bio dezinfekce 5 l	<b>14 641 Kč</b>

## Prskyřičný kompozit Voco Structur 2 SC

Kompozitní prskyřice Voco bez vytvrzování světlem.

Pro kazy, vytváří můstky pro diastemata.

Náplň 75g.



Medcomplex s.r.o.

<b>11-SOI-RS2</b>	EDH Prskyřičný kompozit Voco Structur 2 SC	<b>4 341 Kč</b>
-------------------	--------------------------------------------	-----------------

## Ručně míchaný zubní tmel

Ruční směs VPS zubní tmel.

Ideální pro dočasné vyplnění diastema, blokování prostor po extrakci moláru.

Doba tuhnutí 2min30s

Hrnc 445 g



Medcomplex s.r.o.

<b>11-SOI-PIM</b>	EDH Ručně míchaný zubní tmel	<b>2 480 Kč</b>
-------------------	------------------------------	-----------------



## Sada 10 míchacích hrotů

Sada 10 dlouhých míchacích špiček s intraorálním konektorem pro pryskyřici nebo pastu VPS.



Medcomplex s.r.o.

**11-SOI-L5EML** EDH Sada 10 míchacích hrotů **1 240 Kč**

## Trauma Buccal

Trauma Buccal je přírodní produkt k hojení ran v tlamě koně a zmírnění všech kostních traumat.



Medcomplex s.r.o.

**11-ART0009** EDH Trauma Buccal **888 Kč**

## Sada 10 míchacích koncovek lueur lock

Sada 10 dlouhých mixovacích špiček s konektorem lueur lock pro použití s jehlami.



Medcomplex s.r.o.

**11-SOI-L10EM** EDH Sada 10 míchacích koncovek s konektorem lueur lock **1 612 Kč**

## Voco adhesive

Lepidlo Voco, tuhnučím světlem.  
Aplikujte před pryskyřicí.



Medcomplex s.r.o.

**11-SOI-AFU04** EDH Voco adhesive **93 Kč**

## Vytvrzovací světlo

Vlastnosti:

- Výkon 1250 mW / cm<sup>2</sup>, bez zvýšení teploty
- Vyzařování v nejúčinnějším světelném spektru a nejvhodnější pro všechny kompozity
- Polymerace celého kompozitu v tloušťce 3 mm za 10 sekund!

MiniLED BLACK, základy technologie

- Vícevláknové optické sklo
- Rukojeť z eloxovaného hliníku
- Electronics CMS poslední generace



**11-SOI-LPML02** EDH Vytvrzovací světlo **17 363 Kč**

## Nerezový kbelík s gumou 12l



**11-ACC-SI12LC** EDH Nerezový kbelík s gumou 12l **2 489 Kč**

## EDH Příslušenství a nábytek

### Nerezový kbelík 10L



**11-ACC-SIE10L** EDH Nerezový kbelík 10L **1 611 Kč**

### Ohřivač vody

V zimě to bude váš spojenec.

Ideální a nezbytný pro zimní stomatologii, umožňuje vám pracovat v nejchladnějších podmínkách tím, že máte horkou vodu rychle (asi 5 minut). Visí na okraji kbelíku (používejte pouze kovové kbelíky).



**11-ACC-CH1000W** EDH Ohřivač vody **732 Kč**

## Ochranné brýle

Ochranné brýle ideální pro praxi koňské stomatologie.  
Velmi lehké a pohodlné, ochrana proti posouvání, úprava  
proti zamlžení.



<b>11-ACC-LDS</b>	EDH Ochranné brýle	<b>1 230 Kč</b>
-------------------	--------------------	-----------------

## Židlička SCANDroid

Scandroid je dokonalé modulární sedadlo, ideální pro každého mobilního veterináře a koňského zubaře.

Se svými 4 různými pracovními polohami je Scandroid všestranným, snadno použitelným doplňkem každé dnešní veterinární a koňské zubní praxe.

Scandroid se snadno nastavuje a je lehký, proto se dobře přepravuje. Pod sedadlem má Scandroid úložný prostor pro všechny potřebné nástroje, a to i během přepravy.

5 pojezdových kol, 2 kola jsou dodávána s aretací.

Scandroid je zdravotnický výrobek třídy 1 s označením CE.



<b>11-ACC-SRRS1</b>	EDH Židlička SCANDroid bez prodloužení	<b>16 691 Kč</b>
<b>11-ACC-SRRSEC</b>	EDH krátké prodloužení pro Scandroid	<b>3 075 Kč</b>
<b>11-ACC-SRRSEL</b>	EDH Dlouhé prodloužení pro Scandroid	<b>3 075 Kč</b>

## Přepravní kufr

Kufr se dodává včetně molitanů a s průhledným držákem produktů.

Vnitřní rozměry (pouze spodní díl bez molitanů) jsou 51,5x29x15,5cm

Vnější rozměry jsou 58x34x24cm.



<b>11-EL-VELP02</b>	EDH Přepravní kufr	<b>11 713 Kč</b>
---------------------	--------------------	------------------

# EDH Anestézie

## Anestetická pistole

Ideální pistole pro aplikaci lokálního nebo intraligamentálního anestetika.

Pro použití s 1,8ml kartuší.

Nerezová ocel.

Jehla a kartuše nejsou součástí balení.

Jehly pasují pouze na injekční stříkačky s evropským závitem.



Medcomplex s.r.l.

**11-ACC-SALP** EDH Anestetická pistole **7 751 Kč**

## Držák anestetické stříkačky

Držák na anestetickou stříkačku.

K dispozici ve velikosti 8 cm, 25 cm nebo 40 cm.

Ideální pro aplikaci lokálního anestetika.

Pro použití s 1,8 ml kartuší.

Nerezová ocel.

Jehla a kartuše nejsou součástí balení.

Jehly pasují pouze na injekční stříkačky s evropským závitem.



Medcomplex s.r.l.



Usage Example

Ukázka z praxe



Medcomplex s.r.l.

<b>11-ACC-SAL8</b>	EDH Držák anestetické stříkačky 8 cm	<b>1 488 Kč</b>
<b>11-ACC-SAL1825</b>	EDH Držák anestetické stříkačky 25 cm	<b>4 496 Kč</b>
<b>11-ACC-SAL2240</b>	EDH Držák anestetické stříkačky 40 cm	<b>4 806 Kč</b>

# ROZVĚRAČE AM1

## Rozvěrač tlamy pro koně CLASIC

Rozvěrač tlamy ohlávkový CLASIC slouží pro fixaci tlamy koně při stomatologických zákrocích, broušení zubů, atp. Rozvěrač má zubové západky jimiž lze regulovat otevření tlamy. Balení obsahuje skusové destičky INCISOR a CLASIC



**03-HMOC-IC** Koňský rozvěrač tlamy CLASIC AM1 s plátky INCISOR a CLASIC **7 820 Kč**

## Rozvěrač tlamy pro koně OPTIMUM



**03-HMOO-ICW** Koňský rozvěrač tlamy AM1 OPTIMUM s plátky INCISOR, CLASIC a WIDE **15 875 Kč**

## Medcomplex s.r.o.

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: [info@medcomplex.cz](mailto:info@medcomplex.cz)

mobil: +420 776 270 683

**Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.1.2025).**