


# KOSTNÍ CHIRURGIE

## KATALOG



# Kostní chirurgie

## Synthetic Bone

Syntetická kostní náhrada je tvořena bioaktivní kalciumfosfátovou keramikou z hydroxyapatitu (HA) a beta-trikalciumfosfátu ( $\beta$ -TCP) a tím věrně napodobuje přirozenou kost.

### VLASTNOSTI:

- Osteokonduktivní
- Biokompatibilní
- Vysoce porézní
- Syntetická
- Bone Graft Extender
- Připravena k přímému použití

### INDIKACE (PŘÍKLADY)

- Zlomeniny tibiální plošiny
- Zlomeniny distálního rádia
- Vyplnění klíček při chirurgii páteře
- Impresní zlomeniny
- Osteotomie, atd.



<b>07-SB0401G50</b>	Granulát lahvička 0,5cc (0,5-1 mm)	<b>1 815 Kč</b>
<b>07-SB9901G01</b>	Granulát lahvička 1cc (0,5-1 mm)	<b>2 057 Kč</b>
<b>07-SB9902G02</b>	Granulát lahvička 2cc (1-2 mm)	<b>2 618 Kč</b>
<b>07-SB9903G02</b>	Granulát lahvička 2cc (2-3 mm)	<b>2 618 Kč</b>
<b>07-SB0802G05</b>	Granulát lahvička 5cc (1-2 mm)	<b>2 937 Kč</b>
<b>07-SB0503G05</b>	Granulát lahvička 5cc (2-3 mm)	<b>2 937 Kč</b>
<b>07-SB9902G10</b>	Granulát lahvička 10cc (1-2 mm)	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB9903G10</b>	Granulát lahvička 10cc (2-3 mm)	<b>3 916 Kč</b>

<b>07-SB9903G16</b>	Granulát lahvička 2 x 8cc (2-3 mm)	<b>4 906 Kč</b>
<b>07-SB0803G20</b>	Granulát lahvička 2 x 10cc (2-3 mm)	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB0602G30</b>	Granulát lahvička 2 x 15cc (1-2 mm)	<b>5 885 Kč</b>
<b>07-SB0603G30</b>	Granulát lahvička 2 x 15cc (2-3 mm)	<b>5 885 Kč</b>
<b>07-SB0401GS50</b>	Stříkačka s granulátem 0,5cc	<b>1 815 Kč</b>
<b>07-SB1102GS05</b>	Stříkačka s granulátem 5cc	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB1102GS10</b>	Stříkačka s granulátem 10cc	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB1502M+G05</b>	Stříkačka s granulátem 5cc	<b>5 885 Kč</b>
<b>07-SB1502M+G10</b>	Stříkačka s granulátem 10cc	<b>6 534 Kč</b>
<b>07-SB9801B02</b>	Bloček 5 x 5 x 10 mm, 2 ks	<b>2 937 Kč</b>
<b>07-SB9801B04</b>	Bloček 5 x 5 x 10 mm, 4 ks	<b>3 267 Kč</b>
<b>07-SB9802B02</b>	Bloček 5 x 5 x 20 mm, 2 ks	<b>3 267 Kč</b>
<b>07-SB9802B04</b>	Bloček 5 x 5 x 20 mm, 4 ks	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB0810B01</b>	Bloček 10 x 10 x 10 mm	<b>2 937 Kč</b>
<b>07-SB0825B01</b>	Bloček 12 x 25 x 25 mm	<b>5 885 Kč</b>
<b>07-SB0830B01</b>	Bloček 10 x 30 x 30 mm	<b>5 885 Kč</b>
<b>07-SB0850B01</b>	Bloček 10 x 20 x 50 mm	<b>5 885 Kč</b>
<b>07-SB0940B01</b>	Bloček 10 x 10 x 40 mm	<b>2 937 Kč</b>
<b>07-SB0106C01</b>	Klínek zaoblený 6 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB0108C01</b>	Klínek zaoblený 8 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB0110C01</b>	Klínek zaoblený 10 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB0112C01</b>	Klínek zaoblený 12 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB1414C01</b>	Klínek zaoblený 14 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB9905C01</b>	Klínek rovný 5 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB9906C01</b>	Klínek rovný 6 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB9908C01</b>	Klínek rovný 8 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB9910C01</b>	Klínek rovný 10 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB9912C01</b>	Klínek rovný 12 mm	<b>5 555 Kč</b>
<b>07-SB0408D01</b>	Váleček průměr 8 mm, Délka 20 mm	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB0409D01</b>	Váleček průměr 9,5 mm, Délka 20 mm	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB0410D01</b>	Váleček průměr 10 mm, Délka 20 mm	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB0412D01</b>	Váleček průměr 12 mm, Délka 20 mm	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB0414D01</b>	Váleček průměr 14 mm, Délka 20 mm	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB1004PU50OR</b>	Pasta 0,5 ml	<b>3 267 Kč</b>
<b>07-SB1405PU01OR</b>	Pasta 1 ml	<b>3 916 Kč</b>
<b>07-SB1105PU025OR</b>	Pasta 2,5 ml	<b>5 885 Kč</b>
<b>07-SB1106PU05OR</b>	Pasta 5 ml	<b>6 534 Kč</b>
<b>07-SB1107PU010OR</b>	Pasta 10 ml	<b>9 801 Kč</b>

## Xenogenic Bone Graft

Ideální konstrukce Xenogenní materiály pro kostní náhrady se hojně používají už desítky let. Osteokonduktivní charakter garantuje předvídatelnou kostní regeneraci a dlouhodobou objemovou stabilitu. Zpracováno za optimálních teplotních poměrů, aby se zachovalo propojení mezi makropóry a mikropóry (až 95 % dutin)

- Ochrana alveolárního výběžku (ARP)
- Stabilizace kostních defektů
- Řízená kostní regenerace (GBR)
- Operace sinus lift
- Rozepření alveolárního hřebenu
- Parodontální regenerace



Medcomplex s.r.o.

<b>07-XBS050</b>	Granulát nádobka 0,5cc (0,25-1,0 mm)	<b>2 057 Kč</b>
<b>07-XBS100</b>	Granulát nádobka 1cc (0,25-1,0 mm)	<b>3 025 Kč</b>
<b>07-XBS200</b>	Granulát nádobka 2cc (0,25-1,0 mm)	<b>5 445 Kč</b>
<b>07-XBS400</b>	Granulát nádobka 4cc (0,25-1,0 mm)	<b>8 833 Kč</b>
<b>07-XBL100</b>	Granulát nádobka 1cc (1-2 mm)	<b>3 025 Kč</b>
<b>07-XBL200</b>	Granulát nádobka 2cc (1-2 mm)	<b>5 324 Kč</b>

## Kostní vosk

Bone Wax ( kostní vosk ) chirurgické hemostatikum. Bone WAX je vhodný pro mechanickou hemostázu na povrchu kostí. Složení přípravku je založeno na směsi včelího vosku a isopropylpalmitátu. To umožňuje kostní vosk snadno tvarovat a nanášet ručně. Při intraoseální aplikaci kostní vosk snižuje riziko infekce díky svým antimikrobiálním vlastnostem.

Detaily produktu:

- Kostní vosk pro hemostázu na povrchu kostí
- Umožňuje kontrolovanou a přesnou aplikaci
- Aplikace připravená k použití - snadné tvarování rukou
- 1 balení Bone Wax obsahuje 12 kusů (sáčků), obsah sáčku 2,5 g
- Materiál: 80% včelí vosk, 20% isopropylpalmitát
- Jednotlivě sterilně baleno



Medcomplex s.r.o.

<b>23-Z046</b>	BONE WAX 12 x 2,5g	<b>579 Kč</b>
----------------	--------------------	---------------

## Kostní cementy

### BEZCEM

Radioopakní kostní cement BEZCEM je indikován pro fixaci endoprotézy v kosti, rekonstrukce a zpevnění kosti v ortopedii, traumatologii a onkochirurgii

#### Vlastnosti:

- Mechanické vlastnosti odpovídají standardu ISO 5833
- Nižší teplota polymerizace – max. 70°C
- Nízká hladina volného monomeru během tuhnutí
- Stabilní fixace implantátu
- Jednoduché míchání
- Rychlá konečná fáze tvrdnutí zabrání mikropohybům implantátu

#### Skladování:

Kostní cement je dodáván sterilní a připravený pro použití na operačním sálu.

Musí být uchovány v originálním a nerozbaleném obalu v čistém, tmavém a suchém prostředí a maximální teplotě 25°C.

#### Balení:

Tekutina: ve skleněné ampulce

Prášek: ve dvojitém obalu



20-410001

Bezcem - kostní cement

803 Kč

### BEZGEN

Kostní cement s antibiotikem BEZGEN nabízí lokální antibioterapii. Gentamicin, vycházející z rodiny aminoglykosidu, má široké spektrum a je účinný proti většině vyskytujících se bakterií. Množství gentamicinu bylo optimalizováno, aby bylo zaručeno dlouhodobé uvolňování a stabilní hladina antibiotika v místě implantace.

#### Indikace:

Fixace endoprotézy v kosti u pacientu ohrožených infekcí, revizní alopastika, dočasná náhrada infikované endoprotézy ve formě spaceru, rekonstrukce a zpevnění kosti v ortopedii, traumatologii a onkochirurgii u pacientu ohrožených infekcí.

#### Vlastnosti:

- Mechanické vlastnosti odpovídají standardu ISO 5833
- Nižší teplota polymerizace – max. 70°C
- Nízká hladina volného monomeru během tuhnutí
- Stabilní fixace implantátu
- Jednoduché míchání
- Rychlá konečná fáze tvrdnutí zabrání mikropohybům implantátu
- Jedno 40g balení obsahuje 1,52g gentamicinu

#### Balení:

Tekutina: ve skleněné ampulce

Prášek: ve dvojitém obalu



20-410002

Bezgen - kostní cement s gentamicinem.

982 Kč

## Medcomplex s.r.o.

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: [info@medcomplex.cz](mailto:info@medcomplex.cz)

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na  
dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky  
(3.1.2024).