



# NÁŘADÍ S POHONEM

## KATALOG



## Oscilační pily

### Oscilační pila

Oscilační pila je ideální pro použití v ortopedii a traumatologii pro kostní operace. Poskytuje konstantní výkon po celou dobu operace. Tato pila má ergonomický vzhled, malý objem a nízkou hmotnost. Nástroje jsou bezdrátové, přenosné, bezpečně a jednoduše ovladatelné, takže ušetří čas během operací. Sterilizovatelná bez baterie

Pila je dodávána v tomto balení:  
tělo pily, sterilizační kroužek, baterie 2ks, nabíječka, 2 pilové listy

#### Technické parametry:

Pila:

- Rychlost rotace bez zátěže 0-14000r/m
- Hlučnost bez zátěže  $\leq 75$ dB
- Úhel  $4^\circ$
- upínací síla  $\geq 100$ N

Držák pily:

- Napětí při výkonu 13,2V
- Výstupní výkon  $\geq 130$ W
- Teplota  $\leq 20^\circ\text{C}$

Nabíječka :

- Vstupní napětí 100-240V
- Výstupní napětí 0-14V
- Doba nabíjení cca 2 hodiny
- Příkon 23W

Baterie :

- Napětí : 13,2V



Medcomplex s.r.o.

**08-OP1** Oscilační pila **21 000 Kč**

## Pila TPLO

Pila je dodávána v hliníkovém pouzdře.

Balení obsahuje:

Ruční pilu, jeden pilový list TPLO vel.21, 2 baterie a nabíječku

Dostupné velikosti pilových listů:

12, 15, 18, 21, 24, 27 a 30 údaj značí poloměr teoretické kružnice v mm.



Medcomplex s.r.o.

<b>08-TPLO</b>	Pila TPLO	<b>48 000 Kč</b>
<b>08-TPLOL</b>	Pilový list k TPLO pile	<b>2 500 Kč</b>

## Multifunkční ortopedický systém

Systém je plně kanalizovaný do 2,5mm. Obsahuje 4 samostatně vyměnitelné hlavy pro: oscilační pilu, vrtačku (sklíčidlo 0-4mm), rychloupínací vrtáky a pro posouvání hřebů. Dále systém obsahuje 2x baterii a 2x sterilizační kroužky, nabíječku. Výhodou je univerzálnost, nízká hmotnost a relativně malý rozměr. Plně sterilizovatelné bez baterie.



Medcomplex s.r.o.

**08-MFZ** Multifunkční ortopedický systém **58 000 Kč**

# Vrtačky

## Ortopedická vrtačka MINI

- Ortopedická vrtačka je navržena pro provádění chirurgických operací.
- Tato vrtačka má pěkný vzhled, malý objem a nízkou hmotnost.
- Nástroje jsou bateriové, přenosné, bezpečně a jednoduše ovladatelné, takže ušetří čas během operací.
- Ortopedická vrtačka je dodávána: Tělo vrtačky, sterilizační kroužek, baterie 2x, nabíječka
- Průchozí ortopedická vrtačka schopná upnout Kirschnerův drát o průměru 1,2mm – 2,7mm.
- Sterilizovatelná bez baterie v autoklávu při 135 C

### Technické parametry:

Vrtačka:

- Rychlost rotace bez zátěže :  $\geq 1100$ r/m
- Hlučnost bez zátěže :  $\leq 75$ dB

Držák vrtačky:

- Napětí při výkonu : 14,4V
- Výstupní výkon:  $\geq 20$ W
- Teplota:  $\leq 25^{\circ}\text{C}$

Nabíječka:

- Vstupní napětí AC 220V 50Hz
- Výstupní napětí 14,4V, 900mA
- Doba nabíjení cca 3 hodiny
- Příkon 30VA



**08-AV2** Ortopedická vrtačka MINI **27 000 Kč**

## Ortopedická vrtačka

- Ortopedická vrtačka je navržena pro provádění chirurgických operací.
- Nástroje jsou bateriové, přenosné, bezpečně a jednoduše ovladatelné, takže ušetří čas během operací.
- Ortopedická vrtačka je dodávána: Tělo vrtačky, sterilizační kroužek, baterie 2x, nabíječka
- Průchozí ortopedická vrtačka schopná upnout Kirschnerův drát do průměru 4,0 mm.
- Sterilizovatelná bez baterie v autoklávu při 135 C

### Technické parametry:

- Průchozí pro K-dráty do průměru 4mm
- Rychlost 0 -600rpm
- Točivý moment 3,5N/M 2 baterie, vydrží cca 3hod provoz

Doporučená sterilizace je v autoklávu. Lze sterilizovat také v horkovzduchu, nicméně vystavovat zařízení těmto hraničním teplotám není vzhledem k životnosti zcela optimální

Autokláv režim STANDARTNÍ – 121°C 20 minut 103-123kpa

Autokláv režim TLAKOVÝ – 134°C 4 minuty 202-230kpa

Horkovzduch – 135°C 20 minut



Medcomplex s.r.o.

**08-AV1** Ortopedická vrtačka **22 000 Kč**

## Odsávačky

### Odsávačka SPIRET

Elektrická odsávačka New Aspiret určená k odsávání tělních tekutin. Je možné použití s jednorázovými vaky Flovac dodávanými výrobcem odsávaček. Lehká, přenosná odsávačka.

Technické údaje:

- Dosažitelný podtlak: 0-0,75 bar, plynule regulovatelný
- Nádoba na sekret: 1000 ml
- Max. rozměry: 25 x 19 x 16 cm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Hlučnost: 59,6 dB
- Průtok: 15 l/min



Medcomplex s.r.o.

16-P03198

Odsávačka el. SPIRET, 1000ml

3 589 Kč

### Odsávačka BBN

Elektrická odsávačka BBN na stojanu

• Elektrická odsávačka s nádobou proti přesátí určená k odsávání tělních tekutin. Vhodné především pro operační sály.

• Také pro plastickou chirurgii - liposukce.

• Obsahuje nožní spínač.

Dosažitelný podtlak -0.01MPa- -0.09MPa, plynule regulovatelný

Max.rozměry 96 x 50 x 46 cm

Hmotnost 22 kg



Medcomplex s.r.o.

16-P05615

Odsávačka elektrická BBN na stojanu

37 336 Kč

**Medcomplex s.r.o.**

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: info@medcomplex.cz

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (3.1.2024).