

TTA

KATALOG



TTA AM1 Implantáty



Implantáty AM1 se vyznačují vynikající funkcí, kvalitním zpracováním a příznivou cenou.

TTA postup navrhli páni Tepic a Montavon tak, aby nastavili tibiální plato do úhlu 90° oproti přímému patella vazu. Tento způsob neutralizuje střížné síly v kloubu při zatížení a podporuje stabilitu kloubu. Toho je dosaženo předsunutím tibiálního výstupku a zastabilizováním. Implantáty jsou zajištěny pomocí titanových šroubů. Titan jako materiál je velmi osteo-podpurný, což vede k rychlému hojení. Pro tento postup se nedoporučují implantáty z nerezové oceli.

TTA klece stříhatelné

TTA stříhatelné klece lze krátit pomocí speciálních kleští a zkracovat po cca 2 mm



02-TTACCUT15	AM1 TTA Klec Variabilní 15 x 29 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT12	AM1 TTA Klec Variabilní 12 x 26 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT105	AM1 TTA Klec Variabilní 10,5 x 23 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT135	AM1 TTA Klec Variabilní 13,5 x 30 mm TITAN	1 245 Kč

02-TTACCUT90	AM1 TTA Klec Variabilní 9 x 23 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT75	AM1 TTA Klec Variabilní 7,5 x 21 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT60	AM1 TTA Klec Variabilní 6 x 21 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT45	AM1 TTA Klec Variabilní 4,5 x 20 mm TITAN	1 245 Kč
02-TTACCUT30	AM1 TTA Klec Variabilní 3 x 20 mm TITAN	1 245 Kč

TTA klece standard



02-TTAC1519	TTA Klec AM1 15 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1522	TTA Klec AM1 15 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1525	TTA Klec AM1 15 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1528	TTA Klec AM1 15 x 28mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC13522	TTA Klec AM1 13,5 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC13525	TTA Klec AM1 13,5 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC13528	TTA Klec AM1 13,5 x 28mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1220	TTA Klec AM1 12 x 20mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1222	TTA Klec AM1 12 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1225	TTA Klec AM1 12 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC1228	TTA Klec AM1 12 x 28mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10517	TTA Klec AM1 10,5 x 17mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10519	TTA Klec AM1 10,5 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10522	TTA Klec AM1 10,5 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC10525	TTA Klec AM1 10,5 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9016	TTA Klec AM1 9 x 16mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9019	TTA Klec AM1 9 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9022	TTA Klec AM1 9 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC9025	TTA Klec AM1 9 x 25mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC7513	TTA Klec AM1 7,5 x 13mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC7516	TTA Klec AM1 7,5 x 16mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC7519	TTA Klec AM1 7,5 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC7522	TTA Klec AM1 7,5 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC6013	TTA Klec AM1 6 x 13mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC6016	TTA Klec AM1 6 x 16mm, TITAN	788 Kč

02-TTAC6019	TTA Klec AM1 6 x 19mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC6022	TTA Klec AM1 6 x 22mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC4512	TTA Klec AM1 4,5 x12mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC4515	TTA Klec AM1 4,5 x15mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC3010	TTA Klec AM1 3 x10mm, TITAN	788 Kč
02-TTAC3013	TTA Klec AM1 3 x13mm, TITAN	788 Kč

TTA vidličky



02-TTAF2	TTA Vidlička AM1 2 hroty TITAN	334 Kč
02-TTAF3	TTA Vidlička AM1 3 hroty TITAN	334 Kč
02-TTAF4	TTA Vidlička AM1 4 hroty TITAN	334 Kč
02-TTAF5	TTA Vidlička AM1 5 hrotů TITAN	334 Kč
02-TTAF6	TTA Vidlička AM1 6 hrotů TITAN	334 Kč
02-TTAF7	TTA Vidlička AM1 7 hrotů TITAN	334 Kč
02-TTAF8	TTA Vidlička AM1 8 hrotů TITAN	334 Kč

TTA dlahy vidličné




02-TTAP2	TTA Dlahá AM1 2 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP3	TTA Dlahá AM1 3 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP4	TTA Dlahá AM1 4 otvory TITAN	355 Kč

02-TTAP5	TTA Dlahá AM1 5 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP6	TTA Dlahá AM1 6 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP7	TTA Dlahá AM1 7 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP8	TTA Dlahá AM1 8 otvorů TITAN	355 Kč

TTA dlahy vidličné prodloužené



02-TTAP2L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 2 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP3L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 3 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP4L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 4 otvory TITAN	355 Kč
02-TTAP5L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 5 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP6L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 6 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP7L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 7 otvorů TITAN	355 Kč
02-TTAP8L	TTA Dlahá AM1 Prodloužená 8 otvorů TITAN	355 Kč



TTA dlahy bezvidličné šroubovací



02-TTAPX2	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 2 TITAN (ekvivalent dlahy s 2 otvory)	370 Kč
02-TTAPX3	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 3 TITAN (ekvivalent dlahy se 3 otvory)	370 Kč
02-TTAPX4	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 4 TITAN (ekvivalent dlahy se 4 otvory)	370 Kč
02-TTAPX5	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 5 TITAN (ekvivalent dlahy s 5 otvory)	370 Kč
02-TTAPX6	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 6 TITAN (ekvivalent dlahy s 6 otvory)	370 Kč
02-TTAPX7	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 7 TITAN (ekvivalent dlahy se 7 otvory)	370 Kč
02-TTAPX8	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 8 TITAN (ekvivalent dlahy s 8 otvory)	370 Kč

TTA dlahy bezvidličné prodloužené šroubovací




02-TTAPX2L	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 2 TITAN (ekvivalent dlahy s 2 otvory)	370 Kč
02-TTAPX3L	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 3 TITAN (ekvivalent dlahy s 3 otvory)	370 Kč

02-TTAPX4L	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 4 TITAN (ekvivalent dlahy s 4 otvory)	370 Kč
02-TTAPX5L	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 5 TITAN (ekvivalent dlahy s 5 otvory)	370 Kč
02-TTAPX6L	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 6 TITAN (ekvivalent dlahy s 6 otvory)	370 Kč
02-TTAPX7L	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 7 TITAN (ekvivalent dlahy s 7 otvory)	370 Kč
02-TTAPX8L	TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 8 TITAN (ekvivalent dlahy s 8 otvory)	370 Kč

TTA distanční podložky

TTA distanční podložky mají své opodstatnění v případě, že se u ruptury CCL vyskytne i luxace pately. V tom případě lze tibiální hrbolek posunout laterálně nebo mediálně, aby došlo k opětovnému vyrovnání mechanismu kvadricepsu. Toho lze dosáhnout přidáním distanční podložky nebo podložky uvedené níže ke kraniálnímu nebo kaudálnímu šroubu klece. Podložky se vloží mezi klec a tibií, aby tlačily na tibiální hrbolek buď laterálně (kraniální šroub), nebo mediálně (kaudální šroub). Doporučuje se posunout tibiální hrbolek maximálně o 50% jeho šířky. Dostupné v šířce 1, 2, 4. Titan se nesmí kombinovat s nerezovým šroubem. Kombinace titanu a nerez v těle může vytvářet chemickou reakci („elektrický člunek“).



02-TTAW1	TTA podložka AM1 - výška 1 mm, TITAN	253 Kč
02-TTAW2	TTA podložka AM1 - výška 2 mm, TITAN	253 Kč
02-TTAW4	TTA podložka AM1 - výška 4 mm, TITAN	253 Kč



Medcomplex s.r.o.

Masty 1

518 01 Dobruška

Czech Republic

email: info@medcomplex.cz

mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (24.1.2023).