**Med**complex s. r. o.

2026

# IMPLANTÁTY

## KATALOG



+420 776 270 683
info@medcomplex.cz

# TTA AM1 Implantáty NEREZOVÉ

Implantáty AM1 se vyznačují vynikající funkčností, kvalitním zpracováním a příznivou cenou.

## K Dráty




| | | |
|---|---|---|
| 01-KWDT-292-42-15 | K drát AM1 0,8mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-44-15 | K drát AM1 1,0 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-46-15 | K drát AM1 1,2 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-47-15 | K drát AM1 1,4 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-50-15 | K drát AM1 1,6 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-51-15 | K drát AM1 1,8 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-52-15 | K drát AM1 2,0 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-55-15 | K drát AM1 2,2 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-60-15 | K drát AM1 2.5 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-62-15 | K drát AM1 3.0 mm, L 15cm, trokar/trokar | 41 Kč |
| 01-KWDT-292-42-30 | K drát AM1 0.8 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-44-30 | K drát AM1 1,0 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-46-30 | K drát AM1 1,2 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-47-30 | K drát AM1 1,4 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-50-30 | K drát AM1 1,6 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-51-30 | K drát AM1 1,8 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-52-30 | K drát AM1 2,0 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-55-30 | K drát AM1 2,2 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-60-30 | K drát AM1 2,5 mm, L 30cm, trokar/trokar | 46 Kč |
| 01-KWDT-292-61-30 | K drát AM1 3,0 mm, L 30cm, trokar/trokar | 50 Kč |
| 01-KWDT-292-62-30 | K drát AM1 3,5 mm, L 30cm, trokar/trokar | 53 Kč |
| 01-KWDT-292-63-30 | K drát AM1 4,0 mm, L 30cm, trokar/trokar | 75 Kč |
| 01-KWDT-292-63-40 | K drát AM1 4,5 mm, L 30cm, trokar/trokar | 99 Kč |
| 01-KWDT-292-63-50 | K drát AM1 5,0 mm, L 30cm, trokar/trokar | 128 Kč |

## K Dráty s vrtacím hrotem




| | | |
|---|---|---|
| 01-KWGDB-11 | K drát AM1 1,1 mm, L 300 mm, Vrtací hrot/Vrtací hrot | 82 Kč |

## Dráty s pozitivním středovým závitem




| | | |
|---|---|---|
| 01- C-12-16-75 | Drát AM1 s poz. střed. závitem 1,2mm/1,6mm/15mm L75mm | 273 Kč |
| 01- C-14-18-75 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 1,4mm/1,8mm/15mm L75mm | 273 Kč |
| 01- C-16-20-75 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 1,6mm/2,0mm/15mm L75mm | 273 Kč |
| 01- C-18-22-100 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 1,8mm/2,2mm/25mm L100mm | 273 Kč |
| 01- C-20-25-100 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,0mm/2,5mm/25mm L100mm | 273 Kč |
| 01- C-24-32-100 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,4mm/3,2mm/25mm L100mm | 273 Kč |
| 01- C-24-32-150 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,4mm/3,2mm/45mm L150mm | 273 Kč |
| 01- C-28-35-115 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,8mm/3,5mm/30mm L115mm | 273 Kč |
| 01- C-28-35-165 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 2,8mm/3,5mm/50mm L165mm | 273 Kč |
| 01- C-30-35-120 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,0mm/3,5mm/35mm L120mm | 273 Kč |
| 01- C-32-40-125 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,2mm/4,0mm/35mm L125mm | 273 Kč |
| 01- C-32-40-175 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,2mm/4,0mm/50mm L175mm | 273 Kč |
| 01- C-35-43-140 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,5mm/4,3mm/35mm L140mm | 273 Kč |
| 01- C-35-43-175 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 3,5mm/4,3mm/50mm L175mm | 273 Kč |
| 01- C-40-48-175 | Drát AM1 s poz. střed.závitem 4,0mm/4,8mm/50mm L175mm | 273 Kč |

## Dráty s pozitivním koncovým závitem




| | | |
|---|---|---|
| 01- I-16-20-90 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 1,6mm/2,0mm/16mm L90mm | 273 Kč |
| 01- I-20-24-90 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,0mm/2,4mm/16mm L90mm | 273 Kč |
| 01- I-20-25-95 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,0mm/2,5mm/25mm L95mm | 273 Kč |
| 01- I-24-30-90 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,4mm/3,0mm/17mm L90mm | 273 Kč |
| 01- I-24-32-100 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,4mm/3,2mm/25mm L100mm | 273 Kč |
| 01- I-24-32-150 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,4mm/3,2mm/31mm L150mm | 273 Kč |
| 01- I-28-35-110 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,8mm/3,5mm/28mm L110mm | 273 Kč |
| 01- I-28-35-150 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 2,8mm/3,5mm/50mm L150mm | 273 Kč |
| 01- I-30-35-110 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,0mm/3,5mm/30mm L110mm | 273 Kč |
| 01- I-32-40-115 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,2mm/4,0mm/31mm L115mm | 273 Kč |
| 01- I-32-40-150 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,2mm/4,0mm/50mm L150mm | 273 Kč |
| 01- I-35-43-130 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,5mm/4,3mm/35mm L130mm | 273 Kč |
| 01- I-35-43-175 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 3,5mm/4,3mm/54mm L175mm | 273 Kč |
| 01- I-40-48-150 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 4,0mm/4,8mm/38mm L150mm | 273 Kč |
| 01- I-40-48-200 | Drát AM1 s poz.konc.závitem 4,0mm/4,8mm/57mm L200mm | 273 Kč |

# Externí fixace

Rychle tuhnoucí dvousložkové epoxidové tmely AM1 EpoxyStick I (šedý) a AM1 EpoxyStick II (bílý).

Rychlá a pohodlná alternativa při tvorbě konstrukcí vnější fixace, nahrazuje systém externích propojovacích tyčí a svorek. Vynikající pro propojování pinů různých průměrů, bez ohledu na vnější pozici. Vhodný i v případě, kdy je pozice zafixována pomocí svorek, následně se aplikuje tmel a po zatvrdnutí se svorky odstraní.

Tmel tuhne do 5 minut od smíchání a do 20 minut je plně vytvrzen. Na počátku tvrdnutí lze finálně redukovat, což umožňuje zcela přesnou lokalizaci finální pozice. Vhodný na nerezové materiály, kovy, tvrzené plasty, keramiku.




| | | |
|---|---|---|
| **10-ES1** | AM1 EpoxyStick I (tmavý), 115 g | **455 Kč** |
| **10-ES2** | AM1 EpoxyStick II (světlý), 115 g | **583 Kč** |

## Dráty STEINMANN




| | | |
|---|---|---|
| **01-KWTR-292-70** | STEINMANN drát AM1 0,8 mm, L 150mm, trokar, závit | **113 Kč** |
| **01-KWTR-292-71** | STEINMANN drát AM1 1,0 mm, L 150mm, trokar, závit | **113 Kč** |
| **01-KWTR-292-72** | STEINMANN drát AM1 1,2 mm, L 180mm, trokar, závit | **113 Kč** |
| **01-KWTR-292-72A** | STEINMANN drát AM1 1,2 mm, L 180mm, trokar, závit | **103 Kč** |
| **01-KWTR-292-73** | STEINMANN drát AM1 1,4 mm, L 180mm, trokar, závit | **103 Kč** |
| **01-KWTR-292-74** | STEINMANN drát AM1 1,6 mm, L 180mm, trokar, závit | **103 Kč** |
| **01-KWTR-292-76** | STEINMANN drát AM1 2,5 mm, L 200mm, trokar, závit | **103 Kč** |
| **01-KWTR-292-77** | STEINMANN drát AM1 3,0 mm, L 230mm, trokar, závit | **103 Kč** |
| **01-KWTR-292-78** | STEINMANN drát AM1 4,0 mm, L 250mm, trokar, závit | **110 Kč** |
| **01-KWTR-292-79** | STEINMANN drát AM1 2,0 mm, L 180mm, trokar, závit | **103 Kč** |

## Cerklážní dráty




| | | |
|---|---|---|
| **01-PS915.038** | Cerklážní drát AM1 0,38mm, měkký, 10m | **519 Kč** |
| **01-PS915.045** | Cerklážní drát AM1 0,45mm, měkký, 10m | **519 Kč** |
| **01-PS915.055** | Cerklážní drát AM1 0,55mm, měkký, 10m | **519 Kč** |
| **01-PS915.080** | Cerklážní drát AM1 0,80mm, měkký, 10m | **553 Kč** |
| **01-PS915.100** | Cerklážní drát AM1 1,00mm, měkký, 10m | **553 Kč** |

| | | |
|---|---|---|
| 01-PS915.120 | Cerklážní drát AM1 1,20mm, měkký, 10m | 695 Kč |

## Dlahy Implantační nerezové 1,5/2mm




| | | |
|---|---|---|
| 01-SMP-243-14 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 4 otvory, Š=5 mm, L=22 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-15 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 5 otvorů, Š=5 mm, L=27 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-16 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 6 otvorů, Š=5 mm, L=32 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-17 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 7 otvorů, Š=5 mm, L=37 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-18 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 8 otvorů, Š=5 mm, L=42 mm | 340 Kč |
| 01-SMP-243-20 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 10 otvorů, Š=5 mm, L=52 mm | 448 Kč |
| 01-SMP-243-22 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 12 otvorů, Š=5 mm, L=62 mm | 539 Kč |
| 01-SMP-243-24 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 14 otvorů, Š=5 mm, L=72 mm | 628 Kč |
| 01-SMP-243-30 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2 mm, 20 otvorů, Š=5 mm, L=100 mm | 1 531 Kč |

## Dlahy Implantační nerezové 1,5/2mm MINI




| | | |
|---|---|---|
| 01-SMP-243-13MINI | MINI Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 3 otvory, Š=5 mm, L=17 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-14MINI | MINI Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 4 otvory, Š=5 mm, L=23 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-15MINI | MINI Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 5 otvory, Š=5 mm, L=29 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-16MINI | MINI Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 6 otvory, Š=5 mm, L=35 mm | 265 Kč |
| 01-SMP-243-17MINI | MINI Dlaha kompresní AM1 pro šr. 1,5/2,0 mm, 7 otvory, Š=5 mm, L=39 mm | 265 Kč |

## Dlahy Implantační nerezové 2,4/2,7mm




| | | |
|---|---|---|
| 01-DCP-27-244-04 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 4 otvory, Š=8 mm, L=35 mm | 218 Kč |
| 01-DCP-27-244-05 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 5 otvorů, Š=8 mm, L=44 mm | 228 Kč |
| 01-DCP-27-244-06 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 6 otvorů, Š=8 mm, L=52 mm | 248 Kč |
| 01-DCP-27-244-07 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 7 otvorů, Š=8 mm, L=60 mm | 265 Kč |
| 01-DCP-27-244-08 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 8 otvorů, Š=8 mm, L=68 mm | 341 Kč |
| 01-DCP-27-244-09 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 9 otvorů, Š=8 mm, L=76 mm | 341 Kč |
| 01-DCP-27-244-10 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 10 otvorů, Š=8 mm, L=84 mm | 371 Kč |
| 01-DCP-27-244-11 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 11 otvorů, Š=8 mm, L=92 mm | 387 Kč |
| 01-DCP-27-244-12 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 12 otvorů, Š=8 mm, L=100 mm | 429 Kč |
| 01-DCP-27-244-14 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 14 otvorů, Š=8 mm, L=116 mm | 502 Kč |
| 01-DCP-27-244-16 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 16 otvorů, Š=8 mm, L=132 mm | 572 Kč |
| 01-DCP-27-244-18 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 18 otvorů, Š=8 mm, L=148 mm | 694 Kč |

## Dlahy Implantační nerezové 3,5mm



| | | |
|---|---|---|
| 01-DCPS-248-04 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 4 otvory, Š=10 mm, L=50 mm | 228 Kč |
| 01-DCPS-248-05 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 5 otvorů, Š=10 mm, L=62 mm | 228 Kč |
| 01-DCPS-248-06 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 6 otvorů, Š=10 mm, L=74 mm | 248 Kč |
| 01-DCPS-248-07 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 7 otvorů, Š=10 mm, L=86 mm | 265 Kč |
| 01-DCPS-248-08 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 8 otvorů, Š=10 mm, L=98 mm | 341 Kč |
| 01-DCPS-248-09 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 9 otvorů, Š=10 mm, L=110 mm | 341 Kč |
| 01-DCPS-248-10 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 10 otvorů, Š=10 mm, L=122 mm | 341 Kč |
| 01-DCPS-248-11 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 11 otvorů, Š=10 mm, L=134 mm | 440 Kč |
| 01-DCPS-248-12 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 12 otvorů, Š=10 mm, L=146 mm | 440 Kč |
| 01-DCPS-248-14 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 14 otvorů, Š=10 mm, L=170 mm | 513 Kč |
| 01-DCPS-248-16 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 16 otvorů, Š=10 mm, L=194 mm | 586 Kč |
| 01-DCPS-248-18 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 18 otvorů, Š=10 mm, L=222 mm | 659 Kč |
| 01-DCPS-248-20 | Dlaha kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 20 otvorů, Š=10 mm, L=246 mm | 733 Kč |

## Dlahy široké kompresní nerezové 3,5mm



| | | |
|---|---|---|
| 01-622.09VT | Dlaha široká kompresní AM1 pro šr. 3,5 mm, 9 otvorů, L 110 mm, 12/4 mm | 464 Kč |

## Dlahy Rekonstrukční nerezové 2,4/2,7mm



| | | |
|---|---|---|
| 01-RCP-245-20 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 6 otvorů, Š=8 mm, L=50 mm | 341 Kč |
| 01-RCP-245-21 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 8 otvorů, Š=8 mm, L=66 mm | 455 Kč |
| 01-RCP-245-22 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 10 otvorů, Š=8 mm, L=82 mm | 524 Kč |
| 01-RCP-245-23 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 12 otvorů, Š=8 mm, L=98 mm | 684 Kč |
| 01-RCP-245-24 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 14 otvorů, Š=8 mm, L=115 mm | 800 Kč |

## Dlahy rekonstrukční nerezové 3,5mm




| | | |
|---|---|---|
| 01-RCP-245-15 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 5 otvorů, Š=10 mm, L=60 mm | 456 Kč |
| 01-RCP-245-16 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 6 otvorů, Š=10 mm, L=73 mm | 456 Kč |
| 01-RCP-245-17 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 7 otvorů, Š=10 mm, L=84 mm | 457 Kč |
| 01-RCP-245-18 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 8 otvorů, Š=10 mm, L=96 mm | 456 Kč |
| 01-RCP-245-00 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 10 otvorů, Š=10 mm, L=120 mm | 497 Kč |
| 01-RCP-245-02 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 12 otvorů, Š=10 mm, L=140 mm | 524 Kč |
| 01-RCP-245-04 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 3,5 mm, 14 otvorů, Š=10 mm, L=166 mm | 563 Kč |

## Dlahy Rekonstrukční nerezové 4,5mm




| | | |
|---|---|---|
| 01-RCP-229-44 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 4,5 mm, 14 otvorů, Š=12 mm, L=222 mm | 603 Kč |
| 01-RCP-229-45 | Dlaha rekonstrukční AM1 pro šr. 4,5 mm, 15 otvorů, Š=12 mm, L=237 mm | 646 Kč |

## Dlahy Supra Condylar nerezové





| | | |
|---|---|---|
| 01-703.01LVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ, 2,0 mm šroub, L 50mm, Š 6mm, T 1,8mm | 414 Kč |
| 01-703.01RVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ, 2,0 mm šroub, L 50mm, Š 6mm, T 1,8mm | 414 Kč |
| 01-703.02LVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ, 2,4 mm šroub, L 55mm, Š 6,8mm, T 1,8mm | 622 Kč |
| 01-703.02RVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ, 2,4 mm šroub, L 55mm, Š 6,8mm, T 1,8mm | 622 Kč |
| 01-703.03LVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 3mm | 726 Kč |
| 01-703.03RVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 3mm | 726 Kč |
| 01-703.04LVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní LEVÁ ŠIROKÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 4,2mm | 756 Kč |
| 01-703.04RVT | AM1 Dlaha Supra Condylar Kompresní PRAVÁ ŠIROKÁ, 3,5 mm šroub, L 85mm, Š 12mm, T 4,2mm | 756 Kč |

## Dlahy Žlábkové ¼ nerezové 2,4/2,7mm



| | | |
|---|---|---|
| 01-QTP-242-16 | Dlaha AM1 1/4 žlábková pro šr. 2,4/2,7 mm, 6 otvorů, Š=8 mm, L=50 mm | 253 Kč |
| 01-QTP-242-17 | Dlaha AM1 1/4 žlábková pro šr. 2,4/2,7 mm, 7 otvorů, Š=8 mm, L=64 mm | 270 Kč |
| 01-QTP-242-18 | Dlaha AM1 1/4 žlábková pro šr. 2,4/2,7 mm, 8 otvorů, Š=8 mm, L=73 mm | 303 Kč |

## Dlahy Žlábkové ¼ nerezové 2,4/2,7mm




| | | |
|---|---|---|
| 01-FJP-242-33/5 | Dlaha L AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 2+5 otv., Š=8/13 mm, L=50 mm | 476 Kč |
| 01-FJP-242-34/5 | Dlaha R AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 2+5 otvory, Š=8/13 mm, L=50 mm | 476 Kč |
| 01-FJP-242-41/5 | Dlaha T AM1 pro šr. 2,4/2,7 mm, 2+5 otvory, Š=8/13 mm, L=50 mm | 476 Kč |

## Canine Pantarsal Arthrodesis - PES



| | | |
|---|---|---|
| 01-882.01RVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,4 mm šroub, L 71/78mm, Š 6,5mm, T 2mm | 1 140 Kč |
| 01-882.01LVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,4 mm šroub, L 71/78mm, Š 6,5mm, T 2mm | 1 140 Kč |
| 01-882.02LVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 95/100mm, Š 8mm, T 2mm | 1 140 Kč |
| 01-882.02RVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 95/100mm, Š 8mm, T 2mm | 1 140 Kč |
| 01-882.03LVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm | 1 243 Kč |
| 01-882.03RVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm | 1 243 Kč |
| 01-882.04LVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm | 1 243 Kč |
| 01-882.04RVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 125/133mm, Š 10mm, T 3mm | 1 243 Kč |
| 01-882.05LVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 140/150mm, Š 11mm, T 3mm | 1 243 Kč |
| 01-882.05RVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,7/3,5 mm šroub, L 140/150mm, Š 11mm, T 3mm | 1 243 Kč |
| 01-882.06LVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,7/3,5/4,5 mm šroub, L 185/195mm, Š 15mm, T 4mm | 1 450 Kč |
| 01-882.06RVT | AM1 Dlaha Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,7/3,5/4,5 mm šroub, L 185/195mm, Š 15mm, T 4mm | 1 450 Kč |

## Feline Pantarsal Arthrodesis – KOČKA



| | | |
|---|---|---|
| 01-883.RVT | AM1 Dlaha Feline Pantarsal Arthrodesis PRAVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 65/75mm, Š 7mm, T 1,8mm | 1 140 Kč |
| 01-883.LVT | AM1 Dlaha Feline Pantarsal Arthrodesis LEVÁ, T4 slot, 2,0/2,7 mm šroub, L 65/75mm, Š 7mm, T 1,8mm | 1 140 Kč |

## Intertarsal Arthrodesis



| | | |
|---|---|---|
| 01-884.01VT | AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 1,5/2,0 mm šroub, L 47mm, Š 6mm, T 1,7mm | 514 Kč |
| 01-884.02VT | AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 2,0/2,0 mm šroub, L 58mm, Š 6,4mm, T 2,0mm | 514 Kč |
| 01-884.03VT | AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 2,7/2,7 mm šroub, L 80mm, Š 8mm, T 2,0mm | 618 Kč |
| 01-884.04VT | AM1 Dlaha Intertarsal Arthrodesis, 2,7/3,5 mm šroub, L 114mm, Š 12mm, T 4,3mm | 826 Kč |

## Dlahy TPLO úhlově stabilní ´G´ 6 otvorů




| | | |
|---|---|---|
| 01-811.01LVT | AM1 TPLO ´G´ Úhlově stabilní, tvarovaná dlaha, 6 otvorů, 19 x 55 mm, pro šr. 3,5 mm, LEVÁ | 1 320 Kč |
| 01-811.01RVT | AM1 TPLO ´G´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 19 x 55 mm, pro šr. 3,5 mm, PRAVÁ | 1 320 Kč |
| 01-816.06VTL | AM1 TPLO ´G´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 22 x 66 mm, pro šr. 3,5 mm LEVÁ | 1 320 Kč |
| 01-816.06VTR | AM1 TPLO ´G´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 22 x 66 mm, pro šr. 3,5 mm PRAVÁ | 1 320 Kč |

## Dlahy TPLO ´T´



| | | |
|---|---|---|
| 01-813.02VT | AM1 TPLO ´T´ dlaha, 6 otvorů, 24x58 mm, pro 3,5 mm šrouby | 792 Kč |
| 01-813.01VT | AM1 TPLO ´T´ dlaha, 6 otvorů, 23x62 mm, pro 3,5 mm šrouby | 792 Kč |

## Dlahy TPLO úhlově stabilní ´G´ 8 otvorů



| | | |
|---|---|---|
| 01-815.08VTL | AM1 TPLO ´G´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 8 otvorů, 27 x 81 mm, LEVÁ | 1 320 Kč |
| 01-815.08VTR | AM1 TPLO ´G´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 8 otvorů, 27 x 81 mm, PRAVÁ | 1 320 Kč |

## Dlahy TPLO úhlově stabilní ´Y´ 7 otvorů




| | | |
|---|---|---|
| **01-814.01RVT** | AM1 TPLO ´Y´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 7 otvorů, 31 x 74 mm, pro šr. 3,5 mm, PRAVÁ | **1 790 Kč** |
| **01-814.01LVT** | AM1 TPLO ´Y´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 7 otvorů, 31 x 74 mm, pro šr. 3,5 mm, LEVÁ | **1 790 Kč** |

## Dlahy TPLO úhlově stabilní ´Y´ 8 otvorů




| | | |
|---|---|---|
| **01-814.02RVT** | AM1 TPLO ´Y´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 8 otvorů, 37 x 83 mm, pro šr. 3,5 mm, PRAVÁ | **1 848 Kč** |
| **01-814.02LVT** | AM1 TPLO ´Y´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 8 otvorů, 37 x 83 mm, pro šr. 3,5 mm, LEVÁ | **1 848 Kč** |

## Dlahy TPLO úhlově stabilní, tvarovaná, 6 otvorů



| | | |
|---|---|---|
| **01-814.27.03RVT** | AM1 TPLO ´Y´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 22 x 39 mm, pro šr. 2,7 mm, PRAVÁ | **1 720 Kč** |
| **01-814.27.03LVT** | AM1 TPLO ´Y´ Úhlově stabilní dlaha, tvarovaná, 6 otvorů, 22 x 39 mm, pro šr. 2,7 mm, LEVÁ | **1 720 Kč** |


## Dlahy TPLO úhlově stabilní – uzamykatelné



| | | |
|---|---|---|
| **01-885.02VT** | AM1 Uzamykatelná dlaha 2,4mm, 6,5 x 38 mm, pro šr. 2,4 mm, 5otv. | **480 Kč** |
| **01-886.01VT** | AM1 Uzamykatelná dlaha 2,7mm, 6,5 x 38 mm, pro šr. 2,7 mm, 4otv. | **480 Kč** |

## Šrouby kortikální samořezné NEREZ 1,5mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-CL-210-06 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 6mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-210-08 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 8mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-210-10 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 10mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-210-12 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 12mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-210-14 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 14mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-210-16 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 16mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-210-18 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 18mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-210-20 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 20mm, samořezný nerez | 75 Kč |

## Šrouby kortikální samořezné NEREZ 2,0mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-CL-211-06 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 6mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-08 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 8mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-10 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 10mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-12 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 12mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-14 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 14mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-16 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 16mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-18 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 18mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-20 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 20mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-22 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 22mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-24 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 24mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-26 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 26mm, samořezný nerez | 75 Kč |
| 01-CL-211-28 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 28mm, samořezný nerez | 75 Kč |

## Šrouby kortikální samořezné NEREZ 2,4mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-201.608 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 8mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.610 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 10mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.612 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 12mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.614 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 14mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.616 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 16mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.618 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 18mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.620 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 20mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.622 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 22mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.624 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 24mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.626 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 26mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.628 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 28mm, samořezný nerez | 67 Kč |
| 01-201.630 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 30mm, samořezný nerez | 67 Kč |

# Šrouby kortikální samořezné NEREZ 2,7mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-CL-202-08 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 8mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-10 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 10mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-12 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 12mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-14 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 14mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-16 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 16mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-18 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 18mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-20 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 20mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-22 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 22mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-24 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 24mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-26 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 26mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-28 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 28mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-30 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 30mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-32 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 32mm, samořezný nerez | 55 Kč |
| 01-CL-202-34 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 34mm, samořezný nerez | 65 Kč |
| 01-CL-202-36 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 36mm, samořezný nerez | 65 Kč |
| 01-CL-202-38 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 38mm, samořezný nerez | 65 Kč |
| 01-CL-202-40 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 40mm, samořezný nerez | 65 Kč |

# Šrouby kortikální samořezné NEREZ 3,5mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-CL-204-10 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 10mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-12 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 12mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-14 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 14mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-16 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 16mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-18 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 18mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-20 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 20mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-22 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 22mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-24 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 24mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-26 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 26mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-28 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 28mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-30 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 30mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-32 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 32mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-34 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 34mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-36 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 36mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-38 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 38mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-40 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 40mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-42 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 42mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-44 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 44mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-46 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 46mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-48 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 48mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-204-50 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 50mm, samořezný nerez | 50 Kč |

# TTA AM1 Implantáty TITANOVÉ

## Šrouby kortikální samořezné NEREZ 4,5mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-CL-214-12 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 12mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-14 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 14mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-16 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 16mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-18 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 18mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-20 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 20mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-22 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 22mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-24 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 24mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-26 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 26mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-28 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 28mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-30 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 30mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-32 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 32mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-34 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 34mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-36 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 36mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-38 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 38mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-40 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 40mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-42 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 42mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-44 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 44mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-46 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 46mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-48 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 48mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-50 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 50mm, samořezný nerez | 50 Kč |
| 01-CL-214-60 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 60mm, samořezný nerez | 69 Kč |
| 01-CL-214-70 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 70mm, samořezný nerez | 69 Kč |
| 01-CL-214-80 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 80mm, samořezný nerez | 69 Kč |
| 01-CL-214-85 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 85mm, samořezný nerez | 69 Kč |
| 01-CL-214-90 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 90mm, samořezný nerez | 69 Kč |
| 01-CL-214-95 | Šroub kortikální AM1 4,5mm, L 95mm, samořezný nerez | 69 Kč |

## Šrouby kortikální samořezné TITAN 1,5mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-TICL-210-06 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 6mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-210-08 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 8mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-210-10 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 10mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-210-12 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 12mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-210-14 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 14mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-210-16 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 16mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-210-18 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 18mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-210-20 | Šroub kortikální AM1 1,5mm, L 20mm, samořezný TITAN | 161 Kč |

## Šrouby kortikální samořezné TITAN 2,0mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-TICL-211-06 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 6mm, samořezný TITAN | 161 Kč |

| | | |
|---|---|---|
| 01-TICL-211-08 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 8mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-211-10 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 10mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-211-12 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 12mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-211-14 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 14mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-211-16 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 16mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-211-18 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 18mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-211-20 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 20mm, samořezný TITAN | 161 Kč |
| 01-TICL-211-22 | Šroub kortikální AM1 2,0mm, L 22mm, samořezný TITAN | 161 Kč |

## Šrouby kortikální samořezné TITAN 2,4mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-TI401.608 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 8mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.610 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 10mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.612 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 12mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.614 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 14mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.616 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 16mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.618 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 18mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.620 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 20mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.622 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 22mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.624 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 24mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.626 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 26mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.628 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 28mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TI401.630 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 30mm, samořezný TITAN | 145 Kč |
| 01-TI401.632 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 32mm, samořezný TITAN | 145 Kč |
| 01-TI401.634 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 34mm, samořezný TITAN | 145 Kč |
| 01-TI401.636 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 36mm, samořezný TITAN | 145 Kč |
| 01-TI401.638 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 38mm, samořezný TITAN | 145 Kč |
| 01-TI401.640 | Šroub kortikální AM1 2,4mm, L 40mm, samořezný TITAN | 145 Kč |

## Šrouby kortikální samořezné TITAN 2,7mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-TICL-202-08 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 8mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-10 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 10mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-12 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 12mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-14 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 14mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-16 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 16mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-18 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 18mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-20 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 20mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-22 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 22mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-24 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 24mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-26 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 26mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-28 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 28mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-30 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 30mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-32 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 32mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-34 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 34mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-36 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 36mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-202-38 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 38mm, samořezný TITAN | 132 Kč |
| 01-TICL-202-40 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 40mm, samořezný TITAN | 132 Kč |
| 01-TICL-202-42 | Šroub kortikální AM1 2,7mm, L 42mm, samořezný TITAN | 132 Kč |


## Šrouby kortikální samořezné TITAN 3,5mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-TICL-204-08 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 8mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-10 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 10mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-12 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 12mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-14 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 14mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-16 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 16mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-18 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 18mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-20 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 20mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-22 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 22mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-24 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 24mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-26 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 26mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-28 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 28mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-30 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 30mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-32 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 32mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-34 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 34mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-36 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 36mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-38 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 38mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-40 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 40mm, samořezný TITAN | 126 Kč |
| 01-TICL-204-42 | Šroub kortikální AM1 3,5mm, L 42mm, samořezný TITAN | 126 Kč |

## Šrouby Maxillofaciální MINI TITAN 2,0mm







| | | |
|---|---|---|
| 01-TIMS520100 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 6mm, TITAN | 182 Kč |
| 01-TIMS520200 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 8mm, TITAN | 182 Kč |
| 01-TIMS520300 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 10mm, TITAN | 182 Kč |
| 01-TIMS520400 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 12mm, TITAN | 182 Kč |
| 01-TIMS520500 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 14mm, TITAN | 182 Kč |
| 01-TIMS520600 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 16mm, TITAN | 182 Kč |
| 01-TIMS520700 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 18mm, TITAN | 182 Kč |
| 01-TIMS520800 | Šroub Maxillofaciální MINI AM1 2,0mm, L 20mm, TITAN | 182 Kč |

## Šrouby spongiozní Kanylovaný samořezné TITAN 3,5mm





| | | |
|---|---|---|
| 01-739SD.24T | Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 24/10 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-739SD.26T | Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 26/12 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-739SD.28T | Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 28/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-739SD.30T | Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 30/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-739SD.32T | Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 32/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-739SD.34T | Šroub spongiozní AM1 3,5 mm, L 34/14 mm, cann 1,4 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |

## Šrouby spongiozní Kanylovaný samořezné TITAN 4,5mm




| | | |
|---|---|---|
| 01-732SD.25T | Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 25/12 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-732SD.30T | Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 30/14 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-732SD.35T | Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 35/14 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-732SD.40T | Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 40/14 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |
| 01-732SD.45T | Šroub spongiozní AM1 4,5 mm, L 45/16 mm, cann 1,8 mm, Kanylovaný TITAN | **427 Kč** |

# TTA AM1 Implantáty

Implantáty AM1 se vyznačují vynikající funkčností, kvalitním zpracováním a příznivou cenou.

TTA postup navrhli páni Tepic a Montavon tak, aby nastavili tibiální plato do úhlu 90° oproti přímému patella vazu. Tento způsob neutralizuje střižné síly v kloubu při zatížení a podporuje stabilitu kloubu. Toho je dosaženo předsunutím tibiálního výstupku a zastabilizováním. Implantáty jsou zajištěny pomocí titanových šroubů. Titan jako materiál je velmi osteo-podpůrný, což vede k rychlému hojení. Pro tento postup se nedoporučují implantáty z nerezové ocely.

## TTA klece stříhatelné

TTA stříhatelné klece lze krátit pomocí speciálních kleští a zkracovat po cca 2 mm





| | | |
|---|---|---|
| 02-TTACCUT15 | AM1 TTA Klec Variabilní 15 x 29 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT12 | AM1 TTA Klec Variabilní 12 x 26 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT105 | AM1 TTA Klec Variabilní 10,5 x 23 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT135 | AM1 TTA Klec Variabilní 13,5 x 30 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT90 | AM1 TTA Klec Variabilní 9 x 23 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT75 | AM1 TTA Klec Variabilní 7,5 x 21 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT60 | AM1 TTA Klec Variabilní 6 x 21 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT45 | AM1 TTA Klec Variabilní 4,5 x 20 mm TITAN | 1 245 Kč |
| 02-TTACCUT30 | AM1 TTA Klec Variabilní 3 x 20 mm TITAN | 1 245 Kč |

## TTA klece standard



| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAC1519 | TTA Klec AM1 15 x 19mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC1522 | TTA Klec AM1 15 x 22mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC1525 | TTA Klec AM1 15 x 25mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC1528 | TTA Klec AM1 15 x 28mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC13522 | TTA Klec AM1 13,5 x 22mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC13525 | TTA Klec AM1 13,5 x 25mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC13528 | TTA Klec AM1 13,5 x 28mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC1220 | TTA Klec AM1 12 x 20mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC1222 | TTA Klec AM1 12 x 22mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC1225 | TTA Klec AM1 12 x 25mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC1228 | TTA Klec AM1 12 x 28mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC10517 | TTA Klec AM1 10,5 x 17mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC10519 | TTA Klec AM1 10,5 x 19mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC10522 | TTA Klec AM1 10,5 x 22mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC10525 | TTA Klec AM1 10,5 x 25mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC9016 | TTA Klec AM1 9 x16mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC9019 | TTA Klec AM1 9 x19mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC9022 | TTA Klec AM1 9 x 22mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC9025 | TTA Klec AM1 9 x 25mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC7513 | TTA Klec AM1 7,5 x 13mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC7516 | TTA Klec AM1 7,5 x 16mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC7519 | TTA Klec AM1 7,5 x 19mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC7522 | TTA Klec AM1 7,5 x 22mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC6013 | TTA Klec AM1 6 x 13mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC6016 | TTA Klec AM1 6 x 16mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC6019 | TTA Klec AM1 6 x 19mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC6022 | TTA Klec AM1 6 x 22mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC4512 | TTA Klec AM1 4,5 x12mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC4515 | TTA Klec AM1 4,5 x15mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC3010 | TTA Klec AM1 3 x10mm, TITAN | 788 Kč |
| 02-TTAC3013 | TTA Klec AM1 3 x13mm, TITAN | 788 Kč |

## TTA vidličky



| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAF2 | TTA Vidlička AM1 2 hroty TITAN | 334 Kč |
| 02-TTAF3 | TTA Vidlička AM1 3 hroty TITAN | 334 Kč |
| 02-TTAF4 | TTA Vidlička AM1 4 hroty TITAN | 334 Kč |
| 02-TTAF5 | TTA Vidlička AM1 5 hrotů TITAN | 334 Kč |
| 02-TTAF6 | TTA Vidlička AM1 6 hrotů TITAN | 334 Kč |
| 02-TTAF7 | TTA Vidlička AM1 7 hrotů TITAN | 334 Kč |
| 02-TTAF8 | TTA Vidlička AM1 8 hrotů TITAN | 334 Kč |

## TTA dlahy vidličné




| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAP2 | TTA Dlaha AM1 2 otvory TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP3 | TTA Dlaha AM1 3 otvory TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP4 | TTA Dlaha AM1 4 otvory TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP5 | TTA Dlaha AM1 5 otvorů TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP6 | TTA Dlaha AM1 6 otvorů TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP7 | TTA Dlaha AM1 7 otvorů TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP8 | TTA Dlaha AM1 8 otvorů TITAN | 355 Kč |

## TTA dlahy vidličné prodloužené



| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAP2L | TTA Dlaha AM1 Prodloužená 2 otvory TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP3L | TTA Dlaha AM1 Prodloužená 3 otvory TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP4L | TTA Dlaha AM1 Prodloužená 4 otvory TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP5L | TTA Dlaha AM1 Prodloužená 5 otvorů TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP6L | TTA Dlaha AM1 Prodloužená 6 otvorů TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP7L | TTA Dlaha AM1 Prodloužená 7 otvorů TITAN | 355 Kč |
| 02-TTAP8L | TTA Dlaha AM1 Prodloužená 8 otvorů TITAN | 355 Kč |




## TTA dlahy bezvidličné šroubovací



| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAPX2 | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 2 TITAN (ekvivalent dlahy s 2 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX3 | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 3 TITAN (ekvivalent dlahy se 3 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX4 | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 4 TITAN (ekvivalent dlahy se 4 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX5 | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 5 TITAN (ekvivalent dlahy s 5 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX6 | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 6 TITAN (ekvivalent dlahy s 6 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX7 | TTA Dlaha AM1 Bevidličná 7 TITAN (ekvivalent dlahy se 7 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX8 | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná 8 TITAN (ekvivalent dlahy s 8 otvory) | 370 Kč |

## TTA dlahy bezvidličné prodloužené šroubovací




| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAPX2L | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 2 TITAN (ekvivalent dlahy s 2 otvory) | 370 Kč |

| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAPX3L | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 3 TITAN (ekvivalent dlahy s 3 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX4L | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 4 TITAN (ekvivalent dlahy s 4 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX5L | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 5 TITAN (ekvivalent dlahy s 5 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX6L | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 6 TITAN (ekvivalent dlahy s 6 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX7L | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 7 TITAN (ekvivalent dlahy s 7 otvory) | 370 Kč |
| 02-TTAPX8L | TTA Dlaha AM1 Bezvidličná Prodloužená 8 TITAN (ekvivalent dlahy s 8 otvory) | 370 Kč |

## TTA distanční podložky

TTA distanční podložky mají své opodstatnění v případě, že se u ruptury CCL vyskytne i luxace pately. V tom případě lze tibiální hrbolek posunout laterálně nebo mediálně, aby došlo k opětovnému vyrovnání mechanismu kvadricepsu. Toho lze dosáhnout přidáním distanční podložky nebo podložky uvedené níže ke kraniálnímu nebo kaudálnímu šroubu klece. Podložky se vloží mezi klec a tibii, aby tlačily na tibiální hrbolek buď laterálně (kraniální šroub), nebo mediálně (kaudální šroub). Doporučuje se posunout tibiální hrbolek maximálně o 50% jeho šířky. Dostupné v šířce 1, 2, 4. Titan se nesmí kombinovat s nerezovým šroubem. Kombinace titanu a nerezu v těle může vytvářet chemickou reakci („elektrický článek“).




| | | |
|---|---|---|
| 02-TTAW1 | TTA podložka AM1 - výška 1 mm, TITAN | 253 Kč |
| 02-TTAW2 | TTA podložka AM1 - výška 2 mm, TITAN | 253 Kč |
| 02-TTAW4 | TTA podložka AM1 - výška 4 mm, TITAN | 253 Kč |

## Kotvy (knoflíky) kulaté AM1 TITAN

Podložky AM1 se používají při náhradě vazů u kolen a kyčlí.




| | | |
|---|---|---|
| 02-TI-BUT-10H | TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 10 mm, 4 otvory, TITAN | 348 Kč |
| 02-TI-BUT-10S | TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 10 mm, 2 otvory, 2 drážky TITAN | 348 Kč |
| 02-TI-BUT-6H | TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 6 mm, 4 otvory, TITAN | 348 Kč |
| 02-TI-BUT-6S | TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 6 mm, 2 otvory, 2 drážky TITAN | 348 Kč |
| 02-TI-BUT-8H | TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 8 mm, 4 otvory, TITAN | 348 Kč |
| 02-TI-BUT-8S | TTA kotva (knoflík) AM1 kulatá 8 mm, 2 otvory, 2 drážky TITAN | 348 Kč |

## Kotvy (knoflíky) podlouhlé AM1 TITAN





| | | |
|---|---|---|
| 02-TI-BUT-8 OV | TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá 8 x 2,4 mm, 2 otvory TITAN | 543 Kč |
| 02-TI-BUT-10 OV | TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá 10 x 2,4 mm, 2 otvory TITAN | 543 Kč |
| 02-TI-BUT-11 OV | TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá 10 x 3,4 mm, 2 otvory TITAN | 543 Kč |




| | | |
|---|---|---|
| 02-TI-BUT-10 OVS | TTA kotva (knoflík) AM1 podlouhlá DC 10 x 2,6 mm, 2 otvory TITAN | 492 Kč |

## Kotva (knoflík) čtvercová AM1 TITAN





| | | |
|---|---|---|
| 02-TI-BUT-6 SQH | TTA kotva (knoflík) AM1 čtvercová, 6 mm, 4 otvory, TITAN | 587 Kč |

# Síťky pro chirurgické účely

## Síťky PP MESH, sterilní

Polypropylenová chirurgická síťka PP MESH je síťka vyrobená z monofilního polypropylenu, tedy nevstřebatelného syntetického materiálu, který je vysoce hydrofobní, chemicky stabilní a odolný vůči biologické degradaci. Polypropylenové síťky jsou obecně považovány za stabilní materiál, a proto je polypropylen pro své úspěšné dlouholeté používání považován za zlatý standard na poli herniologie.

Polypropylenová chirurgická síťka PP MESH je dodávaná ve čtyřech hmotnostních kategoriích s odlišnou velikostí pórů – Light, Standard, Large pore a Extra large pore.



### PP MESH Standard

Plošná hmotnost je 50 g/m2, odpovídá standardní hmotnosti polypropylenových sítěk. Vyznačuje se vyšší porozitou (póry jsou větší než 1,5mm) a pružností blížící se elasticitě břišní stěny.

| | | |
|---|---|---|
| 14-091-1005 | PP MESH standard, 100x50 mm | 860 Kč |
| 14-091-0611 | PP MESH standard, 110x60 mm | 860 Kč |
| 14-091-1507 | PP MESH standard, 150x75 mm | 860 Kč |
| 14-091-1510 | PP MESH standard, 150x100 mm | 877 Kč |
| 14-091-1515 | PP MESH standard, 150x150 mm | 877 Kč |
| 14-091-2015 | PP MESH standard, 200x150 mm | 1 186 Kč |
| 14-091-3015 | PP MESH standard, 300x150 mm | 1 515 Kč |
| 14-091-3030 | PP MESH standard, 300x300 mm | 2 312 Kč |

### PP MESH Large Pore

Plošná hmotnost síťky je 67 g/m2, odpovídá standardní hmotnosti polypropylenových sítěk. Vyznačuje se velkými póry (2,6 x 1,5) mm a pružností srovnatelnou s elasticitou břišní stěny.

| | | |
|---|---|---|
| 14-093-1510 | PP MESH large pore, 150x100 mm | 966 Kč |
| 14-093-1515 | PP MESH large pore, 150x150 mm | 966 Kč |
| 14-093-2015 | PP MESH large pore, 200x150 mm | 1 308 Kč |
| 14-093-3015 | PP MESH large pore, 300x150 mm | 1 676 Kč |
| 14-093-3030 | PP MESH large pore, 300x300 mm | 2 559 Kč |

## Zpevňovací plst CORTEX, sterilní

Implantabilní zpevňovací plst je určená jak pro kardiovaskulární chirurgii, tak i pro další chirurgické obory, kde je nezbytné šití jemné tkáně, u níž by mohlo dojít k prořezávání stehů
V obecné chirurgii je použitelná např. při šití parenchymatických orgánů. V cévní chirurgii lze využít na zpevnění anastomózy. V kardiochirurgii lze Cortex výhodně použít jako podložku pro šití levé srdeční komory po resekci výdutě, zpevnění křehké aortální stěny nebo jiných velkých cév při jejich akutní disekci nebo jako zpevňující malé podložky pod jednotlivé stehy při stavění krvácení z jakéhokoliv místa na srdci nebo velkých cévách.
Cortex je vpichovaná textilní plst vyrobená z polyesterových vláken. Vyrábí se z chemicky a biologicky nezávadné polyesterové střiže v těchto provedeních: CORTEX 1, 2, 20 - liší se tloušťkou a rozměry.
Výrobek je dodáván radiačně sterilizovaný. Je sterilní pouze při neporušeném obalu a NELZE RESTERILIZOVAT!



| | | |
|---|---|---|
| **14-101-0000** | Cortex 1 -120x80 mm – 2x, 60x40 mm – 4x, tl. 1,1mm | **472 Kč** |
| **14-102-0000** | Cortex 2 -120x80 mm – 2x, 60x40 mm – 4x, tl. 2,2mm | **899 Kč** |
| **14-103-0116** | Cortex 20 -12x160 mm – 2x | **294 Kč** |

# Výplň análních žlázek psů

Sada pro výplň análních žlázek psů obsahuje 5 ampulí obsahujících speciální polymerní gel. Tento se aplikuje do análních žlázek a po 2-4 minutách ztuhne.

18g plastová jehla pro snadnou aplikaci gelu. Dvoukomorová kazeta obsahuje dvě složky polymeru a směšovací hrot.
Obsah 2,4cc je dostatečný i pro větší pacienty.
Není potřeba předehřívat.



| | | |
|---|---|---|
| **19-99976** | ANAL SAC - ampule na výplň análních žlázek | **1 794 Kč** |


Medcomplex s.r.o.
Masty 1
518 01 Dobruška
Czech Republic
email: info@medcomplex.cz
mobil: +420 776 270 683


Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.1.2026).