Medcomplex s. r. o.

2025

KONĚ

KATALOG

Authorized service partner



+420 776 270 683
info@medcomplex.cz

Equus Dental Harmony je francouzská společnost založená v roce 2011 Françoisem Dall'Osteria, jenž má mimořádné praktické zkušenosti v oboru koňské stomatologie. Při své praxi si uvědomil, že vybavení dostupné na trhu nebylo vždy vhodné pro požadovaný účel. V průběhu let proto vynalezl, vyvinul, nebo vylepšil mnoho produktů uvedených v nabídce EDH. Nabídka vždy nemůže být zcela vyčerpávající, proto když nenajdete, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.
Rozhodli jsme se pro cestu maximální možné modulárnosti a kompatibility. Jedině toto řešení přináší delší životnost, snadnější údržbu i servis a ve finále oproti konkurenci, nižší provozní náklady. Ekonomie vyladěná do posledního detailu přináší úsporu času a snižuje náročnost jak pro zvíře, tak ošetřující personál.
EDH filozofií je pokračovat ve vývoji a zdokonalování všech produktů. Nejsme běžní výrobci, chceme i nadále zlepšovat a ulehčovat práci všem odborníkům v oboru koňské stomatologie.

EDH MOTORY

O našich motorech
Vše je vyvinuto naší společností. Vždy s cílem snadného použití a bezproblémové funkčnosti.

• Máme spojku "EDH Quick Flex", která umožňuje propojení našeho hnacího hřídele a motoru. Rychlospojka je velmi praktická. Umíme však motor osadit také koncovkou která bude kompatibilní s hnací hřídelí Foredom nebo HDE.
• Chcete se vybavit motorem s naší spojkou "EDH Quick Flex", a občas pokračovat v používání svého starého zařízení? Žádný problém, nabízíme adaptéry, které vám umožní používat následující hnací hřídele - Dremel, Foredom, HDE.



Equus Liberty Connect motor - AKU

Motor Equus Liberty Connect EDH byl speciálně navržen pro koňské zubaře a veterináře. Jeho kompaktní bezdrátové řešení nabízí velkou svobodu pohybu při velmi vysoké účinnosti. Motor a baterie jsou zabudovány v hliníkovém pouzdře odolném proti nárazům. Je vybaven systémem Bluetooth, který vám umožní používat všechny produkty řady Connect. Je k dispozici se spojkou EDH, Foredom nebo HDE a prodává se s jednou baterií a její nabíječkou.

Motor:
• Bezdrátový, abyste si zachovali co nejvíce volnosti
• Elektromotor s velmi vysokou účinností, extrémně tichý a nabízející výjimečný výkon při velmi nízkých otáčkách.
• Maximální rychlost je 17 000 ot./min.
• Nastavení točivého momentu motoru.
• Ochrana huby koně a výrazné prodloužení životnosti vybavení díky elektronické spojce.
• Elektronická asistovaná regulace výkonu násadce.
• Vybaven ovládací obrazovkou, umožňující nastavení a ovládání.
• Digitální správa s mikroprocesorem DSP.
• Pracuje v obou směrech otáčení.
• Vybavený Bluetooth, který vám umožní používat všechny produkty z řady Connect, zapínání/vypínání vodního čerpadla (volitelně vodní čerpadlo).

Baterie:
• Kompaktní,
• 4 Ah, 50,4 V.
• Elektronická nabíječka pro rychlé nabíjení.
• Místo baterie je možné použít napájecí zdroj.

Možná pouzdra a držáky (volitelné): Batoh, Opasek, Závěsné pouzdro, Závěsný kroužek. Na opasku jsou přímo dosažitelná tlačítka nastavení motoru. Pokud se rozhodnete pro batoh nebo vzdálené umístění, doporučujeme použít nožní pedál nebo dálkové ovládání.

MOTOROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ EQUUS LIBERTY CONNECT Vám umožňuje komunikovat se všemi produkty v dosahu pomocí Bluetooth. Váš motor může komunikovat např. s oplachovým systémem Equus Jet Connect. Jednoduché šlápnutí na pedál může spustit nebo změnit průtok čerpadla současně s vaším motorem. Pokud se nechcete rozhodnout pro Equus Jet, je možné přidat malé vodní čerpadlo k motoru pro zapnutí vodního chlazení.



Motor se prodává s opaskem. Jedná se o stejný opasek jako Equus Liberty Connect, ke kterému můžete přidat kšandy.

Rozdíly oproti Equus Liberty Connect:
- Nemá Bluetooth,
- Maximální rychlost je 10 000 ot./min.,
- Možnost vodního čerpadla není k dispozici.

Tento motor je škálovatelný. Pokud chcete přejít v budoucnu na Equus Liberty Connect, je to možné.

11-EL-ELCG04	Equus Liberty Connect motor, HDE výstup, baterie V4A, nabíječka	**105 417 Kč**
11-EL-ELCG03	Equus Liberty Connect motor, FOREDOM výstup, baterie V4A, nabíječka	**105 417 Kč**
11-EL-ELC02	Equus Liberty Connect motor, EHD výstup, baterie V4A, nabíječka	**105 417 Kč**



Equus Liberty motor - AKU

Motor Equus Liberty byl speciálně navržen pro koňské zubaře a veterináře. Jeho kompaktní a bezdrátové řešení nabízí velkou svobodu pohybu a zároveň má velmi vysoký výkon. Motor je zabudován v hliníkovém krytu odolném proti nárazům.
Je k dispozici se spojkou EDH. Spojka Foredom nebo HDE na objednávku. Prodává se se dvěma bateriemi, kabeláží mezi baterií a motorem, nabíječkou a opaskem.



Motor:
- Bezdrátový, abyste si zachovali co nejvíce volnosti
- Elektromotor s velmi vysokou účinností, extrémně tichý a nabízející výjimečný výkon při velmi nízkých otáčkách. Maximální rychlost je 10 000 ot./min.
- Nastavení točivého momentu motoru.
- Ochrana huby koně a výrazné prodloužení životnosti vybavení díky elektronické spojce.
- Elektronická asistovaná regulace výkonu násadce.
- Vybavený ovládací obrazovkou, umožňující nastavení a ovládání.
- Digitální správa s mikroprocesorem DSP.
- Pracuje v obou směrech otáčení.

Baterie:
- Kompaktní
- 2,5 Ah, 40 V
- Elektronická rychlonabíječka pro rychlé nabíjení.

Pro větší autonomii lze motor použít s modelem baterie V4A (jedná se o 4Ah, 50,4V baterii). K výměně je možné použít napájecí zdroj baterie.

11-EL-ELCS2.3	EDH Motor Equus Liberty, výstup HDE, baterie, nabíječka, opasek	**84 451 Kč**
11-EL-ELCS2.2	EDH Motor Equus Liberty, výstup Foredom, baterie, nabíječka, opasek	**84 451 Kč**
11-EL-ELCS2.1	EDH Motor Equus Liberty, výstup EDH, baterie, nabíječka, opasek	**84 451 Kč**

EDH motor 220 V

EDH motor 220 V “drátový”. Motor je tichý, napájení 220V, 530W. Jeho rychlost se pohybuje od 0 do 29 000 ot./min. Pro změnu otáček je nutné použití drátového Equus variačního nožního pedálu. Pokud se chcete rozhodnout pro bezdrátový pedál nebo dálkové ovládání, je to možné díky použití Equus Dimmer Boxu, který vytvoří spojení mezi motorem a bezdrátovým pedálem nebo dálkovým ovládáním. Motor je vybaven závěsným kroužkem. Volitelná spojka (výstup) EDH Quick Flex pro EDH příslušenství nebo s Foredom spojkou. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.



11-MOT-530W1	EDH motor 220 V, výstup Foredom	**15 813 Kč**
11-MOT-530W2	EDH motor 220 V, výstup EDH	**15 813 Kč**

EDH MOTORY - příslušenství

Motorová zásuvka pro vozík Equodent

Tato zásuvka motoru se připevňuje na vozík Equodent. zásuvka se prodává bez upevňovacích šroubů.



11-EL-ELCC03	EDH Motorová zásuvka pro vozík Equodent	**2 489 Kč**

Nabíječky baterií

EDH Nabíječka pro baterii V4A, 50,4V / 4A, vybavená modrým konektorem.



11-EL-CL14C	EDH Nabíječka baterií V4A	**3 982 Kč**

EDH Nabíječka pro baterii VM2,5A



11-EL-CBMA	EDH Nabíječka pro baterii VM2,5A	**2 928 Kč**

Nožní pedál 220 V

Equus Foot Pedal je první pedál na trhu koňské stomatologie pro elektronickou regulaci vašich motorů (220V). Umožňuje měnit intenzitu motoru. Je široce kompatibilní.
Pedály jsou předem konfigurovány pro následující motory:
- Equus 220V, 29 000 ot./min.
- Suhner 300W, 28 000 ot./min.
- Suhner (HDE) 300W, 9000 ot./min.
- Kress Dental Vet 530W 29 000 ot./min.

Lze konfigurovat pro veškeré jednofázové (220V) motory až do 600 wattů.
Pomocí aplikace pro Android lze konfigurovat, nastavit pro požadovaný motor a změnit odezvu motoru a jeho pracovní křivku. To vše z vašeho tabletu nebo smartphonu, což je velice praktické, univerzální.
Délka napájecího kabelu: 3m
Délka kabelu: pro připojení motoru: 1,5m



11-FP-FD20	EDH Equus Nožní pedál 220 V	**23 426 Kč**

Pouzdra a držáky

EDH Batoh

EDH Batoh Equus Liberty Connect je navržen symetricky. To umožňuje snadné použití pro praváka i leváka. Je osazen pohodlnou pěnou a síťovinou, což je příjemné pro denní použití i v létě. Tkanina Cordura je odolná proti dešti a lze ji prát v pračce. Osazen popruhy pro extra podporu, držákem hnacího hřídele, kapsou na motor, páskem s popruhem ve tvaru V pro lepší podporu, klipem na vodní vak, kapsou na baterie a upevňovacím popruhem hnacího hřídele.





11-EL-GELC03	EDH Batoh Equus Liberty Connect	**14 612 Kč**

EDH Opasek

EDH Opasek Equus Liberty Connect byl stejně jako batoh navržen symetricky, aby umožňoval snadné použití pravákům i levákům. Je osazen pohodlnou pěnou a síťovinou, což je příjemné na denní použití i v létě. Vnější tkanina Cordura je odolná proti dešti a lze ji prát v pračce. Na přání můžete opasek doplnit o kšandy. Zadní nastavení velikosti do polohy podle vaší potřeby, ochranná „ponožka“ na hnací hřídel, kapsa na motor nebo baterii, ochranná „ponožka“ pro průchod kabelů, hák na hnací hřídel, klip na vodní vak a popruh ve tvaru V pro lepší podporu.





11-EL-CELC02	EDH Opasek Equus Liberty Connect	**6 764 Kč**

EDH závěsné pouzdro

EDH Závěsné pouzdro Equus Liberty Connect byla vyvinuta pro ty, kteří na sobě nechtějí nosit motor. Pouzdro umožňuje společné zavěšení baterie a motoru na vysokou podpěru. Kabely jsou chráněny uvnitř pouzdra. Tkanina Cordura je voděodolná a lze ji prát v pračce. Pouzdro se prodává s připojovací karabinou



11-EL-PELC04	EDH Závěsné pouzdro Equus Liberty Connect	**4 392 Kč**

EDH závěsný kroužek

EDH Závěsný kroužek Equus Liberty Connect umožňuje zavěsit motor přímo bez ochrany. Je také možné jej připevnit na baterie.
Pozor, závěsný kroužek používejte pouze v případě, že pracujete s vozíkem. Pokud se rozhodnete pro závěsný kroužek, budete potřebovat alespoň prodlužovací kabel pro připojení baterie od motoru. K dispozici je také zásuvka motoru Equodent. Tyto produkty jsou umístěny za baterii. Pokud pro vás délka kabelu není vhodná, můžeme vám vyrobit vlastní na zakázku.



11-EL-EDH619	EDH Závěsný kroužek samostatný Equus Liberty Connect	**234 Kč**

EDH kšandy k opasku

Pokud chcete pracovat s motorem na opasku a zároveň rozložit váhu na boky a ramena, kšandy budou vaším spojencem. Nastavitelné vpředu i vzadu, můžete je umístit libovolně.



11-EL-BELCOS	EDH Equus Liberty Connect Kšandy	**3 514 Kč**

EDH Prodlužovací kabel

EDH Prodlužovací kabel 2 metry umožňující připojení baterie mimo motor. Jiné délky jsou k dispozici na objednávku.



11-EL-ELCR04	EDH Prodlužovací kabel 2 m	**2 343 Kč**

EDH Přídavné baterie

Přídavná baterie V4A model

• Lithium-iontová baterie, zabudovaná v hliníkovém pouzdře
• Odolné proti nárazu.
• 4Ah, 50,4V.
• Rychlé nabíjení.



11-EL-BELC08	EDH Přídavná baterie V4A model	**26 354 Kč**

Přídavná baterie VM2,5A model

• Lithium-iontová baterie.
• 2,5 Ah, 40 V.
• Rychlé nabíjení.



11-EL-BELC11	EDH Přídavná baterie VM2,5A model	**4 685 Kč**

Základna pro napojení baterie VM2,5A

EDH Základna pro připojení baterie VM2,5A k motoru Equus Liberty.



11-EL-SBM02	EDH Základna pro napojení baterie VM2,5A	**5 739 Kč**

Zdroj napájení

EDH Zdroj napájení umožňuje napájení motoru ze sítě.



11-EL-TEL01	EDH Zdroj napájení	**11 127 Kč**

EDH příslušenství pro Bluetooth a bezdrátové produkty

EDH Bezdrátový dálkový ovladač

Bezdrátový dálkový ovladač vybavený Bluetooth, umožňuje ovládat všechny produkty z řady Connect.
Bezdrátové dálkové ovládání umožňuje spravovat:
• Equus Liberty Connect
• Equus Jet Connect
• Dimmer Box Connect
Malé rozměry (8,5 x 5,1 x 1,6 cm), lze jej velmi snadno umístit do kapsy, nebo připevnit přímo na batoh.



11-EC-TEC02	EDH Bezdrátový dálkový ovladač	**10 542 Kč**

EDH Bezdrátový nožní pedál Connect

Tento bezdrátový pedál, vybavený Bluetooth, umožňuje ovládání pro všechny produkty v řadě Connect.
Nastavení můžete změnit pomocí aplikace pro Android, která je k dispozici na smartphonu a tabletu, nebo přes tlačítko "ON".
Např. pro změnu intenzity motoru nebo čerpadla. Pedál ovládá možnosti, jako je změna směru otáčení motoru, spuštění nebo zastavení vodního čerpadla běžícího s motorem…
Vypne se po 40 minutách nečinnosti. Magnetický konektor pro nabíjení, výdrž baterie cca 2 týdny, v závislosti na intenzitě použití. Doba nabíjení je 4h.
Vodotěsný a snadno omyvatelný pedál.



11-EL-PC01	EDH Bezdrátový nožní pedál Connect	**32 796 Kč**

EDH Bezdrátový dvojitý nožní pedál Connect

Tento bezdrátový pedál vybavený Bluetooth vám umožňuje ovládat všechny produkty z řady Connect. Všechny své příkazy můžete definovat paralelně pro motor, Equus Jet, Dimmer box.
Dvojitý pedál je vybaven dvěma tlačítky s postupnou variací:
• pravé otáčení motoru
• otáčení motoru vlevo
• zapnout, vypnout vodu
• zapnout, vypnout sání
• pořizovat snímky a videa na endoskopu Telepackvet Storz
Stejně jako u bezdrátového pedálu lze nastavení změnit v aplikaci pro Android, která je k dispozici na smartphonu a tabletu. Magnetický konektor pro nabíjení, výdrž baterie cca 2 týdny, může být i více, v závislosti na vašem použití. Doba nabíjení je 4h.
Vodotěsný a snadno omyvatelný pedál.



11-EC-PDC02	EDH Bezdrátový dvojitý nožní pedál Connect	**45 681 Kč**

Dimmer Box Connect

Equus Dimmer Box Connect vám umožní připojit 220V motor s bezdrátovým nožním pedálem. Volitelně můžete ovládat endoskop Storz.
Equus Dimmer Box Connect je kompatibilní s 230V motorem EDH nebo i konkurencí.
Dimmer Box pracuje například takto: pomocí bezdrátového Equus Jet Connect pedálu aktivuje motor a čerpadlo současně.
Výkon motoru (maximálně 600 wattů) je variabilní výkon, který umožňuje regulovat otáčky motoru.



11-EC-EDB02	EDH Equus Dimmer Box Connect	**23 426 Kč**

Kabel Storz pro Dimmer Box

Kabel vám umožní připojit Telepackvet Storz k Equus Dimmer Box Connect.
Délka: 300 cm



11-EC-CLDS02	EDH Kabel Storz pro Dimmer Box	**4 392 Kč**

EDH Quick System

Equus Dental Harmony vyvinul řadu násadců Quick Systém, jenž umožnuje skládat z rukojetí a brusů požadované finální násadce. Toto řešení má oproti konkurenci pouze nesporné výhody. Pracovní hlavice jsou odolné a zároveň velice tenké. To přináší větší pohodlí pro zvíře a snazší práci pro ošetřujícího.
Díky vhodně zvoleným materiálům jsou násadce lehké a jejich vyvážení je optimální. Rukojeti jsou vyrobeny z polymeru, což umožňuje jejich lepší držení v teple i v zimě (na rozdíl od nerezové oceli). Těla rukojetí jsou k dispozici v hliníkovém nebo nerezovém provedení. Hliník prochází úpravou, která posiluje tvrdost materiálu při zachování jeho lehkosti. Hlavy jsou z nerezové oceli. Na nástavcích je několik rychlospojek. Rychlospojka hnacího kabelu vám umožní snadno připojit rukojeť k hřídeli. Jednoduchým stisknutím tlačítka umožňuje připojení a odpojení násadce. Rychlospojka hlav umožňuje výměnu různých hlav, ale také změnu pracovní pozice hlavy bez prodlev a námahy. Nepopiratelná úspora času.
Umožňujeme praktikovi velkou autonomii při výměně opotřebitelných dílů. Je váš diamantový brousek poškozený? Není třeba ztrácet čas posíláním do servisu, díl si můžete vyměnit sami. Stejné to je i v případě hnacích lanovodů.

- Modularita: Hlavy jsou použitelné na různých rukojetích. Diamantové díly lze také použít na různé hlavy (navíc uživatelem, bez nutnosti servisu)
- Praktičnost: Rychlospojka pro hnací hřídele a hlavy. Tenké hlavy pro snadný přístup k zadní části dutiny ústní. 4 pracovní pozice.
- Výhody: Kombinace různých materiálů umožňuje lehkost a rovnováhu. Hlavy jsou opatřené maznicí, což zásadně zvyšuje životnost převodového ústrojí.



EDH Hlavy a jejich diamantové brusy

Všechny hlavy EDH Quick Systém jsou kompatibilní s rukojeťmi EDH a dále pak širokou škálou flexibilních hřídelí. Jsou vybaveny maznicemi, které umožňují prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu. Jsou tenké, ideální pro snadné broušení koňských zubů. Veškeré pozitivní vlastnosti hlav EDH oproti konkurenci nejlépe poznáte např. při broušení jedenáctek a při použití u poníků a minihorsů. Diamantové brusy si může uživatel vyměnit snadno a rychle.



EDH Quick Applecore – hlavy

Hlava Quick Applecore umožňuje pracovat opravdu přesně. Díky ní lze provádět precizní ošetření chrupu, diastemat, vrtání, profilování a segmentace. Výměna hlavy je snadná díky rychlospojce. Všechny hlavy Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. K dispozici velké množství snadno vyměnitelných diamantových brusů. Nerezová ocel. Hlava se prodává bez brusu.



11-EFRA-EBS5000	EDH Quick Applecore hlava	32 211 Kč

EDH Applecore – brusy

Ø 12mm

EDH Applecore. Průměr cca 12 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



11-EDH2401-ENG3	EDH Applecore Ø 12 mm, hrubost 3	4 363 Kč
11-EDH2401-ENG2	EDH Applecore Ø 12 mm, hrubost 2	4 363 Kč

Ø 14mm

EDH Applecore. Průměr cca 14 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



11-EDH1225-ENG2	EDH Applecore Ø 14 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1225-ENG3	EDH Applecore Ø 14 mm, hrubost 3	4 363 Kč

Ø 17mm

EDH Applecore. Průměr cca 17 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



11-EDH1212-ENG2	EDH Applecore Ø 17 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1212-ENG3	EDH Applecore Ø 17 mm, hrubost 3	4 363 Kč

Ø 19mm

EDH Applecore. Průměr cca 19 mm. Diamant kolem jablkového jádra. K dispozici hrubost 2 (střední zrno) a 3 (hrubé zrno).



11-EDH1212+-ENG2	EDH Applecore Ø 19 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1212+-ENG3	EDH Applecore Ø 19 mm, hrubost 3	4 363 Kč

EDH Diastema – brusy

Ø 3mm

EDH Quick diastema. Diamant okolo, hrot není brusný. Průměr 3 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



11-EDH1489-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm, hrubost 1	4 100 Kč

Ø 3mm

EDH Quick All diastema. Diamant okolo i ve špičce. Průměr 3 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



11-EDH1469-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm All, hrubost 1	4 100 Kč

Ø 4mm

EDH Quick diastema. Diamant okolo, hrot není brusný. Průměr 4 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



11-EDH1490-ENG1	EDH Diastema Ø 4 mm, hrubost 1	**4 100 Kč**

Ø 4mm

EDH Quick All diastema. Diamant okolo i ve špičce. Průměr 4 mm. Délka cca 20 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



11-EDH1470-ENG1	EDH Diastema Ø 4 mm All, hrubost 1	**4 100 Kč**

EDH Buccal – brusy

K dispozici hrubost 2 (střední zrno).



11-EDH2361-ENG2	EDH Buccal Ø 33 mm, hrubost 2	**4 392 Kč**
11-EDH2367-ENG2	EDH Buccal Ø 33 mm C s otočným krytem, hrubost 2	**4 978 Kč**
11-EDH1766-ENG2	EDH Buccal Ø 40 mm C s otočným krytem, hrubost 2	**4 978 Kč**

EDH Canine – brusy

Canine Dual Ø 17 mm

EDH Canine Dual Applecore. Průměr cca 17 mm. Diamant kolem a vepředu. K dispozici hrubost 2 (střední zrno).



11-EDH1437-ENG2	EDH Canine Dual Applecore Ø 17 mm, hrubost 2	**4 685 Kč**

EDH Canine Ø 17 mm

Pouze pro práci na špičácích. Průměr cca 17 mm. Diamant vepředu. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna).



11-EDH1439-ENG1	EDH Canine Ø 17 mm, hrubost 1	3 221 Kč

EDH Conical interdental 15 mm long

Dlouhý kónický mezizubní brus pro péči o diastemy nebo kazy. Délka diamantové části cca 15 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



11-EDH2380-ENG1	EDH Conical interdental 15 mm long, hrubost 1	3 953 Kč

EDH Conical– brusy

EDH Conical interdental 10 mm short

Krátký kónický mezizubní brus pro péči o diastemy nebo kazy. Délka diamantové části cca 10 mm. K dispozici hrubost 1 (jemné zrno).



11-EDH2379-ENG1	EDH Conical interdental 10 mm short, hrubost 1	3 953 Kč

EDH Cylindrica– brusy

Ø 11 mm

Průměr: cca 11 mm, délka cca 20 mm. Diamant kolem. K dispozici hrubost 2 (střední zrno).



11-EDH1737-ENG2	EDH Cylindrical Ø 11 mm, hrubost 2	3 953 Kč

EDH Quick Diastema – hlavy

Tato hlava je jemná a při práci precizní. Umožňuje vám být přesnější při ošetření diastemat, kazů a při segmentacích. K dispozici je sada brusů z karbidu wolframu, segmentových brusů a límec. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce, všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. Hlava se prodává vybavená 3mm límcem a bez brusu/vrtáku.



11-EFRA-EBS6090	EDH Quick Diastema hlava 90°	26 354 Kč
11-EFRA-EBS609045	EDH Quick Diastema hlava 45°	26 354 Kč

EDH Diastema Ø 3 mm

EDH Diastema Ø 3 mm / délka 38,4 mm brus. Špička není pokryta diamantem. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna). Možnost volby stopky pro kleštiny Ø 3,0 mm nebo 3,175 mm.



11-EDH2196-ENG	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm, pro kleštinu Ø 3 mm	1 318 Kč
11-EDH2198-ENG	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm, pro kleštinu Ø 3,175 mm	1 318 Kč

EDH Quick Diastema – brusy

EDH Ball

Kuličkové brusy. Ø dříku pro upínací kleštinu 2,35 mm. Dostupné průměry a délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FCR2.3	EDH Short Ball Ø 2,3 mm / L 34 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč
11-FRA-FCRC18	EDH Short Ball Ø 1,8 mm / L 34 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč
11-FRA-FCRL18	EDH Long Ball Ø 1,8 mm / L 44,5 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč
11-FRA-FCRL23	EDH Long Ball Ø 2,3 mm / L 44,5 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	439 Kč

EDH Diastema Ø 3 mm All

EDH Diastema Ø 3 mm / délka 38,4 mm brus. Diamant okolo i ve špičce. K dispozici hrubost 1 (jemná zrna). Možnost volby stopky pro kleštiny Ø 3,0 mm nebo 3,175 mm.



11-EDH2195-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm All, pro kleštinu Ø 3 mm	1 288 Kč
11-EDH2197-ENG1	EDH Diastema Ø 3 mm / L 38,4 mm All, pro kleštinu Ø 3,175 mm	1 288 Kč

EDH Lindemann Ø 2 mm

Ø dříku pro upínací kleštinu 2,35 mm.
Dostupné délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FLL2	EDH Medium Lindenmann Ø 2 mm / L 55 mm, pro kleštinu Ø 2,35 mm	1 757 Kč

EDH Upínací kleštiny pro diastema hlavu



11-FRA-6PD2.35	EDH Upínací kleština Ø 2,35 mm pro diastema hlavu	2 343 Kč
11-FRA-6PD3	EDH Upínací kleština Ø 3,0 mm pro diastema hlavu	2 343 Kč
11-FRA-6PD3.175	EDH Upínací kleština Ø 3,175 mm pro diastema hlavu	2 343 Kč

EDH Segmentation Ø 3 mm

Ø dříku pro upínací kleštinu 3,175 mm.
Dostupné délky viz. ceníkové položky.



11-FRA-FSLR113	EDH Segmentační brus krátký Ø 3 mm, délka 38 mm, kleština Ø 3,175 mm	586 Kč
11-FRA-FSM01	EDH Segmentační brus střední Ø 3 mm, délka 50 mm, kleština Ø 3,175 mm	586 Kč
11-FRA-FSP11	EDH Segmentační brus dlouhý Ø 3 mm, délka 75 mm, kleština Ø 3,175 mm	791 Kč

EDH Quick Disk hlava – hlavy

Výška hlavy pouze 21,82 mm. To umožňuje snadno ošetřit zuby koně. Oceníte zejména na jedenáctkách a při ošetření poníků a minihorsů.
Rotace hlavy poskytuje 4 pracovní polohy.
Diamantový brus zabraňuje přehřívání zubů, a chrání sliznice před poškozením/traumatizací. Výměna brusného kotouče je snadná. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce.
Všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. Což šetří čas i peníze, možností výměny pouze samotné hlavy.
Brusné kotouče jsou k dispozici v provedení různých velikostí a hrubostí diamantových zrn, více či méně agresivních. Vše samozřejmě uživatelem vyměnitelné.
Maximální průměr kotouče: ± 29 mm.
Nerezová ocel.
Hlava se prodává bez diamantového kotouče.



11-EFRA-EBS4000	EDH Quick Disk hlava	32 211 Kč

EDH Quick Disk hlava malá – hlavy

Výška hlavy pouze 21 mm. To umožňuje snadno profilovat zuby koně. Oceníte zejména na jedenáctkách a ponících.
Rotace hlavy poskytuje 4 pracovní polohy.
Diamantový brus zabraňuje přehřívání zubů, respektuje sliznice. Výměna brusného kotouče je snadná. Výměna hlavice je snadná díky rychlospojce.
Všechny hlavice Quick jsou kompatibilní s rukojeťmi. Což šetří čas i peníze, možností výměny pouze samotné hlavy.
Brusné kotouče jsou k dispozici v provedení různých velikostí a hrubostí diamantových zrn, více či méně agresivních. Vše samozřejmě uživatelem vyměnitelné.
Maximální průměr kotouče: ± 22 mm.
Nerezová ocel.
Hlava se prodává bez diamantového kotouče.



11-EFRA-EBS4000-1	EDH Quick Disk hlava malá	32 211 Kč

EDH Quick Disk hlava – brusy

EDH Disk 20 mm

Průměr 20mm. Diamant v ploše i na straně.
Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



11-EDH1404-ENG2	EDH Disc 20 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1404-ENG3	EDH Disc 20 mm, hrubost 3	4 363 Kč

EDH Disk 23 mm

Průměr 23mm. Diamant v ploše.
Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



11-EDH1529-ENG2	EDH Disc 23 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1529-ENG3	EDH Disc 23 mm, hrubost 3	4 363 Kč

EDH Disk 26 mm

Průměr 26mm. Diamant v ploše i na straně.
Pro: EDH Quick Disk hlava



11-EDH1224-ENG2	EDH Disc 26 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1224-ENG3	EDH Disc 26 mm, hrubost 3	4 363 Kč

EDH Disk 28 mm

Průměr 28mm. Diamant v ploše.
Pro: EDH Quick Disk hlava



11-EDH1203-ENG1	EDH Disc 28 mm, hrubost 1	4 363 Kč
11-EDH1203-ENG2	EDH Disc 28 mm, hrubost 2	4 363 Kč
11-EDH1203-ENG3	EDH Disc 28 mm, hrubost 3	4 363 Kč
11-EDH1203-ENG3N	EDH Disc 28 mm, hrubost 3N (přírodní diamant s hrubým zrnem)	4 363 Kč

EDH Quick Straight fix – hlavy

EDH Quick straight coupler

Rovná jemná hlava z nerezové oceli s montovatelnou maznicí. Tato hlava je vybavena rychlospojkou pro bleskové upevnění diamantových brusů a je vhodná pro každodenní intenzivní používání. Potřebný ochranný kryt se snadno připne pomocí upevňovacího tlačítka. K dispozici jsou různé diamantové brusy a ochranné kryty. Hlava se prodává bez brusů a krytu.



11-EDH2054	EDH Quick straight coupler hlava C	17 570 Kč

EDH Quick Straight fix – brusy

Ball D10 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 10 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



11-EDH2364-EN	EDH Brus Kulička pro hlavu C a H. Průměr cca. 10 mm. Hrubost 2	3 807 Kč

Ball D12 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 12 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



11-EDH1345-EN	EDH Brus Kulička pro hlavu C a H. Průměr cca. 12 mm. Hrubost 2	3 807 Kč

Ball D19 C,H

Brus Kulička. Průměr cca. 19 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2



11-EDH1239-EN	EDH Brus Kulička pro hlavu C a H. Průměr cca. 19 mm. Hrubost 2	**4 100 Kč**

Dual Canine

Brus na špičáky dvojitý. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



11-EDH1438-EN	EDH Dvojitý brus na špičáky pro hlavu C a H. Hrubost 2	**4 978 Kč**

Canine

Brus na špičáky. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojetí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



11-EDH1440-EN	EDH Brus na špičáky pro hlavu C a H. Hrubost 2	**3 514 Kč**

Cylindrical dlouhý D11 C,H

Dlouhý válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH2376-EN	EDH Dlouhý válcový Brus D11 pro hlavu C a H. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2	**4 685 Kč**

Cylindrical dlouhý D11 F

Dlouhý válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH1517-EN	EDH Dlouhý válcový Brus D11 pro hlavu F. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2	**5 168 Kč**

Cylindrical dlouhý D15 C,H

Dlouhý válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2 nebo 3.



11-EDH2377-EN	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	**4 685 Kč**
11-EDH2377-ENG3	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	**4 685 Kč**

Cylindrical krátký D11 C,H

Krátký válcový Brus D11. Průměr cca. 11 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH1253-EN	EDH Krátký válcový Brus D11 pro hlavu C a H. Průměr cca. 11 mm. Hrubost 2	**4 100 Kč**

Cylindrical dlouhý D15 F

Dlouhý válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2 nebo 3.



11-EDH1787-EN	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	**4 392 Kč**
11-EDH1787-ENG3	EDH Dlouhý válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	**4 392 Kč**

Cylindrical krátký D15 C,H

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH2378-EN	EDH Krátký válcový Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	**4 100 Kč**

Cylindrical krátký zaoblený D15 C,H

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Zaoblená špička, diamant hrubost 2 a 3.



11-EDH1468-ENG2	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	**4 100 Kč**
11-EDH1468-ENG3	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	**4 100 Kč**

Cylindrical krátký D15 F

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Plochá špička, diamant hrubost 2.



11-EDH1857-EN	EDH Krátký válcový Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	**4 823 Kč**

Cylindrical krátký zaoblený D15 F

Krátký válcový Brus D15. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight fix hlavou F. Zaoblená špička, diamant hrubost 2 a 3.



11-EDH2256-ENG2	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	**4 823 Kč**
11-EDH2256-ENG3	EDH Krátký válcový zaoblený Brus D15 pro hlavu F. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 3	**4 823 Kč**

Cylindrical kuželovitý C,H

Kuželovitý válcový Brus. Průměr cca. 15 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 2.



11-EDH1255-EN	EDH Kuželovitý válcový Brus pro hlavu C a H. Průměr cca. 15 mm. Hrubost 2	**4 685 Kč**

Disk 50 mm

Disc průměr 50 mm, šířka cca 1,9mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše i hraně.



11-EDH2009	EDH Disc průměr 50 mm, šířka cca 1,9mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0	**4 685 Kč**

Disk 40 mm

Disc průměr 40 mm, šířka cca 1,4mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH rukojeťí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše i hraně.



11-EDH1448	EDH Disc průměr 40 mm, šířka cca 1,4mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0	**4 392 Kč**

Disk 60 mm

Disc průměr 60 mm, šířka cca 3,2mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH ukojeťí krátkou úzkou H. Diamant hrubost 0 (velice jemný) na ploše. Na hraně diamant není.



11-EDH2006	EDH Disc průměr 60 mm, šířka cca 3,2mm. Kompatibilní s hlavou C a H. Diamant hrubost 0	**4 978 Kč**

EDH kryty

Karbonový kryt

Tento kryt z uhlíkových vláken vám pomáhá udržet hlen mimo pracovní hlavu.
Pro: EDH Quick Disk hlava a EDH Quick Disk hlava malá



11-EQS-CFCD29	EDH Karbonový kryt	**849 Kč**

Kryty Cylindrical D11

Dlouhý

Kryt pro dlouhý cylindrical brus D11 F, C.
Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1519	EDH Kryt pro dlouhý cylindrical brus D11	**5 271 Kč**

EDH Příslušenství

EDH sada nářadí Quick

Sada nástrojů umožňuje výměnu diamantových brusů na hlavě.



11-EQS-SETO01	EDH sada nářadí Quick	**2 635 Kč**

Krátký

Kryt pro krátký cylindrical brus D11 C.
Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C.



11-EDH2375	EDH Kryt pro krátký cylindrical brus D11	**4 685 Kč**

Široký dlouhý

Široký kryt pro dlouhý cylindrical brus D11 F,C
EDH Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D11. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1862	EDH Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D11	**5 857 Kč**

Kryty Cylindrical D15

Dlouhý

Kryt pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1788	EDH Kryt pro dlouhý cylindrical brus D15	**4 685 Kč**

Krátký

Kryt pro krátký cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1858	EDH Kryt pro krátký cylindrical brus D15	**4 685 Kč**

Krátký zaoblený

Kryt pro krátký zaoblený cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH2275	EDH Kryt pro krátký zaoblený cylindrical brus D15	**4 685 Kč**

Široký dlouhý

Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1861	Kryt široký pro dlouhý cylindrical brus D15 F,C	**5 857 Kč**

Vysoký dlouhý

Kryt vysoký pro dlouhý cylindrical brus D15. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C a EDH Quick straight fix hlavou F.



11-EDH1859	Kryt vysoký pro dlouhý cylindrical brus D15 F,C	**5 271 Kč**

Kryty pro brus Disc

Disc 40, 50 a 60 mm C

Kryt pro brus Disc 40, 50 a 60 mm. Kompatibilní s EDH Quick straight coupler hlavou C.



11-EDH2373	EDH Kryt pro brus Disc 40 mm C	**4 685 Kč**
11-EDH2010	EDH Kryt pro brus Disc 50 mm C	**4 685 Kč**
11-EDH2008	EDH Kryt pro brus Disc 60 mm C	**4 685 Kč**



11-EFRA-EBS4050	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka EDH	**51 889 Kč**
11-EFRA-EBS4050AH	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	**51 889 Kč**
11-EFRA-EBS4050AK	Equus Quick disc 4000, Hliník, spojka Kdrive	**51 889 Kč**
11-EFRA-EBS4050I	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka EDH	**51 889 Kč**
11-EFRA-EBS4050IH	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	**51 889 Kč**
11-EFRA-EBS4050IK	Equus Quick disc 4000, Nerez, spojka Kdrive	**51 889 Kč**

EDH Nejběžnější sestavy

EDH EQ 4000 Disk

• K dispozici s různými spojkami
• Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

Equus Quick Disc 4000 se skládá z:
• Dlouhý zakřivený nástavec z nerezové oceli popř. hliník dle vašeho výběru
• Hlavice pro kotoučový brus
• Diamantový kotouč hrubost 2.

Délka nástavce: 46,7 cm
Celková délka: 52,5 cm
Průměr kotouče: 28,73 mm
Výška hlavy s kotoučem: 21,82 mm

EDH EQ 5000 Applecore

• K dispozici s různými spojkami
• Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

Equus Quick Applecore 5000 se skládá z:
• Dlouhý rovný nástavec z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru,
• Applecore hlava
• Brus Applecore hrubost 2, velikost dle vašeho výběru

Délka prodloužení: 44 cm
Délka s applecore hlavicí: 50 cm



11-EFRA-EBS5050	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka EDH	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050AH	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050AK	Equus Quick applecore 5000, Hliník, spojka Kdrive	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050I	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka EDH	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050IH	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	50 834 Kč
11-EFRA-EBS5050IK	Equus Quick applecore 5000, Nerez, spojka Kdrive	50 834 Kč

EDH EQ 6000 Diastema

- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli

Equus Quick diastema 6000 se skládá z:
- Střední rovný nástavec z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru
- Diastema hlava
- 3 mm diastema brus, hrot nemá potažen diamantem
- 3 mm objímka

Délka prodloužení: 44 cm
Délka s hlavou: 50 cm



11-EFRA-EBS6050	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka EDH	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050AH	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050AK	Equus Quick Diastema 6000, Hliník, spojka Kdrive	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050IF	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka Kdrive	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050IH	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	46 120 Kč
11-EFRA-EBS6050I	Equus Quick Diastema 6000, Nerez, spojka EDH	46 120 Kč

EDH EQ 7000 Straight fix

Hlava umožňuje použití různých válcových brusů, různých průměrů, s ochranným krytem nebo bez něj. Brusy malého průměru usnadňují práci v menší dutině ústní. Ochranný kryt je snadno nastavitelný a velmi rychle odstranitelný. Brusy jsou samozřejmě také snadno vyměnitelné.

Equus Quick Straight fix 7000 se skládá z:
- Středně dlouhého, rovného nástavce z nerezové oceli nebo hliníku dle vašeho výběru
- Rovné hlavy
- Dlouhého brusu D15 s plochým koncem
- Širokého ochranného krytu
- K dispozici s různými spojkami
- Vyrobeno z hliníku nebo nerezové oceli
- Délka prodloužení: 44 cm
- Délka s hlavou a krytem: 50 cm



11-EFRA-EBS7050AH	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050AK	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka Kdrive	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050E	Equus Quick Straight fix 7000, Hliník, spojka EDH	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050EI	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka EDH	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050IH	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	40 996 Kč
11-EFRA-EBS7050IK	Equus Quick Straight fix 7000, Nerez, spojka Kdrive	40 996 Kč

EDH Rukojeti a prodloužení

EDH Rukojeť krátká

• umožňuje připojení různých hlav, tak aby byla pracovní vzdálenost co nejkratší.
• k dispozici s různými spojkami.
• polymerová rukojeť, spojka z nerezové oceli.
Délka: 13,5 cm



11-EFRA-EBS2000	EDH Rukojeť krátká, spojka EDH	16 536 Kč
11-EFRA-EBS2000H	EDH Rukojeť krátká, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	16 536 Kč
11-EFRA-EBS2000K	EDH Rukojeť krátká, spojka Kdrive	16 536 Kč

EDH Rukojeť krátká úzká

• umožňuje zkrátit pracovní vzdálenost za účelem práce v přední části dutiny ústní.
• je tenčí než rukojeť kompatibilní s hlavami
• do této rukojeti se nepřipojuje hlava, ale přímo finální nástroj k tomu určený
• k dispozici s různými spojkami
• fixace a úchop se liší od krátké rukojeti určené pro hlavy, nástroje jsou blíže k ruce
• nerezová ocel
• prodává se bez diamantového brusu



11-EFRA-EBS7000.E	EDH Handle short thin, spojka EDH	13 470 Kč
11-EFRA-EBS7000.H	EDH Handle short thin, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	13 470 Kč
11-EFRA-EBS7000.K	EDH Handle short thin, spojka Kdrive	13 470 Kč

EDH Rukojeť prodloužená přímá

• umožňuje připojení různých hlav
• k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a s různými spojkami
L - Dlouhá rovná, délka: 44,5 cm

M - Střední rovná, délka: 39,5 cm

S - Krátká rovná, délka: 34,5 cm



11-EFRA-EBS2100	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2100I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2101	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2101I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2102	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2102I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 39,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2200	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2200I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2201	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2201I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2202	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2202I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 34,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2300	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2300-A	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka EDH	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2301	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2301I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka Kdrive	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2302	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč
11-EFRA-EBS2302I	EDH Rukojeť prodloužená přímá, délka 44,5 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dinamic	19 912 Kč

EDH Rukojeť prodloužená zakřivená

• umožňuje připojení různých hlav
• standardní (dlouhý), délka: 48 cm
• střední, délka: 43 cm
•každý nástavec je k dispozici v hliníkovém nebo nerezovém provedení a s různými spojkami



11-EFRA-EBS2310	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka EDH	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2310I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka EDH	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2311	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka Kdrive	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2311I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka Kdrive	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2312	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2312I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 48 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2320	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka EDH	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2320I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka EDH	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2321	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka Kdrive	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2321I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka Kdrive	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2322	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Hliník, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	**21 083 Kč**
11-EFRA-EBS2322I	EDH Rukojeť prodloužená zakřivená, délka 43 cm, Nerez, spojka HDE, Vet-Design, Dynamic	**21 083 Kč**

EDH Sety

Connect Freedom set

Tento set se skládá z:
• Equus Liberty Connect motor, spojka (výstup motoru) dle vašeho výběru, s baterií.
• Závěsná kapsa Equus Liberty Connect
• Bezdrátový jednonožní pedál Connect,
• Equus Jet Connect s vysokotlakou pumpou a chladicím čerpadlem.



11-PAC-COFREE01	EDH Connect Freedom set	**222 547 Kč**

Connect Quick set

Tento set se skládá z:
• Equus Liberty Connect motor, EHD výstup
• EDH Batoh Equus Liberty Connect
• EDH bezdrátový jednonožní pedál Connect,
• EDH bezdrátové dálkové ovládání
• EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
• Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.
• Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
  - dlouhý rovný nástavec z hliníku



11-PAC-COQUI01	EDH Connect Quick set	**257 686 Kč**

Quick Basic set

Tento set se skládá z:
• Equus Liberty motor s EDH výstupem
• Equus Liberty opasek
• EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
• Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
- dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
- hlavice pro kotoučový brus
- diamantový kotouč hrubost 2.
• Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
- dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
- applecore hlava
- brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm



11-PAC-QS01	EDH Quick Basic set	**178 594 Kč**

Quick Disc set

Tento set se skládá z:
• Equus Liberty motor s EDH výstupem
• Equus Liberty opasek
• EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
• Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
- dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
- hlavice pro kotoučový brus
- diamantový kotouč hrubost 2.



11-PAC-QS03	EDH Quick Disc set	**131 771 Kč**

Quick Plus set

Tento set se skládá z:
• Equus Liberty motor s EDH výstupem
• Equus Liberty opasek
• EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick Systém
• Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
- dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
- hlavice pro kotoučový brus
- diamantový kotouč hrubost 2.
• Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
- dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
- applecore hlava
- brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm
• EDH Rukojeť krátká úzká
• EDH Brus Kulička průměr cca. 19 mm
• EDH Disc průměr 60 mm



11-PAC-QS02	Quick Plus Set	**201 464 Kč**

Wired set n° 1

Tento set se skládá z:
• EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH nebo Foderom
• EDH Nožní pedál 220 V





11-MOT-530W2050	Wired set n° 1 S výstupem EDH	**34 553 Kč**
11-MOT-530W1050	Wired set n° 1 S výstupem Foderom	**34 553 Kč**

Wired set n° 2

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH
- EDH Nožní pedál 220 V
- EDH hnací hřídel 140 cm
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.



11-MOT-530WP2	Wired set n° 2	**87 818 Kč**

Wired set n° 3

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH
- EDH Nožní pedál 220 V
- EDH hnací hřídel 140 cm
- Equus Quick Disc 4000 obsahuje:
  - dlouhý zakřivený nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
  - hlavice pro kotoučový brus
  - diamantový kotouč hrubost 2.
- Equus Quick Applecore 5000 obsahuje:
  - dlouhý rovný nástavec z hliníku nebo nerezu dle volby
  - applecore hlava
  - brus Applecore hrubost 2, Ø 17 mm
- EDH Rukojeť krátká úzká
- EDH Disc průměr 50 mm



11-PAC-MAN220	Wired set n° 3	**146 383 Kč**

Wired set n° 4

Tento set se skládá z:

- EDH motor 220 V “drátový” S výstupem EDH nebo Faredom

• EDH Bezdrátový nožní pedál Connect
• EDH Equus Dimmer Box Connect.





11-MOT-530W4050	Wired set n° 4 s výstupem EDH	**58 565 Kč**
11-MOT-530W3050	Wired set n° 4 s výstupem Foredom	**58 565 Kč**

EDH Hnací hřídele

EDH hnací hřídele dokáží propojit v podstatě veškeré dostupné motory s rukojeťmi všech myslitelných producentů. Jsou konstruovány s důrazem na vysokou životnost.
Obecné vlastnosti:
• pružný a vysoce odolný bovden
• 5mm hnací lano
• ochranná pouzdra zpevňující zakončení u konektorů
• dostupné v délkách 90 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm a 150 cm
• další délky na vyžádání



handpieces / motor	EDH Quick System Square drive	Kdrive	HDE Vet-Design	Dynamic
EDH Quick Flex	FLEX-EBS	FLEX-EDHKD	FLEX-EDHHDE	FLEX-EDHDY
Foredom	FLEX-FEBS	FLEX-FKD01	FLEX-FHDE	FLEX-FDY
Foredom adjustable	FLEX-FREBS	FLEX-FKDR02	FLEX-FRHDE	FLEX-FRDY
Dremel	FLEX-DEBS	FLEX-DKD	FLEX-DHDE	FLEX-DDY
HDE / Vet-Design / Dynamic	FLEX-HDEEDH	FLEX-HDEKD	FLEX-HDEHDE	FLEX-HDEDY

Pro motor spojka Dearson

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dearson na, opačné straně Kdrive




11-FLEX-DEKR090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	**6 210 Kč**
11-FLEX-DEKR100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	**6 356 Kč**
11-FLEX-DEKR120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	**6 666 Kč**
11-FLEX-DEKR140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	**6 976 Kč**
11-FLEX-DEKR150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Dearson na opačné straně Kdrive	**7 131 Kč**

Pro motor spojka Dremel

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně Dynamic.



11-FLEX-DDY	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Dynamic	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně EDH Quick System



11-FLEX-DEBS	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Quick systém	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-DHDE	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Vet Design	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Dremel na, opačné straně Kdrive



11-FLEX-DKD	EDH hnací hřídel u motoru Dremel na opačné straně Kdrive	**Cena na dotaz**

Pro motor spojka EDH Quick Flex

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně Dynamic



11-FLEX-EDHDY	EDH hnací hřídel u motoru Quick Flex na opačné straně Dynamic	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně EDH Quick System



11-FLEX-EBS090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	**6 511 Kč**
11-FLEX-EBS100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	**6 697 Kč**
11-FLEX-EBS120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	**7 007 Kč**
11-FLEX-EBS140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	**7 317 Kč**
11-FLEX-EBS150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně EDH Quick System	**7 503 Kč**

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-EDHHDE090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	**11 162 Kč**
11-FLEX-EDHHDE100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	**11 317 Kč**
11-FLEX-EDHHDE120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	**11 627 Kč**
11-FLEX-EDHHDE140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	**11 937 Kč**
11-FLEX-EDHHDE150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně HDE, Vet Design	**12 681 Kč**

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru EDH Quick Flex, na opačné straně Kdrive



11-FLEX-EDHKD090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	**9 457 Kč**
11-FLEX-EDHKD100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	**9 767 Kč**
11-FLEX-EDHKD120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	**10 077 Kč**
11-FLEX-EDHKD140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	**10 232 Kč**
11-FLEX-EDHKD150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru EDH Quick Flex na opačné straně Kdrive	**10 387 Kč**

Pro motor spojka Foredom

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom, na opačné straně Dynamic



11-FLEX-FDY	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Dynamic	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně EDH Quick Systém



11-FLEX-FEBS	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Quick Systém	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-FHDE	EDH hnací hřídel u motoru Foredom na opačné straně Vet Design	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom na, opačné straně Kdrive



11-FLEX-FKD01090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	**5 705 Kč**
11-FLEX-FKD01100	EDH Drive Cable 100 cm, for motor Foredom on opposite side Kdrive	**5 806 Kč**
11-FLEX-FKD01120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	**6 201 Kč**
11-FLEX-FKD01140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	**6 511 Kč**
11-FLEX-FKD01150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Foredom na opačné straně Kdrive	**6 666 Kč**

Pro motor spojka Foredom adjustable

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně Dynamic



11-FLEX-FRDY	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Dynamic	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti EDH Quick System

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně EDH Quick Systém



11-FLEX-FREBS	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Quick Systém	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-FRHDE	EDH hnací hřídel u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Vet Design	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru Foredom Adjustable, na opačné straně Kdrive



11-FLEX-FKDR02090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	**6 976 Kč**
11-FLEX-FKDR02100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	**7 131 Kč**
11-FLEX-FKDR02120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	**7 441 Kč**
11-FLEX-FKDR02140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	**7 751 Kč**
11-FLEX-FKDR02150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru Foredom Adjustable na opačné straně Kdrive	**7 906 Kč**

Pro motor spojka HDE, Vet Design

Pro rukojeti Dynamic

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně HDE, Dynamic



11-FLEX-HDEDY	EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Dynamic	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti EDH Quick Systém

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně EDH Quick Systém



11-FLEX-HDEEDH090	EDH hnací hřídel 90 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	**9 612 Kč**
11-FLEX-HDEEDH100	EDH hnací hřídel 100 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	**9 767 Kč**
11-FLEX-HDEEDH120	EDH hnací hřídel 120 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	**10 077 Kč**
11-FLEX-HDEEDH140	EDH hnací hřídel 140 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	**10 387 Kč**
11-FLEX-HDEEDH150	EDH hnací hřídel 150 cm, u motoru HDE, Vet Design na opačné straně EDH Quick System	**10 542 Kč**



11-FLEX-HDEKD	EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Kdrive	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti HDE, Vet Design

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně HDE, Vet Design



11-FLEX-HDEHDE	EDH hnací hřídel u motoru Vet-Desing na opačné straně Vet-Desing	**Cena na dotaz**

Pro rukojeti Kdrive

EDH hnací hřídel se zakončením na straně motoru HDE, Vet Design, na opačné straně Kdrive

EDH Adaptéry

Chcete si ponechat své staré vybavení? Žádný problém. Pro příležitostné použití nabízíme adaptéry z našich motorů Equus EDH, pro připojení hřídele Dremel, Foredom a HDE

Adaptér EDH – Dremel



11-EFRA-ABS10	EDH Adaptér pro motor EDH - výstup Dremel	**8 268 Kč**

Adaptér EDH – Foredom



11-EFRA-EBS12	EDH Adaptér pro motor EDH - výstup Foredom	**8 268 Kč**

Adaptér EDH – HDE



11-EFRA-EBS-14	EDH Adaptér pro motor EDH - výstup HDE	**8 268 Kč**

EDH Proplach, Čištění a Mytí - manuální

Classique Diastema nástavec

Diastema nástavec na zahradní hadici. Vyroben z nerezové oceli s tryskou s jemným hrotem. Velmi bezpečné čištění diastemat a parodontálních kapes. Vhodné pro výplachy diastemat, výplachy dutiny ústní před a po broušení a výplachy otvorů po extrakci zubů.
Bez ostrých hran, aby byla péče na vysoké úrovni. Progresivní nastavení tlaku na spoušti pro vyplachování podle vašeho pohodlí.



11-ACC-LDC	EDH Classique Diastema nástavec	**4 713 Kč**

Proplachová pistole 250ml

EDH 250ml ruční proplachovací pistole, používaná jednou rukou. Ideální pro vyplachování huby koně a k proplachům. Dodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



11-PRBV-250ML	EDH Proplachová pistole 250 ml	**1 171 Kč**

Proplachová stříkačka 300ml

EDH 300ml proplachová stříkačka. Tělo z extrudovaného plexiskla. Dno, uzávěr a píst z leštěného hliníku. Rukojeť z nerozbitného plastu. Osazeno černou stupnicí. Sterilizace: odolná proti varu. Kompletně rozebíratelná. Prodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



11-ACC-SR300	EDH Proplachová stříkačka 300 ml	**2 518 Kč**

Proplachová stříkačka 450ml

EDH 450 ml proplachová stříkačka. Plastová tuba, tyč a rukojeť. Mosazná kanyla. Průhledná, odolná vroucí vodě se stupnicí v reliéfu. Prodává se s 10mm kanylou, návodem k použití a lahvičkou silikonového oleje.



11-ACC-SR400	EDH Proplachová stříkačka 450 ml	**996 Kč**

EDH Proplach, Čištění a Mytí - strojové

Equus Jet Eco

Jednoduchý mycí systém ideální pro čištění dutiny ústní před a po extrakci zubů, diastemat a zbytků potravy.
Autonomní, robustní, kompaktní.
Je vybaven olověným akumulátorem.
Maximální tlak je 10 barů a je nastavitelný pouze pomocí spouště.
Equus Jet Eco se dodává s nabíječkou a hydraulickou sestavou, která zahrnuje:
• vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
• výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, umožňuje výměnu koncovek bez vypnutí čerpadla, čímž šetří váš čas
• jednu proplachovací koncovku
• jednu diastemovou koncovku



11-EJ-EJE02	EDH Equus Jet Eco	**28 287 Kč**

Equus Jet

EDH Equus Jet je ideální pro vyplachování dutiny ústní před a po operacích, extrakcích, diastemách a zbytků jídla.

Je autonomní, robustní a kompaktní. Vybaven lithium-iontovou baterií a barevným indikátorem stavu baterie.

Má intuitivní ovládací panel pro přesné nastavení tlaku a průtoku. Maximální tlak je 10 barů a je nastavitelný na ovládacím panelu a pomocí spouště.

Výhody produktu:
• 5 možných úrovní tlaku
• rychlé připojení a odpojení hadic a trysek
• vnější a vnitřní filtr
• možnost použití drátového pedálu k postupné změně průtoku a tlaku
• k dispozici s upevněník k vozíku Pegasos (volitelné).

Equus Jet je dodáván s nabíječkou a hydraulickou sestavou která obsahuje:
• vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
• výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, což vám umožní vyměnit koncovky bez vypnutí čerpadla a ušetřit tak váš čas.
• jednu proplachovací koncovku
• jednu diastemovou koncovku



11-EJ-EJ01	EDH Equus Jet	**58 243 Kč**

Equus Jet Connect

EDH Equus Jet Connect je součástí řady Connect. Všechny produkty z této řady Connect pracují s Bluetooth a umožňují vám konfigurovat zařízení vzájemně mezi sebou (pedál, motor, sání), abyste mohli systémy používat přímo pomocí bezdrátových pedálů nebo z vašeho smartphonu, nebo tabletu. To vám dává větší svobodu pohybu a praktičtější každodenní použití.

S Equus Jet Connect budete mít:
• obrazovku nastavení a ovládání
• nastavení doby proplachování čerpadel
• teplotu kapaliny v reálném čase
• pracovní tlak v reálném čase
• nastavení (obecné, čerpadla, pedály, párování ...)
• indikátor stavu baterie
• vzdálená aktualizace aplikace


Equus Jet Connect může mít několik čerpadel:
• vysokotlaké čerpadlo (tlak 10 barů, průtok 7l/min)
• chladicí čerpadlo (tlak 2 bary, průtok 450 ml/min) rozšíření na přání
• peristaltická pumpa pro vstřikování sterilních produktů (tlak 1 bar, průtok 700 ml/min) rozšíření na přání

Výhody produktu:
• Lithium-iontová baterie
• Možnost 6 úrovní tlaku
• bezdrátové dálkové ovládání
• vybavené technologií Bluetooth pro práci se všemi produkty řady Connect

Equus Jet Connect se dodává s nabíječkou a hydraulickou sestavou, která zahrnuje:
• vstupní polyuretanovou hadici se sítkem a filtrem
• výstupní spirálovou polyuretanovou hadici s rychlospojkou na jedné straně a rychlospojkou s ventilem na druhé straně, umožňuje výměnu koncovek bez vypnutí čerpadla, čímž šetří váš čas
• jednu proplachovací koncovku
• jednu diastemovou koncovku
• výstupní potrubí s rychlospojkou na straně čerpadla (u varianty chladicího čerpadla)
• potrubí kapalinového pohonu s konektorem Luer Lock (pro možnost peristaltického čerpadla)



11-EJ-EJV21-2	EDH Equus Jet Connect	**87 818 Kč**



EQUUS JET RANGE

Comparison table of Equus Jet models

		Equus Jet Eco	Equus Jet	Equus Jet Connect
Battery	Type	Lead Acid	Lithium - Ion	Lithium - Ion
	Time **	One week	3 weeks	3 weeks
Pump	Pressure	up to 10 bars	up to 10 bars	up to 10 bars
	Number of pressure levels	1	5	6
	Electronic flow control		✓	✓
	High pressure pump	✓	✓	✓
	Water cooling pump			✓*
	Rolling pump			✓*
Fixation	Pegasos wagon		✓*	✓*
	Wall monting plate		✓*	✓*
Settings	Display screen for general settings			✓*
	Bluetooth - Gamme Connect			✓*
Remote use	Remote control			✓*
	Wired foot pedal		✓*	
	Wireless single foot pedal			✓*
	Wireless double foot pedal			✓*
Kit	Kit sinus		✓*	✓*
	Water cooling kit			✓*

*: in option **: average time depending on your use

Non contractual documentation - Equus Dental Harmony property - Registered brands and models - Don't throw on the public highway

EDH Proplach, Čištění a Mytí - příslušenství

Dezinfekční prostředek pro Equus Jet

Doporučuje se dezinfikovat systém Equus Jet sterispray alespoň jednou za měsíc (při každodenním používání) nebo v případě kontaminace.
Přípravek se ředí vodou a umožňuje provést 25 dezinfekcí.
500 ml.



11-DES-STL2	EDH Dezinfekční prostředek pro Equus Jet	**1 333 Kč**

Nabíječky baterií

Equus Jet Eco charger

Nabíječka pro Equus Jet Eco.
Tato nabíječka může mít na přání koncovky pro různé zásuvky (francouzská, švýcarská, anglická, americká, novozélandská).



11-EJ-CBEP01	EDH Nabíječka pro Equus Jet Eco.	**2 046 Kč**

Equus Jet Connect charger

Nabíječka pro Equus Jet a Equus Jet Connect.
Tato nabíječka může mít na přání koncovky pro různé zásuvky (francouzská, švýcarská, anglická, americká, novozélandská).



11-EJ-CBLI14	EDH Nabíječka pro Equus Jet and Equus Jet Connec	**4 403 Kč**

Nástavce pro Equus Jet

Diastema nástavec

Diastema nástavec s úhlem 90° k čištění mezizubních prostor, diastemat a alveolú po extrakci.
Jeho délka vám umožní snadno se dostat ke spodní části tlamy, aniž byste koně zranili.



11-EJ-LDEJ1	EDH Diastema nástavec s úhlem 90°	**4 713 Kč**

Diastema nástavec krátký

Krátký diastema nástavec s úhlem 90° k čištění mezizubních prostor, diastemat a alveolů po extrakci.



11-EJ-LDCEJ3	EDH Diastema nástavec krátký	**3 845 Kč**

Náhradní spoušť pro nástavce

Náhradní spoušť pro různé nástavce. Spoušť se prodává s konektorem pro Equus Jet.



11-EJ-GS02	EDH Náhradní spoušť pro nástavce	**2 356 Kč**


Luer lock nástavce

Toto prodloužení vám umožňuje používat jehly různých délek a mít je fixované v požadovaném úhlu.
Čistí hluboké kapsy a dřeňové kanálky molárů a premolárů.
K dispozici se sklonem:

- 0° (přímý)
- 90°
- 115°

Prodává se bez jehel.

Samostatná položka:
Balení 10 rovných nerezových jehel G18 pro prodloužení Equus Jet luer lock. Několik velikostí a průměrů.



11-EJ-LLLLD02	EDH Luer lock nástavec přímý	**6 821 Kč**
11-EJ-LDLL90	EDH Luer lock nástavec 90°	**8 123 Kč**
11-EJ-LDLL115	EDH Luer lock nástavec 115°	**8 123 Kč**
11-EJ-AIDG18	EDH Balení 10 rovných nerezových jehel G18	**589 Kč**

Proplachovací nástavec

Proplachovací nástavec pro vypláchnutí huby koně jediným pohybem ve směrech nahoru a dolů. Vysoký průtok s mírným tlakem k odstranění zbytků potravy před a po ošetření zubů koní.
Jeho délka vám umožní snadno se dostat ke spodní části tlamy, aniž byste koně zranili.



11-EJ-LDEJ2	EDH Proplachovací nástavec	**4 713 Kč**

Proplachovací nástavec krátký

Umožňuje čištění po extrakci řezáků a vlčích zubů.



11-EJ-LDCEJ4	EDH Proplachovací nástavec krátký	**3 845 Kč**

Sinus kit

Tato sada vám umožní lépe vyčistit dutiny koně pomocí Equus Jet a Equus Jet Connect. Ke změně průtoku tlaku se doporučuje použít pedál.

Balení obsahuje:

- 3m polyuretanovou hadici s luer lock koncovkou
- endoskopický katetr 1,8 mm x 2000 mm
- endoskopický katetr 2,3 mm x 2000 mm
- 3 jehly s různými průměry



11-EJ-KLS02	EDH Sinus kit	**2 164 Kč**

Sací filtr

Sací filtr pro přívodní hadici Equus Jet.



11-FAB-EDH5057	EDH Sací filt	**713 Kč**

Vnější spirálová hadice

Polyuretanová spirálová hadice s rychlospojkou vybavená ventilem, který umožňuje výměnu násadce pod tlakem bez vypnutí pumpy.

Kompatibilní s různými modely Equus Jet.

K dispozici ve 2m nebo 4m délce.



11-ACC-EJTS4.2	EDH Vnější spirálová hadice 2m	**1 488 Kč**
11-ACC-EJTS4	EDH Vnější spirálová hadice 4m	**1 643 Kč**

Vstupní hadice

Vstupní hadice z polyuretanu je vybavena filtrem a sítkem pro omezení vnikání nečistot do čerpadla.
Kompatibilní s různými modely Equus Jet.



11-ACC-EJTE5	EDH Vstupní hadice	**1 953 Kč**

Water cooling set

EDH Sada vodního chlazení. 3m hadice s luer lock koncovkou umožňující spojení mezi Equus Jet Connect a násadci, stejně jako konektory Luer lock pro připojení násadcům jiných značek.



11-EJ-KWC01	EDH Water cooling set	**775 Kč**

EDH Čelovky a osvětlení

Equus Head Light čelovka

Chirurgická čelovka vyvinutá pro koňskou stomatologii. Je to pozoruhodně výkonné světlo, které se dokonale hodí pro veškerou vaši práci. Čelenka disponuje dvěma nastaveními popruhy pro výšku a šířku.
Nastavitelné mezi oči, což umožňuje přesné osvětlení při práci.

- Ovládací panel pro nastavení intenzity a správy baterie.
- Dobíjecí baterie, která se snadno nacvakne na opěrku hlavy nebo se alternativně připevní k opasku.
- Svítí až 20 hodin
- Intenzita světla 4W

Balení obsahuje:

- Nastavitelná čelovka
- Lithiová baterie
- Nabíječka
- Přepravní pouzdro

Volitelně také balení s přídavnou baterií.



11-ACC-LFEL01	EDH Equus Head Light 1 baterie	**18 741 Kč**
11-ACC-PEL01	EDH Equus Head Light 2 baterie	**22 255 Kč**

,

Equus Light baterie

Přídavná Lithium-Ion baterie pro Equus Head Light



11-ACC-BEL2C	EDH Přídavná baterie pro Equus Head Light	**3 514 Kč**

Equus Light nabíječka

Nabíječka pro Equus Head Light



11-ACC-CEL26	EDH Nabíječka pro Equus Head Light	**1 464 Kč**

Mich Light sada

Světlo MICH Light je vybaveno výkonnou LED namontovanou na tenké magnetické destičce, ideální pro stomatologickou práci a maximální pohodlí. Světlo MICH lze přichytit na rozvěrač, aby bylo zajištěno kvalitní osvětlení při práci. Ideální alternativa pro ty, kteří neradi používají čelovku.

Výkonná LED, 450 Lumenů, 75° paprsek, barevná teplota 550K (denní světlo). Dobíjecí baterie.

Sada obsahuje:

- nastavitelné světlo
- nabíječku
- lithiovou baterii
- magnetickou podporu
- úložné pouzdro





11-LAM-MLSL2	EDH Světlo MICH Light	**17 053 Kč**

Mich Light baterie

Mich light samostatná baterie.

- nejnovější generace bezpečných lithiových baterií
- dobíjecí 1500 cyklů
- 4h pracovní doba 4h nabíjení
- elektronické ochranné obvody
- ON + indikátor slabé baterie
- robustní hliníková voděodolná konstrukce



11-LAM-MICH02	EDH Mich Light baterie	**7 751 Kč**

Mich Light, samostatné svítidlo

Pouze světlo jako náhradní díl pro sadu Mich Light. Prodáváno s propojovacím kabelem.

Výkonná LED, 450 Lumenů, 75° paprsek, barevná teplota 550K (denní světlo).



11-LAM-MICH01	EDH Mich Light, samostatné svítidlo	**7 751 Kč**

Mich Light držák baterie

Držák baterie pro Mich lit, opatřený 3M oboustrannou páskou.



11-LAM-MICH03	EDH Mich Light držák baterie	**1 395 Kč**

EDH Rozvěrače a příslušenství

Rozvěrač tlamy 2000 Serie

Rozvěrač z leštěného nerezu pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.
Je to originál World Wide Equine.

- 29 malých zubů dobře sedne na každého koně
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodáván bez nástavců
- hmotnost: 2,20 kg bez skusových destiček



11-OB-WWS2000	EDH Rozvěrač tlamy 2000 series World Wide Equine bez skusových destiček	**54 589 Kč**

Rozvěrač tlamy 4000 Serie

Rozvěrač z leštěného nerezu pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.
Je to originál World Wide Equine.

- 6 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodáván bez nástavců
- hmotnost: 1,95 kg bez skusových destiček

Pozor, nezapomeňte si vybrat skusové destičky. U tohoto modelu jsou kompatibilní všechny skusové destičky EDH.



11-OB-WWS4000	EDH Rozvěrač tlamy 4000 series World Wide Equine bez skusových destiček	**32 204 Kč**

Equus Millenium pony

Speculum pro poníky a malé oslíky.
Rozvěrač z leštěného nerezu pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.

- 23 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsícovými destičkami
- hmotnost: 2 kg s náběhovými destičkami



11-OB-EMP06	EDH Rozvěrač tlamy Equus Millenium pony	**13 177 Kč**

Equus Premium

Rozvěrač z leštěného nerezu pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.
Desky jsou navrženy tak, aby držely paralelní větve, aby se zabránilo dotyku.

- 10 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsícovými destičkami
- hmotnost: 3 kg včetně skusových destiček



11-0B-EP02	EDH Rozvěrač tlamy Equus Premium	**21 962 Kč**

Equus Premium Pony

Speculum pro poníky a malé oslíky.
Rozvěrač z leštěného nerezu pro koňskou stomatologii pro každodenní použití.
Desky jsou navrženy tak, aby držely paralelní větve, aby se zabránilo dotyku.

- 10 zubů
- nerezová ocel
- s odolnými modrými popruhy Biothane
- prodává se s půlměsícovými destičkami
- váha: 1,8 kg se skusovými destičkami



11-OB-EPP04	EDH Rozvěrač tlamy Equus Premium pony	**14 056 Kč**

Offset Gunther


- 9 poloh posunu čelistí
- prodává se s popruhem Biothane a skusovými destičkami.
- používá se pro celkovou anestezii, pro intubaci, všeobecnou stomatologii i k provedení minimálně invazivní extrakce (bukotomie)



11-OB-GUN01	EDH Offset Gunther	**14 641 Kč**

Rozvěrač líce

Rozvěrač líce umožňuje vidět arkády stoliček tím, že odtáhne tváře koně. Často se používá ke kontrole molárních pasáží před a po práci u malých a velkých koní.



11-OB-EJ01	EDH Rozvěrač líce	**1 874 Kč**

Ústní klín

Ústní klín s kuličkou a kroužkem umožňuje připevnění k hlavovým popruhům. Perfektní pro rychlou diagnostiku koně. Vhodné u koní s frakturou mandibuly na jedné straně.

Dodáváme se sadou dvou plastových klínů 3,2 cm a 4,5 cm.

Celková délka 30cm.



11-OB-OBLT01	EDH Ústní klín	**2 343 Kč**

Juliuster

Zařízení pro ústní zkoušky koní. Navrženo, testováno a schváleno ve spolupráci s European Equine Dental Consultancy (EEDC).

Snadno použitelné zařízení pro odsazení dolní čelisti doleva nebo doprava pro pohledy s otevřenými ústy pomocí ofsetové techniky.

Skvělé pro vyšetření kořenů a okluzního povrchu lícních zubů.

Dorso-ventrální pohledy lze provádět s 5 cm posunutím doleva a doprava.




11-OB-BDR04	EDH Juliuster	**12 712 Kč**

X-Block

Zubní Rentgenové X-bloky, které vytvářejí prostor 60, 80 nebo 100 mm mezi řezáky koně.

Odolný gumový materiál.



11-OB-BDR05	EDH X-Block	**3 411 Kč**

Fixační hrazdička pro rozvěrače

Fixační hrazdička pro rozvěrače poskytuje lepší stabilitu.



11-ACC-ACMOB01	EDH Fixační hrazdička pro rozvěrače	**1 611 Kč**

Fixační hrazdička pro rozvěrače AM1



02-SH1	AM1 PONNY Fixační hrazdička pro rozvěrače	**1 240 Kč**
02-SH2	AM1 Fixační hrazdička pro rozvěrače	**1 350 Kč**

Půlměsíc – Poníci

Skusové destičky půlměsíc pro poníky.
Nerezová ocel.



11-OB-PPBP02	EDH Skusové destičky půlměsíc - Poníci	**2 096 Kč**

Skusové destičky

Klasické – Poníci

Klasické skusové destičky pro poníky.
Nerezová ocel.



11-OB-PSP01	EDH Skusové destičky klasické - Poníci	**1 903 Kč**

Půlměsíc s gumou – Poníci

Skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější.
Velmi dobré pro mladé poníky a podkus nebo předkus koně, zabraňují sklouznutí řezáků.
Nerezová ocel.



11-OB-PPBCP01	EDH Skusové destičky půlměsíc s gumou - Poníci	**3 221 Kč**

Destičky řezákové pogumované – Koně

Skusové destičky s pogumovaným povrchem umožňují práci s poškozenými nebo zlomenými řezáky.



11-OB-PPI011	EDH Skusové destičky řezáků pogumované - Koně	**6 480 Kč**

WWE klasické skusové destičky – Koně

Originální World Wide Equine skusové destičky, pro World Wide Equine rozvěrače.



11-OB-PWWE01	EDH WWE klasické skusové destičky - Koně	**4 909 Kč**

Destičky široké – Koně

Extra široké zákusové destičky např. pro koně s předkusem.

Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup



11-OB-PELB01	EDH Skusové destičky široké - Koně	**2 635 Kč**

WWE Skusové destičky řezáků pogumované – Koně

World Wide Equine skusové destičky s pogumovaným povrchem pro 2000 a 4000 WWE rozvěrače umožňují práci s poškozenými nebo zlomenými řezáky.

Jsou potaženy ochrannou gumou.



11-OB-PPI01	EDH WWE Skusové destičky řezáků pogumované - Koně	**6 480 Kč**

WWE skusové destičky široké – Koně

Velmi dobré pro mladé koně nebo koně s předkusem, zabraňují sklouznutí řezáků.
Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



11-OB-PPEWW04	EDH WWE skusové destičky široké - Koně	**9 426 Kč**

XtandR Skusové destičky

XtandR je revoluční sada výměnných destiček určených pro lepší X-ray viditelnost zubů.
Jsou určeny k pořizování intraorálních rentgenových snímků řezáků bez překážejícího materiálu a bez problémů s manipulací.



11-OB-PIXR02	EDH XtandR Skusové destičky	**15 347 Kč**

WWE skusové destičky široké s gumou – Koně

World Wide Equine extra široké skusové destičky s gumovou výstelkou zabrání vyštípnutí řezáků a jsou pro koně pohodlnější.
Velmi dobré pro mladé koně nebo koně s předkusem, zabraňují sklouznutí řezáků.
Extra široké skusové destičky udržují rozvěrač dále od tváří, což umožňuje lepší přístup.



11-OB-PWWELC	EDH WWE skusové destičky široké s gumou - Koně	**12 567 Kč**

AM1 X-Ray skusové destičky

Univerzální skusové destičky AM1 X-Ray poskytují vynikající rentgenovou viditelnost zubů, jak je patrné z přiloženého RTG snímku, což je výrazný rozdíl oproti standardním destičkám. Jsou určeny pro intraorální rentgenové snímky řezáků, a to bez nežádoucího překrytí materiálem.
Vzhledem k absenci standardizace uchycení skusových destiček u různých výrobců rozvěračů jsou tyto destičky navrženy s masivními bočními úchyty a přebytkem materiálu. Po finálním opracování by měly být kompatibilní s většinou dostupných rozvěračů, které fixují skusové destičky pomocí středového čepu. Spojovací část je tedy nutné přizpůsobit konkrétnímu rozvěrači dobroušením.
Jedná se o polotovar určený k dalšímu opracování. Pokud nejste zruční nebo nemáte k dispozici nástrojaře, nabízíme možnost toto opracování zajistit. V takovém případě nám prosím zašlete váš rozvěrač a my se o vše postaráme.

Důležitá upozornění a podmínky použití

• Povaha produktu a odpovědnost: Skusové destičky jsou klasifikovány jako spotřební materiál. Vzhledem k extrémním a nepředvídatelným silám vyvíjeným čelistním stiskem koně nelze garantovat absolutní nezničitelnost. Výrobce ani zhotovitel úpravy nenese odpovědnost za sekundární škody na RTG technice (senzorech, deskách) či

jiném vybavení vzniklé v důsledku mechanického selhání destičky.

• Omezení při individuální úpravě: Pokud si úpravu polotovaru provádíte sami, odpovídáte za zachování statické pevnosti dílu. Při broušení nesmí dojít k nadměrnému zeslabení nosných částí nebo vytvoření ostrých vnitřních úhlů (vrypů), které slouží jako iniciátory prasklin.

• Kontrola před použitím: Uživatel je povinen před každým jednotlivým vložením do tlamy zvířete vizuálně zkontrolovat celistvost materiálu. V případě zjištění jakékoli praskliny, hlubokého vrypu nebo deformace v místě úchytu musí být destička okamžitě vyřazena z provozu a nahrazena novou.

• Doporučení pro bezpečnost: Použití těchto destiček nezbavuje veterinárního lékaře povinnosti používat standardní ochranná pouzdra pro RTG senzory. Destička slouží jako skusová podložka, nikoliv jako primární mechanická ochrana digitálního senzoru.









10-XRWP	AM1 X-Ray skusové destičky	**4 930 Kč**

Náhradní pružiny pro rozvěrače

Pružiny pro 2000 Serie

Náhradní pružiny pro rozvěrač řady 2000 Serie.
Prodáváno po páru.



11-STO-RSS7	Náhradní pružiny pro 2000 Serie	**327 Kč**

Pružiny pro 4000 Serie

Náhradní pružiny pro rozvěrač řady 4000 Serie.
Prodáváno po páru.



11-STO-RSS4	Náhradní pružiny pro 4000 Serie	**293 Kč**

Náhradní popruhy pro rozvěrače

Sada 2 Biothane popruhů

Náhradní sada modrých řemínků Biothane pro Equus Premium a rozvěrače řady 2000.
Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci,
Skutečný Biothane.



11-OB-RLB02	Sada 2 Biothane popruhů	**1 903 Kč**

Sada 3 Biothane popruhů

Náhradní sada modrých řemínků Biothane pro Equus Premium a rozvěrače řady 4000.
Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci,
Skutečný Biothane.



11-OB-RLB01	EDH Sada 3 Biothane popruhů	**2 108 Kč**

Sada 3 Biothane popruhů – Pony

Náhradní sada modrých popruhů Biothane pro pony speculum.
Velmi odolný a snadno omyvatelný pro dezinfekci.
Skutečný Biothane.



11-OB-LLBP02	EDH Sada 3 Biothane popruhů - Pony	**1 874 Kč**

EDH Podpory hlavy

Stojan pod hlavu 3 sloupy s nakloněnou podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 3 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.
Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.
Nakloněná opěrka hlavy má větší plochu, kde spočívá hlava koně (ideální pro ordinace).

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.
Minimální výška: 80 cm
Maximální výška: 180 cm



11-ACC-STC3	EDH 3 sloupy s nakloněnou podpěrou	**35 139 Kč**

Stojan pod hlavu 2 sloupy s nakloněnou podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 2 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.
Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.
Nakloněná opěrka hlavy má větší plochu, kde spočívá hlava koně (ideální pro ordinace).

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.
Minimální výška: 100 cm
Maximální výška: 170 cm



11-ACC-STC2	EDH 2 sloupy s nakloněnou podpěrou	**26 940 Kč**

Stojan pod hlavu 2 sloupy s U podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 2 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.
Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.
Opěrka hlavy ve tvaru U je vybavena pěnou pro pohodlí koně a je kompletně potažena kůží, která je voděodolná a odolná proti oděru.

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.
Minimální výška: 100 cm
Maximální výška: 170 cm



11-ACC-STC1	EDH 2 sloupy s U podpěrou	**19 912 Kč**

Stojan pod hlavu 3 sloupy s U podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 3 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy poníků a koní.
Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.
Opěrka hlavy ve tvaru U je vybavena pěnou pro pohodlí koně a je kompletně potažena kůží, která je voděodolná a odolná proti oděru.

Opěrka hlavy je zcela odnímatelná.
Minimální výška: 80 cm
Maximální výška: 180 cm



11-ACC-STPU03	EDH 3 sloupy s U podpěrou	**27 379 Kč**

Stojan pod hlavu 2 sloupy s U podpěrou

Tato nastavitelná podpěra hlavy se skládá ze 2 sloupů, které vám umožní podepřít hlavy koní.
Hliníková základna zajišťuje dobrou stabilitu celku.
Opěrka hlavy ve tvaru U je vybavena polstrováním pro pohodlí koně, které je voděodolné a odolné proti oděru.
Opěrka hlavy je zcela odnímatelná a polohovatelná.
Minimální velikost: 103 cm
Maximální velikost: 163 cm



20-71349	Podpěra hlavy pro koně, 2 sloupy	**18 515 Kč**

Závěsný držák na hlavu

Tato opěrka hlavy se snadno instaluje a je výškově nastavitelná.
4m lano s upínacím systémem, s pojistkou zabraňující jakémukoli úniku ze systému. Má také rychloupínací karabinu pro opěrku hlavy.

Vnitřní rozměry: ± V36cm - L38cm
Vnější rozměry: ± V47cm - L52cm
Délka lana: 4m
Pevnost karabiny: Hlavní osa: 22 kN - Vedlejší osa: 8 kN - Otevřená brána: 7 kN



11-ACC-STL1	EDH Závěsný držák na hlavu	**6 589 Kč**

Lano pro zavěšení držáku hlavy

Přídavné nebo náhradní lano pro závěsný držák hlavy.
4m lano s upínacím systémem, s pojistkou zabraňující jakémukoli úniku ze systému. Má také rychloupínací karabinu pro opěrku hlavy.

Délka lana: 4m
Pevnost karabiny: Hlavní osa: 22 kN - Vedlejší osa: 8 kN - Otevřená brána: 7 kN



11-OB-CM	EDH Lano pro zavěšení držáku hlavy	**1 810 Kč**

EDH Podpory hlavy - příslušenství

Kryt pro nakloněnou podpěru

Vyztužený plastový kryt pro nasazení na nakloněnou podpěru. Nepostradatelné při operacích. Velmi snadné čištění, vodou nebo tlakovým vzduchem.



11-ACC-HPSI01	EDH Kryt pro nakloněnou podpěru	**1 464 Kč**

Kryt pro U podpěru

Vyztužený plastový kryt pro nasazení na U opěrku hlavy. Velmi snadné čištění, vodou nebo tlakovým vzduchem.



11-ACC-HPSU02	EDH Kryt pro U podpěru	**1 464 Kč**

Kulový kloub

Kulový kloub, který je upevněn v místě hliníkové základny, umožňuje pohyb sloupce, když se kůň pohybuje. Kulový kloub je kompatibilní pouze s 3 sloupovou opěrkou hlavy.



11-ACC-RST01	EDH Kulový kloub	**3 514 Kč**

Nakloněná podpěra

Výklopná opěrka hlavy (nebo nakloněná rovina) je čalouněna pěnou a potažena kůží. Odolná proti vodě a oděru.
Tato podpěra má větší plochu, kde spočívá hlava koně, než podpěra ve tvaru U. Je ideální pro operace.

Má 7 poloh náklonu.
Délka (L): 40 cm W
Šířka (Š): 30 cm
Tloušťka (T): 6 cm



11-ACC-STATI01	EDH Nakloněná podpěra	**19 619 Kč**

U podpěra

Opěrka hlavy ve tvaru U je čalouněna pěnou a je kompletně zakrytá kůží, která je odolná proti vodě a oděru.



11-ACC-SU01	EDH U podpěra	**8 053 Kč**

EDH Endoskopie

Endoskopická USB 3 kamera

Proměňte svůj počítač na endoskopickou stomatologickou jednotku s touto USB 3 kamerou. Endoskopická kamera USB 3 s vysokým rozlišením, ideální i pro terénní využití.
Kompaktní systém, světelný zdroj zabudovaný ve fotoaparátu a odnímatelný, vybavený zoomem F15~25.
Můžete si vybrat nastavení 2 tlačítek (foto, video, zmrazení, ...)
IP58 vodotěsná kamera, full HD 1920*1080.
Světelný výkon: 5 wattů
Intenzita: 28200 luxů
Barvy: 5700K.
Nastavitelných je 5 úrovní intenzity a vyvážení bílé.
Kompatibilní se všemi endoskopy s uchycením typu C.
Pomocí UBI Light je možné změnit zdroj světla pro lepší kvalitu obrazu.
Prodává se s 3m kabelem a softwarem.

Minimální konfigurace:
- USB 3.0 port
- Microsoft Windows 10, 8, 7 or macOS Catalina
- 4.0G RAM, i5 core

Optimální konfigurace:

- USB 3.0 port
- Microsoft Windows 10, 8, ou macOS Catalina
- 8.0 G RAM, i7 core
- Screen : 1920x1080



11-ENDO-CUSB30	EDH Endoskopická USB 3 kamera	**73 206 Kč**

Karl Storz Endoskop

Použití endoskopu během zubních vyšetření koní, extrakcích stoliček a ošetření diastem. Zlepšuje vizualizaci a přesnost.

Používá se stále více v koňské stomatologii, protože má mnoho výhod pro veterináře i pro klienta.



11-ENDO-KSTOR01	EDH Karl Storz Endoskop	**100 899 Kč**

Karl Storz irigační pouzdro

Ochranné pouzdro pro endoskop Karl Storz usnadňuje použití tekutin při vyšetření pro rychlejší čištění mezizubních prostor.



11-ENDO-KSTORC03	EDH Karl Storz irigační pouzdro	**15 709 Kč**

Karl Storz ochranné pouzdro

Ochranné pouzdro pro endoskop Karl Storz umožňuje nejen chránit endoskop, ale také oplachovat čočku díky irigačnímu ventilu.



11-ENDO-KSTORC02	EDH Karl Storz ochranné pouzdro	**11 946 Kč**

Sinusový endoskop

0° rigidní endoskop s pracovním kanálem a irigací. Ideální pro čištění dutin a extrakci vlčích zubů.
Flexibilní nástroje lze používat současně prostřednictvím integrovaného pracovního kanálu.

- Průměr: 5,5mm
- Zavlažování: 6mm
- Pracovní kanál: Ø 1,7 mm
- Délka: 90 mm



11-ENDO-RI0	EDH Sinusový endoskop	**29 455 Kč**

Kompaktní endoskop USB

Použití endoskopu během zubních vyšetření koní a extrakcích. Zlepšuje vizualizaci a přesnost.
Používá se stále více v koňské stomatologii, protože má mnoho výhod pro veterináře i pro klienta.

- diagnóza je jasná a přesná, což umožňuje lepší léčbu patologií
- ukládání obrázků do klientské složky umožňuje sledovat následující vývoj
- obraz je pro klienta evokující a umožňuje vám jasně vysvětlit viditelné patologie

Kamera a duální LED světlo jsou integrovány do optiky.

- plug and play
- průměr: 8mm
- délka: 420mm
- pozorovací úhel 70°
- úhel otevření 90°
- otáčení kamery o 360°
- 2,8m USB kabel
- voděodolný
- pouhých 200 gramů!

Kamera je vybavena 4 tlačítky pro focení, videa, nastavení světla a obrácení obrazu.
Software (mac a PC) je poskytován pro použití a záznam souborů v klientské složce umožňující vytvoření podrobné zprávy.

Základní konfigurace počítače:

- USB2 port
- Microsoft windows 10, 8, 7 or Mac OS catalina
- 4.0G RAM, i5 core



11-ENDO-UE100	EDH Kompaktní endoskop USB	**71 312 Kč**

Karl Storz set endoskopu a USB 3 kamery

Tato sada se skládá z:

- endoskopu Karl Storz
- USB 3 kamery s integrovaným světelným zdrojem
- softwaru

Detailní specifikace na vyžádání.



11-ENDO-PEC03	EDH Karl Storz set endoskopu a USB 3 kamery	**148 824 Kč**

Přenosná endoskopická jednotka

Autonomní stanice umožňující prohlížení (díky své obrazovce) a nahrávání na SD kartu. Můžete také použít počítač nebo jinou obrazovku.
Full HD vodotěsná kamera, 1920*1080
Výkonný zdroj světla (48W)
Kompatibilní se všemi endoskopy s uchycením typu C.
Prodává se s 3m kabelem a softwarem.
Prodávám bez endoskopu.



11-ENDO-MECS02	EDH Přenosná endoskopická jednotka	**128 635 Kč**

Přenosná endoskopická jednotka 4K

Přenosná endoskopická jednotka 4K. Ideální pro koňskou stomatologii, vyšetření v terénu nebo kliniky.
Systém „vše v jednom“, jednotka se skládá z kamery, 4K obrazovky a výkonného světelného zdroje. Záznam se provádí na UBS.

Obrazovka:
- 4K lékařské
- 17,3"
- 1,07 barevného billonu
- vstup 4K HDMI
- lze použít jako rozšíření obrazovky
- záznam fotografií ve formátu JPG a videa ve formátu MP4 na USB flash disk
- rozměry: 413 mm x 291 mm x 40 mm
- napájení 110V/230V

Zdroj světla :
- výkonné LED
- 60W nastavitelný
- 2 000 000 luxů

Fotoaparát :
- voděodolný IPX7
- zoom F15~25
- vybaven 2 konfigurovatelnými tlačítky dle vašeho výběru (obrázky, videa, zmrazení,...)
- uchycení typu C
- podporuje různé metody dezinfekce (plynová, ponorná)

Celková hmotnost: 4 kg



11-ENDO-U4K	EDH Přenosná endoskopická jednotka 4K	**160 615 Kč**

Endoskopická sada

Tato sada se skládá z:
- endoskopu Karl Storz
- Kamery USB 3
- světelného zdroje Equus,
- softwaru

Detailní specifikace na vyžádání.



11-ENDO-PE30W	EDH Endoskopická sada	**189 131 Kč**

Karl Storz endoskopická 4K sada

Tato sada se skládá z:

- přenosné 4K endoskopické jednotky
- endoskopu Karl Storz,
- krytu endoskopu Karl Storz.

Detailní specifikace na vyžádání.



11-ENDO-PESTORZ	EDH Karl Storz endoskopická 4K sada	**248 040 Kč**

EDH Endoskopie - osvětlení

Equus přenosný zdroj světla

- výkon: 5W
- barevná teplota: 5700K - 6500K
- světelný výkon: 200 000 luxů
- 3 nastavení výkonu světla
- dobíjecí baterie a její nabíječka
- Součástí jsou 3 různé adaptéry pro připojení různých značek endoskopů (Storz, Wolf, optický kabel)

Hmotnost: 90g



11-ENDO-ESLP5W	EDH Equus přenosný zdroj světla	**12 402 Kč**

Equus Světelný zdroj

Robustní kovové pouzdro určené pro terénní použití.
Postupné nastavení intenzity světla pomocí kolečka.
Vysoký světelný výkon díky LED technologii.
Výkon: 50 wattů
Světelný výkon: 900 000 luxů
Teplota barev: 5300K
Napájení: 12V, 8A
Dodáváno s přepravním kufříkem, světelným zdrojem, 3m optickým kabelem s připojením Storz, 230V zdroj napájení.



11-ENDO-ELS50	EDH Equus Světelný zdroj	**43 924 Kč**

Ubi Light světelný kabel

Světelný kabel Ubi Light Kompatibilní se všemi zdroji světla a autoklávovatelné při 134 °C (273,2 °F).
Vyztužený plášť. Dodává se s konektory pro endoskop Storz.
Délka: 3m.



11-ENDO-CL3.5MML3	EDH Ubi Light světelný kabel	**8 028 Kč**

Ubi Light světelný zdroj

UBI LIGHT je perfektní kompaktní LED světelný zdroj pro použití s USB kamerou na klinice nebo ambulantně.
Intenzita světla: 30 wattů LED odpovídá 100W xenonovému světelnému zdroji
Teplota barvy: > 4500° K
Typ ochrany: IPX0 (není vodotěsný)
Napájení: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Nejlepší poměr velikost / intenzita světla na trhu!
Kompatibilní se světelnými kabely Storz® (volitelně Olympus®).
Světelný zdroj se prodává se světelným kabelem Storz.



11-ENDO-UBI30W	EDH Ubi Light světelný zdroj	**49 980 Kč**

EDH Instrumentárium

Ruční rašple



11-RAP-SDIAM3	EDH S-Rašple bez diamantu na hranách	**2 825 Kč**

Elevátory

Burgess classic set

Sada burgess classic umožňuje extrakci vlčích zubů.
Skládá se z:
• 1 rukojeti
• 1 rovného nástavce
• 1 zakřiveného nástavce
• 4 vyměnitelné hlavy, vyříznuté nebo kruhové, podle vašeho výběru
Nerezová ocel



11-STO-KB02	EDH Burgess classic set, vykousnuté hlavy	**2 635 Kč**
11-STO-KB03	EDH Burgess classic set, kruhové hlavy	**2 635 Kč**

Náhradní hlavy pro Burgess classic set kruhové

Dostupné v průměrech: 4, 6, 8, 10 a 12 mm.



11-STO-TFB4	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 4 mm	**403 Kč**
11-STO-TFB6	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 6 mm	**403 Kč**
11-STO-TFB8	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 8 mm	**403 Kč**

11-STO-TFB10	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 10 mm	**403 Kč**
11-STO-TFB12	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic kruhová 12 mm	**403 Kč**

Náhradní hlavy pro Burgess classic set vykousnuté

Dostupné v průměrech: 4, 6, 8, 10 a 12 mm.



11-STO-TOB4	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 4 mm	**403 Kč**
11-STO-TOB6	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 6 mm	**403 Kč**
11-STO-TOB8	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 8 mm	**403 Kč**
11-STO-TOB10	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 10 mm	**403 Kč**
11-STO-TOB12	EDH Náhradní hlava pro Burgess classic vykousnutá 12 mm	**403 Kč**

Trepany

Jedná se o sadu 4 trepanů o průměru 45, 25, 18 a 13 mm. Celková délka 13,5 cm. Středový vodící hrot je posuvný a aretovatelný pomocí šroubu. Rukojeť je výměnná, tedy lze upnout samostatný trepan například do vrtačky.



02-TS4	AM1 TS4 Trepany - sada	**3 620 Kč**

Elevátor vlčích zubů zahnutý

Zakřivený elevátor vpravo nebo vlevo pro extrakci vlčích zubu.
Délka: 15,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-ECDDL	EDH Elevátor vlčích zubů zahnutý, pravý	**744 Kč**
11-STO-ECGDL	EDH Elevátor vlčích zubů zahnutý, levý	**744 Kč**

MINI-PICS

Mini-Pics nástroj pravý nebo levý pro extrakci úlomků a odstranění zubního kamene.
Protiskluzová rukojeť použitelná i s mokrýma rukama.
Délka: 13,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-MPGD	EDH nástroj MINI-PICS pravý	**744 Kč**
11-STO-MPGG	EDH nástroj MINI-PICS levý	**744 Kč**

Sada 2 elevátorů

1 rovný elevátor + 1 zakřivený elevátor pro extrakci vlčích zubů a úlomků, vyhýbá se paklinální arterii.
Délka: 23 cm
Nerezová ocel.



11-STO-L2EDL	EDH Sada 2 elevátorů	**1 550 Kč**

Sada 4 elevátorů



11-STO-L4DL	EDH Sada 4 elevátorů	**3 721 Kč**

Sada 6 elevátorů

Sada 6 nerezových elevátorů pro extrakci vlčích zubů, fragmentu vlčích zubů a řezáků.
Nerezová ocel.



11-STO-KIT6E01IC	EDH Sada 6 elevátorů	**2 635 Kč**

Sada 6 elevátorů a řezáky

Sada složená z:
- 7 mm rovné
- 7 mm zakřivené
- 7 mm zpětná křivka
- 10 mm rovné
- 10 mm zakřivené
- 10 mm zpětná křivka

Použití: extrakce řezáků
Délka: 26 cm
Nerezová ocel.



11-STO-L5EI	EDH Sada 6 elevatorů na řezáky	**6 201 Kč**

Trojúhelníkový elevátor

Trojúhelníkový elevátor pravý nebo levý pro extrakci úlomků a oddělení dásní.
Délka: 15,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-ETG-L	EDH Trojúhelníkový elevátor levý	**827 Kč**
11-STO-ETG-R	EDH Trojúhelníkový elevátor pravý	**827 Kč**

8" zahnuté kleště na vlčí zuby

Použití: vlčí zuby, čepičky, extrakce fragmentů.
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.
Délka: 20 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DCDL8	EDH 8" zahnuté kleště 20 cm	**1 178 Kč**

Kleště na kořeny vlčích zubů dlouhé

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.
Délka: 31,5 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DDLFL30	EDH Kleště na kořeny vlčích zubů dlouhé 31,5 cm	**2 635 Kč**

Kleště na kořeny vlčích zubů

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.
Délka: 20 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DDLF20	EDH Kleště na kořeny vlčích zubů 20 cm	**2 170 Kč**

Kleště na řezáky „Kachní zobák“

Použití: extrakce řezáků.
Délka: 28 cm
Nerezová ocel.



11-STO-DAVDI11	EDH Kleště na řezáky Kachní zobák 28 cm	**3 473 Kč**

Separátor řezáků

Umožňuje oddělit řezáky pro extrakci.
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat, i když máte mokré ruce.
Délka: 18 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DSI001	EDH Oddělovač řezáků 18 cm	**1085 Kč**

Kleště na moláry 4 hrotové

Délka 49 cm (19''): extrakce molárů, které velmi málo vyčnívají z dásně, nepravidelné zuby, zlomené zuby. Ideální pro starší koně nebo mléčné zuby.



11-DAV-DU4D04	EDH 4 hrotové kleště 49 cm (19'')	**8 483 Kč**

Sada 4 kleští na vlčí zuby

Použití: extrakce vlčích zubů a úlomků kořene.
2x rovné a 2x 90°zaúhlené kleště.
Dodáváno s pouzdrem.
Nerezová ocel.



11-DAV-LDL04	EDH Sada 4 kleští na vlčí zuby	**4 651 Kč**

Kleště na diastemy

Použití: umožňuje čištění diastemat.
Délka: 30 nebo 35 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DDF07	EDH Kleště na diastema 35 cm	**3 411 Kč**

Kleště na diastemy Aligátor

Kleště Aligátor jsou dostupné v provedení 15, 25, 30, 40 nebo 50 mm.
Umožňuje čištění diastemat.
Délka: 40,5 cm
Nerezová ocel.




11-STO-LDC15	EDH Kleště Aligátor 15 mm	**3 101 Kč**
11-STO-LDC25	EDH Kleště Aligátor 25 mm	**3 101 Kč**
11-STO-LDCC01	EDH Kleště Aligátor 30 mm	**3 101 Kč**
11-STO-LDC45	EDH Kleště Aligátor 45 mm	**3 101 Kč**
11-STO-LDCC55	EDH Kleště Aligátor 55 mm	**3 101 Kč**

Kleště na diastemy s dvojitou hlavou

Použití: umožňuje péči o diastemy.
Délka: 32 cm
Nerezová ocel.




11-DAV-DDF08	EDH Kleště s dvojitou hlavou 32 cm	**3 411 Kč**

Kleště na čepičky 4 hrotové

Délka 41cm (16''): extrakce mléčných a molariformních zubů na ponících.
Nerezová ocel.




11-DAV-DDL4D	EDH 4 hrotové kleště 41 cm (16'')	**6 821 Kč**

Kleště na čepičky typu Hewson

Čelist Hewsonových kleští je větší než u Reynoldse.
Umožňuje extrahovat čepičky.
Snadné použití díky zakřivené poloze.
Dostupné také s okraji, které zabraňují vyklouznutí kleští z rukou.
Délka: 41 cm
Nerezová ocel.




11-DAV-DSH02	EDH Kleště typu Hewson 41 cm	**6 201 Kč**

Koňské zoubkované molární kleště

Vroubkované molární kleště dostupné ve velikosti koně nebo poníka. Na kleštích pony jsou čelisti menší.
Použití: extrakce molárů
Délka modelu pro koně: 48 cm
Délka modelu pro poníky: 40,5 cm
Nerezová ocel.




11-DAV-DM03	EDH Koňské zoubkované molární kleště 48 cm	**10 542 Kč**
11-DAV-DMP04	EDH zoubkované molární kleště pro poníky 40,5 cm	**6 821 Kč**

Molární kleště oddělovací koňské (separátory)


Molární kleště oddělovací koňské (4, 5 a 6 mm).
Použití: k oddělení zubů před separací
Délka: 48 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DSM07	EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 4 mm	**8 681 Kč**
11-DAV-DSM08	EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 5 mm	**8 681 Kč**
11-DAV-DSM06	EDH Molární kleště oddělovací koňské 48 cm / 6 mm	**8 681 Kč**

Molární kleště oddělovací pro poníky

Použití: k oddělení zubů před separací.
Délka: 40,5 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DSP02	EDH Molární kleště oddělovací pro poníky 40,5 cm	**7 751 Kč**

Zoubkované Maxilární molární kleště

Použití: extrakce maxilárních molárů a pro širší zuby.
Délka: 49 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DMM	EDH Zoubkované molární kleště 49 cm	**10 542 Kč**

Kleště fragmentové extrakční Kachní zobák

Použití: extrakce lícních zubů při omezeném přístupu v dutině ústní.
Délka: 48,5 cm
Nerezová ocel



11-DAV-BCL	EDH Kleště extrakční Kachní zobák 48,5 cm	**8 681 Kč**

Kleště fragmentové na moláry

Použití: umožňuje extrakci fragmentů molárů. Dostupné v univerzální (odolnější) nebo ve velikosti 4, 6 a 8 cm.
Délka: 48,5 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DFMU	EDH Kleště fragmentové - univerzální	**6 821 Kč**
11-DAV-DFM4	EDH Kleště fragmentové - 4 cm	**6 821 Kč**
11-DAV-DFM6	EDH Kleště fragmentové - 6 cm	**6 821 Kč**
11-DAV-DFM8	EDH Kleště fragmentové - 8 cm	**6 821 Kč**

Kleště na sagitální fragmenty

Použití: umožňuje extrakci sagitálních fragmentů.
Délka: 48,5 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-DSF01	EDH Kleště na sagitální fragmenty 48,5 cm	**6 821 Kč**

Dvojitá kyreta

Dvojitá kyreta. Průměr 5mm a 6mm.
Délka: 20,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-CURD56	EDH Dvojitá kyreta 5 a 6 mm, 20,5 cm	**1 395 Kč**

Kyreta

K dispozici v průměru 2 mm, 4 mm nebo 6 mm.
Použití: kyretáž kosti, apexu, fragmentů a pro extrakci fragmentů.
Délka: 16,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-CUR02	EDH Kyreta 2 mm, 16,5 cm	**930 Kč**
11-STO-CUR04	EDH Kyreta 4 mm, 16,5 cm	**930 Kč**
11-STO-CUR6	EDH Kyreta 6 mm, 16,5 cm	**930 Kč**

Rongeur Classic

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti atd...
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.
Délka: 18 cm
Nerezová ocel.



11-STO-PGC	EDH Rongeur Classic 18 cm	**2 325 Kč**

Rongeur přímý

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti atd...
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat, i když máte mokré ruce.
Délka: 23 cm
Nerezová ocel.



11-STO-PGDRD2	EDH Rongeur přímý 23 cm	**4 031 Kč**

Rongeur zaúhlený

Použití: extrakce úlomků, štípání výčnělků kosti, kůže atd...
Díky protiskluzové rukojeti můžete pracovat i když máte mokré ruce.
Délka: 23 cm
Nerezová ocel.



11-STO-PGRC01	EDH Rongeur zaúhlený 23 cm	**4 031 Kč**

Dentální sonda

Dentální sonda s výměnnou hlavicí pro koňskou stomatologii.
Délka: 40 cm
Nerezová ocel.



11-STO-SDE	EDH Dentální sonda s výměnou hlavicí 40 cm	**1 488 Kč**
11-STO-RTSE01	EDH Náhradní hlavice pro dentalní sondu	**372 Kč**

Držák pro endodontické nástroje

Délka dlouhého držáku: 42 cm
Délka krátkého držáku: 18 cm
Nerezová ocel.



11-EN-L2L	EDH Držák pro endodontické nástroje sada	**4 651 Kč**

Parodontální excavator

Pravý nebo levý
Délka: 46,5 cm
Nerezová ocel



11-STO-PPGG	EDH Parodontální excavator levý, 46.5 cm	**1 488 Kč**
11-STO-PPDG	EDH Parodontální excavator pravý, 46.5 cm	**1 488 Kč**

Značená parodontální sonda

Použití: měření hloubky diastemy nebo kazu.
Délka: 45 cm
Nerezová ocel.



11-STO-SDPE02	EDH Pásková parodontální sonda 45 cm	**1 705 Kč**

Sada 2 gingiválních elevatorů

Použití: pro extrakci molárů
Délka: 36 cm
Nerezová ocel.



11-ART0035	EDH Sada 2 gingiválních elevatorů	**3 101 Kč**

Šťáradlo dlouhé zahnuté

Použití: k čištění diastemy a k odstranění úlomků.
Délka: 39,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-LPC	EDH Šťáradlo dlouhé zahnuté 39,5 cm	**1 085 Kč**

Šťáradlo Gingiva 90°

Použití: k čištění diastem, kazů a zbytků potravy
Délka: 47 cm
Nerezová ocel.



11-STO-PG01	EDH Šťáradlo Gingiva 90°, 47 cm	**1 488 Kč**

Sada - výměnné elevátory, separátory, 2 rukojeti

Sada obsahuje:

- 1 rukojeť se sklonem 0°
- 1 rukojeť se sklonem 8°
- 5 separátorů různých délek
- 5 elevátorů různých délek

Prodává se bez stojánku na hlavy.
Použití: molární extrakce
Délka rukojetí bez hlav: 36 cm
Nerezová ocel.



Sada 3 molárních šťáradel

Použití: extrakce molárů a čištění zubů od zubního kamene
Délka: 50 cm
Nerezová ocel.



11-STO-L3PDM	EDH Sada 3 molárních šťáradel 50 cm	**2 480 Kč**



11-STO-EIS02	EDH Sada výměnné elevátory, separátory, 2 rukojeti	**5 581 Kč**

Sada - výměnné elevátory, separátory, 3 rukojeti

Sada obsahuje:

- 1 rukojeť se sklonem 0°
- 1 rukojeť se sklonem 8°
- 1 rukojeť se sklonem 30°
- 5 seperátorů různých délek
- 5 extraktorů různých délek
- 5 kyret různých délek
- 5 sond různých délek
- stojánek na hlavy

Použití: molární extrakce.

Délka rukojetí bez hlav: 36 cm

Nerezová ocel.





11-STO-EIS03	EDH Sada výměnné elevátory, separátory, 3 rukojeti	**9 302 Kč**

Zubní zrcátko ⌀ 25mm

Zubní zrcátko ⌀ 25mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinární použití.

Délka: 38 cm

Nerezová ocel.




11-STO-M25	EDH Zubní zrcátko ∅ 25mm	**1 178 Kč**

Zubní zrcátko ⌀ 25mm, výměnné hlavice

Prodává se se 4 náhradními hlavicemi, celkem tedy 5 hlavic.

Délka: 44,5 cm

Nerezová ocel



11-STO-MI01	EDH Zubní zrcátko ∅ 25mm, výměnné hlavice	**3 721 Kč**

Zubní zrcátko ⌀ 40mm

Zubní zrcátko ⌀ 40mm s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinární použití.
Délka: 40,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-M40	EDH Zubní zrcátko ∅ 40mm	**1 240 Kč**

Náhradní zrcátko ⌀ 40 a ⌀ 50 mm

Náhradní zrcátko k dispozici v ⌀ 40 nebo ⌀ 50 mm.

11-STO-ACC01	EDH Náhradní zrcátko ∅ 40 mm	**186 Kč**
11-STO-ACC02	EDH Náhradní zrcátko ∅ 50 mm	**186 Kč**

Zubní zrcátko s T rukojetí

Zubní zrcátko s úhlem 25° pro koňskou stomatologii a veterinu.
Délka: 47,5 cm ⌀ 50mm a 40,5 cm ⌀ 40mm
Nerezová ocel.



11-STO-MD01	EDH Zubní zrcátko ∅ 50mm	**1 860 Kč**
11-STO-M40P	EDH Zubní zrcátko ∅ 40mm	**1 860 Kč**

Extrakční páka Fulcrum

Použití: pomáhá při extrakci molárů páčením. Různé velikosti na každé straně, které vám pomohou při extrakci.
Délka: 43 cm
Nerezová ocel.



11-DAV-FULC1	EDH Fulcrum 43 cm	**1 860 Kč**

Výměnný Fulcrum

Použití: opěrný bod pomáhá při extrakci molárů páčením.
Různé velikosti vám pomohou při extrakci.
Délka: 43 cm
Nerezová ocel.



11-STO-L8F02	EDH Výměnný Fulcrum	**4 031 Kč**

Miska zahnutá

Rozměr: 30 cm x 14 cm x 4 cm.
Nerezová ocel.



11-STO-BH012	EDH Miska zahnutá	**930 Kč**

Kladívko s nylonovým koncem

Kladivo s vyměnitelným nylonovým koncem.
400 gramů.
Délka: 19,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-MBN1	EDH Kladívko s nylonovým koncem 19,5 cm	**2 015 Kč**

Nůžky zahnuté

Délka: 20 cm
Nerezová ocel.



11-STO-CC02	EDH Nužky zahnuté 20 cm	**1 085 Kč**

Spatula

K odstranění zbytků potravy a zubního kamene.
Délka: 17,5 cm
Nerezová ocel.



11-STO-S01	EDH Spatula 17,5 cm	**682 Kč**

Střevní svorky dlouhé

Dlouhé střevní svorky.
Délka: 40,5 cm.
Nerezová ocel.



11-STO-PCCDL05	EDH Střevní svorka dlouhá 40,5 cm	**1 860 Kč**

Střevní svorky

Svorky, rovné nebo zahnuté.
Délka: 18 cm.
Nerezová ocel.



11-STO-PCD05	EDH Střevní svorka 18 cm rovná	**620 Kč**
11-STO-PCC04	EDH Střevní svorka 18 cm zahnutá	**1 240 Kč**

Úložný box

Je vybaven háčkem pro zajištění uzávěru a zabránění náhodnému otevření.
Ideální pro uložení stomatologického vybavení, hlav a diamantových násadců.
Rozměry: 30 cm x 15 cm x 5,5 cm.
Nerezová ocel.



11-STO-BRI	EDH Úložný box	**1 054 Kč**

EDH Čištění, Dezinfekce, Mazání

Ballistol olej

Aktivní složky obsažené v Ballistolu jsou přírodního původu.
Ballistol je bez pryskyřice a kyselin a je odolný vůči časové degradaci.
Je to velmi dobrý přípravek k promazání vašeho nářadí při respektování mikroflóry koní.
K dispozici v 200 ml (ve spreji) nebo 500 ml.



11-FRA-SB200	EDH Ballistol olej 200 ml	**232 Kč**
11-FRA-SB500	EDH Ballistol olej 500 ml	**439 Kč**

Deterback

Čistící a dezinfekční prostředek k namáčení nebo k použití v ultrazvukových přístrojích.
5L



11-DES-DID5	EDH Deterback 5l	**2 343 Kč**

Dezinfekční prostředek Steri-7

Steri-7 dezinfekční prostředek pro každodenní stomatologické ošetření koní k dezinfekce nástrojů.
Dezinfekční prostředek, který zlikviduje 99,9999 % patogenů během několika sekund!
Baktericidní, virucidní, fungicidní a sporicidní účinek.
Balení: 5l



11-SOI-DCS7	EDH Dezinfekční prostředek Steri-7	**2 468 Kč**

Kartáč nerezový

Nerezový kartáč na čištění diamantových fréz.
Malý: délka 16,5 cm, výška 1,5 cm
Velký: délka 26,5 cm, výška 3 cm



11-ACC-PBI02	EDH Nerezový kartáč standardní	**146 Kč**
11-ACC-BIF04	EDH Nerezový kartáč malý	**410 Kč**

Mazací pistole

Mazací pistole umožňuje mazat násadce vybavené maznicí.



11-FRA-PG1	EDH Mazací pistole	**439 Kč**

Orapi vazelína pro rukojeti

Orapi vazelína na násadce a rukojeti pro prodloužení životnosti výrobků.
Odolává vodě a detergentům. K přímému a centrálnímu mazání. K mazání ložisek, mechanismů.
Používá se s mazací pistolí.



11-FRA-GAF04	EDH Orapi vazelína pro rukojeti	**512 Kč**

Nádoba na vazelínu

Pro použití na vnitřním hnacím kabelu a vnitřních prodloužených násadcích (Quick System a Spray System). 35 ml.



11-FAB-PG	EDH Nádoba na vazelínu	**117 Kč**

Pure Green 24

PureGreen24 (prodávaný také jako Thrush Ender) je založen na patentované technologii, dihydrogencitrátu stříbra (SDC). Je to první nová antimikrobiální látka po desetiletích. SDC je elektrolyticky generovaný zdroj stabilizovaného iontového stříbra, který, když je formulován jako dezinfekční prostředek, je bezbarvý, bez zápachu a nebarví.



11-SOI-PG24120	EDH Pure Green 24, 120 ml	**244 Kč**
11-SDC-PG960	EDH Pure Green 24, 960 ml	**644 Kč**

EDH Zubní péče

Dávkovací pistole 3M

Pro použití kartuše 3M 50ml.
Kompatibilní s kompozitní kazetou Voco.



11-SOI-P3M	EDH Dávkovací pistole 3M	**3 566 Kč**

EQUIDENT 300g

EquiDent je 100% organický a přírodní produkt podporující zdravé zuby a dásně. Posiluje a chrání zuby a dásně. Zmírňuje bolesti zubů, podporuje regeneraci sliznice a dásní při parodontálním onemocnění, diastemách, zánětech, extrakci s infekcí, zubním kazu, nepříjemných pocitech z udidla, vážných tržných ránách v dutině ústní a podpoře při různých zubních onemocněních jako je EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption And Hypercementosis).



18-206	EQUIDENT 300g doplňkové krmivo pro koně	**2 273 Kč**

FUNGIDENT 1L


Pomáhá při bolestivých a zanícených dásních.
Složení: Voda, MSM, Prebiotika, Extrakty Salix Alba, Boswellia Serrata a Yucca Schidigera, Bromelain, Kurkumin, Schizophyllan, kyselina citronová. Technologické přísady: aroma, sorban draselný.
Analytické složení: Obsah vody 72 %, surový protein 8 %, surová celulóza, surový popel a sodík <2 %.



11- FUNGI	EDH Fungident 1L	**4 909 Kč**

Leptací gel

Používá se k přípravě dutiny před aplikací lepidla Voco.
Kyselina fosforečná 37%.



11-SOI-GMAP05	EDH Leptací gel	**248 Kč**

Otiskovací materiál Putty 3M

Vše velmi přesné, aby dočasně vyplnilo diastemu nebo alveolus po extrakci moláru.
VPS 3M Putty k nanášení pomocí 3M dávkovací pistole
Balení obsahuje:

- 1 kartuši o objemu 50 ml
- 4 míchací hroty
- 4x spotřební materiál pro intraorální špičky



11-SOI-PVPS3M	EDH Otiskovací materiál Putty 3M	**1 240 Kč**

Přírodní bio dezinfekce

Koncentrovaný roztok k ředění ve vodě, vyrobený z organických esenciálních olejů 100%. Respektuje přirozenost koňské huby.
Určeno pro výplach před a po ošetření veterinářem nebo běžné péči poranění nebo po extrakci zubu.
Produkty vyvinuté ve spolupráci s Loen.
Klíčové prvky esenciální oleje ze skořice, čajovníku, Niaouli, Oregano, ravensare, voda.
K dispozici v 250 ml, 500 ml nebo 5 l.



11-SOI-ABB025	EDH Přírodní bio dezinfekce 250 ml	**1 113 Kč**
11-SOI-ABB05	EDH Přírodní bio dezinfekce 500 ml	**1 754 Kč**
11-SOI-ABB5	EDH Přírodní bio dezinfekce 5 l	**14 641 Kč**

Pryskyřičný kompozit Voco Structur 2 SC

Kompozitní pryskyřice Voco bez vytvrzování světlem.
Pro kazy, vytváří můstky pro vyplnění diastem.
Náplň 75g.



11-SOI-RS2	EDH Pryskyřičný kompozit Voco Structur 2 SC	**4 341 Kč**

Ručně míchaný zubní tmel

Ruční směs VPS zubní tmel.
Ideální pro dočasné vyplnění diastemy, vyplnění alveolo po extrakci molárů.
Doba tuhnutí 2min30s
Hrnec 445 g



11-SOI-PIM	EDH Ručně míchaný zubní tmel	**2 480 Kč**

Sada 10 míchacích hrotů

Sada 10 dlouhých míchacích špiček s intraorálním konektorem pro pryskyřici nebo pastu VPS.



11-SOI-L5EML	EDH Sada 10 míchacích hrotů	**1 240 Kč**

Trauma Buccal


Trauma Buccal je přírodní produkt k hojení ran v hubě koně a zmírnění všech traumat zubního lůžka.



11-ART0009	EDH Trauma Buccal	**888 Kč**

Sada 10 míchacích koncovek luer lock

Sada 10 dlouhých mixovacích špiček s konektorem luer lock pro použití s jehlami.



11-SOI-L10EM	EDH Sada 10 míchacích koncovek s konektorem lueur lock	**1 612 Kč**

Voco adhesive

Lepidlo Voco, tuhnoucím světlem.
Aplikujte před pryskyřicí.



11-SOI-AFU04	EDH Voco adhesive	**93 Kč**

Vytvrzovací světlo

Vlastnosti:

• Výkon 1250 mW / cm², bez zvýšení teploty

• Vyzařování v nejúčinnějším světelném spektru a nejvhodnější pro všechny kompozity

• Polymerace celého kompozitu v tloušťce 3 mm za 10 sekund!

MiniLED BLACK, základy technologie

• Vícevláknové optické sklo

• Rukojeť z eloxovaného hliníku

• Electronics CMS poslední generace



11-SOI-LPML02	EDH Vytvrzovací světlo	**17 363 Kč**

EDH Příslušenství a nábytek

Nerezový kbelík 10L



11-ACC-SIE10L	EDH Nerezový kbelík 10L	**1 611 Kč**

Nerezový kbelík s gumou 12l



11-ACC-SI12LC	EDH Nerezový kbelík s gumou 12l	**2 489 Kč**

Ohřívač vody

V zimě to bude váš spojenec.

Ideální a nezbytný pro zimní stomatologii, umožňuje vám pracovat v nejchladnějších podmínkách tím, že máte horkou vodu rychle (asi 5 minut). Visí na okraji kbelíku (používejte pouze kovové kbelíky).



11-ACC-CH1000W	EDH Ohřívač vody	**732 Kč**

Ochranné brýle

Ochranné brýle ideální pro praxi koňské stomatologie.
Velmi lehké a pohodlné, ochrana proti posouvání, úprava proti zamlžení.



11-ACC-LDS	EDH Ochranné brýle	**1 230 Kč**

Židlička SCANdroid

Scandroid je dokonalé modulární sedadlo, ideální pro každého terénního veterináře a koňského zubaře.
Se svými 4 různými pracovními polohami je Scandroid všestranným, snadno použitelným doplňkem každé dnešní veterinární a koňské zubní praxe.
Scandroid se snadno nastavuje a je lehký, proto se dobře přepravuje. Pod sedadlem má Scandroid úložný prostor pro všechny potřebné nástroje, a to i během přepravy.
5 pojezdových kol, 2 kola jsou dodávána s aretací.
Scandroid je zdravotnický výrobek třídy 1 s označením CE.





11-ACC-SRRS1	EDH Židlička SCANdroid bez prodloužení	**17 277 Kč**
11-ACC-SRRSEC	EDH krátké prodloužení pro Scandroid	**3 075 Kč**
11-ACC-SRRSEL	EDH Dlouhé prodloužení pro Scandroid	**3 075 Kč**

Přepravní kufr

Kufr se dodává včetně molitanů a s průhledným držákem produktů.
Vnitřní rozměry (pouze spodní díl bez molitanů) jsou 51,5x29x15,5cm
Vnější rozměry jsou 58x34x24cm.



11-EL-VELP02	EDH Přepravní kufr	**11 713 Kč**

EDH Anestézie

Anestetická pistole

Ideální pistole pro aplikaci lokálního anestetika při intraligamentální anestezii.
Pro použití s 1,8ml kartuší.
Nerezová ocel.
Jehla a kartuše nejsou součástí balení.
Jehly pasují pouze na injekční stříkačky s evropským závitem.



11-ACC-SALP	EDH Anestetická pistole	**7 751 Kč**

Držák anestetické stříkačky

Držák na anestetickou stříkačku.
K dispozici ve velikosti 8 cm, 25 cm nebo 40 cm.
Ideální pro aplikaci lokálního anestetika.
Pro použití s 1,8 ml kartuší.
Nerezová ocel.
Jehly a kartuše nejsou součástí balení.
Jehly pasují pouze na injekční stříkačky s evropským závitem.





11-ACC-SAL8	EDH Držák anestetické stříkačky 8 cm	**1 488 Kč**
11-ACC-SAL1825	EDH Držák anestetické stříkačky 25 cm	**4 496 Kč**
11-ACC-SAL2240	EDH Držák anestetické stříkačky 40 cm	**4 806 Kč**

ROZVĚRAČE AM1

Rozvěrač huby pro koně CLASIC

Rozvěrač huby ohlávkový CLASIC slouží pro fixaci tlamy koně při stomatologických zákrocích, broušení zubů, atp. Rozvěrač má zubové západky jimiž lze regulovat otevření huby. Balení obsahuje skusové destičky INCISOR a CLASIC

UPOZORNĚNÍ: Kožené popruhy nejsou určeny k externí fixaci.



03-HMOC-IC	Koňský rozvěrač huby CLASIC AM1 s plátky INCISOR a CLASIC	7 820 Kč

Rozvěrač huby pro koně OPTIMUM



03-HMOO-ICW	Koňský rozvěrač huby AM1 OPTIMUM s plátky INCISOR, CLASIC a WIDE	15 875 Kč

Malý podkovářský set

Podkovářská souprava v koženém obalu, složení viz. obrázek z leva: kopytní háček, útinka, podkovářský nůž, osekávací nůž, štípací kleště na rohovinu, nýtovací kleště, podkovářské kladívko, oboustranná rašple



02-WALD	AM1 Malý podkovářský set	2 450 Kč

Medcomplex s.r.o.
Masty 1
518 01 Dobruška
Czech Republic
email: info@medcomplex.cz
mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez nákladů na dopravu a jsou platné ke dni vydání nabídky (1.1.2025).